

NSK CATALOGO GENERALE

CATALOGO GENERALE

Create it 

NSK

TURBINE

Ti-Max Z / S-Max M / S-Max pico
Ti-Max X450 / Pana-Max2
Pana-Max PLUS

P.18-47

MANIPOLI

Ti-Max Z / Ti-Max Z45L / Ti-Max nano
Ti-Max X / S-Max M / FX Series
EX Series / isoE-LUX

P.48-79

MICROMOTORI

NLX nano / NLX plus / NBX
Ti-Max X205L / S-Max M205

P.80-95

IGIENE ORALE

Varios Combi Pro / Prophy-Mate neo
Perio-Mate / Varios 970 / Varios 570
Varios 370 / Ti-Max S970 / iProphy

P.96-159

ENDODONZIA

ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT2
iPex II

P.160-171

ODONTOIATRIA PORTATILE

Dentalone / VIVA ace / VIVAMATE G5

P.172-183

CHIRURGIA

Surgic Pro2 / Surgic Pro+
Osseo 100+ / iSD 900 / VarioSurg 4

P.184-237

MANUTENZIONE

iCare+ / iCare / PANA SPRAY Plus

P.238-255

LABORATORIO

ULTIMATE XL Series / VOLVERE i7
PRESTO Series

P.256-269

PARTI DI RICAMBIO

P.270-289

Create it 

Sorridere, ridere e gustare cibi deliziosi sono parte essenziale di una vita felice. La salute dentale non solo contribuisce direttamente alla nostra felicità, ma è anche strettamente legata a una vita sana e lunga.

NSK si impegna a creare valore per tutte le persone, con la volontà di offrire la migliore salute dentale possibile. Attraverso tecnologie innovative, alta precisione, qualità e prodotti intuitivi, NSK garantisce sicurezza per instaurare un rapporto di fiducia con i clienti, donando sorrisi radiosi e un futuro luminoso.

NSK resta sempre vicino alle persone, promuovendo una salute dentale duratura nel tempo.

Create_

innovation

precision

quality

professionalism

confidence

partnership

hospitality

sustainability

smile

tomorrow

Made In KANUMA


"RD1" è il nostro centro di ricerca e sviluppo, con attrezzature all'avanguardia e team di ingegneri altamente qualificati.

"A1 Factory" è la sede produttiva più grande e innovativa della categoria a livello mondiale, con macchinari di altissima precisione per la produzione di manipoli odontoiatrici.

Tutti i prodotti NSK sono sviluppati e realizzati in Giappone e spediti in tutto il mondo.

È nostra convinzione, infatti, che per poter realizzare i prodotti migliori sia necessario integrare le attività di sviluppo e produzione.

NSK crea innovazione a Kanuma (Giappone).



Global Network



Desideriamo fornire il miglior servizio possibile, seguendo da vicino gli odontoiatri di tutto il mondo. Questa ambizione si traduce in una rete di distributori che copre 16 filiali commerciali estere e 135 Paesi. La vostra voce è importante. Gli addetti alle vendite di NSK continueranno a supportarvi giorno dopo giorno per soddisfare qualsiasi richiesta e accogliere ogni vostro suggerimento.

- 1: NAKANISHI INC.
- 2: NSK Europe GmbH
- 3: NSK France S.A.S.
- 4: NSK United Kingdom Ltd.
- 5: NSK Dental Spain S.A.
- 6: NSK Dental Italy S.r.l
- 7: NSK Dental Nordic AB
- 8: NSK America Corp.
- 9: NSK America Latina Ltda.
- 10: NSK Oceania Pty. Ltd.
- 11: NSK Oceania Ltd.
- 12: NSK Shanghai Co.,Ltd.
- 13: NSK Dental Korea Co.,Ltd.
- 14: NSK Nakanishi Asia Pte. Ltd.
- 15: NSK Middle East FZCO
- 16: NSK RUS LLC

Pionieri nel controllo delle infezioni

= **DualDefence™**



In quanto produttore di strumenti odontoiatrici, NSK mette sempre la sicurezza degli utenti, del personale di supporto e dei pazienti al primo posto.

Su tali basi, NSK si impegna da oltre trent'anni nella ricerca di soluzioni per la prevenzione delle infezioni.


Tale impegno e i risultati ottenuti conferiscono a NSK la posizione di marchio leader nel settore del controllo delle infezioni.

Sistema Clean Head



Il meccanismo antirisucchio impedisce a sangue e polvere di penetrare nei canali dell'aria.

Valvola di non-ritorno



Il meccanismo della valvola di non-ritorno impedisce a sangue e materiale estraneo di penetrare nei canali dell'acqua.

L'Ambiente

NSK fa propria l'importante missione di creare prodotti in grado di contribuire alla tutela dell'ambiente.

Ci impegniamo per proteggere l'ambiente globale del futuro, puntando a ridurre il carico ambientale e a creare una "società simbiotica a basse emissioni di carbonio e con un tasso di riciclo elevato".

Nel suggestivo scenario di Kanuma, in Giappone, che cambia espressione di stagione in stagione.

Tasso di riciclo dell'olio da taglio 97%

Utilizzo di energie rinnovabili *1 100%

Recupero dei rifiuti 99,1%

*1 Energia totale delle sedi.



Vantaggi NSK


Fibre ottiche Cellular Glass

Le fibre ottiche Cellular Glass apportano un'illuminazione intensa, sono altamente durevoli e non si deteriorano anche dopo ripetute sterilizzazioni in autoclave.



Cuscinetti a sfera in Ceramica

I cuscinetti in Ceramica sono per il 25% più resistenti di quelli in acciaio inossidabile e più leggeri del 50%. L'uso dei cuscinetti in Ceramica assicura un ridotto attrito tra i cuscinetti, che prolunga al tempo stesso l'efficienza e la durata della cartuccia.



Sistema Clean Head

Speciale meccanismo, brevettato NSK, che impedisce l'ingresso di fluidi orali ed elementi esterni all'interno della turbina, prolungando la durata dei cuscinetti a sfera e migliorando il controllo delle infezioni.



Meccanismo Push

Meccanismo che consente un sicuro bloccaggio della fresa durante la rotazione. Permette l'inserimento e la sostituzione della fresa senza l'utilizzo di strumenti accessori. Il meccanismo Push è stato ideato per assicurare una maggior forza di bloccaggio nel caso in cui si applichino alla fresa pesi rilevanti.



Spray quadruplo

Lo spray quadruplo assicura un efficace raffreddamento della fresa, evitando rischi di surriscaldamento.



Valvola di non-ritorno

La valvola di non-ritorno è integrata all'interno degli attacchi e dei motori ad aria per prevenire le infiltrazioni di liquidi orali e la conseguente contaminazione del sistema di irrigazione. Insieme al sistema Clean Head, rappresenta un efficace metodo per ridurre possibili contaminazioni interne.



Presca ergonomica

NSK si impegna nella progettazione di strumenti capaci di adattarsi in maniera adeguata ad ogni tipo di mano, anche durante trattamenti di lunga durata. Grazie alla sua leggerezza, il Titanio è il materiale più adatto, capace di garantire un'ottima sensibilità tattile ed una ferma impugnatura, anche con i guanti.



Rivestimento antigraffio DURAGRIP

Speciale rivestimento della superficie, resistente ai graffi e alle abrasioni: protegge lo strumento aumentandone la durata e favorendo una miglior impugnatura.



Superficie antigraffio DURACOAT

La superficie DURACOAT, l'ultima innovazione tecnologica di NSK, trae vantaggio dalle proprietà antiallergiche e di biocompatibilità del titanio per aumentare ulteriormente la durata dello strumento. DURACOAT crea una superficie liscia e a prova di graffio, confortevole al tatto.



Autoclavabile

Tutti gli strumenti NSK offrono una durata superiore e prestazioni elevate, anche dopo frequenti sterilizzazioni in autoclave. Sterilizzazione in autoclave a max 135°C.



Disinfezione termica

La disinfezione degli strumenti prima della sterilizzazione è una procedura raccomandata al fine di garantire un maggior controllo delle infezioni. Il simbolo posto sul prodotto NSK indica che è possibile pulire e disinfettare lo strumento tramite disinfezione termica.



Attacchi

Attacco NSK



Attacco LUX



- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola di non ritorno



Con luce MODELLO CODICE

● **PTL-CL-LED** **P1001600**

- Per NSK con regolazione volume dell'acqua
- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola di non ritorno



Con luce MODELLO CODICE

● **PTL-CL-LEDIII** **P1001601**

Attacco KaVo®



Attacco LUX



- Per KaVo® MULTIflex® LUX con regolazione volume dell'acqua
- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola di non ritorno



Con luce MODELLO CODICE

● **KCL-LED** **P1005600**

Attacco Sirona®



Attacco LUX



- Per Sirona® Quick con regolazione volume dell'acqua
- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola di non ritorno



Con luce MODELLO CODICE

● **SCL-LED** **P1009600**

Attacco NSK



Midwest 4 vie

- Corpo in acciaio inossidabile
- Valvola di non ritorno



Con luce MODELLO CODICE

— **FM-CL-M4** **P434051**

Attacco NSK



Borden 2/3 vie

- Corpo in acciaio inossidabile
- Valvola di non ritorno



Con luce MODELLO CODICE

— **FM-CL-B2/3** **P432051**

Sistema di attacchi NSK

	Ti-Max Z	S-Max M	S-Max pico	Ti-Max X450	Pana-Max2*	Ti-Max S970	Propri-Mate neo*	Perio-Mate*
NSK LED PTL-CL-LED PTL-CL-LEDIII	<input type="checkbox"/>							
NSK Senza luce FM-CL-M4	<input type="checkbox"/>							
KaVo® LED KCL-LED	<input type="checkbox"/>							
Sirona® LED SCL-LED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W&H®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bien-Air®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—
Midwest 4 vie (Connessione diretta / Tipo Screw-on)	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Borden 2 vie (Connessione diretta / Tipo Screw-on)	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—

*I manipoli funzioneranno senza illuminazione ottica.

TURBINE





	Ti-Max Z	S-Max M	Ti-Max X450	S-Max Pico	Pana-Max Plus	Pana-Max2
Categoria	Premium	Advanced	Special	Special	Basic	Basic
Corpo	Titanio	Acciaio	Titanio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
DURAGRIP	●					
DURACOAT			●			
Quick Stop	●					
Cuscinetti in Ceramica	●	●	●	●	●	●
Fibre ottiche Cellular Glass	●	●	●	●		
Sistema Clean Head	●	●	●	●	●	●
Meccanismo Push	●	●	●	●	●	●
Acqua Spray	Quadruplo	Quadruplo	Triplo	Singolo	Quadruplo	Singolo
Microfiltro	●					
Presca ergonomica	●	●	●	●	●	●


Ti-Max Z

Premium



DYNAMIC POWER SYSTEM

Il nuovo sistema DYNAMIC POWER SYSTEM offre un'esperienza di taglio rivoluzionaria. Oltre al foro di scarico allargato, alla struttura ottimizzata dell'ugello e al cestello del rotore più grande, i rotori sono realizzati in acciaio inossidabile (tre volte più pesante dell'alluminio) per offrire la maggiore potenza di rotazione nella categoria.



01. Pale rotanti più ampie

L'area di esposizione all'aria ha un'ampiezza doppia rispetto ai modelli tradizionali. L'ampia superficie delle pale cattura l'aria senza sprechi per raggiungere una coppia elevata.

02. Canale di scarico allargato

Il canale di scarico più largo elimina rapidamente l'aria catturata dalle pale del rotore. L'evacuazione facilitata aumenta la coppia alle basse velocità di rotazione.


03. Ugello cilindrico allungato

La struttura ottimizzata dell'ugello genera un flusso bilanciato per ridurre lo spreco d'aria. La potenza dell'aria viene convertita in energia rotazionale con elevata efficienza.

Vengono combinate le migliori tecnologie per ottenere una potenza eccezionale.

Abbiamo sviluppato il DYNAMIC POWER SYSTEM sfruttando i software più avanzati di simulazione dei fluidi per convertire in modo efficiente l'aria in potenza e ottenere un aumento significativo della potenza da 26 a 44 W*. Il nuovo modello è la punta di diamante di NSK, specialista nel settore dei manipoli, e ne sfrutta tutte le tecnologie, come la fusione esclusiva di coppia elevata e alta potenza, l'angolazione della testina e la presa ottimale.

● Confronto della potenza con altri prodotti della concorrenza (ricerca interna)*



*Pressione dell'aria a 0,42 Mpa

USABILITÀ

Corpo leggero in titanio e angolazione a 100° della testina

La struttura interna è stata corretta per ridurre il peso del 16% rispetto al modello precedente (ottenendo la parte esterna più leggera tra i marchi concorrenti principali). La testina con angolazione a 100° si adatta alle curve fisiologiche del cavo orale (curva di Spee e curva di Wilson) facilitando l'accesso e agevolando le operazioni di taglio a coppia elevata per il trattamento ottimale del cavo orale.




Confronto con il modello precedente



SICUREZZA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI

Quick Stop

Il sistema Quick Stop, che interrompe la rotazione ad alta velocità in circa un secondo, si trova sulla parte anteriore e posteriore della testina. Le due funzioni Quick Stop consentono di arrestare rapidamente il dispositivo per impedire la rotazione inerziale e ridurre il rischio di intrappolamento intraorale e di penetrazione di materiale estraneo, garantendo così un trattamento estremamente sicuro. *Funzione Quick Stop solo per Z990L / Z890L



Quando l'alimentazione dell'aria viene interrotta, la gomma dei fermi entra in contatto con l'albero rotante esercitando una coppia frenante che immediatamente arresta la rotazione del rotore.

TECNOLOGIA & FUNZIONALITÀ

QUICK STOP FUNCTION

Le due funzioni Quick Stop consentono di arrestare rapidamente il dispositivo per impedire la rotazione inerziale e ridurre il rischio di intrappolamento intraorale e di penetrazione di materiale estraneo, garantendo così un trattamento estremamente sicuro.

DYNAMIC POWER SYSTEM

L'elevata potenza di 44 W e il "Dynamic Power System", uniti al cestello del rotore più grande, garantiscono una potenza di taglio senza precedenti. Inoltre, l'unità è abbastanza resistente da sopportare una pressione dell'aria di 0,42 MPa.

DURAGRIP

Questo trattamento della superficie esterna protegge la turbina dai graffi e la rende confortevole al tatto, garantendo una presa ottimale.

Microfiltro

Il microfiltro con diametro di 0,3 mm impedisce alle particelle di penetrare nello spray, riducendo le ostruzioni e migliorando le procedure di pulizia.

Spray quadruplo con raggio di raffreddamento maggiorato

Raffredda la fresa in maniera efficace e completa senza interferire sulla visibilità. L'iniezione bidirezionale di acqua consente di raffreddare correttamente frese di diversa lunghezza.

Compatibile con tutti gli attacchi

La gamma completa comprende diversi modelli compatibili con la maggior parte degli attacchi presenti sul mercato.

Ti-Max Z Premium



DYNAMIC POWER SYSTEM*
 Angolazione della testina a 100°
 Quick Stop
 Corpo in titanio con trattamento
 DURAGRIP resistente ai graffi
 Fibre ottiche Cellular Glass
 Cuscinetti in ceramica
 Meccanismo Push
 Spray quadruplo
 Facile sostituzione
 della cartuccia
 Sistema Clean Head
 Microfiltro*
 *Solo Z990L / Z890L



Testina Micro

Potenza : 20 W
 Velocità : 380.000-450.000 min⁻¹
 Misura testina : ø9,0 x H 10,8 mm

Testina Miniature

Potenza : 41 W
 Velocità : 320.000-400.000 min⁻¹
 Misura testina : ø10,6 x H 10,8 mm

Testina Standard

Potenza : 44 W
 Velocità : 280.000-360.000 min⁻¹
 Misura testina : ø12,1 x H 12,7 mm

Attacco NSK

Testina	Con luce	MODELLO	CODICE
Micro	●	Z micro	PA2357
Miniature	●	Z890L	PA23720001
Standard	●	Z990L	PA23730001

Attacco KaVo®

Testina	Con luce	MODELLO	CODICE
Micro	●	Z micro KL	PA2358
Miniature	●	Z890KL	PA23740001
Standard	●	Z990KL	PA23750001

Attacco Sirona®

Testina	Con luce	MODELLO	CODICE
Micro	●	Z micro SL	PA2359
Miniature	●	Z890SL	PA23760001
Standard	●	Z990SL	PA23770001

Attacco W&H®

Testina	Con luce	MODELLO	CODICE
Miniature	●	Z890WL*	PA23860001
Standard	●	Z990WL*	PA23870001

Attacco Bien-Air®

Testina	Con luce	MODELLO	CODICE
Miniature	●	Z890BL*	PA23840001
Standard	●	Z990BL*	PA23850001

*Turbine con LED integrato

S-Max M

Advanced



Ancora più potente




Il design del nuovo rotore è stato ottimizzato utilizzando una simulazione di flusso d'aria rotante, raggiungendo i 26 W di potenza mediante l'utilizzo dell'energia derivante dall'aria.

Potenza elevata a 26 W

La struttura interna è stata completamente ridisegnata per ottenere una riduzione di rumore e vibrazioni, col nuovo rotore di potenza elevata

Confronto di potenza con la stessa classe di manipoli di altri produttori



DURABILITÀ

Corpo completamente in acciaio inox

Il corpo del manipolo in acciaio inossidabile lo rende solido e inattaccabile dalla ruggine. La finitura satinata si adatta in modo confortevole alla tua mano.

Cuscinetti in Ceramica

I cuscinetti in ceramica sono il 25% più resistenti dell'acciaio e pesano circa la metà, con conseguente usura molto limitata, prolungando così la durata della cartuccia.

Sistema Clean Head

Il sistema testina pulita dispone di un meccanismo antirisucchio che impedisce a sangue e materiale estraneo, provenienti dalla cavità orale, di penetrare la testina. Di conseguenza i cuscinetti a sfera e le parti meccaniche durano più a lungo.

USABILITÀ

Facile sostituzione della cartuccia

Il manipolo è progettato per una cartuccia di tipo a capsula. La cartuccia è facile da sostituire. La sostituzione della cartuccia elimina anche il blocco dell'acqua.

Spray quadruplo

Più efficace sull'intera fresa per un raffreddamento migliorato.

Meccanismo Push

La fresa viene rilasciata facilmente grazie al pulsante reattivo e tattile.

S-Max M Advanced



Corpo in acciaio inox
 Fibre ottiche Cellular Glass
 Cuscinetti in ceramica
 Sistema Clean Head
 Meccanismo Push
 Spray quadruplo
 Cartuccia a capsula facile da sostituire



Testina Miniature
 Potenza : 23 W
 Velocità : 380.000-450.000 min⁻¹
 Dimensione testina : ø10,6 x H 12,4 mm



Testina Standard
 Potenza : 26 W
 Velocità : 325.000-430.000 min⁻¹
 Dimensione testina : ø12,1 x H 13,3 mm

Attacco NSK

Testina	Con luce	MODELLO	CODICE
Miniature	●	M800L	P1253
	—	M800	P1255
Standard	●	M900L	P1254
	—	M900	P1256

Attacco KaVo®

Testina	Con luce	MODELLO	CODICE
Miniature	●	M800KL	P1257
	—	M900K	P1259
Standard	●	M900KL	P1258
	—	M900K	P1259

Attacco Sirona®

Testina	Con luce	MODELLO	CODICE
Miniature	●	M800SL	P1261
	—	M900SL	P1262
Standard	●	M900SL	P1262
	—	M900SL	P1262

Attacco W&H®

Testina	Con luce	MODELLO	CODICE
Miniature	●	M800WL*	P1265
	—	M900W	P1287
Standard	●	M900WL*	P1266
	—	M900W	P1287

Attacco Bien-Air®

Testina	Con luce	MODELLO	CODICE
Miniature	●	M800BL*	P1263
	—	M900BL*	P1264
Standard	●	M900BL*	P1264
	—	M900BL*	P1264

*Turbine con LED integrato

S-Max pico

Special



Innovativa turbina con testina ultra mini e corpo super sottile

Le turbine S-Max pico sono concepite appositamente per tutte quelle applicazioni minimamente invasive. La testina Ultra Miniature e il corpo super sottile garantiscono una visibilità ottimale del campo operatorio ed una funzionalità operativa più confortevole.

Dimensioni delle turbine serie S-Max pico



Maggior precisione di intervento con microscopio



La testina Ultra Miniature facilita l'accesso al cavo orale e permette una miglior visibilità. Maggior comfort per i pazienti.

Utilizzo con la tecnica a specchio



Frese specifiche per le turbine

serie S-Max pico

NSK ha sviluppato delle speciali frese pico (PC1). Frese dal gambo ultra corto, ideali per l'utilizzo con le turbine S-Max pico. Queste frese di elevata precisione sono concentriche, durevoli e ottimizzano le prestazioni delle turbine S-Max pico.



Frese ad alta precisione
(Velocità di rotazione : 400.000 min⁻¹)

S-Max pico Special



Corpo in acciaio inossidabile
 Fibre ottiche Cellular Glass
 Cuscinetti in ceramica
 Sistema Clean Head
 Meccanismo Push
 Spray singolo




Potenza : 9 W
 Velocità : 380.000-450.000 min⁻¹
 Dimensione testina : ø8,6 x H 9,0 mm
 • Per frese gambo corto / ultra corto

Attacco NSK	Con luce	MODELLO	CODICE
●		S-Max pico	P1140
Attacco KaVo®	Con luce	MODELLO	CODICE
●		S-Max pico KL	P1142
Attacco Sirona®	Con luce	MODELLO	CODICE
●		S-Max pico SL	P1143
Attacco W&H®	Con luce	MODELLO	CODICE
●		S-Max pico WLED*	P1145
Attacco Bien-Air®	Con luce	MODELLO	CODICE
●		S-Max pico BLED*	P1144

*Turbine con LED integrato

pico bur



MODELLO	CODICE
PC1	Y1001817
• Conf. da 3 p	



MODELLO	CODICE
PC2	Y1001818
• Conf. da 3 p	



MODELLO	CODICE
PC3	Y1001819
• Conf. da 3 p	



MODELLO	CODICE
PC3ff	Y1002019
• Fresa extra fine	
• Conf. da 3 p	



MODELLO	CODICE
PC4	Y1001820
• Conf. da 3 p	



MODELLO	CODICE
PC4ff	Y1002020
• Fresa extra fine	
• Conf. da 3 p	



MODELLO	CODICE
PC5	Y1001821
• Conf. da 3 p	



MODELLO	CODICE
PC5ff	Y1002021
• Fresa extra fine	
• Conf. da 3 p	



MODELLO	CODICE
PC6	Y1001822
• Conf. da 3 p	



MODELLO	CODICE
PC6ff	Y1002022
• Fresa extra fine	
• Conf. da 3 p	



Ti-Max X450

Special

Testina con angolazione a 45°, massima visibilità e miglior accesso

Ti-Max X450, la prima turbina al mondo con angolazione a 45°, garantisce un accesso facilitato all'area dei molari, difficilmente accessibile con i contrangoli tradizionali. La sua forma particolarmente sottile garantisce una visibilità maggiore ed un'elevata funzionalità operativa, creando un ampio spazio di lavoro tra i denti adiacenti e il corpo del contrangolo. La potenza di taglio di Ti-Max X450 riduce la durata di trattamento rispetto ai contrangoli tradizionali nei casi di estrazioni del terzo molare, riducendo così lo stress operatorio, sia per il clinico che per i pazienti.


Potenza di taglio pari a 21W

L'originale sistema di ugelli NSK della testina trasmette potenza al rotore delle turbine X450, generando un elevato Torque necessario per tagli consistenti che richiedono maggior potenza.



Accessibilità superiore

La testina con angolazione a 45° permette di raggiungere facilmente l'area dei molari, limitando le interferenze causate dai denti anteriori e quelli adiacenti.




Triplo spray e fibre ottiche Cellular Glass

Il sistema a triplo getto spray NSK raffredda in modo efficace la fresa durante il suo funzionamento ad ogni velocità operativa.



Ti-Max X450 garantisce un accesso ottimale ai molari e soddisfa un'ampia gamma di procedure operative

Estrazione del dente del giudizio nell'area mandibolare destra



Ti-Max X450

Le membrane all'interno delle labbra e delle guance non interferiscono con il trattamento. La fresa può mantenersi ad un'angolazione ottimale di sicurezza dato che non entra a contatto con il corpo della turbina. La forma sottile della turbina X450 assicura la massima visibilità.



Testina turbina Standard

L'estensione delle mucose all'interno delle labbra e delle guance richiede elevata delicatezza. Il mantenimento della fresa ad un'angolazione ottimale risulta problematico.

Ti-Max X450 Special



Corpo in Titanio con
trattamento DURACOAT
resistente ai graffi
Testina 45°
Fibre ottiche Cellular Glass
Cuscinetti in Ceramica
Sistema Clean Head
Meccanismo Push
Triplo spray



Potenza : 21 W
: 18 W (except X450L)
Velocità : 380.000-450.000 min⁻¹
Dimensione testina : ø11,2 x H 13,5 mm
• Per frese FG extra lunghe (25 mm)

Attacco NSK	Con luce	MODELLO	CODICE
	●	X450L	P1078
Attacco KaVo®	Con luce	MODELLO	CODICE
	●	X450KL	P1079
Attacco Sirona®	Con luce	MODELLO	CODICE
	●	X450SL	P1080
Attacco W&H®	Con luce	MODELLO	CODICE
	●	X450WLED*	P1082
Attacco Bien-Air®	Con luce	MODELLO	CODICE
	●	X450BLED*	P1081

*Turbine con LED integrato



Pana-Max2

Basic

Durata ineguagliabile


Perfetta in ogni situazione clinica. Progettata con il corpo in acciaio inossidabile con superficie antigraffio e testina robusta

Grazie alla sua testina resistente agli urti, il rotore della turbina Pana-Max2 resta inalterato, anche in caso di caduta da due metri di altezza.




Resistenza straordinaria

Nuovi cuscinetti per una maggior resistenza, a vantaggio di una maggior durata delle turbine.



30% di potenza in più

La turbina Pana-Max2 è nettamente più potente rispetto alla versione precedente grazie alla combinazione della tecnologia da simulazione delle turbine. Con i suoi 20 watt di potenza, risulta essere la turbina più potente della sua categoria. Questo concentrato di potenza, associato ad una precisione di rotazione della fresa, crea una perfetta sinergia per trattamenti più rapidi ed efficaci.



Pana-Max2 Basic



Corpo in acciaio inossidabile
 Cuscinetti in ceramica
 Sistema Clean Head
 Meccanismo Ultra Push
 Spray singolo



Velocità : 350.000-450.000 min⁻¹
 Dimensione testina : ø11,2 x H 13,4 mm

Attacco NSK	MODELLO	CODICE
	Pana-Max2 PTL	P1211
Attacco KaVo®	MODELLO	CODICE
	Pana-Max2 KV	P1212
Midwest 4 vie (Connessione diretta / Tipo Screw-on)	MODELLO	CODICE
	Pana-Max2 M4	P1154
Borden 2 vie (Connessione diretta / Tipo Screw-on)	MODELLO	CODICE
	Pana-Max2 B2	P1155

Pana-Max PLUS Basic



Corpo in acciaio inossidabile
Cuscinetti in ceramica
Sistema Clean Head
Meccanismo Push
Spray quadruplo



Testina Miniature
Velocità : 380.000-450.000 min⁻¹
Dimensione testina : ø10,6 x H 12,4 mm



Testina Standard
Velocità : 340.000-410.000 min⁻¹
Dimensione testina : ø12,1 x H 13,3 mm

Midwest 4 vie
(Connessione diretta / Tipo Screw-on)




Testina	MODELLO	CODICE
Miniature	PAP-MU M4	P1021
Standard	PAP-SU M4	P1022

Borden 2 vie
(Connessione diretta / Tipo Screw-on)



Testina	MODELLO	CODICE
Miniature	PAP-MU B2	P1023
Standard	PAP-SU B2	P1024



MANIPOLI



Categoria	Premium	Special	Special	Advanced	Advanced	Basic
Corpo	Titanio	Titanio	Titanio	Titanio	Acciaio inox	Acciaio inox
DURAGRIP	●	●	●	●		
Sistema anti surriscaldamento	●	●	●			
Cuscinetti in Ceramica	●	●	●	●	●	
Fibre ottiche Cellular Glass	●	●	●	●	●	
Sistema Clean Head	●	●	●	●	●	●
Meccanismo Push	●	●	●	●	●	●
Acqua Spray	Quadruplo	Quadruplo (a getto / Nebulizzato)	Quadruplo	Quadruplo	Quadruplo	
Funzione Doppio Spray	●	●				
Microfiltro	●	●	●			
Presca ergonomica	●	●	●	●	●	●

*I dati della tabella sono validi solo per i contrangoli rossi con testina standard. I dati non si applicano ai manipoli e ai contrangoli blu e verdi.

Ti-Max Z

Premium





DURATA

Ineguagliabile resistenza e affidabilità

NSK ha coniugato design avanzato e tecnologia all'avanguardia nella progettazione di questa nuova serie di strumenti ad elevata resistenza. Questo si traduce in una maggior resistenza alla sterilizzazione ed una maggior affidabilità clinica.

COMFORT

Affidabilità e prestazioni al top. Realizzati sulla base delle vostre esigenze

Frutto della più moderna tecnologia e design di precisione, nasce questa nuova gamma di strumenti, ancora più ergonomici e confortevoli per una migliore funzionalità operativa ed un elevato livello di confort dei pazienti. Maggior facilità di utilizzo, pulizia e sicurezza. Solo la serie TI-Max Z NSK è in grado di offrire queste straordinarie caratteristiche.

TECNOLOGIA AVANZATA

Straordinaria silenziosità operativa

Sorprendente silenziosità e vibrazioni minime. L'unione tra gli ingranaggi e particolari meccanici di precisione riduce il livello di rumore e la generazione di vibrazioni al fine di garantire un trattamento confortevole sia per l'operatore che per il paziente.



Sistema antisurriscaldamento (Z95L, Z85L, Z84L)

Il sistema antisurriscaldamento, brevettato NSK, riduce il calore che solitamente si genera nei contrangoli con l'aumentare della velocità. Questa caratteristica migliora la sicurezza del paziente senza compromettere la praticità di utilizzo.

FUNZIONALITÀ ECCEZIONALE


La testina più piccola*

Testina con angolazione di 2° in più rispetto a quella del contrangolo X95L per una maggior visibilità ed un miglior accesso all'area dei molari e alle altre zone difficili da raggiungere.

*Confrontato con i nostri modelli precedenti e gli articoli offerti da altri produttori.

Il collo più sottile

Il collo più sottile offre una miglior visibilità dell'area di trattamento, decisamente superiore rispetto agli altri modelli esistenti.



TECNOLOGIA & FUNZIONALITÀ

Sistema antisurriscaldamento

Sistema brevettato NSK capace di ridurre il surriscaldamento, agevolandone la dispersione durante il trattamento.
(Modello Z95L / Z85L / Z84L)

Sistema Clean Head

Brevettato da NSK, questo sistema impedisce automaticamente l'ingresso di fluidi orali ed altri agenti inquinanti all'interno della testina, prolungando così la durata dei cuscinetti e garantendo un maggior livello igienico di trattamento.

DURAGRIP

Questo trattamento della superficie esterna protegge il corpo dai graffi e lo rende confortevole al tatto, garantendo una presa ottimale.

Microfiltro

Il microfiltro con diametro di 0,3 mm impedisce alle particelle di penetrare nello spray, riducendo le ostruzioni e migliorando le procedure di pulizia.

Straordinaria silenziosità e vibrazioni minime

L'unione tra ingranaggi e particolari meccanici di precisione riduce il livello di rumore e la generazione di vibrazioni.

Ti-Max Z Premium

- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- Spray quadruplo
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Meccanismo Push
- Sistema Clean Head (Escluso Z24L)
- Microfiltro



- Spray quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Max velocità : 200.000 min⁻¹
- Per frese FG (ø1,6)
- Cuscinetti in ceramica
- Sistema antisurriscaldamento



	Con luce	MODELLO	CODICE
Moltiplicatore 1:5	●	Z95L	C1034



Comparazione misure
Z85L offre una straordinaria visibilità ed accessibilità.



	Con luce	MODELLO	CODICE
Moltiplicatore 1:5	●	Z85L	C1062

- Spray singolo
 - Testina Miniature
 - Max velocità : 200.000 min⁻¹
 - Per frese FG (ø1,6)
 - Cuscinetti in ceramica
 - Sistema antisurriscaldamento
- *Solo per frese gambo corto



Comparazione misure
Z84L offre una straordinaria visibilità ed accessibilità.




	Con luce	MODELLO	CODICE
Moltiplicatore 1:4.5	●	Z84L	C1135

- Spray quadruplo (con funzione Doppio Spray)
 - Testina Miniature
 - Max velocità : 180.000 min⁻¹
 - Per frese FG (ø1,6)
 - Cuscinetti in ceramica
 - Sistema antisurriscaldamento
- *Solo per frese gambo corto



- Spray singolo (con funzione Doppio Spray)
- Max velocità : 40.000 min⁻¹
- Per frese CA (ø2,35)



	Con luce	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	●	Z25L	C1038



- Spray singolo
- Testina Miniature
- Max velocità : 40.000 min⁻¹
- Per frese CA (ø2,35)



	Con luce	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	●	Z24L	C1126

- Spray singolo (con funzione Doppio Spray)
- Max velocità : 10.000 min⁻¹
- Per frese CA (ø2,35)



	Con luce	MODELLO	CODICE
Riduttore 4:1	●	Z15L	C1039

- Spray singolo
- Max velocità : 2.500 min⁻¹
- Per frese CA (ø2,35)



	Con luce	MODELLO	CODICE
Riduttore 16:1	●	Z10L	C1040

Ti-Max Z45L

Special



Testina con angolazione a 45°, massima visibilità e miglior accesso

Ti-Max Z45L, il primo contrangolo al mondo con angolazione a 45°, garantisce un accesso facilitato all'area dei molari, difficilmente accessibile con i contrangoli tradizionali. La sua forma particolarmente sottile garantisce una visibilità maggiore ed un'elevata funzionalità operativa, creando un ampio spazio di lavoro tra i denti adiacenti e il corpo del contrangolo. La potenza di taglio di Ti-Max Z45L riduce la durata di trattamento rispetto ai contrangoli tradizionali nei casi di estrazioni del terzo molare, riducendo così lo stress operatorio, sia per il clinico che per i pazienti.



Accessibilità superiore

La testina con angolazione a 45° permette di raggiungere facilmente l'area dei molari, limitando le interferenze causate dai denti anteriori e quelli adiacenti.



Sezione di un terzo molare inferiore sinistro compromesso



Rimozione della carie dall'incisivo laterale sinistro mascellare nell'area cervicale



Rimozione della carie dal secondo premolare sinistro mascellare posto nell'area palatale



Evidenziazione dell'orifizio del canale radicolare di un secondo premolare mandibolare diritto



Spray a getto



Spray nebulizzato

Funzione di doppio spray

La funzione di doppio spray permette di scegliere tra la tipologia di spray a getto o nebulizzato, in base alle condizioni e al tipo di trattamento. Lo spray a getto previene gli efisemi sottocutanei durante le operazioni chirurgiche, mentre lo spray nebulizzato raffredda in modo efficace la fresa durante il taglio.



- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi • Testina 45°
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in ceramica • Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Spray quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Microfiltro • Sistema antisurriscaldamento
- Per frese FG (ø1,6) • Max velocità : 168.000 min⁻¹

Con luce MODELLO CODICE

Moltiplicatore 1:4.2 ● Z45L C1064



Disinfezione termica



Autoclavabile a max 135°C

Ti-Max nano

Special



Bilanciamento perfetto in formato mini


I manipoli della Serie nano sono stati progettati per essere il naturale prolungamento della mano del clinico, assicurando così trattamenti più accurati. Anche durante interventi implantologici, che richiedono movimenti precisi e delicati, la serie nano risponde pienamente alle esigenze dell'operatore. NSK ha superato anche questa sfida: manipoli dal formato ridotto capaci di garantire elevate prestazioni.

Bilanciamento perfetto

La serie nano garantisce le stesse prestazioni della manipoliera tradizionale NSK, ma in dimensioni ridotte. Infatti, rispetto ai manipoli convenzionali sono più leggeri e più corti del 10%.


In combinazione con i micromotori della serie nano NLX garantiscono un ottimo bilanciamento, simile a quello delle turbine ad aria.

Il centro di gravità si sposta in una posizione ottimale, riducendo in maniera determinante l'affaticamento della mano durante gli interventi e migliorando la destrezza di presa.



Testina sottile e snella

nano95LS presenta una testina più piccola e più snella.



Durata eccezionale

Gli ingranaggi del contrangolo nano95LS sono stati progettati utilizzando un software di simulazione, High Spec 3D, che garantisce risultati eccezionali in termini di durata e di riduzione della rumorosità.

Gli strumenti della serie nano sono compatibili con le gamme di motori NSK (NLX nano, NLX plus, M40LED, NBX, NBX N, X205L, M205LG e SGL70M) e altri motori con inserti inferiori a 23 mm.

Ti-Max nano Special

- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push (escluso nano65LS)
- Microfiltro



- Spray quadruplo
- Per frese FG (ø1,6)
- Cuscinetti in ceramica
- Sistema antisurriscaldamento
- Max velocità : 200.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Moltiplicatore 1:5	●	nano95LS	C1099



- Spray singolo
- Per frese CA (ø2,35)
- Max velocità : 40.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	●	nano25LS	C1100



- Spray singolo
- Per frese CA (ø2,35)
- Max velocità : 10.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Rapporto 4:1	●	nano15LS	C1101

Manipolo diritto

- Spray singolo
- Per frese HP (ø2,35)
- Per frese CA (ø2,35)*
- Max velocità : 40.000 min⁻¹
- *Utilizzare lo stopper della fresa fornito



	Con luce	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	●	nano65LS	H1048

Ti-Max X

Advanced



- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push (Escluso X65L / X65)
- Microfiltro (Escluso X65L / X65)



- Spray quadruplo
- Per frese FG (ø1,6)
- Cuscinetti in ceramica
- Sistema antisurriscaldamento
- Max velocità : 200.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Moltiplicatore 1:5	●	X95L	C600
	—	X95	C610



- Spray singolo
- Per frese CA (ø2,35)
- Max velocità : 40.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	●	X25L	C601
	—	X25	C611

- Spray singolo
- Per frese CA (ø2,35)
- Max velocità : 10.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Rapporto 4:1	●	X15L	C602
	—	X15	C612

Manipolo diritto

- Spray singolo
 - Per frese HP (ø2,35)
 - Per frese CA (ø2,35)*
 - Max velocità : 40.000 min⁻¹
- *Utilizzare lo stopper della fresa fornito



	Con luce	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	●	X65L	H273
	—	X65	H274

MANIPOLI

- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Microfiltro (Escluso X57L / X57 / X95EX)
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push



- Spray singolo
- Per frese CA (ø2,35)
- Max velocità : 4.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Riduttore 10:1	●	X12L	C606

Spray esterno



- Cuscinetti in ceramica
- Spray quadruplo
- Per frese FG (ø1,6)
- Max velocità : 200.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Moltiplicatore 1:5	—	X95EX	C1072

Manipoli per endodonzia

- Spray singolo
- Per strumenti meccanici e manuali
- Torsione 60°
- Meccanismo Push
- Max velocità : 4.000 min⁻¹
- Meccanismo Push
- Mantenere la velocità di rotazione indicata dal produttore degli strumenti. (X35L / X35)



	Con luce	MODELLO	CODICE
Riduttore 10:1	●	X35L	C620
	—	X35	C624
MODELLO	CODICE		
QF Adattatore	C877701		

Manipoli per profilassi



Con meccanismo serraggio punta

- Per coppette a vite e spazzole
- Rotazione 360°
- Senza spray
- Max velocità : 2.500 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Riduttore 16:1	●	X57L	C609
	—	X57	C619



Speciale sigillo anti polvere

- Spray singolo
- Per punte EVA / Profin
- Azione verticale alternata 1,4 mm
- Inserti non inclusi
- Max velocità : 10.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Riduttore 4:1	●	X55L	C608
	—	X55	C618

S-Max M

Advanced



Lo standard del futuro

I contrangoli della nuova Serie S-Max M sono stati progettati attorno a due valori fondamentali: durabilità e usabilità.

Il design del corpo interno e del meccanismo del mandrino, completamente rinnovato, rende il manipolo ancora più resistente alla sterilizzazione ripetuta in autoclave e alla termo-disinfezione.

La forma snella ed ergonomica migliora ulteriormente l'esperienza del lavoro, in termini di comfort e sensibilità.

- Corpo in acciaio inox
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push (escluso M65)



- Spray quadruplo
- Per frese FG (ø1,6)
- Cuscinetti in ceramica
- Max velocità : 200.000 min⁻¹



Con luce MODELLO CODICE

Moltiplicatore 1:5	●	M95L	C1023
	—	M95	C1026



- Spray singolo
- Per frese CA (ø2,35)
- Max velocità : 40.000 min⁻¹



Con luce MODELLO CODICE

Rapporto 1:1	●	M25L	C1024
	—	M25	C1027

- Spray singolo
- Per frese CA (ø2,35)
- Max velocità : 10.000 min⁻¹



Con luce MODELLO CODICE

Riduttore 4:1	●	M15L	C1025
	—	M15	C1028

Manipolo diritto

- Spray singolo
- Per frese HP (ø2,35)
- Per frese CA (ø2,35)*
- Max velocità : 40.000 min⁻¹

*Utilizzare lo stopper della fresa fornito



Con luce MODELLO CODICE

Rapporto 1:1	—	M65	H1008
--------------	---	-----	-------



FX series

Basic



Manipoli integrati: ergonomia, funzionalità, affidabilità



Dopo 35 anni di successo a livello globale dei manipoli serie EX, NSK ha deciso di riprogettare questa famiglia di strumenti, rinnovandone il design e i meccanismi interni. L'affidabilità, la durata ed il prezzo competitivo restano invariati lasciando nuovo spazio alla modernità.

Corpo in Acciaio Inossidabile

L'Acciaio Inossidabile, leggero e resistente, unitamente alla forma bilanciata dei manipoli, garantisce una straordinaria sensazione tattile.

Miglior visibilità e perfetto bilanciamento

Il corpo snello con testina sottile assicura la massima visibilità dell'area di intervento, anche nelle zone di difficile accesso. Il design leggero e sottile offre un perfetto bilanciamento, specialmente se utilizzato insieme al motore ad aria FX Mini.



Facile sostituzione della cartuccia

Utilizzando gli strumenti accessori forniti è possibile sostituire con estrema facilità la cartuccia. Questo intervento favorisce un notevole risparmio di tempo e di costi (modello FX25m).




Sistema Clean Head

Questo sistema, brevettato NSK, impedisce automaticamente l'entrata di fluidi orali o altre sostanze all'interno della testina, prolungando così la durata dei cuscinetti. (Modello FX25m / FX15m / FX65m)



Sistema di difesa FX57m

La testina del manipolo FX57m incorpora lo speciale meccanismo antipolvere, conosciuto come Sistema di difesa, che previene l'entrata di residui delle paste di pulizia. Inoltre, il rivestimento DLC del rotore previene la rottura da abrasione della superficie causata dalle paste di pulizia. Queste caratteristiche prolungano la durata di vita del manipolo.



FX series Basic

Manipolo per applicazioni generiche



- Per frese CA (ø2,35)
- Meccanismo Push
- Corpo in acciaio inossidabile
- Sistema Clean Head
- Cuscinetti a sfera
- Spray esterno
- Max velocità : 40.000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	FX25m	C1052001



	MODELLO	CODICE
Boccola	C1052702	

- FX25m/FX15m (Opzionale)



- Per frese CA (ø2,35)
- A levetta
- Spray esterno
- Max velocità : 30.000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	FX22	C1129



- Per frese CA (ø2,35)
- Meccanismo Push
- Corpo in acciaio inossidabile
- Sistema Clean Head
- Cuscinetti a sfera
- Spray esterno
- Max velocità : 10.000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Riduttore 4:1	FX15m	C1053001

Manipolo per endodonzia



- Testina Miniature
- Per strumenti meccanici
- Corpo in acciaio inossidabile
- Rotazione 360°
- Meccanismo Push
- Max velocità : 1.250 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Riduttore 16:1	FX75m	C1055001

Manipolo per profilassi



- Per coppette a vite e spazzole
- Corpo in acciaio inossidabile
- Rotazione 360°
- Senza spray
- Sistema di difesa
- Velocità massima : 5.000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Riduttore 4:1	FX57m	C1054001

Manipolo dritto



- Per frese HP (ø2,35)
- Corpo in acciaio inossidabile
- Sistema Clean Head
- Spray esterno
- Max velocità : 40.000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	FX65m	H1014001



	MODELLO	CODICE
Boccola	H019711	

- Per FX65m (Opzionale)

EX series Basic

Testine per applicazioni generiche



MODELLO	CODICE
FPB-Y	C875
<ul style="list-style-type: none"> • Per frese CA (ø2,35) • Sistema Clean Head • Meccanismo Push • Cuscinetti a sfera • Spray esterno • Max velocità : 40.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
NM-Y	C247
<ul style="list-style-type: none"> • Testina Miniature • A levetta • Per frese CA (ø2,35) • Max velocità : 30.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
NAC-Y	C032002
<ul style="list-style-type: none"> • Per frese CA (ø2,35) • A levetta • Spray esterno • Max velocità : 30.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
FFB-Y	C884
<ul style="list-style-type: none"> • Per frese FG (ø1,6) • Sistema Clean Head • Meccanismo Push • Spray esterno • Max velocità : 40.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
BB-Y	C037
<ul style="list-style-type: none"> • Per frese CA (ø2,35) • A levetta • Cuscinetti a sfera • Spray esterno • Max velocità : 40.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
NRS2-Y	C549
<ul style="list-style-type: none"> • Riduttore 10:1 • Per frese CA (ø2,35) • Sistema Clean Head • Meccanismo Push • Max velocità : 3.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
NBBW-Y	C211
<ul style="list-style-type: none"> • Per frese CA (ø2,35) • A levetta • Cuscinetti a sfera • Clip per irrigazione • Max velocità : 40.000 min⁻¹ 	

Testine per profilassi



MODELLO	CODICE
AR-Y (S)	C187
<ul style="list-style-type: none"> • Per coppette a vite e spazzole • Velocità massima : 5.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
EVA-Y	C235
<ul style="list-style-type: none"> • Per punte Eva • Azione verticale alternata 1,4 mm • Max velocità : 10.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
AR-Y (K)	C188
<ul style="list-style-type: none"> • Per coppette snap-on • Velocità massima : 5.000 min⁻¹ 	

Testine per endodonzia



MODELLO	CODICE
MP-Y	C547
<ul style="list-style-type: none"> • Testina Miniature • Meccanismo Push • Max velocità : 20.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
TEQ-Y	C849
<ul style="list-style-type: none"> • Torsione 80° • Per strumenti meccanici (ø2,35) • Meccanismo Push • Max velocità : 4.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
MPA-Y	C548
<ul style="list-style-type: none"> • Connessione per rilevatore apicale(manico lungo) • Testina Miniature • Meccanismo Push • Max velocità : 20.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
TEP-Y	C837
<ul style="list-style-type: none"> • Torsione 60° • Per strumenti manuali • Meccanismo Push • Spray esterno • Max velocità : 4.000 min⁻¹ 	



MODELLO	CODICE
MPAS-Y	C882
<ul style="list-style-type: none"> • Connessione per rilevatore apicale(manico corto) • Testina Miniature • Meccanismo Push • Max velocità : 20.000 min⁻¹ 	

Corpi



MODELLO	CODICE
EC-30	C100008
<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto 1:1 	



MODELLO	CODICE
ER10	C635
<ul style="list-style-type: none"> • Riduttore 10:1 	



MODELLO	CODICE
ER4	C634
<ul style="list-style-type: none"> • Riduttore 4:1 	



MODELLO	CODICE
ER16	C636
<ul style="list-style-type: none"> • Riduttore 16:1 	

• Corpi e testine sono venduti separatamente.
È possibile combinare corpi e testine in base alle proprie esigenze.



EX series Basic



- Per frese CA (ø2,35)
- A levetta
- Spray esterno
- Max velocità: 30,000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	NAC-EC	Y110148
	MODELLO	CODICE
Boccola	C032701	



- Per NAC (Opzionale)

Manipolo diritto



- Per frese HP (ø2,35)
- Sistema Clean Head
- Spray esterno
- Max velocità : 40.000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	EX-6B	H260001



- Per frese HP (ø2,35)
- Sistema Clean Head
- Max velocità : 40.000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	EX-6D	H267001




- Per frese HP (ø2,35)
- Sistema Clean Head
- Spray esterno
- Max velocità : 10.000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Riduttore 4:1	EX-5B	H262
	MODELLO	CODICE
Boccola	H019711	



- Per EX-6B, EX-5B (Opzionale)

isoE-LUX Sonda



- Collegamento motore ottico di tipo E
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Corpo in acciaio inossidabile

Con luce	MODELLO	CODICE
●	isoE-LUX	Z1265



MICROMOTORI

NLX nano



Una nuova generazione di micromotori dal perfetto bilanciamento

NLX nano è stato progettato per minimizzare il peso e la dimensione dei micromotori, migliorando il bilanciamento e riducendo l'affaticamento della mano durante procedure prolungate. Pur essendo di piccole dimensioni e dal peso ridotto, NLX nano offre un livello di potenza simile a quello dei micromotori tradizionali, con un ampio spettro di azione. Il sistema di controllo vettoriale 180° assicura un controllo delicato e regolare ad ogni velocità. Il sistema di illuminazione LED offre una luminosità pari a 32.000 LUX*, che determina una luce di elevata qualità, molto simile a quella naturale, garantendo così una miglior visibilità, senza affaticare la vista. Provate la qualità del micromotore NLX nano.

25% più corto e 20% più leggero

Il micromotore NLX nano è stato progettato più leggero del 20% e più corto del 25% rispetto ai micromotori tradizionali NSK. Nonostante le dimensioni e il peso ridotti, NLX nano garantisce le stesse prestazioni e la stessa potenza dei micromotori tradizionali NSK.



Bilanciamento perfetto

Il bilanciamento perfetto del motore e dello strumento riduce in maniera determinante il peso e le dimensioni di NLX nano. La lunghezza totale dello strumento e del micromotore NLX nano è simile a quella delle turbine dotate di attacco, permettendo così all'operatore di usare i contrangoli con micromotore NLX nano come se fossero una turbina.



Molteplici applicazioni cliniche

NLX nano consente di scegliere tra un'ampia gamma di velocità ed è compatibile con tutti i contrangoli con luce e senza luce. L'ampia gamma di velocità compresa tra 100–200.000 min⁻¹ lo rende adatto ad ogni applicazione clinica.

	100	1.000	2.000	2.500	10.000	40.000	200.000
Z10L 16:1		100–2.500 min ⁻¹					
Z25L 1:1			2.000–40.000 min ⁻¹				
Z95L 1:5						10.000–200.000 min ⁻¹	



Manipoli



NLX nano

- Sistema : Sistema di controllo vettoriale 180°
- Tipo motore : Micromotore ad induzione DC senza sensori
- Velocità motore : 2.000–40.000 rpm (NLX nano U)
: 1.000–40.000 rpm (NLX BF)
- Torque : Max 3,4 Ncm
- Peso : 61 g (solo micromotore)
- Luce : LED

NLX nano

Micromotore elettrico-Sistema integrato

- Velocità : 2.000-40.000 min⁻¹, Torque : 3,4 Ncm



Contenuto

- Unità di controllo NLX nano U
- Motore NLX nano
- Cordone NLX CD • Adattatore AC NLAC

Specifiche tecniche (Unità di controllo)

- Alimentazione : AC 28 V 50/60 Hz
- Dimensioni : L 127 x P 149 x H 54 mm
- Peso : 517 g

Con luce	MODELLO	CODICE
●	NLX nano S230	Y1001362

Singoli componenti per sistema integrato



- Micromotore NLX nano (cordone non incluso)
- Corpo in titanio
- Autoclavabile a max 135°C
- Spray interno
- A INDUZIONE



Con luce	MODELLO	CODICE
●	NLX nano	E1044051

- Cordone micromotore NLX nano per sistema portatile (2,2 m)



MODELLO	CODICE
NLX CD	E1044061

- Adattatore AC per micromotore NLX nano
- Solo per sistema portatile NLX nano



MODELLO	CODICE
NLAC	Y141135

Micromotore elettrico-Sistema integrato

- Velocità : 1.000-40.000 min⁻¹, Torque : 3,4 Ncm



Singoli componenti per sistema integrato



- Micromotore NLX nano (cordone non incluso)
- Corpo in titanio • Autoclavabile a max 135°C
- Spray interno • A INDUZIONE



Con luce	MODELLO	CODICE
●	NLX nano	E1044051

- Cordone micromotore NLX nano per sistema integrato (2,2 m)



MODELLO	CODICE
nano CDB	E1044066

- Modulo di alimentazione ad aria con funzione luce per sistema integrato
- Dimensioni : L 115 x P 68,5 x H 40 mm



MODELLO	CODICE
NLS BF	Y1002122

- Convertitore 24 Vac-32 Vdc per sistema integrato
- Dimensioni : L 60,2 x P 81,4 x H 45,2 mm



MODELLO	CODICE
NLS-A ADP	U1020050

- Modulo di selezione per sistema integrato
- Dimensioni : L 68,5 x P 56,5 x H 38,5 mm



MODELLO	CODICE
NLS-A SEL	Y1002125

- Pannello Multi-Control per sistema integrato
- Dimensioni : L 95 x P 138 x H 31 mm



MODELLO	CODICE
Multi Pad	Y1001845
Multi Pad AX (Auto Select)	Y1001846

NLX plus

Micromotore elettrico–Sistema integrato

- Velocità : 100–40.000 min⁻¹, Torque : 4,0 Ncm, con funzione Endo
- Spray interno
- A INDUZIONE

Caratteristiche

- 3 modalità di Torque control e auto-reverse on, auto-stop e auto-reverse off
- Corpo in titanio autoclavabile
- Illuminazione LED
- Versione built-in installabile sulla maggior parte dei riuniti che utilizzano le unità originali NLX BF



Singoli componenti del sistema integrato



- Micromotore NLX plus (cordone non incluso) • Corpo in titanio
- Autoclavabile a max 135°C • Spray interno
- A INDUZIONE



Con luce	MODELLO	CODICE
●	NLX plus	E1040051

- Cordone micromotore NLX plus per sistema integrato (2,2 m)



MODELLO	CODICE
plus CD	E1040062

- Modulo di alimentazione con funzione di luce ad aria per sistema integrato
- Dimensioni : L 115 x P 68,5 x H 40 mm



MODELLO	CODICE
NLX BF	Y1002122

- Convertitore 24 Vac–32 Vdc per sistema integrato
- Dimensioni : L 60,2 x P 81,4 x H 45,2 mm



MODELLO	CODICE
NLS-A ADP	U1020050

- Modulo di selezione per sistema integrato
- Dimensioni : L 68,5 x P 56,5 x H 38,5 mm



MODELLO	CODICE
NLS-A SEL	Y1002125

- Pannello Multi-Control per sistema integrato
- Dimensioni : L 95 x P 138 x H 31 mm



MODELLO	CODICE
Multi Pad	Y1001845
Multi Pad AX (Auto Select)	Y1001846

NBX

Micromotore elettrico–Sistema integrato

- Velocità : 60–40.000 min⁻¹
- Spray interno
- A CARBONCINI



Singoli componenti del sistema integrato



- Micromotore (cordone non incluso) • Corpo in titanio
- Spray interno • A CARBONCINI



Con luce	MODELLO	CODICE
●	NBX	E1059051

- Cordone micromotore NBX per sistema integrato



MODELLO	CODICE
NBX CDB	E1059061

- Modulo di alimentazione per sistema integrato
- Dimensioni : L 86 x P 57 x H 33 mm



MODELLO	CODICE
IMD BS	Y1002847

- Modulo di selezione per sistema integrato
- Dimensioni : L 68,5 x P 56,5 x H 38,5 mm



MODELLO	CODICE
IMD SEL	Y1002848

- Pannello Multi-Control per sistema integrato
- Dimensioni : L 95 x P 138 x H 31 mm



MODELLO	CODICE
Multi Pad	Y1001845
Multi Pad AX (Auto Select)	Y1001846

NBX

Micromotore elettrico ultracompatto LED

Ultracompatto e leggero, frutto della moderna tecnologia NSK

Caratteristiche



- Funzionamento silenzioso fino a 40.000 min⁻¹
- Minimo surriscaldamento
- LED incorporato nel micromotore (solo modello NBX con luce)
- Corpo esterno in titanio



- Max 40.000 min⁻¹
- Solo micromotore (cordone non incluso)
- Corpo esterno in titanio ultra compatto e leggero
- Spray interno
- A carboncini

Con luce	MODELLO	CODICE
●	NBX	E1059051
—	NBX N	E1074051

NSK Cordone motore



- Corrente continua
- Solo cordone

Con luce	MODELLO	CODICE
●	NBX CDB	E1059061
—	NBX N CDB	E1074061

M40 XS

Connessione diretta ai cordoni Bien-Air® 4VLM e 4VR 400

Caratteristiche



- Funzionamento silenzioso da 60 a 40.000 min⁻¹
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero
- LED incorporato nel micromotore (solo modello M40 XS con luce)
- Corpo in titanio con rivestimento DURACOAT resistente ai graffi



- Più corto e leggero per un bilanciamento perfetto
- Illuminazione LED
- Forma ergonomica
- Spray interno
- A carboncini

Con luce	MODELLO	CODICE
●	M40 XS	E1135051
—	M40N XS	E1136051

Cordone motore



- Cordone motore per M40, M40N, M40 LED, M40 XS, M40N XS

MODELLO	CODICE
M40-CD	S900100

Multi Pad

Pannello di controllo per sistema integrato




Integrato nelle apparecchiature esistenti con l'ultima tecnologia disponibile

Multi Pad permette il controllo dei micromotori elettrici NLX nano e NLX plus NSK e dello scaler ultrasonico Varios 170 in un unico sistema. Utilizzato con Multi Pad, il micromotore NLX nano raggiunge una velocità compresa tra 1.000–40.000 rpm e fornisce un elevato Torque pari a 3.4 Ncm, mentre con il micromotore NLX plus offre tre modalità di facile utilizzo: Auto-reverse on, Auto-stop e Auto-reverse off. Multi Pad NSK può essere utilizzato anche per il controllo delle funzioni dell'ablatore ultrasonico Varios 170.

Caratteristiche

- Display LCD e interfaccia user friendly per la selezione delle impostazioni
- Visualizzazione dei parametri durante il funzionamento del micromotore
- 8 programmi disponibili (solo motore)
- 5 lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese e tedesco)



Il sistema integrato

Il sistema integrato del micromotore elettrico NLX BF e lo scaler ad ultrasuoni multifunzione Varios 170 possono essere controllati dal sistema integrato.



- Unità Multi Pad
- Supporto per montaggio
- Viti

Set completo Multi Pad

MODELLO	CODICE
Multi Pad AX (Auto Select)	Y1001846

Caratteristiche

- Tensione d'ingresso : DC +12 V
- Corrente d'ingresso : 100 mA
- Potenza massima in uscita : 1.2 W
- Dimensioni : L 95 x P 138 x H 31 mm

Air Motor



Ti-Max X205L

Più corto e più sottile -
comfort ergonomico ed equilibrio migliorato



Vantaggi

- Motore ad aria più corto e leggero per un perfetto bilanciamento
- Rotazione di 360° con illuminazione LED (32.000 LUX)




- Rotore Swivel 360° con illuminazione LED
- 32.000 LUX
- Corpo in titanio con trattamento DURACOAT resistente ai graffi
- Valvola di non-ritorno
- Velocità massima 23.000 min⁻¹ ±10%
- Spray interno



Con luce	MODELLO	CODICE
●	X205L	M1013

Peso e misura ridotti per un equilibrio ineguagliabile



DynaLED M205LG

illuminazione LED istantanea
Tecnologia NSK all'avanguardia



Vantaggi

- Illuminazione LED istantanea tramite collegamento del motore DynaLED al cordone senza luce di un manipolo
- Illuminazione LED, simile a quella naturale, pari a 25.000 LUX



- Motore LED con micro generatore di potenza
- 25.000 LUX • Valvola di non-ritorno
- Midwest 4 vie
- Max 22.000 min⁻¹ ±10%
- Spray interno



- Motore LED con micro generatore di potenza
- 25.000 LUX • Valvola di non-ritorno
- Borden 2 vie
- Max 25.000 min⁻¹ ±10%
- Spray interno



Con luce	MODELLO	CODICE
●	M205LG M4	M1018

Con luce	MODELLO	CODICE
●	M205LG B2	M1019

S-Max M205



- Corpo in acciaio inossidabile
- Valvola di non-ritorno • Midwest 4 vie
- Velocità massima 22.000 min⁻¹ ±10%
- Spray interno



Con luce	MODELLO	CODICE
—	M205	M1007

FX205m



- Corpo in acciaio inossidabile
- Midwest 4 vie
- Max 25.000 min⁻¹ ±10%
- Spray esterno



- Corpo in acciaio inossidabile • Borden 2 vie
- Max 25.000 min⁻¹ ±10%
- Spray esterno



Con luce	MODELLO	CODICE
—	FX205m M4	M1005001

Con luce	MODELLO	CODICE
—	FX205m B2	M1006001

Set Motori ad aria



Contenuto

- Motore ad aria (FX205m)
- Manipolo dritto (FX65m)
- Contrangolo (FX25m)



- Midwest 4 vie



- Borden 2 vie

Con luce	MODELLO	CODICE
—	FX205m M4 Set	Y1002752

Con luce	MODELLO	CODICE
—	FX205m B2 Set	Y1002753



IGIENE ORALE

Varios Combi Pro



Due sistemi di profilassi in uno

Combinazione del trattamento di scaling ad ultrasuoni e del trattamento di profilassi Air polishing per un'efficace igiene orale e controllo del biofilm.



Sistema innovativo che permette di combinare insieme due applicazioni in modo sicuro ed efficace

Due sistemi in uno

NSK ha abbinato il trattamento ad ultrasuoni e quello Air polishing in un'unica unità di trattamento professionale. Questo permette di risparmiare tempo e spazio e di ottimizzare le diverse procedure.

Impostazione automatica delle funzioni di trattamento Air polishing per applicazioni sopragengivali e sottogengivali

Collegando il serbatoio della polvere, l'unità seleziona automaticamente le funzioni per applicazioni sopragengivali e sottogengivali, evitando così possibili errori di selezione.

Unità e serbatoio indipendenti

Il serbatoio e il manopolo sono amovibili, permettendo così un facile cambio dalla funzione sopragengivale a quella sottogengivale. Semplice utilizzo e manutenzione agevolata.

Separazione delle polveri

Il sistema con serbatoi, manopoli e cordini separati, indipendenti per procedure sopragengivali e sottogengivali, elimina il rischio che le polveri si mischino tra loro o penetrino all'interno dell'unità di controllo.

Praticità di utilizzo ottimizzata

Cambio automatico della modalità

Passaggio automatico dalla modalità ad ultrasuoni a quella Air polishing attraverso un sensore di riconoscimento che si attiva al sollevamento del manipolo dal suo supporto.



<Funzionamento ultrasuoni>



<Funzionamento polvere>

Memorizzazione delle impostazioni precedenti

La memoria del sistema può archiviare i parametri di trattamenti, come il volume dell'acqua, la pressione dell'aria e il livello di potenza degli ultrasuoni. Per cambiare le impostazioni è sufficiente sollevare il manipolo.

*Per le funzioni Air polishing, le impostazioni cambiano quando si sostituisce il serbatoio.



<Applicazione sopragengivale>



<Applicazione sottogengivale>

Funzione autopulizia

La funzione autopulizia pulisce lo strumento e le manichette dopo il trattamento a mezzo polvere o ultrasuoni. Durante il ciclo di pulizia, il display mostra il tempo rimanente per portare a completamento il processo, che dura circa 45 secondi.



Pedale di controllo multifunzione

Approfondite ricerche sul movimento del piede e sulla sensibilità sensoriale hanno contribuito alla progettazione del pedale di controllo multifunzionale, per offrire all'operatore la possibilità di utilizzare l'apparecchio senza mani e senza interruzioni. Utilizzando solo il piede, l'operatore può attivare o disattivare le diverse funzioni e modificare le impostazioni di potenza. Il pedale è dotato di un'apposita staffa per consentire lo svolgimento delle attività senza mani.



ULTRASUONI

Manipolo LED sottile e altamente ergonomico

Grazie alla punta sottile di $\varnothing 9,5$ mm, il manipolo Varios2 LUX è semplice da utilizzare in tutta la cavità orale. Il manipolo sottile facilita l'approccio fluido alle zone di difficile accesso, come quella dei molari. Tutto questo consente libertà di movimento nella cavità orale e alla punta di essere posizionata all'angolo corretto. Il manipolo ultraleggero e di facile presa riduce lo sforzo sulle mani e sulle dita. L'ampio spettro di illuminazione a LED molto simile alla luce naturale, rende la visione sempre nitida ed elevata la capacità di rilevamento.



Un'ampia gamma di punte

NSK offre più di 80 punte per ottimizzare il trattamento in varie procedure cliniche.

iPiezo engine®

L'esclusivo motore ad ultrasuoni AI reagisce in modo intelligente alle condizioni della superficie dentale

"Vorrei essere più bravo nello scaling", "Vorrei ci fosse un modo più facile per rimuovere i depositi". Abbiamo considerato attentamente le opinioni dei medici nello sviluppo del nostro motore ad ultrasuoni AI unico e di nuova generazione, elemento centrale della serie ad ultrasuoni NSK. Le azioni dell'operatore sono trasmesse con precisione alla punta, come se questa fosse un'estensione della mano. Questo permette di adeguare il trattamento alle condizioni della superficie dentale. Il risultato è un trattamento più rapido e più delicato per i pazienti e allo stesso tempo eco-compatibile, in quanto funziona in modo efficiente con un basso consumo energetico.

Funzione Feedback

Fornisce la potenza appropriata alla punta a seconda delle condizioni della superficie del dente. iPiezo engine emette una frequenza stabile evitando le cadute di tensione, anche con tartaro duro.


Funzione Auto Tuning


Assicura la stabilità della frequenza in uscita adattandola automaticamente al carico necessario per ogni tipo di punta.

Ciò permette l'impostazione di una potenza ottimale per trattamenti efficaci.

Garantisce uno scaling regolare


Gli ablatori a ultrasuoni convenzionali perdono potenza nel momento in cui si passa dal tartaro morbido al tartaro duro. Il carico all'estremità della punta viene rilevato automaticamente dall'azione del motore iPiezo che consente uno Scaling costante, senza perdita di potenza.





POWDER PROPHY SYSTEM

Tattamento con polvere per pulire le zone sopragengivali in modo rapido ed efficace



Emissione polvere costante

L'esperienza acquisita da NSK nella fluidodinamica durante la progettazione e sviluppo delle turbine, sfrutta al meglio il getto della polvere all'interno della camera, ottimizzando l'emissione di polvere, acqua ed aria, al fine di diminuire i tempi delle sedute.



Manipolo e puntale di facile utilizzo

Il manipolo sottile consente di accedere alla cavità orale in modo estremamente facile e pratico. Il puntale, lungo e compatto, permette di raggiungere più facilmente i molari, riducendo così il disagio del medico e del paziente grazie all'eliminazione di inutili tensioni delle labbra e delle guance e garantendo al tempo stesso una buona visuale dell'area di intervento.

Dispositivi a polvere


La soluzione in polvere di NSK consente la pulizia senza contatto anche in luoghi in cui i depositi non possono essere rimossi perché le punte delle apparecchiature a contatto diretto, come gli ablatori, non riescono a raggiungerli.

➔ P.114



POWDER PERIO SYSTEM

Il getto spray della polvere pulisce delicatamente le zone sottogengivali



Delicato sui tessuti molli

La separazione della polvere dall'acqua durante l'applicazione previene eventuali danni parodontali. Il getto di polvere viene erogato in tutte le direzioni per una precisa rimozione della placca sottogengivale.



Beccuccio sicuro in plastica

Grazie alla sua flessibilità, il beccuccio può seguire il contorno del dente e penetrare nelle tasche gengivali minimizzando così il disagio del paziente. È costruito in materiale semitrasparente garantendo un'ampia visibilità. I beccucci monouso sono confezionati singolarmente e assicurano sicurezza e facilità d'utilizzo.

Ampia gamma di applicazioni

Le applicazioni variano dalla rapida rimozione del biofilm dentale alla pulizia intorno agli impianti e nelle tasche parodontali. Togliendo il beccuccio, il medico può rimuovere la placca dalle tasche sottogengivali penetrando fino a 3 mm di profondità.

Dispositivi a polvere

La soluzione in polvere di NSK consente la pulizia senza contatto anche in luoghi in cui i depositi non possono essere rimossi perché le punte delle apparecchiature a contatto diretto, come gli ablatori, non riescono a raggiungerli.

➔ P.114

Varios Combi Pro



Varios Combi Pro Set base

MODELLO	CODICE
Varios Combi Pro Set base	Y1002843

Contenuto

- Manipolo PROPHY con puntale 60°
- Cordone PROPHY • Serbatoio PROPHY
- FLASH pearl (5 bustine da 15 gr cad)
- kit di manutenzione • Manipolo VA2LUX
- Cordone VA2LUX • 3 punte Scaling (G4, G8, G16)
- Cassetta di sterilizzazione
- Serbatoio per irrigazione (400 ml) • Pedale

Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 100V-240 V 50/60 Hz
- Frequenza : 28-32 KHz
- Dimensioni : L225 x P290 x H162 mm (compreso serbatoio)
- Peso unità : 2,7 kg (senza cordone)
- Volume serbatoio : 400 ml

Opzionale



MODELLO	CODICE
Varios Combi Pro Propy Set	Y1003771

Contenuto

- Manipolo PROPHY
 - Cordone PROPHY
 - Serbatoio per profilassi
 - 5 confezioni da 15 g di polvere detergente FLASH pearl
- *incluso nel set Varios Combi Pro Basic



MODELLO	CODICE
Varios Combi Pro Perio Set	Y1003042

Contenuto

- Serbatoio PERIO • Cordone PERIO
- Manipolo PERIO • Punta ugello Perio Mate
- Rimuovi punta Perio Mate
- Polvere Perio Mate



MODELLO	CODICE
iCart Propy	S9095

Contenuto

- Dimensioni : L 450 x P 380 x H 660 mm
- Peso : 21 kg

Prophy-Mate neo



Polvere di pulizia migliorata

L'originale sistema di ugelli NSK rafforza l'efficacia della polvere sbiancante. Il potente getto riduce notevolmente i tempi di pulizia e di trattamento.



Facile rimozione dei puntali da 60° e 80°

È possibile scegliere tra il puntale da 60° e 80° di angolazione. Il puntale a 80° è indicato per l'area dei molari, invece quello da 60° per i denti anteriori.



Facile rotazione di 360°

Gli attacchi del manipolo possono ruotare di 360° per una maggiore funzionalità, adattandosi così in maniera flessibile anche ai più piccoli movimenti delle dita e assicurando al tempo stesso una corretta regolazione di angolazione.



Collegamento in un solo gesto

Prophy-Mate neo è stato progettato per garantire il collegamento diretto con un solo e semplice gesto agli attacchi delle turbine, sia NSK che degli altri maggiori marchi presenti sul mercato.



Manutenzione del prodotto

L'utente può smontare facilmente l'ugello, il manipolo e la custodia della polvere. Il rischio di intasamento della polvere è basso se la manipolazione e la manutenzione sono corrette, è inoltre facile da gestire seguendo le linee guida per la manutenzione e usando i relativi accessori in dotazione.

Dispositivi a polvere

La soluzione in polvere di NSK consente la pulizia senza contatto anche in luoghi in cui i depositi non possono essere rimossi perché le punte delle apparecchiature a contatto diretto, come gli ablatori, non riescono a raggiungerli.

➔ P.114

Prophy-Mate neo

Sbiancatore ad aria a bicarbonato



Puntali da 60° e 80°



Prophy-Mate neo Gamma Completa

	MODELLO	CODICE
Attacco NSK	PMNG-PTL-P	Y135029
Attacco KaVo®	PMNG-KV-P	Y135030
Attacco Sirona®	PMNG-SR-P	Y135031
W&H® Roto Quick	PMNG-WH-P	Y135032
Bien-Air® Unifix®	PMNG-BA-P	Y135033
Connessione diretta MIDWEST	PMNG-M4-P	Y135034
Connessione diretta BORDEN	PMNG-B2-P	Y135035

■ Attacchi non inclusi

Contenuto

- Manipolo con puntale da 60°
- Coperchio per serbatoio polvere
- Puntale da 80°
- 5 bustine di polvere di bicarbonato FLASH pearl da 15 g cad.
- Kit di manutenzione



Perio-Mate



Ampia gamma di applicazioni, dall'uso sopragengivale a quello sottogengivale.

Rimuovendo Perio Mate Nozzle Tip, è possibile trattare l'area sottogengivale fino a 3 mm dal bordo gengivale che richiede la manutenzione più frequente.




Design del beccuccio progettato per una perfetta circolazione della polvere nelle tasche

L'esperienza acquisita da NSK nella fluidodinamica in fase di progettazione e sviluppo delle turbine tiene conto delle difficoltà tipiche dell'operatore che opera in spazi limitati come le tasche.



Puntale sottile per una migliore accessibilità negli spazi ridotti della cavità orale

Il puntale dal design lungo e sottile permette un facile accesso nelle aree sottogengivali o dove è necessario posizionare il manipolo ad angolo, come per esempio tra i molari.



Rotazione di 360° per interventi precisi e sicuri

Il manipolo può essere ruotato manualmente anche durante operazioni complesse. Il puntale garantisce un facile accesso alle aree di difficile raggiungimento, senza danneggiare i denti e i tessuti vicini.



Anello di controllo erogazione

L'anello di controllo dell'erogazione della polvere favorisce lo scorrimento della stessa in modo semplice ed intuitivo tramite una semplice rotazione manuale. Questo permette di controllare e bloccare il flusso in modo semplice ed immediato, potendo ripulire l'intera area senza interruzioni.



Manutenzione del prodotto

L'utente può smontare facilmente l'ugello, il manipolo e la custodia della polvere. Il rischio di intasamento della polvere è basso se la manipolazione e la manutenzione sono corrette, è inoltre facile da gestire seguendo le linee guida per la manutenzione e usando i relativi accessori in dotazione.

Dispositivi a polvere

La soluzione in polvere di NSK consente la pulizia senza contatto anche in luoghi in cui i depositi non possono essere rimossi perché le punte delle apparecchiature a contatto diretto, come gli ablatori, non riescono a raggiungerli.

➔ P.114

Perio-Mate

Rimozione biofilm



Perio-Mate Gamma completa

	MODELLO	CODICE
Attacco NSK	PER-PTL-P	Y1002654
Attacco KaVo®	PER-KV-P	Y1002655
Attacco Sirona®	PER-SR-P	Y1002656
W&H® Roto Quick	PER-WH-P	Y1002657
Bien-Air® Unifix®	PER-BA-P	Y1002658
Connessione diretta MIDWEST	PER-M4-P	Y1002659
Connessione diretta BORDEN	PER-B2-P	Y1002660

■ Assenza di luce durante l'uso (quando si utilizza l'accoppiamento ottico).

Contenuto

- Manipolo
- Serbatoio polvere
- Beccucci (40 pz)
- 1 flacone polvere Glicina (160 g)
- Kit di manutenzione

Perio Mate Nozzle Tip

Dispositivo di lucidatura dell'area subgingivale per la rimozione del biofilm.

Beccuccio in plastica flessibile per un miglior accesso nelle tasche con delicatezza

Il sottile beccuccio è dotato di un'ottima flessibilità che permette di passare delicatamente sulla superficie dei denti ed essere inserito all'interno di tasche strette e superfici radicolari di denti adiacenti senza causare alcun disagio ai pazienti.



MODELLO	CODICE
Perio-Mate beccuccio	Y1002741

Contenuto

- 40 beccucci



Dispositivi a polvere

Per denti belli e sani, a lungo



Utilizzare su	A	Da	Con
<p>Prophy-Mate neo</p>  <p>Rimozione di pigmentazioni Rimozione del biofilm</p>	 <p>Sopragengivali</p>	<p>Dente naturale</p> <p>Superfici di impianti (Solo SOFT pearl*)</p>	 <p>FLASH pearl</p>  <p>SOFT pearl</p>
<p>Varios Combi Pro</p>  <p>Rimozione di placca Rimozione di biofilm</p>	 <p>Sopragengivali (Margine gengivale)</p>	<p>Dente naturale</p>	 <p>Perio Mate Powder</p>
<p>Perio-Mate</p> 	  <p>Subgengivali</p>	<p>Superfici di impianti</p>	<p>Perio Mate Powder</p>


*con alcune eccezioni

FLASH pearl

Caratteristiche

- Applicazione sopragengivale
- L'ingrediente principale è il carbonato di calcio. Non aromatizzato.
- Per tutti i tipi di macchie e decolorazioni; con particolare efficacia in caso di macchie resistenti
- Privo di sodio, non ha uno sgradevole gusto salato ed è ideale per i pazienti che seguono diete con limitazioni di sodio
- I granuli sferici sono delicati sulle superfici dentali
- Il diametro medio delle particelle è di 54 µm

Uso



Sopragengivale



MODELLO	CODICE
FLASH pearl (Flacone)	Y900698


- Contiene 4 flaconi
- Flacone da 300 g

SOFT pearl

Caratteristiche

- Applicazione sopragengivale
- L'ingrediente principale è la glicina, un aminoacido presente nelle proteine
- Per tutti i gradi di macchie e decolorazioni; con particolare efficacia nelle macchie da lievi a medie
- Per chi usa molto il separatore d'amalgama o l'aspirazione a umido
- Può essere utilizzato per i denti primari ("denti da latte")
- Diametro medio delle particelle di polvere 65 µm

Uso



Sopragengivale



MODELLO	CODICE
SOFT pearl	Y1500721


- Contiene 4 flaconi
- due flaconi (250 g cad)

Perio Mate Powder


Caratteristiche

- Polvere per trattamento sottogengivale.
- Ingrediente principale è la glicina, un aminoacido presente nelle proteine.
- Altamente solubile in acqua per prevenire ritenzione subgengivale.
- Durezza inferiore alla dentina nella scala di Mohs.
*La glicina raggiunge livello 2 nella scala di Mohs, la dentina si posiziona tra 2 e 2,5.
- Dimensione particelle < 25 µm.

Uso



Sopragengivale



Sottogengivale



MODELLO	CODICE
Perio Mate Powder	Y900938

- Contiene 2 flaconi
- due flaconi (160 g cad)



Varios 970

Il design compatto ed elegante dalle prestazioni elevate

Ampio display LED

Tutti i parametri di funzionamento sono ben visibili sul display LED e possono essere controllati tramite pulsanti di comando facilmente identificabili.



Grandi serbatoi

I due serbatoi possono essere posizionati e rimossi facilmente e possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di irrigazione a complemento del trattamento. I serbatoi grandi da 400 ml offrono un'ampia capacità di irrigazione e tempi di permanenza in poltrona ridotti. Test ripetuti dei nostri componenti e materiali garantiscono un'elevata durabilità anche in caso di utilizzo prolungato con soluzioni di irrigazione antisettica.



Maggiore durata contro le soluzioni antisettiche

L'introduzione del tubo dell'acqua a base di resina del serbatoio, pompa e manipolo, assicura una durata notevolmente superiore in quanto riduce sensibilmente la corrosione e la ruggine causata dal residuo di soluzioni antisettiche.



Modalità autopulente

Pulizia della pompa, del manipolo e delle punte dopo l'utilizzo di soluzioni antisettiche specifiche.



Varios 970 Set completo

Con luce	MODELLO	CODICE
●	VA970 LUX	Y1004161
—	VA970	Y1004160

Contenuto

- Unità di controllo • Manipolo • Cordone • 3 punte Scaling (G4, G6, G8) • Pedale di controllo (FC-70) • 2 serbatoi
- Chiave dinamometrica con limitatore di Torque (3 pz) • Cordone AC • Cassetta di sterilizzazione

Specifiche tecniche

- Alimentazione: AC 230V 50/60 Hz
- Frequenza: 28-32 KHz
- Potenza max in uscita: 11 W (modalità G)
- Dimensioni: L160 x P135 x H65 mm (compreso serbatoio)
- Peso unità: 2,1 kg (escluso attacco)
- Volume serbatoio: 400 ml (x 2)

Varios 570

Ablatore ultrasonico multifunzionale compatto e versatile

Varios 570 offre tre modalità di potenza selezionabili in base all'applicazione desiderata: "G" (Generale), "E" (Endodonzia) e "P" (Perio). Il livello di potenza può essere regolato per ogni modalità. Inoltre, selezionando la modalità "P", è possibile limitare la potenza al minimo, indispensabile durante determinati trattamenti parodontici.

Vantaggi

- Tecnologia iPiezo engine
- Design compatto
- Pannello di controllo intuitivo, di facile utilizzo



Varios 570 Set completo

Con luce	MODELLO	CODICE
●	VA570 LUX	Y1001273

Contenuto

- Unità di controllo con cordone
- Adattatore AC
- Manipolo
- Set di filtri per l'acqua
- Pedale di controllo (FC-70)
- 3 punte Scaling
- Chiave dinamometrica con limitatore di Torque

Specifiche tecniche

- Alimentazione: AC 100V-240V 50/60 Hz
- Frequenza: 28-32 KHz
- Potenza max in uscita: 11 W (modalità G)
- Dimensioni: L160 x P135 x H65 mm
- Peso unità: 0,43 kg

Varios 370

Ablatore ultrasonico multifunzionale portatile

Varios 370 è stato progettato per essere installato su qualsiasi riunito grazie alla sua forma compatta. Facile da utilizzare, si adatta a molteplici applicazioni cliniche: "P" (Perio), "E" (Endodonzia) e "G" (Generale).



Vantaggi

- Tecnologia iPiezo engine
- Unità compatta e portatile
- Pannello di controllo intuitivo, di facile utilizzo

Varios 370, esempi di installazione



Sul braccio del riunito con staffa (opzionale)



Sopra o sotto il vassoio di appoggio con specifico supporto dell'unità



Varios 370 Set completo

Con luce	MODELLO	CODICE
—	VA370	Y1001340

Contenuto

- Unità di controllo con cordone
- Supporto unità di controllo
- Adattatore AC
- Manipolo
- Supporto manipolo
- Set di filtri per l'acqua
- Pedale di controllo (FC-71)
- 3 punte Scaling (G4, G6, G8)
- Chiave dinamometrica con limitatore di Torque

Specifiche tecniche

- Alimentazione: AC 100V-240V 50/60 Hz
- Frequenza: 28-32 KHz
- Potenza max in uscita: 11 W (modalità G)
- Dimensioni: L80 x P115 x H32 mm (senza cordone)
- Peso unità: 0,43 kg (senza attacco)

Varios 170

Dimensioni ridotte per una facile installazione su ogni tipo di riunito

Varios 170 è il sistema integrato più piccolo sul mercato, dotato della tecnologia iPiezo engine che assicura una potenza stabile in uscita. Il manipolo, comodo e leggero, con doppia illuminazione LED, può essere aggiunto all'unità e controllato dal pedale.



Cassetta di sterilizzazione

Il manipolo, le punte e la chiave dinamometrica possono essere sterilizzati insieme.



Varios 170 Set completo

Con luce	MODELLO	CODICE
●	VA170LUXS8	Y1004145
—	VA170S8	Y1004144

Contenuto


- Modulo integrato • Manipolo • Cordone • 3 punte Scaling (G4, G8, G16)
- Chiave dinamometrica con limitatore di Torque (3 pz) • Cassetta di sterilizzazione

Specifiche tecniche


- Alimentazione: AC 24 V ±10%
- Frequenza: 28-32 KHz
- Potenza max in uscita: 11 W
- Dimensioni: L 63 x P 54 x H 26 mm
- Peso unità: 59 g

Ultrasonic Scaler Tips

NSK offre un'ampia gamma di punte ultrasoniche Varios per ogni applicazione clinica




Le punte Varios sono compatibili con i manipoli degli ablatori ultrasonici Varios2 e Satelec®. NSK produce inoltre alcuni inserti compatibili con gli ablatori ultrasonici EMS®. A seguito una pratica guida che illustra le diverse compatibilità.



Scaling

Sezione della punta

MODELLO	CODICE
   	G1 Z217101
	G1-E Z291101
   	G2 Z217102
	G2-E Z291102
   	G3 Z217103
	G3-E Z291103
   	G4 Z217104
	G4-E Z291104
   	G5 Z217105
	
   	G6 Z217106
	G6-E Z291106
   	G8 Z217108
	
   	G9 Z217109
	
   	G11 Z217411

Scaling

Sezione della punta

MODELLO	CODICE
   	G12 Z217412
   	G13 Z217413
   	G16 Z217120



Perio (Root planing)

Sezione della punta

MODELLO	CODICE
   	P1 Z217404
   	P1D Z217405
	• Punta diamantata
    	P2D Z217402
	• Punta diamantata • Curvatura a destra
    	P3D Z217403
	• Punta diamantata • Curvatura a sinistra

Perio (Root planing)

Sezione della punta

MODELLO	CODICE
  	P10 Z217410
• Punta affilata	
MODELLO	CODICE
  	P11R Z217408
• Punta affilata • Curvatura a destra	
MODELLO	CODICE
  	P11L Z217409
• Punta affilata • Curvatura a sinistra	
MODELLO	CODICE
  	P20 Z217420
  	P20-E Z291420
MODELLO	CODICE
  	P21R Z217422
  	P21R-E Z291422
• Curvatura a destra	
MODELLO	CODICE
  	P21L Z217421
  	P21L-E Z291421
• Curvatura a sinistra	

Perio (Root planing)

Sezione della punta

MODELLO	CODICE
  	P25R Z217424
  	P25R-E Z291424
• Curvatura a destra	
MODELLO	CODICE
  	P25L Z217425
  	P25L-E Z291425
• Curvatura a sinistra	
MODELLO	CODICE
  	P26R Z217426
• Curvatura a destra	
MODELLO	CODICE
  	P26L Z217427
• Curvatura a sinistra	

Perio (Irrigazione e Detersione)

Sezione della punta

MODELLO	CODICE
  	P40 Z217550
• Punta ø0,6 mm	
MODELLO	CODICE
  	P41 Z217555
• Punta ø0,8 mm	

Implantologia (V-Tip) Perio-Control



Supporto per V-Tip



MODELLO	CODICE
V10	Z217041

- Include chiave di sostituzione punte E
- Punta in plastica non inclusa

Punte per la cura di protesi ed impianti, prodotte con un materiale speciale che permette di effettuare il trattamento di debridement in totale sicurezza, senza danneggiare le superfici metalliche e gli impianti.

Sezione della punta



MODELLO	CODICE
V-P10	Y900184

- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso

La punta V-P12 è la versione più lunga della punta V-P10. La sua forma favorisce l'accesso a tutte le aree della cavità orale e soddisfa molteplici applicazioni.



MODELLO	CODICE
V-P12	Y1002167

- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso



V-P10



V-P12



V-P11R



V-P26R

Implantologia (V-Tip)

Le punte V-P11R/L hanno una doppia curvatura. Queste punte sono ultra lunghe in modo da favorire l'accesso nelle aree difficili da raggiungere ed evitare interferenze con i denti prossimali. La loro forma è stata progettata per meglio adattarsi alle diverse morfologie dei denti, risultando così estremamente versatili per molteplici applicazioni, dagli anteriori ai premolari.

Sezione della punta



MODELLO	CODICE
V-P11R	Y1002165

- Curvatura a destra
- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso



MODELLO	CODICE
V-P11L	Y1002166

- Curvatura a sinistra
- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso

Le punte V-P26R/L hanno un'ampia angolazione che permette di trattare le aree di difficile accesso, impossibili da raggiungere con le punte V-P11R/L o con altri strumenti tradizionali. Queste punte sono ideali per le superfici distali dei molari e per zone angolari in quanto la loro estremità si adatta perfettamente alla morfologia del dente.



MODELLO	CODICE
V-P26R	Y1002168

- Curvatura a destra
- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso



MODELLO	CODICE
V-P26L	Y1002169

- Curvatura a sinistra
- Conf. da 3 pz
- Supporto V10 non incluso

Endodonzia

Sezione della punta



NSK Satelec®

MODELLO	CODICE
E4	Z217428

- Per rimozione di frammenti



NSK Satelec®

MODELLO	CODICE
E4D	Z217528

- Diamantata
- Per ampliamento del canale radicolare



NSK Satelec®

MODELLO	CODICE
E5	Z217305

- Irrigazione non necessaria
- Per condensazione laterale



NSK Satelec®

MODELLO	CODICE
E6	Z217306

- Irrigazione non necessaria
- Per condensazione laterale



NSK Satelec®

MODELLO	CODICE
E7	Z217307

- Irrigazione non necessaria
- Per rimozione di frammenti



NSK Satelec®

MODELLO	CODICE
E7D	Z217317

- Diamantata
- Per ampliamento del canale radicolare

Endodonzia

Sezione della punta



NSK Satelec®

MODELLO	CODICE
E8	Z217308

- Irrigazione non necessaria
- Per rimozione di frammenti



NSK Satelec®

MODELLO	CODICE
E8D	Z217318

- Diamantata
- Per ampliamento del canale radicolare



NSK Satelec®

MODELLO	CODICE
E15D	Z217319

- Diamantata
- Per localizzare i canali radicolari e la rimozione di calcificazioni

* L'immagine della sezione della punta è relativa alla sezione calcolata ad 1 mm dalla fine. La sezione illustrata è 3 volte più grande rispetto alle dimensioni reali.



* Per le punte E5, E6, E7, E7D, E8 e E8D utilizzare la specifica chiave di sostituzione punte inclusa.



Endodonzia

Supporto con angolazione 120° per lime U



* Lima opzionale.

Supporto con angolazione 95° per lime U



* Lima opzionale.



MODELLO	CODICE
E11	Z217031

- Per lime U (ø 0,8 mm)
- Per detersione canale radicolare
- Per anteriori • La lima è facoltativa

MODELLO	CODICE
E12	Z217032

- Per lime U (ø 0,8 mm)
- Per detersione canale radicolare
- Per posteriori
- La lima è facoltativa

MODELLO	CODICE
Lima U 33 mm / # 15 Y900062	

- ISO15 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
Lima U 33 mm / # 20 Y900063	

- ISO20 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
Lima U 33 mm / # 25 Y900064	

- ISO25 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
Lima U 33 mm / # 30 Y900065	

- ISO30 • Conf. da 6 pz


MODELLO	CODICE
Lima U 33 mm / # 35 Y900066	

- ISO35 • Conf. da 6 pz

Ogni confezione di punta E11, E12 e V30 include 1 chiave di sostituzione punta E. Questa chiave non è inclusa nelle confezioni delle altre punte, quindi va ordinata separatamente.

Consultare la tabella per garantire la corretta lunghezza della lima, al fine di evitare rotture.

	#15	#20	#25	#30	#35
E11	22 mm	24,5 mm	22 mm	22 mm	22 mm
E12	22 mm	24,5 mm	24,5 mm	24,5 mm	22 mm



Endodonzia retrograda

Sezione della punta



MODELLO	CODICE
E30RD	Z217212

- Diamantata
- Per posteriori (angolazione a destra)

MODELLO	CODICE
E30LD	Z217213

- Diamantata
- Per posteriori (angolazione a sinistra)

MODELLO	CODICE
E31D	Z217210

- Diamantata
- Per anteriori e posteriori (70°)

MODELLO	CODICE
E32D	Z217211

- Diamantata • Per anteriori (90°)

* L'immagine della sezione della punta è relativa alla sezione calcolata ad 1 mm dalla fine. La sezione illustrata è 3 volte più grande rispetto alle dimensioni reali.



Disinfezione termica



Autoclavabile a max 135°C



Disinfezione termica



Autoclavabile a max 135°C

Estrazione

La punta G95 con doppia estremità è molto affilata e quindi può essere inserita senza eccessiva forzatura. Inoltre, considerando che l'abrasione dei legamenti parodontali crea un spazio tra la superficie radicolare del dente e l'osso alveolare, l'estrazione del dente può essere eseguita senza arrecare danni all'osso che circonda la radice.

Caratteristiche

- Miglior accesso all'area chirurgica grazie alla sommità sottile della punta e all'estremità affilate.
- Rimozione delicata dell'area di adesione della membrana parodontale.
- Estrazione delicata del dente a vantaggio di un miglior confort del paziente.
- Possibilità di trattare anche quelle aree difficili da raggiungere con gli strumenti manuali.

Estrazione radice (rimozione dente superiore sinistro No. 2)

L'estrazione del dente è possibile senza eliminare un'eccessiva porzione di osso alveolare intorno alla radice, preservando così la morfologia dell'osso alveolare.



Dente danneggiato (rimozione del dente inferiore sinistro No. 8)

L'utilizzo della punta prima dell'estrazione rende instabile il dente, rendendo così più facile la procedura di estrazione.



Attenzione a non utilizzare una forza eccessiva.
Nishikawa-guchi dental clinic



MODELLO	CODICE
G95	Z217705

- Rivestimento TiN
- Spessore 0,7 mm
- Doppia estremità affilata in tre direzioni

Conservativa (Per micro-conservativa)

MODELLO	CODICE
G61D	Z217601

• Diamantata

MODELLO	CODICE
G62D	Z217602

• Diamantata

MODELLO	CODICE
G65D	Z217605

• Diamantata

MODELLO	CODICE
G66D	Z217606

• Diamantata

MODELLO	CODICE
G67D	Z217607

• Diamantata

MODELLO	CODICE
G68D	Z217608

• Diamantata

* L'immagine della sezione della punta è relativa alla sezione calcolata ad 1 mm dalla fine. La sezione illustrata è 3 volte più grande rispetto alle dimensioni reali.



Disinfezione termica



Autoclavabile a max 135°C



Disinfezione termica



Autoclavabile a max 135°C

Condensazione



NSK
Satelec®

MODELLO	CODICE
G21	Z217010

- Irrigazione non necessaria
- Per anteriori
- 3 cappucci inclusi



MODELLO	CODICE
Tip Cap	Y140751

- Autoclavabile
- Per punta G21 / G22 (Conf. da 10 pz)

Levacorone / Plugging



NSK
Satelec®

MODELLO	CODICE
G26	Z217206

- Per rimozione perni



NSK
Satelec®

MODELLO	CODICE
G28	Z217208

- Irrigazione non necessaria
- Per condensazione amalgama

Varios V-TIP System



Il sistema di supporto Varios V-Tip è innovativo, multifunzionale ed economico. Il supporto V-Tip è un componente separato dalle punte e può essere facilmente sostituito. Grazie alla sua flessibilità, il sistema di supporto V-Tip permette di soddisfare molteplici applicazioni cliniche.

Conservativa

P.142-143

• Per micro-conservativa

• Per finitura / lucidatura

• Per rimozione carie




Endodonzia

P.141

• Per detersione canale radicolare

• Per ampliamento canale radicolare



• NiTi irrigazione



Implantologia

P.130-131

• Per protesi o impianti



V30
Angolazione 120°



V10
Diritto

Endodonzia V-Tip



Supporto per V-Tip



MODELLO	CODICE
V30	Z217030

*Punta opzionale.

• Per detersione canale radicolare 17 mm • Conf. da 3 pz

MODELLO	CODICE
V-S50	Y900169

• Per detersione canale radicolare 23 mm • Conf. da 3 pz

MODELLO	CODICE
V-S51	Y900170

• Per detersione canale radicolare 26 mm • Conf. da 3 pz

MODELLO	CODICE
V-S52	Y900171

• Per detersione canale radicolare 32 mm • Conf. da 3 pz

MODELLO	CODICE
V-S53	Y900172

• Per detersione canale radicolare 17 mm • Conf. da 3 pz.

MODELLO	CODICE
V-S50D	Y900173

• Per detersione canale radicolare 23 mm • Conf. da 3 pz.

MODELLO	CODICE
V-S51D	Y900174

• Per ampliamento canale radicolare 26 mm • Conf. da 3 pz.

MODELLO	CODICE
V-S52D	Y900175

• Per ampliamento canale radicolare 32 mm • Conf. da 3 pz.

MODELLO	CODICE
V-S53D	Y900176

• NiTi irrigazione 17 mm • Conf. da 3 pz.

MODELLO	CODICE
V-N50	Y900182

• NiTi irrigazione 21 mm • Conf. da 3 pz.

MODELLO	CODICE
V-N51	Y900183



* Nessun rivestimento diamantato sull'estremità della punta (1 mm) al fine di ridurre la formazione di sporgenze.

Ogni confezione di punta E11, E12 e V30 include 1 chiave di sostituzione punta E. Questa chiave non è inclusa nelle confezioni delle altre punte, quindi va ordinata separatamente.

Conservativa (per micro-conservativa)



Supporto per V-Tip



MODELLO	CODICE
V30	Z217030

- Punta opzionale.

ø0,97



MODELLO	CODICE
V-G70	Y900118

- Diamantata • Conf. da 3 pz

ø1,4



MODELLO	CODICE
V-G71	Y900119

- Diamantata • Conf. da 3 pz

ø1,6



MODELLO	CODICE
V-G72	Y900120

- Diamantata • Conf. da 3 pz

0,6



MODELLO	CODICE
V-G75	Y900121

- Diamantata • Conf. da 3 pz

0,9



MODELLO	CODICE
V-G76	Y900122

- Diamantata • Conf. da 3 pz

Ogni confezione di punta E11, E12 e V30 include 1 chiave di sostituzione punte E. Questa chiave non è inclusa nelle confezioni delle altre punte, quindi va ordinata separatamente.

Conservativa (per finitura / lucidatura)




Supporto per V-Tip



MODELLO	CODICE
V30	Z217030

- Punta opzionale.


5,0
ø1,2



MODELLO	CODICE
V-G77	Y900165

- Diamantata • Normale
- Conf. da 3 pz


5,0
ø1,2



MODELLO	CODICE
V-G78	Y900166

- Diamantata • Fine
- Conf. da 3 pz

5,0
ø1,2



MODELLO	CODICE
V-G79	Y900167

- Diamantata • Super Fine
- Conf. da 3 pz

Conservativa (per rimozione carie)



Supporto per V-Tip



MODELLO	CODICE
V30	Z217030

- *Punta opzionale.

0,9
ø0,8



MODELLO	CODICE
V-S1	Y900161

- Punta in Acciaio inossidabile
- Conf. da 3 pz

1,2
ø1,1



MODELLO	CODICE
V-S3	Y900162

- Punta in Acciaio inossidabile
- Conf. da 3 pz

2,6
ø0,8



MODELLO	CODICE
V-S33	Y900163

- Punta in Acciaio inossidabile
- Conf. da 3 pz

Kit

Applicazione Perio



MODELLO	CODICE
Perio Kit A	Y900144

Contenuto

- P1D, P2D, P3D, P10 : 1 pz cad
- 1 supporto punte

Applicazione Perio

Forcazione di superfici curve



MODELLO	CODICE
Perio Kit B	Y900145

Contenuto

- P20, P25R, P25L : 1 pz cad
- 1 supporto punte

Applicazione Perio

Per protesi e impianti



MODELLO	CODICE
Perio-Control Starter Kit	Y1002606

Contenuto

- 1 supporto punte V10
- V-P11R, V-P11L, V-P12, V-P26R, V-P26L : 1 pz cad
- 1 chiave di sostituzione punte E

Applicazione Endodonzia

Per irrigazione canale radicolare anteriore



Include 5 tipologie di lime U (ø0,8 mm) più supporto a 120°

MODELLO	CODICE
Kit Endo E11	Y900146

Contenuto

- 1 punta E11, angolazione 120° per anteriori
- 1 chiave di sostituzione punte E
- Lime U 33 mm #15, #20, #25, #30, #35 conf. da 6 pz ogni misura

Kit

Applicazione Endodonzia

Per irrigazione canale radicolare posteriore



Include 5 tipologie di lime U (ø0,8 mm) più supporto a 95°

MODELLO	CODICE
Endo Kit E12	Y900147

Contenuto

- 1 punta E12, angolazione 95° per posteriori
- 1 chiave di sostituzione punte E
- Lime U 33 mm #15, #20, #25, #30, #35: conf. da 6 pz ogni misura

Applicazione Endodonzia

4 tipi di punte per chirurgia retrograda



MODELLO	CODICE
Kit Retro	Y900149

Contenuto

- E30RD, E30LD, E31D, E32D : 1 pz per modello
- 1 supporto punte

Applicazioni Microchirurgia

Starter kit per intervento mini o con supporto per punte tipo V



MODELLO	CODICE
MI Starter Kit	Y900150

Contenuto

- Supporto punte V, V30 : 1 pz
- Chiave di sostituzione punte E : 1 pz
- V-G70, V-G71, V-G72 : 1 pz cad
- V-S1, V-S3, V-S33 : 1 pz cad
- V-G77, V-G78, V-G79 : 1 pz cad

Ti-Max S970



- Corpo in Titanio con trattamento DURACOAT antigraffio
- Anello di regolazione potenza con 3 livelli
- Frequenza di oscillazione: 5.800-6.200 Hz
- Fibre ottiche Cellular Glass



3 punte incluse (S1, S2, S3),
chiave per punte (CR-20) e
coperchio punta (L)

Attacco NSK

Con luce	MODELLO	CODICE
●	S970L	T1005
—	S970	T1020

Attacco KaVo®

Con luce	MODELLO	CODICE
●	S970KL	T1013

Attacco Sirona®

Con luce	MODELLO	CODICE
●	S970SL	T1015

AS2000

- Frequenza di oscillazione: 5.600~5.850 Hz
- 3 punte incluse (S1, S2, S3), chiave per punte (CR-20) e coperchio punta (L)



Con luce	MODELLO	CODICE
—	AS2000 M4	T698

- Per Midwest 4 vie • Peso: 67 g



Con luce	MODELLO	CODICE
—	AS2000 B2/3	T697

- Per Borden 2/3 vie • Peso: 64 g

Air Scaler Tips

Scaling

Sezione della punta



MODELLO	CODICE
---------	--------

S1	Z252411
-----------	----------------

- Tipo Universale



MODELLO	CODICE
---------	--------

S2	Z252413
-----------	----------------

- Tipo a Falce



MODELLO	CODICE
---------	--------

S3	Z252412
-----------	----------------

- Tipo Perio

Perio

Sezione della punta



MODELLO	CODICE
---------	--------

S10	Z252420
------------	----------------

- Tipo Universale sottile



MODELLO	CODICE
---------	--------

S20	Z252441
------------	----------------

- Root Planning (diritta)



MODELLO	CODICE
---------	--------

S21R	Z252442
-------------	----------------

- Root Planning (curvatura a destra)



MODELLO	CODICE
---------	--------

S21L	Z252443
-------------	----------------

- Root Planning (curvatura a sinistra)


Implantologia (V-Tip)



Supporto per V-Tip



Sezione della punta



MODELLO	CODICE
---------	--------

S35	Z252015
------------	----------------

- Chiave per punte E inclusa
- Punta di plastica non inclusa



MODELLO	CODICE
---------	--------

V-P10	Y900184
--------------	----------------

- Conf. da 3 pz
- Supporto S35 non incluso



MODELLO	CODICE
---------	--------

V-P12	Y1002167
--------------	-----------------

- Conf. da 3 pz
- Supporto S35 non incluso



MODELLO	CODICE
---------	--------

V-P11R	Y1002165
---------------	-----------------

- Curvatura a destra
- Conf. da 3 pz
- Supporto S35 non incluso

MODELLO	CODICE
---------	--------

V-P11L	Y1002166
---------------	-----------------

- Curvatura a sinistra
- Conf. da 3 pz
- Supporto S35 non incluso

Kit Air Scaler



MODELLO	CODICE
---------	--------

Kit Perio-Control	Y1002754
--------------------------	-----------------

- Supporto S35 : 1 pz
- V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12 : 1 pz per modello
- Chiave per punte E inclusa

Conservativa (Per micro-Conservativa)

A differenza degli strumenti rotanti, queste punte oscillano e tagliano solo una parte di superficie, assicurando preparazioni minimamente invasive e riducendo il rischio di danneggiare i denti prossimali e i tessuti molli. La forma sferica di queste punte favorisce la rimozione della carie nell'area cervicale ed interprossimale.



MODELLO	CODICE
S65D	Z252465

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S66D	Z252466

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S67D	Z252467

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S68D	Z252468


• Diamantata



S65D



S81D



S72D

Conservativa (Preparazione corone)

Queste punte sono indicate per la rifinitura dei margini a seguito di preparazione dell'area con frese tradizionali. A differenza degli strumenti rotanti, queste punte permettono la rifinitura dei margini acuti e dei solchi gengivali senza alcun danno. Sono disponibili tre tipi di punte in base al livello di smussatura.



MODELLO	CODICE
S81D	Z252469

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S82D	Z252462

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S83D	Z252461

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S86D	Z252460

• Diamantata

Queste punte presentano un lato piatto e non tagliente per interventi poco invasivi a livello mesiale o distale.



MODELLO	CODICE
S71D	Z252471

• Diamantata



MODELLO	CODICE
S72D	Z252472

• Diamantata

V-TIP System



Il sistema V-Tip NSK è innovativo, multifunzionale ed economico. Il supporto per V-Tip è un componente separato rispetto alle attuali punte e può essere integrato in modo semplice ed economico. Il sistema di supporto V-Tip NSK permette una maggior flessibilità per rispondere in maniera puntuale ad una sempre più ampia tipologia di applicazioni cliniche.

Endodonzia (V-Tip)




Supporto per V-Tip



Endodonzia

P.157



S75
Angolazione 120°

Implantologia

P.153

- Per Protesi o Implantologia



S35
Diritto

MODELLO	CODICE
S75	Z252035

- Chiave per punte E inclusa

MODELLO	CODICE
V-U15	Y900177

- Lima V irrigazione 23 mm #15
- ISO15 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
V-U20	Y900178

- Lima V irrigazione 23 mm #20
- ISO20 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
V-U25	Y900179

- Lima V irrigazione 23 mm #25
- ISO25 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
V-U30	Y900180

- Lima V irrigazione 23 mm #30
- ISO30 • Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
V-U35	Y900181

- Lima V irrigazione 23 mm #35
- ISO35 • Conf. da 6 pz

iProphy

Riprendi il controllo nelle tue mani




Leggero e semplice da impugnare

Progettato e sviluppato per offrire le più innovative caratteristiche ergonomiche. Il manipolo, semplice da impugnare e ben bilanciato, è leggero da utilizzare anche per trattamenti di lucidatura relativamente lunghi.

La testina ultra mini permette di avere un campo visivo senza ostacoli

La testina ultra mini permette di avere un campo visivo senza ostacoli. Permette di eseguire il trattamento in modo ancora più semplice e preciso.



Leggero e semplice da impugnare. Semplice controllo della potenza

Il controllo della potenza a portata di mano. Non occorre usare i comandi a pedale, iProphy mantiene facilmente le basse velocità di rotazione, un'operazione difficile per i contrangoli standard.

Interfaccia utente semplice e chiara

L'interfaccia utente intuitiva consente di svolgere la procedura in tranquillità. I tasti di accensione/spengimento sono grandi e semplici da premere.



iProphy set completo

MODELLO	CODICE
---------	--------

iProphy set completo (230V) Y1500015

Contenuto

- Manipolo a motore di iProphy
- Testina iFX57
- Supporto di iProphy
- Adattatore CA
- Beccuccio spray tipo F

iProphy senza testina

MODELLO	CODICE
---------	--------

iProphy senza testina Y1500069

Contenuto

- Manipolo a motore di iProphy
- Supporto di iProphy
- Adattatore CA
- Beccuccio spray tipo F

iProphy TESTINE



- Per profilassi
- Per coppette a vite

Per angoli prophy monouso

MODELLO	CODICE
---------	--------

Riduttore 4:1 iFX57 C1102

Riduttore 4:1 PR-F H209



ENDODONZIA




ENDO-MATE TC2

Più intelligente e sicuro

Lavorare in modo più intelligente e sicuro, con libertà di movimento

Testina mini e collo sottile

La testina Miniature consente di accedere anche alle aree normalmente di difficile accesso. Il collo sottile assicura maggiore visibilità.




Sicurezza per trattamenti endodontici delicati

Funzione Auto Reverse e Allarme per procedure endodontiche più sicure. Il circuito di feedback mantiene la rotazione stabile anche quando cambia il carico sul manipolo. L'alimentazione si spegne automaticamente, per migliorare la sicurezza e risparmiare energia. Funzione di calibrazione per una velocità di rotazione più precisa e impostazione del Torque.

Funzione di programmazione

5 preset definibili dall'utente - modalità Speed, Torque, Gear Ratio e Auto Reverse. Le impostazioni dell'ultimo programma possono essere richiamate all'accensione.

▼ Funzione di programmazione



Due tipi di allarme acustico per trattamenti più efficaci e sicuri

L'allarme consente agli operatori di evitare di gravare eccessivamente sulle punte, per appesantire meno il metallo.



ENDO-MATE TC2 Set completo

MODELLO	CODICE
ENDO-MATE TC2	Y1001027

Contenuto
 • Testina MP-F16R • Motore ENDO-MATE TC2
 • Caricatore

ENDO-MATE TC2 MPAS Set completo

MODELLO	CODICE
ENDO-MATE TC2 MPA	Y1001028

Contenuto
 • Testina MPA-F16R • Motore ENDO-MATE TC2
 • Caricatore


Specifiche tecniche

- Velocità : 2.000-9.000 min⁻¹
- Durata batteria : 1,5 h (dipende dal carico di lavoro)
- Uso continuo : 1,2 ore (dipende dal carico di lavoro)



ENDO-MATE DT2

Elegante e portatile



Testina orientabile in 6 posizioni

L'angolazione della testina può essere regolata a seconda della posizione della zona da trattare.



Attacco rapido

L'attacco rapido consente una facile sostituzione della testina. Tutte le testine sono sterilizzabili in autoclave fino a 135°C.



Interruttore ON/OFF

Due diverse modalità :

- A : Premere e rilasciare - Il micromotore rimane attivo fino a che il pulsante viene premuto nuovamente.
- B : Premere e mantenere premuto - Il micromotore rimane attivo in continuo, fino a che il pulsante viene rilasciato.

Adatto a tutti i tipi di strumenti NiTi

ENDO-MATE DT2 è un micromotore all'avanguardia che permette di memorizzare velocità e Torque attraverso ben 9 diversi programmi (velocità e Torque, ecc). Passaggio semplice tra i programmi preimpostati, che consente di operare secondo i protocolli dei produttori di punte.

Rapporto	Velocità rotazione(min ⁻¹)
20:1	100-650
16:1	125-800

Funzioni Auto-Reverse

La funzione Auto-Reverse si attiva quando il livello preimpostato di Torque viene raggiunto.

Doppia alimentazione

L'unità è dotata di un sistema di doppia alimentazione, a batterie ricaricabili o corrente elettrica con uso dell'adattatore AC in dotazione.

Altra funzione

Il segnale acustico avvisa quando viene raggiunto il livello di Torque preimpostato.

ENDO-MATE DT2 con testina 20:1

MODELLO	CODICE
ENDO-MATE DT2 (230V)	Y1004230

- Unità di controllo
- Testina MP-F20R (20 : 1)
- Adattatore AC
- Motore e cordone
- Porta manipolo

ENDO-MATE DT2 senza testina

MODELLO	CODICE
ENDO-MATE DT2 W/O (230V)	Y1004231

- Unità di controllo
- Porta manipolo
- Motore e cordone
- Adattatore AC



Specifiche tecniche:

- Alimentazione : 230V AC 50/60 Hz e batteria
- Programmi : 9
- Torque Max : 7 Ncm (con testina 20 : 1)
- Velocità : 100-13.000 min⁻¹ (con testine 20 : 1, 1 : 1)
- Tempo di ricarica batteria / Durata batteria con funzionamento : 5 h / 2 h (dipende dal carico di lavoro)
- Dimensioni : L 93 x P 147 x H 100 mm
- Peso : unità di controllo 440 g, manipolo e cordone 95 g

ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT2 Testine

Collegamento a localizzatori apicali

Le testine MPAS sono dotate di un innesto che permette di collegare il rilevatore apicale ai manpoli ENDO-MATE TC2 & DT2. Utilizzando un rilevatore apicale con ENDO-MATE TC2 & DT2, si può lavorare sui canali radicolari con una maggiore sicurezza. Tutte le testine sono sterilizzabili fino a 135°C.

Connettere il rilevatore d'apice facendo scorrere in avanti l'anello di bloccaggio. Disattivarlo facendolo scorrere indietro.



	MODELLO	CODICE
Riduzione 20:1	MP-F20R	Y110044
Riduzione 16:1	MP-F16R	Y110096
Riduzione 10:1	MP-F10R	Y110048

- Per strumenti NiTi (ø2,35) • Testina miniature
- Rotazione 360° • Meccanismo Push



	MODELLO	CODICE
Riduzione 20:1	MPAS-F20R	Y110046
Riduzione 16:1	MPAS-F16R	Y110098

- Per strumenti NiTi (ø2,35) • Testina miniature • Rotazione 360°
- Connessione per rilevatore apicale (manico corto)
- Meccanismo Push

iPexII



Caratteristiche


- Misurazioni precise grazie all'innovativa tecnologia SmartLogic
- Rilevazione apicale precisa in ogni condizione del canale, asciutto o bagnato
- Design moderno e compatto di minimo ingombro
- Tre diversi segnali acustici di allarme in base alla posizione dello strumento, per assicurare procedure sicure
- Monitor LCD a tre colori e antiriflesso, che consente all'operatore di monitorare in tempo reale le procedure con precisione
- Risparmio energetico e tempi operativi ridotti

Dispositivo SmartLogic di ultima generazione

SmartLogic combina due tecnologie avanzate per analizzare i segnali in modo preciso ed accurato. La tecnologia SmartLogic di iPex rimuove potenzialmente tutte le interferenze presenti nel canale endodontico permettendo di localizzare in maniera precisa la posizione dell'apice.

- iPex SmartLogic alterna due diverse frequenze per effettuare le misurazioni. Riducendo i rumori che interferiscono con l'analisi del segnale, genera un preciso sistema di onde che non necessita di un circuito di filtraggio.
- iPex SmartLogic utilizza l'intero sistema di onde per analizzare la frequenza esatta. Ciò garantisce una misurazione precisa e costante in ogni condizione del canale.

Monitor LCD a 3 colori



Monitoraggio profondità del canale

Ad integrazione degli strumenti endodontici (ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT / Contrangoli) iPex garantisce precisione ed efficienza durante ogni trattamento.



iPexII Set completo

MODELLO	CODICE
iPexII Set completo	Y1002208

- Contenuto** • Unità di controllo • iPexII Sonda (1,8 m) • iPexII Clip (3 pz) • Gancio labbro (3 pz) • Batterie AAA (3 pz) • iPexII Tester

Specifiche tecniche

- Alimentazione : Per batterie 1.5 V AAA (LR03 o R03)
- Dimensioni : L 60 x P 60 x H 86 mm
- Uso continuo : 60 ore ca.
- Peso : 76 g (unità senza batterie)

Manipoli endodontici

Ti-Max Ti-ENDO Manipolo endodontico con ghiera di selezione Torque

Ruotando semplicemente la ghiera scorrevole di selezione, Ti-ENDO garantisce un perfetto controllo del Torque per particolari procedure endodontiche. Generalmente le testine piccole offrono un miglior accesso nelle aree dei molari, rendendo più facile e sicura la preparazione canalare. Ti-ENDO si adatta a tutti i maggiori marchi di strumenti NITI.

Vantaggi

- Corpo in Titanio
- Per strumenti NiTi (ø 2,35)
- Rotazione 360°
- 4 livelli di Torque
(0,25 ; 0,5 ; 1,0 ; 3,0 Ncm)
- Testina ridottissima
- Meccanismo Push




MODELLO	CODICE
Riduzione 128:1 Ti-ENDO	C589



La ghiera di selezione permette di selezionare 4 differenti livelli di Torque.

Comparazione dimensione testine



EX Series

Dotato di testina endodontica ridottissima, EX-ENDO 128 favorisce un comodo accesso nell'area dei molari. La riduzione 128 : 1 garantisce applicazioni endodontiche sicure ed affidabili. Il corpo compatto ed il meccanismo Push riducono notevolmente lo sforzo della mano.

Vantaggi

- Testina ridotta
- Meccanismo Push
- Per strumenti NITI (ø2,35)
- Rotazione 360°



MODELLO	CODICE
Riduzione 128:1 EX-ENDO 128	C592

The image features a series of horizontal bands in a deep blue color, separated by white bands. Within the blue bands, the dark silhouettes of various dental instruments are visible. On the left, a handpiece is shown in profile. In the center, a long, slender instrument, possibly a probe or explorer, is oriented vertically. To the right, another handpiece is shown from a different angle. The overall composition is minimalist and emphasizes the shapes and forms of the dental tools.

ODONTOIATRIA PORTATILE

Dentalone



Lo studio dentistico che ti segue ovunque.*

Dentalone è un'unità chirurgica portatile ideale per l'attività di odontoiatria preventiva nell'ambito delle attività umanitarie, per le cure a domicilio, nelle scuole, negli ospedali, per le attività sul campo.



- Pannello di controllo LCD Multi Pad illuminato
- Micromotore NLX nano (40.000 min⁻¹) autoclavabile, dotato di illuminazione LED, corpo in titanio, irrigazione interna
- Ablatore ultrasonico multifunzionale integrato Varios 170 LED con manipoLO VA2-LUX-HP leggero e compatto
- Siringa aria / acqua / spray con luce LED
- Cannula d'aspirazione salivale
- Serbatoio da 500 ml
- Contenitore residui da 1 litro



Contenuto

- 1 valigia per il trasporto
- 1 serbatoio d'acqua
- 1 serbatoio per aspirazione
- 1 compressore integrato
- 1 pompa d'aspirazione integrata
- 1 pedale di controllo • 1 piano estendibile

Dentalone Set completo

MODELLO	CODICE
Dentalone	S9070

Specifiche tecniche

- Dimensioni : Valigia per trasporto (manico abbassato) : L 351 x P 405 x H 545 mm
Valigia per trasporto (manico alzato) : L 351 x P 405 x H 1.075 mm
Senza struttura : L 350 x P 405 x H 496 mm
- Altezza di lavoro : 766 mm
- Peso con struttura : 18,5 kg
- Alimentazione : 100-230 V~50/60 Hz

*È necessario un collegamento alla rete elettrica.

VIVA ace



Si può, ovunque

Per trattamenti dentali a domicilio più confortevoli e all'avanguardia

VIVA ace combina la funzionalità di un centro di cure dentali in un dispositivo compatto dotato di un micromotore multifunzione, uno scaler ad ultrasuoni e molto altro. Il suo peso esiguo rende semplice trasportarlo e adattarlo a diversi luoghi di trattamento.

Leggero e compatto, multifunzionale come in un centro dentale, semplice da installare e disinstallare.



Struttura leggera e compatta



Elevata funzionalità, come un vero e proprio centro di cura



Facile preparazione all'uso e smontaggio




Struttura leggera e compatta

Facilmente manovrabile e leggero, pesa solo 8,6 kg. Le sue dimensioni compatte sono ideali per riporlo in auto, si sposta comodamente anche salendo e scendendo le scale e può essere riposto in spazi ristretti. Semplice da trasportare da un paziente ad un altro. La dimensione ridotta è stata ottenuta lavorando su leggerezza e compattezza di ogni singolo componente, senza comprometterne la funzionalità.

Tutto in uno

Un micromotore, un ablatore ad ultrasuoni, la siringa 3 in 1 e un aspiratore, tutti combinati in un singolo corpo compatto che include anche lo spazio per lo stoccaggio di tutti gli strumenti.

8,6 kg di peso, può essere portato ovunque.*



*Peso senza manipoli





Elevata funzionalità, come un vero e proprio centro di cura

L'eccellente efficienza e sicurezza sono raggiunte sia dall'ampio pannello di controllo LCD intuitivo e ben visibile, sia dalla superba funzionalità fornita da ogni singolo strumento. Un sistema ad alta funzionalità, proprio come un riunito.

Funzionalità avanzate in un corpo compatto



Le foto sono di extra opzionali.

Micromotore

Per ogni necessità endodontica



NLX plus

Ideale per tutte le esigenze più avanzate in ambito odontoiatrico.

	Velocità di rotazione (min ⁻¹)	Coppia (Ncm)
Modalità generale	1.000~40.000	4,0
Modalità endodonzia	100~5.000	0,3~3,0

Siringa 3 in 1



Siringa 3 in 1 leggera e semplice da utilizzare. L'ugello della siringa utilizza un semplice meccanismo di rilascio rapido.


Sonda luminosa (opzionale)



isoE-LUX

Scaler ad ultrasuoni

Ampia gamma di punte



Varios2 Lux

Motore ad ultrasuoni NSK iPiezo

Fornisce la potenza appropriata all'estremità della punta, adattandosi sia a presenza su denti di tartaro morbido che più duro. Lo scaling sicuro è possibile anche per rimozione del tartaro più resistente.

Aspiratore



Valvola a sfera incorporata per regolare la potenza di aspirazione.

Illuminazione nitida della cavità orale in qualsiasi condizione di trattamento. Buona accessibilità grazie al corpo sottile che permette di accedere anche alle zone di difficile accesso.






Installazione e conservazione rapide


Installazione e stoccaggio facili e veloci rendono il lavoro più efficiente e semplice. Il porta strumenti ed il braccio possono essere regolati su 4 livelli diversi.

APRIRE

Igienico, in quanto gli strumenti che toccano il pavimento vengono conservati in un vano separato, chiuso con un coperchio.



IMPOSTARE



COMPLETO



Lo stoccaggio è semplice

Rimuovere i manipoli per una facile conservazione



Facilissimo da pulire

MAX
51,6 cm



Regolabile a 4 livelli di altezza e angolazioni differenti

Regolabile in diverse posizioni a seconda che l'utilizzo sia in piedi o da seduti

VIVA ace



MODELLO	CODICE
VIVA ace 230 Set completo	Y1003773

Contenuto

- VIVA ace Set base
- VIVA ace Kit motore
- VIVA ace Kit scaler

Dettaglio unità di controllo

- Dimensioni : L 462 x P 298 x H 284 mm
- Peso unità : 8,6 kg
- Alimentazione : AC 100-240 V 50/60 Hz
- Potenza : 130 VA



MODELLO	CODICE
VIVA ace 230 Set base	Y1003774

Contenuto

- Unità di controllo
- Cavo di alimentazione AC
- Pedale di controllo (FC-76S)
- Pedale di controllo (FC-70S)
- Tracolla
- V-ace Set tubi per vuoto
- V-ace Set bottiglie sottovuoto
- V-ace Beccuccio per il vuoto (10)
- V-ace Set bottiglie acqua
- V-ace Set siringhe a 3 vie
- Tracolla



MODELLO	CODICE
VIVA ace Kit motore	E1040002

Contenuto

- NLX plus motore
- Cordone motore
- Cappuccio motore
- Connettore di protezione



MODELLO	CODICE
VIVA ace Kit scaler	E351006

Contenuto

- VA2-LUX Manipolo
- Cordone scaler
- Punta (G6, G8)
- Punta chiave
- Porta punta

VIVAMATE G5



Micromotore LED portatile per applicazioni generiche

Micromotore LED con spray interno



Il micromotore compatto, progettato per l'odontoiatria portatile, si caratterizza per il suo peso ridotto di soli 148 g (cavo compreso), lo spray interno e l'illuminazione LED. Sebbene portatile, il micromotore offre le stesse prestazioni di un sistema di chirurgia in quanto soddisfa un'ampia gamma di trattamenti clinici ed è compatibile con i contrangoli e manipoli diritti* già esistenti. In questo modo si ottimizzano i costi.

*1 Conforme alla normativa ISO3964



Doppio sistema di funzionamento dell'unità di controllo, a batteria ricaricabile o con adattatore AC

Essendo un sistema portatile, è in grado di funzionare ovunque con batterie ricaricabili. Nel momento in cui il livello di batteria è basso, basta collegare l'adattatore AC. Facile da trasportare grazie all'unità di controllo compatta (L 72 x P 180 x H 36 mm) e leggera (370 g).

Pedale di controllo (opzionale)

Permette di regolare la velocità del motore premendo sul pedale, senza distogliere lo sguardo dall'area di lavoro.



Valigetta per il Trasporto

Progettata appositamente per riporre e trasportare comodamente VIVAMATE G5 e i suoi accessori.



VIVAMATE G5 Set completo

MODELLO	CODICE
VIVAMATE G5 230V Set	Y1002801

Contenuto

- Unità di controllo
- Supporto manipolo
- Motore (compreso cordone)
- Adattatore AC
- Cordone AC
- Valigetta per trasporto


Specifiche tecniche

[Unità di controllo]

- Dimensioni : L 72 x P 180 x H 36 mm
- Peso : 370 g
- Tempo di ricarica batteria / Durata batteria con funzionamento : 2 h / 1 h (dipende dal carico di lavoro)

[Micromotore]

- Dimensioni : ø22 x L 68,6 mm
- Peso : 148 g (compreso cordone)
- Velocità : 3.000-30.000 min⁻¹
- Torque : 3 Ncm (30.000 min⁻¹ durante rotazione)



CHIRURGIA

Surgic Pro2 × VarioSurg 4



Sinergia in implantologia

Due dispositivi. Una soluzione. Potenzialità illimitate.

La funzione di collegamento Bluetooth® consente la connettività wireless tra il micromotore chirurgico Surgic Pro2 e il sistema di chirurgia ossea a ultrasuoni VarioSurg 4, per il controllo di entrambi gli strumenti con un solo pedale di controllo. L'integrazione dei due sistemi con un'interfaccia condivisa consente una sinergia completa e facilita una grande varietà di procedure per un funzionamento semplice e intuitivo. Il design coeso contribuisce a creare un sistema più raffinato e unificato.

*In caso venga utilizzato l'apposito supporto, le due unità possono essere disposte in modo sicuro in uno spazio limitato.



Il supporto connette facilmente i due sistemi

VarioSurg 4 è dotato di funzionalità Bluetooth® integrata, per una facile connessione al micromotore chirurgico Surgic Pro2. Ciò consente il funzionamento di entrambe le unità con un unico pedale di controllo wireless. È possibile passare agevolmente da un sistema all'altro per un flusso di lavoro fluido ed efficiente.



Link Stand3

Con il supporto di collegamento NSK le due unità possono essere impilate in modo sicuro per risparmiare spazio.



Regola i programmi con il pedale di controllo, senza l'uso delle mani

La connettività Bluetooth® consente di scegliere la posizione più comoda, senza preoccuparsi della lunghezza del cavo. Il pedale di controllo è più leggero di 400 g rispetto al modello precedente (compreso il supporto) e può essere spostato facilmente. I pulsanti "Selezione del Volume Refrigerante", "Selezione del Programma" e la "Modalità Burst" sono anch'essi situati sul pedale di controllo e consentono di restare concentrati sul trattamento. L'alimentatore a basso consumo energetico utilizza tre batterie AAA, che durano circa 6 mesi. Una luce lampeggiante indica quando le batterie si stanno scaricando.



Display largo e chiaro per una maggior sicurezza

Il display intuitivo indica chiaramente quale sistema è attivo e garantisce un funzionamento sicuro e preciso.

Operatività, sicurezza, espandibilità wireless: l'evoluzione dell'eccellenza

Surgic Pro2 è nuovo micromotore che innova ulteriormente una tecnologia già all'avanguardia come Surgic Pro. Un'evoluzione che passa innanzitutto attraverso una migliore operabilità e un comfort maggiore, grazie al nuovo motore più compatto, alla significativa riduzione di peso e dimensioni e al bilanciamento spostato verso la testina.

In secondo luogo, le procedure sono ancora più sicure, grazie al miglioramento della precisione della coppia, combinata con il dispositivo di misurazione Osseo 100+.

Infine, la connessione wireless con molteplici dispositivi – VarioSurg 4, pedale di controllo, Osseo 100+, iPad e altri dispositivi esterni – rende Surgic Pro2 uno strumento di lavoro smart, evoluto, contemporaneo.

3 miglioramenti

- OPERATIVITÀ
- SICUREZZA
- ESPANDIBILITÀ WIRELESS

Operatività

Esiste anche una gamma di miglioramenti che garantiscono un comfort ancora superiore durante il trattamento degli impianti. Queste specifiche mettono le esigenze degli operatori professionisti al primo posto.



Migliore operabilità attraverso un nuovo motore più compatto

Grazie alla tecnologia NSK, sono state realizzate significative riduzioni di peso e dimensioni al micromotore. L'operabilità durante il trattamento è stata notevolmente migliorata spostando il baricentro del manipolo più vicino alla testina. Questo aumenta l'efficienza e riduce l'affaticamento durante il trattamento dell'impianto.

Lunghezza 24,9% IN MENO

Peso 9,1% IN MENO



Surgic Pro2

Operatività e visibilità superlative Ampio pannello touch LCD a colori

La visibilità è garantita dall'ampio pannello touch LCD ad alto contrasto e retroilluminato. Il display può essere regolato a 10 diversi livelli di intensità. Le icone del display, intuitive e di facile comprensione, consentono lo svolgimento del trattamento senza interruzioni.

Schermo piatto facile da pulire

La sensibilità del pannello touch può essere regolata per rispondere in modo affidabile quando si utilizzano guanti e teli chirurgici. La cornice ultra sottile del display rende la pulizia più semplice. Il nuovo design tiene conto dei più recenti requisiti di trattamento e controllo delle infezioni crociate.



La visibilità è sensibilmente migliorata, grazie al LED a colori ad alta risoluzione

L'uso del LED a colori ad alta risoluzione consente di vedere il sangue e le gengive come se fossero illuminati in modo naturale, offrendo così una migliore visibilità durante la chirurgia dentale. La luminosità può essere impostata a 10 livelli di intensità differenti per assicurare il miglior supporto durante il lavoro. Il surriscaldamento grazie alla luce LED è minimo e garantisce maggior sicurezza per lunghi periodi di utilizzo ed un ciclo di vita prolungato rendendo quindi lo strumento più economico.



LED a colori ad alta risoluzione LED standard bianco

Pompa di irrigazione fluida e silenziosa

Il nuovo modello di pompa di irrigazione garantisce un flusso dell'acqua di irrigazione fluido e con un livello di rumorosità molto ridotto. L'impostazione del tubo di irrigazione è più semplice e lo rende più facile da usare. I componenti della pompa che prima sporgevano dal corpo principale sono stati inseriti in un design più compatto ed elegante.

Le dimensioni dell'unità di controllo principale sono state ridotte in modo da creare spazio durante le operazioni chirurgiche.




SICUREZZA

Con Surgic Pro2 le procedure sono rese più sicure grazie al miglioramento della precisione della coppia, combinata con il dispositivo di misurazione ISQ, Osseo 100+.



L'attenzione di NSK alla precisione garantisce un trattamento sicuro grazie ad una calibrazione ancora più accurata.

I motori da impianto presentano solitamente una discrepanza tra il valore di coppia nominale e il valore effettivo di coppia in uscita, a seconda del livello di frizione dei cuscinetti e degli ingranaggi del contrangolo. Per eseguire un trattamento implantare sicuro, questa differenza dei valori di coppia deve essere corretta. Questa correzione è detta calibrazione della coppia.



Il precedente modello Surgic Pro, non considerava alcuni parametri che invece il nuovo modello analizza e verifica per migliorare la qualità della calibrazione: corrente di carico e carico dei cuscinetti. In questo modo si è ottenuta l'accuratezza dei valori della coppia richiesti nella chirurgia implantare.

Riducendo al minimo la discrepanza tra il valore della coppia impostato e quello reale della coppia in uscita, si migliora la sicurezza durante il trattamento.

Osseo 100+, il dispositivo di misurazione ISQ, consente un trattamento implantare più sicuro.

Osseo 100+ misura la stabilità dell'impianto e l'osteointegrazione al fine di migliorare la decisione relativa a quando caricare l'impianto. Specialmente importante in caso di utilizzo di protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e in caso di trattamento di pazienti ad alto rischio. Connettendosi a Surgic Pro2, è possibile condividere ed elaborare su terminali esterni i valori ISQ misurati.



Misurazione del valore ISQ a distanza. Nessun impatto aggiuntivo sull'impianto o la spalla dell'impianto.

ESPANDIBILITÀ WIRELESS

L'ambito del trattamento implantare risulta sensibilmente ampliato, grazie alla connessione senza fili con molteplici dispositivi.



Connessione con Osseo 100+

Osseo 100+ misura il quoziente di stabilità dell'impianto a distanza e può essere collegato tramite Bluetooth®, consentendo la conferma dell'ISQ tramite un'interfaccia condivisa. È possibile condividere e gestire i dati dei valori ISQ misurati su altri terminali attraverso Surgic Pro2. Surgic Pro2 offre di per sé un'elevata estensibilità, in quanto la funzione ISQ è già presente al suo interno. L'utilizzo di Osseo 100+ richiede solo 3 semplici passaggi.



Collegato al sistema di chirurgia ossea a ultrasuoni VarioSurg 4

VarioSurg 4 è dotato di funzionalità Bluetooth® integrata, che consente di collegarlo facilmente al micromotore chirurgico Surgic Pro2. Ciò consente di utilizzare entrambe le unità con un unico pedale di controllo wireless. È possibile passare facilmente da un sistema all'altro, garantendo un flusso di lavoro agevole ed efficiente.




Connessione con iPad

Installando un'applicazione dedicata e collegando un iPad o dispositivi esterni all'unità di controllo, è possibile visualizzare in tempo reale i dati procedurali dettagliati, come la velocità di rotazione e l'intervallo di coppia. I dati procedurali possono anche essere salvati. I dati possono essere visualizzati e salvati connettendosi a VarioSurg 4 e Osseo 100+. La gestione dei dati di tracciabilità dei dettagli procedurali permette di adeguare il trattamento implantare ai singoli pazienti.



Connessione al pedale di controllo wireless

La connettività Bluetooth® consente la scelta del posizionamento ottimale senza doversi preoccupare della lunghezza del cavo. Il pedale di controllo è 400 g più leggero rispetto al modello precedente (compreso il supporto) ed è quindi comodo da riposizionare, permettendo così di restare concentrati sul trattamento. La "Selezione del volume del refrigerante", la "Selezione del programma" e la "Velocità di rotazione" possono essere personalizzate mediante i 3 pulsanti incorporati che consentono all'operatore di selezionare la modalità di funzionamento preferita. L'alimentatore ad alta efficienza energetica utilizza 3 batterie AAA, che durano 100 giorni. Una spia intermittente indica quando le batterie si stanno scaricando.



Surgic Pro2



Completo con X-SG20L

Con luce MODELLO	CODICE
● Surgic Pro2 OPT	Y1004195

Contenuto

- Unità di controllo senza funzione di memorizzazione dati
- Micromotore SGL80M con LED
- Manipolo con luce X-SG20L (riduttore 20:1)
- Pedale di controllo wireless
- Tubo di irrigazione (3 pz.) e altri accessori

Specifiche tecniche:

Unità di controllo con AHC	Micromotore	Pedale di controllo
• Alimentazione : AC100-240 V 50/60 Hz	• Torque : -80 Ncm	• Funzioni del pedale di controllo: pulsante programma, controllo della velocità, pulsante per la regolazione del flusso irrigazione, pulsante Avanti/Indietro
• Programmi : 8 programmi/sistemi implantari	• Velocità del motore : 200-40.000 rpm	
• Dimensioni : L245 x P 235 x H 90 mm	• Potenza illuminazione : oltre 32.000 LUX (micromotore con LED)	

Completo con SG20

Con luce MODELLO	CODICE
— Surgic Pro2 NON-OPT	Y1004196

Contenuto

- Unità di controllo senza funzione di memorizzazione dati
- Micromotore SG80M senza luce
- Manipolo SG20 (riduttore 20:1)
- Pedale di controllo wireless
- Tubo di irrigazione (3 pz.) e altri accessori

Opzionale

Pedale di controllo

Comando a pedale wireless per Surgic Pro2



MODELLO	CODICE
FC-81	Z1401001

Link Stand3

Con la staffa di supporto Surgic Pro2 e VarioSurg 4 possono essere impiantati in modo sicuro per risparmiare spazio.



MODELLO	CODICE
Link Stand3	ZA16230001

Cassetta di sterilizzazione

La cassetta di sterilizzazione è stata progettata per il trattamento sicuro e lo stoccaggio dei componenti di Surgic Pro2.

- Dimensioni : L 279 x P 183 x H 34 mm



MODELLO	CODICE
SG-CASE	S900040

iCart Duo

I sistemi chirurgici Surgic Pro2 e VarioSurg 4 e gli accessori relativi sono collocati in modo efficiente e funzionale in carrelli speciali.



MODELLO	CODICE
iCart Duo	S9090

Valigetta

Valigetta per tutti i componenti e gli accessori di Surgic Pro2

- Dimensioni : L 534 x P 427 x H 207 mm



MODELLO	CODICE
Valigetta	Y1004219



Surgic Pro+

CALIBRAZIONE

Massima precisione con il sistema di calibrazione avanzato del Torque





Sistema di calibrazione del Torque (AHC)

Il sistema di calibrazione avanzato del Torque NSK (AHC) garantisce il corretto valore di Torque necessario per trattamenti specifici. Il sistema AHC corregge questo disallineamento per garantire precisi valori di Torque.

Calibrazione ad alta precisione

Le regolazioni dei livelli di velocità, così come la calibrazione di carico e scarico, migliorano la precisione della calibrazione stessa, che può variare anche in funzione dell'utilizzo del manipolo.

Letture delle condizioni del manipolo per una calibrazione sicura



Micromotore chirurgico avanzato per ogni esigenza

NSK ha sviluppato Surgic Pro SGL70M analizzando i feedback ricevuti dai medici per assicurarsi che questo micromotore chirurgico di quinta generazione soddisfi le esigenze professionali. Surgic Pro SGL70M è leggero e compatto. Dotato di una luce LED ad alta visibilità, fornisce fino a 80 Ncm di Torque per affrontare numerose procedure chirurgiche, aprendo la strada ad un approccio di trattamento evoluto.

Illuminazione LED per un trattamento più sicuro e preciso

I LED NSK illuminano l'area del trattamento con una luce di qualità equivalente a quella del giorno, permettendo un intervento più preciso e rapido. Queste luci aumentano la sicurezza perché non si surriscaldano e sono di lunga durata.



Con luce	MODELLO	CODICE
●	SGL70M	E1023
—	SG70M	E1025

- Corpo in pieno titanio
- Cavo 2 m in dotazione

Struttura compatta e ampio display LCD

L'unità di controllo compatta presenta un design sofisticato ed è dotata di un ampio pannello LCD retroilluminato ad alta visibilità e di tasti di comando intuitivi per contribuire ad un ambiente di lavoro più sicuro e accessibile.

Pompa di irrigazione avanzata

La pompa consente una configurazione semplice dei tubi di irrigazione ed è estremamente silenziosa durante il funzionamento.



Memorizza otto diversi sistemi implantari

Surgic Pro+ può memorizzare otto diversi sistemi implantari e un totale di 64 programmi. I parametri programmabili sono il rapporto di trasmissione, la velocità, la direzione del senso di rotazione, il limite di Torque, il volume della soluzione refrigerante e l'intensità d'illuminazione. Ciò è estremamente utile quando si utilizzano impianti di due o più aziende diverse. Una volta completata la programmazione è sufficiente premere un pulsante per richiamare le procedure memorizzate.

Funzione di memoria dei dati

La funzione di memorizzazione dei dati di Surgic Pro+ permette di registrare e memorizzare la velocità, i valori di Torque e altri dati relativi al trattamento del paziente. Una tale efficienza nella gestione dei dati aiuta a garantire una maggior sicurezza e tracciabilità.

*La capacità massima della memoria interna è di 100 minuti

Gestione dei dati

È possibile accedere facilmente ai dati e scaricarli utilizzando una chiavetta USB. I file possono essere trasferiti e aggiunti alla cartella clinica del paziente.


*Chiavetta USB non inclusa



Gestione semplice dei dati relativi al trattamento

Non è necessario alcun software specifico per visualizzare i file CSV o bitmap.

*Formati dei file : .csv or .bmp



Surgic Pro+



SET COMPLETO CON X-DSG20L

Con luce	MODELLO	CODICE
●	Surgic Pro + OPT-D	Y1003585

- Contenuto**
- Unità di controllo con funzione di memorizzazione dati
 - Micromotore SGL70M con LED
 - Pedale di controllo FC-78
 - Manipolo con luce X-DSG20L (Riduttore 20:1)
 - Tubo di irrigazione (5 pz.) e altri accessori

SET COMPLETO CON X-SG20L

Con luce	MODELLO	CODICE
●	Surgic Pro OPT	Y1003586

- Contenuto**
- Unità di controllo senza funzione di memorizzazione dati
 - Micromotore SGL70M con LED
 - Pedale di controllo FC-78
 - Manipolo con luce X-SG20L (Riduttore 20:1)
 - Tubo di irrigazione (5 pz.) e altri accessori

SET COMPLETO CON SG20

Con luce	MODELLO	CODICE
—	Surgic Pro NON-OPT	Y1003587


- Contenuto**
- Unità di controllo senza funzione di memorizzazione dati
 - Micromotore SG70M senza luce
 - Pedale di controllo FC-78
 - Manipolo SG20 (Riduttore 20:1)
 - Tubo di irrigazione (5 pz.) e altri accessori

Specifiche tecniche

<p>Unità di controllo con AHC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione : 230 V 50/60 Hz • Flusso irrigazione max : 75 ml / min • Programmi : 8 programmi/sistemi implantari • Dimensioni : L 268 x P 220 x H 100 mm • USB I/F : 1 porta (solo Surgic Pro+) • Memoria integrata: 100 min (solo Surgic Pro+)
<p>Micromotore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torque : 5-80 Ncm • Velocità del motore : 200-40.000 min-1 • Potenza illuminazione : oltre 32.000 LUX (micromotore con LED)
<p>Pedale di controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzioni del pedale di controllo : pulsante Programma, controllo della velocità, pulsante per la regolazione del flusso irrigazione, pulsante Avanti/Indietro

Pedale di controllo

Il pedale di controllo è di facile utilizzo e consente di azionare tutte le funzioni all'interno dei parametri preimpostati senza toccare il pannello di comandi, per evitare l'attivazione accidentale del micromotore al di fuori dei limiti preimpostati. Il Surgic Pro/Surgic Pro+ è certificato secondo la normativa IPX8.



MODELLO	CODICE
FC-78	Z1102001

- Con cavo di 2 m

Staffa (Opzionale)

Staffa facile da collegare al pedale di controllo per spostamenti con il piede.



MODELLO	CODICE
Handle Set	Z1027001

Opzionale

Valigetta

La valigetta di trasporto NSK può contenere tutti i componenti di Surgic Pro+ e la cassetta di sterilizzazione opzionale.



MODELLO	CODICE
Valigetta di trasporto (Surgic Pro)	Y1001952

- Dimensioni : L 534 x P 427 x H 207 mm

iCart Duo

Installare l'unità di controllo e gli accessori sul carrello.



MODELLO	CODICE
iCart Duo	S9090

- Dimensioni : H 101,65 cm
- Peso : 16,5 kg


Manipoli per implantologia

Contrangolo chirurgico smontabile con Torque Max 80 Ncm



Facile da smontare e pulire

Il contrangolo DSG20 può essere facilmente smontato con un semplice movimento di torsione per una completa pulizia interna. Lo speciale meccanismo di bloccaggio NSK previene la possibilità di smontaggio accidentale durante il funzionamento.



Sistema di auto-protezione

Il sistema di doppia sigillatura impedisce al sangue e ai liquidi di penetrare nella testina degli strumenti, garantendo così una lunga durata alla vita degli strumenti.

Ti-Max X-DSG20L

Contrangolo chirurgico smontabile



- Corpo in titanio con rivestimento DURACOAT resistente ai graffi
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Meccanismo Push
- Raffreddamento esterno ed interno (Kirschner e Meyer)
- Sistema di doppia sigillatura
- Max Torque : 80 Ncm
- Max velocità : 2.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Riduttore 20:1	●	X-DSG20L	C1068
	—	X-DSG20	C1067

Ti-Max X-DSG20Lh

Contrangolo Chirurgico Smontabile Sistema Hexagon Chucking



Sistema Hexagon Chucking

Il sistema di serraggio esagonale mantiene un'elevata potenza di tenuta della fresa a una coppia elevata, consentendo un funzionamento sicuro e stabile. Può essere utilizzato anche con frese normali.



- Corpo in titanio con rivestimento DURACOAT resistente ai graffi
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Meccanismo Push
- Raffreddamento esterno ed interno (Kirschner e Meyer)
- Sistema di doppia sigillatura
- Max Torque: 80 Ncm
- Max velocità: 2.000 min⁻¹

	Con luce	MODELLO	CODICE
Riduttore 20:1	●	X-DSG20Lh	C1076
	—	X-DSG20h	C1075

- I manipoli Ti-Max X-DSG20L, Ti-Max X-DSG20Lh, Ti-Max X-SG20L, S-Max SG20 possono essere utilizzati solo con il motore da chirurgia NSK con calibrazione del Torque (ex. serie Surgic Pro).

Manipoli per implantologia

Ti-Max X-SG20L



- Corpo in titanio con rivestimento DURAGRIP resistente ai graffi
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Meccanismo Push
- Raffreddamento esterno e interno (Kirschner e Meyer)
- Sistema di doppia sigillatura
- Max Torque : 80 Ncm
- Max velocità : 2.000 min⁻¹

	Con luce	MODELLO	CODICE
Riduttore 20:1	●	X-SG20L	C1003

SGX-E20R



- Corpo in acciaio inossidabile
- Max velocità : 2.000 min⁻¹
- Max Torque : 50 Ncm
- Mandrino a rotazione
- Manipolo angolare
- Raffreddamento esterno
- Per preparazione osteotomica/inserimento di impianti zigomatici e pterigoidei per maxillo-facciale/chirurgia orale

	Con luce	MODELLO	CODICE
Riduttore 20:1	—	SGX-E20R	HA1200

S-Max SG20



- Corpo in acciaio inossidabile
- Meccanismo Push
- Raffreddamento esterno e interno (Kirschner e Meyer)
- Sistema di doppia sigillatura
- Max Torque : 80 Ncm
- Max velocità : 2.000 min⁻¹

	Con luce	MODELLO	CODICE
Riduttore 20:1	—	SG20	C1010

• Questo manipolo può essere utilizzato solo con il motore da chirurgia NSK con calibrazione del Torque (ex. serie Surgic Pro).

Manipoli per implantologia

Ti-Max X-SG93L



Triplo spray

- Corpo in titanio con rivestimento DURAGRIP resistente ai graffi
- Per frese FG (ø1,6)
- Fibre ottiche Cellular Glass (X-SG93L)
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Irrigazione esterna
- Max velocità : 120.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Moltiplicatore 1:3	●	X-SG93L	C1004
	—	X-SG93	C1007

Ti-Max X-SG65L

Manipolo diritto



- Corpo in titanio con rivestimento DURAGRIP resistente ai graffi
- Per frese HP (ø2,35)
- Fibre ottiche Cellular Glass (X-SG65L)
- Sistema Clean Head
- Irrigazione esterna
- Max velocità : 40.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	●	X-SG65L	H1009
	—	X-SG65	H1038

Ti-Max X-SG25L



- Corpo in titanio con rivestimento DURAGRIP resistente ai graffi
- Per frese CA (ø2,35)
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Irrigazione esterna
- Max velocità : 40.000 min⁻¹

	Con luce	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	●	X-SG25L	C1011

Ti-Max Z-SG45L



Triplo spray

- Corpo in titanio con rivestimento DURAGRIP resistente ai graffi
- Fibre ottiche Cellular Glass (Z-SG45L)
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Irrigazione esterna
- Per frese FG (ø1,6 / 20-25 mm)
- Sistema antisurriscaldamento
- Max velocità : 120.000 min⁻¹



	Con luce	MODELLO	CODICE
Moltiplicatore 1:3	●	Z-SG45L	C1107
	—	Z-SG45	C1108

Manipoli per implantologia

SGM-ER20i



- Irrigazione esterna e interna (Kirschner e Meyer)
- Con chiave per connessione al manipolo
- Max velocità : 2.000 rpm

	MODELLO	CODICE
Riduttore 20:1	SGM-ER20i	Y110127

SGMS-ER20i

con indicatore di profondità



Disponibili 2 tipi di indicatori di profondità, facili da montare e staccare.



- Irrigazione esterna e interna (Kirschner e Meyer)
- Con due indicatori di profondità, chiave per connessione al manipolo, guida

	MODELLO	CODICE
Riduttore 20:1	SGMS-ER20i	Y110147

Manipoli per micro chirurgia

Manipoli diritti



- Per frese chirurgiche (ø2,35)
- Sistema Twist
- Max velocità : 40.000 min⁻¹



	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	SGS-ES	H264



- Per frese chirurgiche (ø2,35)
- Sistema Twist
- Max velocità : 80.000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Moltiplicatore 1: 2	SGS-E2S	H266

Manipoli angolati 20°



- Per frese chirurgiche (ø2,35)
- Sistema Twist
- Max velocità : 40.000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Rapporto 1:1	SGA-ES	H263



- Per frese chirurgiche (ø2,35)
- Twist chuck
- Max. velocità : 80.000 min⁻¹

	MODELLO	CODICE
Moltiplicatore 1: 2	SGA-E2S	H265

Manipoli micro seghetto



- Azione alternata 1,8 mm
- Con boccola spray esterno



MODELLO	CODICE
Riduttore 3.2:1 SGR2-E	SH162



- Azione oscillatoria 17°
- Con boccola spray esterno



MODELLO	CODICE
Riduttore 3.5:1 SGO2-E	SH164



- Azione sagittale 3°
- Con boccola spray esterno





MODELLO	CODICE
Riduttore 3.2:1 SGT2-E	SH163



SGR2-E Lame per azione alternata

MODELLO		CODICE
SGR-1		<ul style="list-style-type: none"> • Spessore lama 0,35 mm • Conf. da 10 lame Y900072
SGR-2		<ul style="list-style-type: none"> • Spessore lama 0,35 mm • Conf. da 10 lame Y900073
SGR-3		<ul style="list-style-type: none"> • Spessore lama 0,35 mm • Conf. da 10 lame Y900074

SGO2-E Lame per azione oscillatoria

MODELLO		CODICE
SGO-1		<ul style="list-style-type: none"> • Spessore lama 0,3 mm • Lama singola H174034
SGO-2		<ul style="list-style-type: none"> • Spessore lama 0,3 mm • Lama singola H174044
SGO-3		<ul style="list-style-type: none"> • Spessore lama 0,3 mm • Lama singola H174031
SGO-4		<ul style="list-style-type: none"> • Spessore lama 0,3 mm • Lama singola H174041
SGO-5		<ul style="list-style-type: none"> • Spessore lama 0,35 mm • Lama singola H174032
SGO-6		<ul style="list-style-type: none"> • Spessore lama 0,35 mm • Lama singola H174042

SGT2-E Lame per azione sagittale

MODELLO		CODICE
SGT-1		<ul style="list-style-type: none"> • Spessore lama 0,35 mm • Conf. da 10 lame Y900075
SGT-2		<ul style="list-style-type: none"> • Spessore lama 0,35 mm • Conf. da 10 lame Y900076

Osseo 100+



Rimuove i dubbi

Osseo 100+ misura la stabilità dell'impianto e l'osteointegrazione al fine di decidere quando caricare un impianto.

Particolarmente importante quando si lavora con tempi di trattamento ridotti o si gestiscono pazienti a rischio.

La procedura semplice che misura l'ISQ consente di pianificare in anticipo quando caricare l'impianto. La ricostruzione di corone e ponti può essere monitorata per ottimizzare i tempi e ridurre il rischio di fallimenti. Le misurazioni possono essere effettuate senza impatti inutili, poiché l'apparecchiatura non entra in contatto fisico con l'impianto o l'abutment.

Connessione senza fili a Surgic Pro2 Osseo 100+

Connettività con Surgic Pro2

Il valore ISQ viene trasferito automaticamente quando si collega il Surgic Pro2. La connessione Bluetooth® permette di non disturbare le procedure cliniche.

Gestione dei dati senza fili

L'ISQ misurata può essere condivisa ed elaborata con i dati su terminali esterni tramite Surgic Pro2.



Funzionamento autonomo Osseo 100+

Montando un Multipeg™, la misurazione avviene in un secondo. Un risultato numerico appare su uno schermo a LED a indicare il livello di integrazione dell'impianto.



Procedura in 3 fasi

1. MultiPeg™ viene fissato all'impianto. Si avvita senza fatica nella filettatura interna dell'impianto (circa 6-8 Ncm di coppia).
2. È sufficiente puntare il magnete sulla parte superiore del MultiPeg™: non invasivo, obiettivo, accurato e ripetibile, il perno viene eccitato dagli impulsi magnetici e vibra in base al livello di rigidità presente nell'area di contatto tra l'osso e la superficie dell'impianto.
3. Viene generato un valore ISQ che appare sul display del dispositivo: rappresenta il livello di stabilità sulla scala universale ISQ – da 1 a 99. Maggiore è il valore ISQ, maggiore è la stabilità dell'impianto.




Informazioni sul Quoziente di Stabilità dell'Impianto ISQ

*Quanto segue non è una raccomandazione clinica di NSK.

Diminuzione della micro mobilità all'aumentare dell'indice ISQ

È possibile misurare il grado di osteointegrazione misurando un valore di base al posizionamento dell'impianto e un altro prima del carico.



1. Sennerby L Prof., Implantologie 2013; 21(1): 21-23
2. Kokovic V, Jung R, Feloutzis A, Todovic V, Jurisic M, Hämmerle C. Clinical Oral Implants Research, 00, 2013, 1-6
3. M Bornstein, C Hart, S Halbritter, D Morton, D Buser, Prof. Dr. med. dent. Clin Implant Dent Relat Res 2009
4. Serge Baltayan, Joan Pi-Anfruns, Tara Aghaloo, Peter Moy. J Oral Maxillofac Surg 74:1145-1152, 2016
5. P O Östman, Private practitioner, Falun- and Biomaterial Group, Sahlgrenska Academy Gothenburg. Clinical Implant Dentistry and Related Research, Volume 7, Supplement 1, 2015
6. Daniel Rodrigo, Luis Aracil, Conchita Martin, Mariano Sanz. Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 255-261
7. Pagliani L, Sennerby L, Petersson A, Verrocchi D, Volpe S & Andersson P. Journal of Oral Rehabilitation 2012
8. P Trisi Phd, T Carlesi DDS, M Colagiovanni DDS, G Perfetti MD, DDS. Journal of Osteology and Biomaterials, Volume 1, Number 3, 2010
9. S Hicklin, E Schneebeli, V Chappuis, S Francesco, M Janner, D Buser, U Brägger. Clin. Oral Impl. Res. 00, 2015; 1-9
10. L. Milillo, C. Fiandaca, F. Giannoulis, L. Ottria, A. Lucchese, F. Silvestre, M. Petruzzi. Oral & Implantology - anno IX - n. 3/2016

MultiPeg™ RIUTILIZZABILE

- Per tutti i principali sistemi di impianto*
- Rispetta i tessuti, in titanio resistente
- Autoclavabile circa 20 volte
- Adattamento ottimale alla piattaforma
- Calibrazione secondo lo standard ISQ

*Sono disponibili diverse varianti di MultiPeg™ per adattarsi ai diversi sistemi e tipi di impianto. Fare riferimento all'elenco aggiornato del fornitore



Connessione senza fili a Surgic Pro2 Osseo 100+

Contenuto

- Dispositivo Osseo100+
 - Driver MultiPeg
 - Adattatore e spine di rete
- Multipeg™ non incluso, venduto separatamente.



Funzionamento autonomo Osseo 100

Contenuto

- Dispositivo Osseo 100
 - Driver MultiPeg
 - Adattatore e spine di rete
- Multipeg™ non incluso, venduto separatamente.

MODELLO	CODICE
Osseo 100+	Y1004176
Osseo 100	Y1004175

Specifiche tecniche

- Alimentazione : 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria : 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento : 100 g
- Tempo di ricarica completa della batteria : circa 3 ore.*
- Tempo di utilizzo continuo della batteria : circa 1 ora.*

*Dipende dalle condizioni dell'utilizzo.

iSD900



Vantaggi

- Compatibile con i principali sistemi implantari
- Contrangolo affidabile e durevole con un'ottima accessibilità
- Avviso acustico che segnala la rotazione inversa
- Batteria standard (AAA Ni-MH) facilmente sostituibile
- Pannello di controllo LCD per una miglior visibilità e funzionalità operativa

Trattamenti implantari più rapidi e sicuri

L'avvitatore protesico cordless iSD900 NSK aiuta a fissare e rimuovere in totale sicurezza le viti protesiche, le cappette e i pilastri di guarigione durante le procedure implantari, aumentando la velocità di trattamento fino al 50%.



Trattamenti veloci

L'avvitatore protesico cordless iSD900 NSK aiuta a fissare e rimuovere in tutta sicurezza le viti protesiche, le cappette e i pilastri di guarigione durante le procedure implantari, aumentando la velocità del trattamento fino al 50%.




Ideale per diversi campi operatori

Mantenere una buona visibilità del campo operatorio durante l'estrazione della mucosa buccale quando si utilizza una chiave a cricchetto convenzionale con entrambe le mani può essere difficile. iSD900 permette la realizzazione di operazioni con una sola mano, in modo da garantire una miglior visibilità di tutto il campo operatorio.



Sistema di calibrazione del Torque

L'esclusivo sistema di calibrazione del Torque (TCS) assicura valori di Torque precisi in ogni momento.



Intervallo di Torque adattabile alle diverse procedure e tre velocità di rotazione

iSD900 NSK è dotato di un intervallo di Torque variabile tra 10 e 40 Ncm per garantire regolazioni precise e impostazioni con aumenti di 1 o 5 Ncm in base alle procedure. iSD900 offre tre diverse velocità: 15 min⁻¹, 20 min⁻¹ e 25 min⁻¹ in base alle necessità operative.



Sistema di calibrazione del Torque

iSD900 Set completo

MODELLO	CODICE
iSD900	Y1001358

- Motore iSD900
- iSD-HP
- Caricatore iSD900
- Calibratore Torque
- Leva On / Off

Specifiche tecniche

- Torque : 10-40 Ncm con incrementi di 1 o 5 Ncm
- Velocità : 15, 20, 25 min⁻¹
- Peso : 148 g (iSD900 Motore + iSD-HP)
- Tempo di ricarica : 90 min* ca.
- Tempo di funzionamento continuo : Max 72 min*

*Questi parametri possono variare in base all'ambiente di utilizzo

VarioSurg 4



Il sistema indispensabile di chirurgia ossea a ultrasuoni

Lo sviluppo del sistema di chirurgia ossea a ultrasuoni VarioSurg prosegue con l'introduzione di VarioSurg 4. Grazie all'innovativa tecnologia a ultrasuoni ad alta potenza e a un'ampia varietà di punte in dotazione per diverse procedure, VarioSurg 4 consente di eseguire in tempi rapidi elaborati interventi di asportazione e rimodellamento osseo.

Minimizza i danni ai tessuti molli circostanti e riduce l'invasività rispetto alle micro-frese e alle frese ossee tradizionali. Grazie a nuovi vantaggi come l'integrazione del pedale di controllo wireless, la compatibilità con Surgic Pro2 e un design raffinato ed elegante, VarioSurg 4 è in grado di superare le aspettative dell'operatore semplificando l'ambiente di lavoro.


Pannello di controllo smart e intuitivo

L'unità di controllo è caratterizzata da un design armonioso, che si adatta in maniera ottimale a Surgic Pro2 da un punto di vista sia tecnologico che estetico, offrendo un'ampia gamma di funzionalità per varie procedure. Inoltre, grazie all'integrazione del pedale di controllo wireless e alla connettività Bluetooth® con Surgic Pro2, non sono necessari cavi o fili. L'unità di controllo include una funzione di memoria programmabile che può essere personalizzata in base alle preferenze e alle specifiche condizioni di utilizzo.

L'aggiunta di un ampio display LCD retro-illuminato e di un pannello touch con pulsanti a icone intuitive garantisce eccellente visibilità e un funzionamento fluido.


Funzione di collegamento tra Surgic Pro2 e VarioSurg 4

VarioSurg 4 è dotato di funzionalità Bluetooth® integrata, per una facile connessione al micromotore chirurgico Surgic Pro2. Ciò consente il funzionamento di entrambe le unità con un unico pedale di controllo wireless. È possibile passare agevolmente da un sistema all'altro per un flusso di lavoro fluido ed efficiente.



Funzionamento sicuro

Il display intuitivo indica chiaramente quale sistema è attivo e garantisce un funzionamento sicuro e preciso.



Il display di VarioSurg 4 indica che Surgic Pro2 è attivo




Premere il pulsante LINK* per passare da VarioSurg 4 a Surgic Pro2.


*In Surgic Pro2 questo pulsante si trova sul lato sinistro del pannello.

Unità di controllo

Modalità Burst



Modalità di vibrazione continua



Modalità Burst con tre diversi livelli di frequenza

La modalità Burst eroga piccole vibrazioni periodiche in risposta a una vibrazione costante, creando un "effetto martello" ottimale per il taglio dell'osso corticale con variazioni nelle vibrazioni. Questa modalità è selezionabile durante le procedure e, grazie ai tre livelli regolabili, semplifica la selezione della modalità e del livello in base alle esigenze della procedura chirurgica e alle condizioni ossee.

Funzioni di Feedback e Auto-Tuning per prestazioni di taglio e stabilità costanti

La punta riceve un livello di potenza ottimale grazie al rilevamento automatico delle condizioni dell'area di trattamento. Anche la frequenza di oscillazione viene controllata automaticamente per mantenere il valore della potenza in uscita selezionato per la punta e lo stato di vibrazione. Queste caratteristiche assicurano un livello di potenza stabile e costante per procedure efficienti.



Intensità di illuminazione regolabile

È possibile selezionare tre diversi livelli di illuminazione.

Pedale di controllo

Collegamento ad un pedale di controllo wireless

La connettività Bluetooth® consente di scegliere la posizione più comoda, senza preoccuparsi della lunghezza del cavo. Il pedale di controllo è più leggero di 400 g rispetto al modello precedente (compreso il supporto) e può essere spostato facilmente. I pulsanti "Selezione del Volume Refrigerante", "Selezione del Programma" e la "Modalità Burst" sono anch'essi situati sul pedale di controllo e consentono di restare concentrati sul trattamento. L'alimentatore a basso consumo energetico utilizza tre batterie AAA, che durano circa 6 mesi. Una luce lampeggiante indica quando le batterie si stanno scaricando.



MODELLO	CODICE
FC-86	ZF16040001

Manipolo

Manipolo di elevata potenza con design ultra sottile

Questo manipolo ultra sottile e leggero, dotato di due LED, offre un'accessibilità e una visibilità eccezionali. Il design ergonomico e ben bilanciato riduce al minimo l'affaticamento dell'operatore nei trattamenti di lunga durata.

Grazie a queste caratteristiche innovative, VarioSurg 4 asseconda il lavoro dell'operatore con un livello di comfort e precisione straordinario. L'avanzata tecnologia a ultrasuoni che produce l'oscillazione della punta elimina il calore nell'area di trattamento, consentendo procedure ad invasività ridotta.

Trasmissione di potenza efficace con generazione minima di calore

Grazie all'impiego di materiali innovativi, il manipolo VarioSurg 4 eroga la potenza adeguata dal motore alla punta senza cali di potenza e riducendo al minimo la generazione di calore.

Illuminazione a LED per trattamenti più precisi

I LED di NSK generano una luce naturale che illumina perfettamente l'area dell'intervento, consentendo operazioni più precise e riducendo i tempi di trattamento. I LED sono sicuri e non si surriscaldano, anche in caso di uso prolungato. Inoltre sono economici grazie alla loro lunga durata. Grazie alle doppie luci LED è possibile eliminare le ombre nell'area di trattamento, consentendo un'eccellente visibilità.




Con luce	MODELLO	CODICE
●	VS4-LED-HPSC	EA14170001

• Con cavo di 2 m

Punte - Nate dalla precisione di NSK

Ottimizziamo l'affilatura delle nostre punte attraverso un taglio tridimensionale (dentatura) della lama.



VarioSurg 4



Set completo

Con luce MODELLO	CODICE
● VarioSurg 4 (230V)	Y1500706

Contenuto

- Unità di controllo
- Manipolo LED con cavo da 2 m
- Pedale di controllo FC-86
- Cassetta di sterilizzazione
- Supporto per manipolo
- Tubo di irrigazione (3 pz.) e altri accessori
- Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e supporto punte)

Specifiche tecniche :

- Unità di controllo
- Frequenza : 28-32 kHz
- Alimentazione : AC100-240 V 50/60 Hz

Set completo senza pedale di controllo

Con luce MODELLO	CODICE
● VarioSurg 4 w/o FC (230V)	Y1500712

Contenuto

- Unità di controllo
- Manipolo LED con cavo da 2 m
- Cassetta di sterilizzazione
- Supporto per manipolo
- Tubo di irrigazione (3 pz.) e altri accessori
- Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e supporto punte)

- Portata massima della pompa : 76 mL / min
- Programmi : SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2
- Dimensioni : L 245 x P 235 x H 90 mm

Opzionale

Pedale di controllo



MODELLO	CODICE
FC-86	ZF16040001



MODELLO	CODICE
FC-78	Z1102003

- Con cavo di 2 m

Link Stand



MODELLO	CODICE
Link Stand3	ZA16230001

Cassetta di sterilizzazione



MODELLO	CODICE
VA-SG-CASE	Z313102

- Dimensioni : L 281 x P 171,5 x H 47 mm
- Ha scomparti dedicati per il manipolo, cavo, chiave per la sostituzione delle punte e portapunte

Valigia di trasporto



MODELLO	CODICE
Valigia di trasporto (VarioSurg 4)	Y1500783

- Dimensioni : L 534 x P 427 x H 207 mm

iCart Duo



MODELLO	CODICE
iCart Duo	S9090

- Dimensioni : H 101,65 cm • Peso : 16,5 kg

Punte Chirurgia Ossea ad Ultrasuoni

Oltre 50 punte ad ultrasuoni per soddisfare ogni applicazione clinica.

Chirurgia ossea



Scalpello



Sinus Lift



Scollamento della membrana del seno



Scaling



Manutenzione (V-Tip)



Estrazione



Socket Lift (Approccio crestale)



Preparazione implantare



Perio (Root Planing)



Endodonzia



Chirurgia ossea (rivestimento TiN)



LIVELLO DI POTENZA	MODELLO	CODICE
—	SG1	Z305101
SURG 150%	H-SG1	Z305111

- Marcatura di profondità a 3, 6 e 9 mm dall'estremità della punta
- Cinque denti ; spessore 0,6 mm



LIVELLO DI POTENZA	MODELLO	CODICE
—	SG1A	Z305138
SURG 150%	H-SG1A	Z305148

- Marcatura di profondità a 3, 6, 9,12 e 15 mm dall'estremità della punta
- Cinque denti ; spessore 0,6 mm



LIVELLO DI POTENZA	MODELLO	CODICE
—	SG2R	Z305102
SURG 150%	H-SG2R	Z305112

- Curvatura a destra
- Tre denti ; spessore 0,6 mm



LIVELLO DI POTENZA	MODELLO	CODICE
—	SG2L	Z305103
SURG 150%	H-SG2L	Z305113

- Curvatura a sinistra
- Tre denti ; spessore 0,6 mm



LIVELLO DI POTENZA	MODELLO	CODICE
—	SG8	Z305109
SURG 150%	H-SG8	Z305119

- Marcatura di profondità 3, 6 e 9 mm dall'estremità della punta
- Tre denti ; spessore 0,6 mm



LIVELLO DI POTENZA	MODELLO	CODICE
—	SG8A	Z305139
SURG 150%	H-SG8A	Z305149

- Marcatura di profondità 3, 6, 9,12 e 15 mm dall'estremità della punta
- Tre denti ; spessore 0,6 mm



LIVELLO DI POTENZA	MODELLO	CODICE
SURG 150%	H-SG8R	Z305156
SURG 150%	H-SG8R-S	Z305166

- Marcatura ogni 2 e 4 mm dall'estremità della punta (Singolo lato)
- Curvatura a destra* • Tre denti ; spessore 0,6 mm



LIVELLO DI POTENZA	MODELLO	CODICE
SURG 150%	H-SG8L	Z305157
SURG 150%	H-SG8L-S	Z305167

- Marcatura ogni 2 e 4 mm dall'estremità della punta (Singolo lato)
- Curvatura a sinistra* • Tre denti ; spessore 0,6 mm

Chirurgia ossea (rivestimento TiN)



MODELLO	CODICE
SG14R	Z305122
<ul style="list-style-type: none"> • Curvatura a destra • Cinque denti ; spessore 0,6 mm 	



MODELLO	CODICE
SG14L	Z305123
<ul style="list-style-type: none"> • Curvatura a sinistra • Cinque denti ; spessore 0,6 mm 	



MODELLO	CODICE
SG19	Z305135
<ul style="list-style-type: none"> • Marcatura di profondità a 3 mm dall'estremità della punta • Cinque denti ; spessore 0,8 mm 	



MODELLO	CODICE
SG30	Z305137
<ul style="list-style-type: none"> • Bordo tagliente • Spessore 0,5 mm 	



MODELLO	CODICE
SG58	Z305141
<ul style="list-style-type: none"> • Marcatura di profondità a 3, 6 e 9 mm dall'estremità della punta • Tre denti ; spessore 0,6 mm 	



MODELLO	CODICE
SG68	Z305143
<ul style="list-style-type: none"> • Marcatura 2 e 4 mm dall'estremità della punta • Tre denti ; spessore 0,6 mm 	

Scalpello (rivestimento TiN)



MODELLO	CODICE
SG3	Z305104
<ul style="list-style-type: none"> • Scalpello con bordo a tre sezioni 	



MODELLO	CODICE
SG4	Z305105
<ul style="list-style-type: none"> • Scalpello con bordo piatto 	



MODELLO	CODICE
SG5	Z305106
<ul style="list-style-type: none"> • Scalpello con bordo arrotondato 	

Estrazione (rivestimento TiN)



MODELLO	CODICE
SG17	Z305132
<ul style="list-style-type: none"> • Spessore 0,7 mm 	



MODELLO	CODICE
SG18R	Z305133
<ul style="list-style-type: none"> • Curvatura a destra* • Spessore 0,7 mm 	



MODELLO	CODICE
SG18L	Z305134
<ul style="list-style-type: none"> • Curvatura a sinistra* • Spessore 0,7 mm 	


Nuove punte specifiche per alveoli

Utilizzata come parte del metodo di sollevamento alveolare, per eseguire rapidamente le procedure di rialzo del seno, la nuova linea di punte NSK è stata progettata per una minima invasività chirurgica.

Esempi di procedure per il rialzo della membrana del seno mascellare

Modello di preparazione dell'impianto per un impianto di dimensioni regolari $\varnothing 4,0\text{mm}$

Con l'utilizzo di VarioSurg



*Caso di circa 5 mm dalla base dell'osso corticale fino al seno mascellare.
*Il tessuto osseo è di tipo 3 e in buone condizioni.
*Oltre alla diagnosi positiva per mezzo di una TAC, è necessario diagnosticare lo spessore osseo e il sito di preparazione dell'impianto potrebbe arrivare fino alla base del seno mascellare.



1. Taglio dell'osso fino a 1 mm dalla base del seno mascellare mediante utilizzo della punta SG15A.
Fare attenzione a non spingere troppo la punta.



2. Ripetere il taglio di utilizzo utilizzando la punta SG15B per aumentare la larghezza del taglio.
Fare attenzione a non spingere troppo la punta.




3. Taglio dell'osso con la punta SG16A. Il sito di preparazione per l'impianto si forma anche se rimane poco osso corticale.



4. Ripetere il taglio dell'osso con la punta SG16B. Il sito di preparazione dell'impianto si forma anche se rimane poca base ossea corticale.



5. Utilizzando una sufficiente irrigazione con acqua, formare il sito dell'impianto utilizzando la punta SCL2D.
Il livello dell'acqua è regolato su 5. Fare attenzione a non spingere troppo la punta nel sito di preparazione dell'impianto. Inoltre, troppa acqua può mettere sotto pressione la membrana del seno. Se si utilizza la perforazione, questa fase deve essere esclusa.



6. Utilizzando una sufficiente irrigazione con acqua, la formazione del sito di preparazione dell'impianto viene proseguita con la punta SCL1D.
Il livello dell'acqua viene regolato su 5. Il pavimento della cavità del sito di preparazione dell'impianto viene tagliato utilizzando il bordo della parte superiore della punta. Fare attenzione a non forzare la punta nel sito di preparazione dell'impianto. Inoltre, troppa acqua può mettere sotto pressione la membrana del seno mascellare.




7. La membrana del seno mascellare viene esfoliata con la punta SCL1.
Il livello dell'acqua viene regolato su 5. Inserire delicatamente l'estremità della punta tra la membrana e l'osso. Spostare la punta lungo la parete del sito di preparazione dell'impianto per esfoliare la membrana.
Fare attenzione, in quanto la membrana può rompersi sul bordo (parti contrassegnate da frecce) tra l'osso e la membrana.



Questa immagine mostra la membrana rialzata che si vede dal lato del seno mascellare. Controllare le condizioni della membrana del seno mascellare usando un endoscopio.



8. La membrana del seno mascellare ora può essere elevata con l'uso della punta SCL1.



9. È completata la formazione del sito di preparazione dell'impianto.
In caso di utilizzo della foratura, si forma il sito di preparazione dell'impianto diritto di 3,2 mm.

Socket Lift (approccio crestale)



MODELLO	CODICE
SCL1	Z305170
• Irrigazione interna	
MODELLO	CODICE
SCL1D	Z305171
• Irrigazione interna	
• Rivestimento diamantato	

Socket Lift (approccio crestale)

MODELLO	CODICE
 SCL2D	Z305182
<ul style="list-style-type: none"> • Irrigazione interna • Rivestimento diamantato 	
MODELLO	CODICE
 SCL3	Z305172
<ul style="list-style-type: none"> • Irrigazione interna 	
MODELLO	CODICE
 SCL3D	Z305173
<ul style="list-style-type: none"> • Irrigazione interna • Rivestimento diamantato 	
MODELLO	CODICE
 SCL4D	Z305184
<ul style="list-style-type: none"> • Irrigazione interna • Rivestimento diamantato 	
MODELLO	CODICE
 SCL5	Z305174
<ul style="list-style-type: none"> • Irrigazione interna 	
MODELLO	CODICE
 SCL5D	Z305175
<ul style="list-style-type: none"> • Irrigazione interna • Rivestimento diamantato 	



La profondità stimata della preparazione implantare può essere misurata grazie alle marcature presenti sulla punta.

Sinus Lift

MODELLO	CODICE
 SG6D	Z305107
MODELLO	CODICE
 SG7D	Z305108

Scollamento della membrana del seno

MODELLO	CODICE
 SG9	Z305110
<ul style="list-style-type: none"> • Spatola convessa circolare piatta • Angolazione a 90° 	
MODELLO	CODICE
 SG10	Z305111
<ul style="list-style-type: none"> • Spatola convessa circolare piatta • Angolazione a 135° 	
MODELLO	CODICE
 SG11	Z305112
<ul style="list-style-type: none"> • Comprensore a cono 	

Preparazione implantare



MODELLO	CODICE
SG15A	Z305124
• Diametro dall'estremità della punta ; 0,7 mm	



MODELLO	CODICE
SG15B	Z305125
• Diametro dall'estremità della punta ; 1,3 mm	



MODELLO	CODICE
SG15C	Z305126
• Diametro dall'estremità della punta ; 0,9 mm	



MODELLO	CODICE
SG15D	Z305127
• Diametro dall'estremità della punta ; 1,3 mm	



MODELLO	CODICE
SG16A	Z305128
• Diametro ; 2,0 mm	



MODELLO	CODICE
SG16B	Z305129
• Diametro ; 2,6 mm	

Scaling



MODELLO	CODICE
G1-S	Z305113

Perio (Root Planing)



MODELLO	CODICE
P20-S	Z305114
• Punta diritta	



MODELLO	CODICE
P25R-S	Z305115
• Curvatura a destra*	



MODELLO	CODICE
P25L-S	Z305116
• Curvatura a sinistra*	

Manutenzione (V-Tip)

Perio-Control



V-Tip Holder



MODELLO	CODICE
V10-S	Z305117

- Chiave di sostituzione punte E compresa
- Punta in plastica non inclusa



MODELLO	CODICE
V-P10	Y900184

- Conf. da 3 pz
- Supporto V10-S non incluso



MODELLO	CODICE
V-P12	Y1002167

- Conf. da 3 pz
- Supporto V10-S non incluso



MODELLO	CODICE
V-P11R	Y1002165

- Curvatura a destra* • Conf. da 3 pz
- Supporto V10-S non incluso



MODELLO	CODICE
V-P11L	Y1002166

- Curvatura a sinistra* • Conf. da 3 pz
- Supporto V10-S non incluso

■ V-P11R, V-P11L, V-P12 possono essere utilizzate solo con VarioSurg 4

Endodonzia



MODELLO	CODICE
E30RD-S	Z305118

- Per denti posteriori (angolazione a destra)



MODELLO	CODICE
E30LD-S	Z305119

- Per denti posteriori (angolazione a sinistra)



MODELLO	CODICE
E31D-S	Z305120

- Per denti anteriori e posteriori (70°)



MODELLO	CODICE
E32D-S	Z305121

- Per denti anteriori (90°)

* L'orientamento della curvatura è determinato in relazione alla sua vista frontale.

Kit



- Chirurgia ossea •Scalpello •Sinus Lift
- Scollamento membrana seno

MODELLO CODICE

Kit Base H-S Y1002775

Contenuto

- H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11
- Supporto punte



- Chirurgia ossea

MODELLO CODICE

Kit Chirurgia ossea Y900688

Contenuto

- SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D
- Supporto punte



- Sinus Lift

MODELLO CODICE

Kit Sinus Lift Y900689

Contenuto

- SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11 • Supporto punte



- Endodonzia

MODELLO CODICE

Kit Endo-S Y900691

Contenuto

- G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S
- Supporto punte

Kit



- Preparazione implantare

MODELLO CODICE

Kit Preparazione implantare Y900774

Contenuto

- SG15A, SG15B, SG16A, SG16B • Supporto punte



- Socket Lift (Approccio crestale)

MODELLO CODICE

Kit Socket Lift per impianti di dimensioni regolari Y1002841

Contenuto

- SCL1D, SCL2D, SCL1 • Chiave punte VS • Supporto punte
- Manuale



- Socket Lift (Approccio crestale)

MODELLO CODICE

Kit Socket Lift per impianti di grandi dimensioni Y1002842

Contenuto

- SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3 • Chiave punte VS • Supporto punte
- Manuale



MANUTENZIONE

iCare+



Sistema automatico per pulizia, disinfezione e lubrificazione della strumentazione rotante

La pulizia manuale della strumentazione rotante non garantisce la completa rimozione di tutti i residui e microbi. Una cattiva manutenzione o un trattamento igienico insufficiente rischiano di danneggiare gli strumenti, oltre a contribuire alla trasmissione di malattie e infezioni, sia ai pazienti che agli operatori. La strumentazione utilizzata in odontoiatria deve essere perfettamente pulita e lubrificata. Per soddisfare questa esigenza, NSK ha sviluppato il sistema iCare+, una soluzione semplice ed efficace per il lavoro quotidiano.


Funzionalità al servizio degli strumenti

iCare+ è semplice ed intuitivo. Rileva il tipo di strumento collegato agli attacchi (spray interno / esterno o senza spray) ed identifica l'eventuale ciclo errato selezionato, assicurando così una perfetta efficienza e funzionalità.

Facendo ruotare gli strumenti durante i diversi cicli, la soluzione si distribuisce nei canali e all'interno di ogni componente dello strumento stesso, garantendo così una completa pulizia e disinfezione.

Contemporaneamente, un getto d'aria a pressione permette la pulizia e la disinfezione della superficie esterna.

Ogni ciclo ha una durata specifica, conforme allo standard EN ISO 15883/15883-5, per garantire un'efficacia ottimale di n.clean e n.cid, soluzioni per la pulizia e la disinfezione della strumentazione.



Sicurezza

Test effettuati dall'Istituto Dr Brill su strumenti estremamente contaminati (sangue eparinato di pecora, protamina, batteri e lieviti) dimostrano che i cicli di trattamento effettuati con iCare+, in combinazione alla soluzione per pulizia n.clean e a quella per disinfezione n.cid, assicurano risultati efficaci. I test di validazione, realizzati in Germania da questo laboratorio accreditato, sono stati svolti secondo le raccomandazioni RKI (Robert Koch Institute), nel rispetto della normativa EN ISO 15883.

99,999% di batteri distrutti

Su tutti gli strumenti trattati con iCare+ è stato registrato un livello di proteine inferiore ai 100 mg per strumento. Questo garantisce una diminuzione del livello di contaminazione microbica (> 5 Log step) che corrisponde al 99,999% di batteri distrutti.

Ripetizione dei cicli nel tempo

Il sistema di controllo interno iCare+ è dotato di sensori che assicurano la validazione di ogni ciclo, nel rispetto dei parametri stabiliti in laboratorio. iCare+ è un dispositivo medico caratterizzato da un protocollo, un metodo di analisi e una certificazione di risultati.

Pulizia e disinfezione

Due prodotti specifici indispensabili per iCare+

iCare+ funziona in combinazione con i prodotti n.clean e n.cid. Questi prodotti sono stati sviluppati appositamente per la strumentazione rotante, in conformità con gli standard europei ed internazionali e con gli studi di laboratorio.

Combinazione perfetta di prodotti certificati

Test in laboratorio, effettuati su turbine, manipoli e contrangoli NSK e di altre marche, hanno evidenziato risultati positivi e conformi alla normativa EN ISO15883. Risulta quindi indispensabile utilizzare iCare+ unitamente ai prodotti n.clean per la pulizia e n.cid per la disinfezione della strumentazione rotante, al fine di garantire un'azione ottimale.

Azione mirata

n.clean, soluzione di pulizia e risciacquo, agisce come detergente e ha un effetto batteriostatico e fungistatico. Impedisce il fissaggio delle proteine alle superfici interne ed esterne degli strumenti. L'azione di disinfezione viene svolta da n.cid, soluzione di disinfezione ad effetto battericida, fungicida e virucida*, capace di garantire la disinfezione contro i virus capsulati e gli adeno virus non capsulati.

*Battericida : TBC, MRSA. – Fungicida : Candida albicans – Virucida : HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Influenza, H1N1 + H5N1.



Tracciabilità completa

Software interno di tracciabilità

Oltre al processo di validazione integrato, iCare+ dispone di un software per la registrazione dello storico dei cicli. Ad ogni ciclo effettuato, iCare+ genera un numero di serie. Una volta trasferiti i dati sul computer, è possibile personalizzare le informazioni aggiungendo il numero seriale ad ogni ciclo in modo da garantire una totale tracciabilità.

Archiviazione dati

Per garantire una completa tracciabilità e archiviazione dei cicli degli strumenti trattati, l'unità di iCare+ è dotata di una porta USB*.

Interfaccia semplice

L'operatore può facilmente gestire e classificare tutte le informazioni al fine di tracciare tutto lo storico dei cicli degli strumenti trattati, semplicemente premendo un pulsante.



Facile da utilizzare

Il pannello di controllo, chiaro ed intuitivo, dotato di indicatori LED ed il sistema di luce interna alla camera permettono di controllare lo stato di avanzamento del processo :

- luce gialla per la pulizia
- luce bianca per la disinfezione
- luce blu per la lubrificazione
- luce verde per la fine del ciclo. Grazie a questo indicatore, l'operatore ha la certezza che il ciclo si è concluso.

Pulizia



Disinfezione



Lubrificazione



iCare+ Set completo

2 Manipoli + 2 Turbine

MODELLO	CODICE
iCare+ C2	S102001

3 Manipoli + 1 Turbina

MODELLO	CODICE
iCare+ C3	S103001

Contenuto

- Unità iCare+ • Cordone alimentazione
- Tubo dell'aria • DVD con manuale

Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 100-230 V 50/60 Hz
- Capacità : Fino a 4 strumenti
- Pressione aria : 0,5-0,6 MPa (5,0-6,0 kgf/cm²)
- Peso : 14 kg • Dimensioni : L 400 x P 405 x H 355 mm
- Capacità del serbatoio olio : 500 mL
- Capacità dei flaconi n.cid e n.clean : 500 mL



*Connessione solo per turbine Midwest 4 vie
*Pressione dell'aria necessaria (5,0-6,0 kgf/cm²)

Adattatori iCare+

MODELLO	CODICE
iCare+ Adattatore PTL • Per turbine NSK attacco PTL-CL-LED	Z1127010
iCare+ Adattatore KV • Per turbine KaVo® attacco MULTiflex®	Z1127011
iCare+ Adattatore SR • Per turbine Sirona® attacco Quick	Z1127013
iCare+ Adattatore WH • Per turbine W&H® attacco Roto Quick	Z1127012
iCare+ Adattatore BA • Per turbine Bien-Air® attacco Unifix®	Z1127014

Verificare con il rivenditore l'adattatore adatto per i manipoli di altre marche

Regolatore di pressione

MODELLO	CODICE
Regolatore pressione iCare+	S103500

Soluzioni e olio di manutenzione

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
n.clean confezione da 6 flaconi da 500 ml		ACL600
n.cid confezione da 6 flaconi da 500 ml		ACD600

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Olio manutenzione per iCare+ Tanica da 1 litro		Z016117

iCare



Lubrificazione automatica

iCare è un nuovo alleato per la manutenzione degli strumenti rotanti. Grazie alla sua facilità di utilizzo e alla molteplicità di funzioni, iCare garantisce un efficace trattamento di lubrificazione della manipoleria in modo automatico e completo. La quantità di soluzione utilizzata è predefinita in base alla tipologia di strumenti da trattare e la manutenzione può essere avviata con il semplice tocco di un pulsante. Il sistema di espulsione ad aria permette di eliminare ogni traccia di soluzione residua. Sicurezza garantita e prolungata durata degli strumenti, grazie anche all'innovativo sistema di pulizia del mandrino. Grazie al suo corpo elegante e compatto, iCare è anche efficiente in termini di spazio e totalmente in armonia con ogni ambiente di lavoro.

Soluzione di pulizia calibrata in base al tipo di strumento

La quantità di soluzione utilizzata è impostata automaticamente in base al tipo di strumento da trattare (turbine, contrangoli o manipoli diritti) in modo da garantire una lubrificazione precisa e sicura.




Ampio pannello di controllo facile da utilizzare

Comandi touch per avviare la lubrificazione.




Turbine

iCare pulisce in profondità tutti i componenti interni delle turbine.



Manipoli a bassa velocità

Nei contrangoli sono integrati complessi sistemi di ingranaggi che richiedono soluzioni penetranti. Il sistema a rotazione di iCare assicura una completa ed efficace lubrificazione e pulizia per ogni manipolo.



Modalità selezionabili

Differenti cicli di trattamento con tempistiche impostate in relazione agli strumenti da trattare.



Filtro per testina HP che impedisce le perdite (optional)

Il filtro per testina HP è stato disegnato per assorbire la nebulizzazione generata dallo spray, in modo da evitare perdite.



Serbatoio dell'olio

La grande capacità del serbatoio di iCare, pari a 1,2 litri, permette di versare un intero flacone di olio (1 lt) in un'unica operazione, diminuendo così la frequenza dei rabbocchi. Il beccuccio fornito rende questa operazione facile e pulita.

Funzione di pulizia del mandrino

Questa funzione permette la completa rimozione di ogni residuo di polvere e sporcizia.



Facile da pulire

Lo sportello frontale può essere completamente rimosso in modo da facilitare le quotidiane operazioni di pulizia.



Compatibilità con ogni marca di strumenti

Tutti i manipoli NSK e anche quelli di altre marche possono essere collegati direttamente all'attacco fornito. Le turbine richiedono invece l'utilizzo di un adattatore, specifico in base al tipo di attacco.

Sicurezza di utilizzo con sistema di allarme

Le spie luminose LED indicano la presenza di alcune eventuali anomalie, come un'adeguata quantità di soluzione o la chiusura errata dello sportello frontale.

Sistema elegante e compatto

Facile da installare, iCare permette il trattamento di 4 strumenti in un unico ciclo. Inoltre, l'elegante design e le dimensioni ridotte si adattano ad ogni tipo di studio.



iCare Set completo



2 Manipoli + 2 Turbine

MODELLO	CODICE
iCare C2 Type	Y1002787

3 Manipoli + 1 Turbina

MODELLO	CODICE
iCare C3 Type	Y1002788

Contenuto

- Unità iCare • Cordone alimentazione • Adattatore per la pulizia del mandrino • Olio di manutenzione iCare (1 lt) • Set filtri umidità
- Foglio assorbente per olio • Tubo dell'aria

Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 100-240 V 50/60 Hz • Pressione aria : 0,5-0,6 MPa (5,0-6,0 kgf/cm²) • Peso : 6,5 kg (modello C2 / modello C3)
- Dimensioni : L 280 x P 240 x H 350 mm • Capacità serbatoio : 1,2 lt
- Connessione solo per turbine Midwest 4 vie • Pressione dell'aria necessaria (5,0-6,0 kgf/cm²)
- Non utilizzare iCare per lubrificare air scaler e motori ad aria Phatelus. Il sistema di lubrificazione di iCare non è indicato per questa tipologia di prodotti. La manutenzione di questi prodotti deve essere effettuata secondo quanto riportato nelle specifiche istruzioni d'uso.
- iCare non riesce a penetrare nei componenti interni di uno strumento quindi, qualora del sangue penetri all'interno dello strumento, vi è il rischio di formazione di coagulazione interna, causando problemi al funzionamento dello strumento stesso. In questi casi, NSK raccomanda di lubrificare immediatamente lo strumento con PANA SPRAY Plus.

Adattatori iCare

MODELLO		CODICE
Adattatore PTL	• Per turbine NSK attacco PTL-CL-LED	Z257010
Adattatore B2 / M4	• Per turbine Borden 2 vie	T904
Adattatore KV	• Per turbine KaVo® attacco MULTiflex® LUX	Z257020
Adattatore SR	• Per turbine Sirona® attacco Quick	Z257023
Adattatore WH	• Per turbine W&H® attacco Roto Quick	Z257021
Adattatore BA	• Per turbine Bien-Air® attacco Unifix®	Z280022
Adattatore F-Type	• Per testine ENDO-MATE TC2 e DT	Z280042

Verificare con il rivenditore l'adattatore adatto per i manipoli di altre marche

Olio di manutenzione

MODELLO	PRODOTTO	CODICE	MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Olio di manutenzione (1 lt)		Z016130	Set filtri umidità		Y900159
Olio di manutenzione (Conf. da 6 bottiglie)		Y1002783	Fogli assorbenti olio		U433135
				• conf. 12 pz	
				• conf. 10 pz	

Multi Stand



Sistema comodo e conveniente per organizzare e conservare manipoli, turbine e testine. Sterilizzabile in autoclave a 135°C.



MODELLO	CODICE
Multi Stand	Z036

• Per attacchi di turbine e manipoli NSK

MODELLO	CODICE
Multi Stand per Phatelus	Z036002

• 3 x Adattatore A • 2 x Adattatore C

Adattatori Multi Stand



MODELLO		CODICE
AdattatoreA		• Per turbine e motori ad aria Phatelus Z036201
AdattatoreB		• Per manipoli Tipo E* e testine per motori ad aria Phatelus Z036202
AdattatoreC		• Per attacchi Phatelus e Mach Z036203
AdattatoreKV		• Per attacchi KaVo® MULTiflex® LUX Z036204
AdattatoreSR		• Per attacchi Sirona® Quick Z036205
AdattatoreWH		• Per attacchi W&H® Roto Quick Z036207
AdattatoreBA		• Per attacchi Bien-Air®Unifix® Z036206
AdattatoreF		• Per testine ENDO-MATE TC2 / DT & iSD900 Z036209

*Manipoli Tipo E: Conformi alla normativa ISO3964.

PANA SPRAY Plus

PANA SPRAY Plus è formulato per la lubrificazione di manipoli e motori ad aria. L'utilizzo abituale di PANA SPRAY Plus prolunga la vita del manipolo e ne migliora le prestazioni. Si consiglia di applicare PANA SPRAY Plus prima di autoclavare ogni manipolo o motore ad aria.



MODELLO	CODICE
Pana Spray Plus	Z182100

- Per manipoli, turbine e motori ad aria
- Flacone da 500 ml
- Lubrificante con alcol

MODELLO	CODICE
Pana Spray Plus Package	Y900630

- Conf. da 6 pz

MODELLO	CODICE
Beccuccio Tip	Z020201

Sacchetti assorbenti


Pratico sistema per evitare la dispersione dello spray nell'ambiente. Inserire lo strumento all'interno del sacchetto e procedere con la lubrificazione tramite spray.



MODELLO	CODICE
Spray Mist Absorber	Y900084

- conf. 10 pz

Beccucci PANA SPRAY plus



MODELLO	CODICE
---------	--------

Beccuccio Phatelus P183090

- Per attacchi ad alta velocità e motori ad aria che si collegano agli attacchi Phatelus e Mach

MODELLO	CODICE
---------	--------

Beccuccio KV Z090051

- Per attacchi KaVo® MULTiflex® LUX

MODELLO	CODICE
---------	--------

Beccuccio SR Z090052

- Per attacchi Sirona® Quick

MODELLO	CODICE
---------	--------

Beccuccio WH Z090054

- Per attacchi W&H® Roto Quick

MODELLO	CODICE
---------	--------

Beccuccio BA Z090053

- Per attacchi Bien Air® UNIFIX®

MODELLO	CODICE
---------	--------

Beccuccio E-Type Z019090

- Per attacchi E-Type (E-Type : conforme alla Normativa ISO 3964)

MODELLO	CODICE
---------	--------

Beccuccio F-Type Z256090

- Per testine ENDO-MATE TC2 / DT2 & iSD900

Multi Gauge

Misura la pressione dell'aria primaria, dell'aria di ritorno, dell'acqua dello spray e dello spray d'aria.

Per Midwest 4 vie e Borden 2/3 vie.



MODELLO	CODICE
---------	--------

MG-4H Z109400

- Per Midwest 4 fori e accoppiamento LUX

MODELLO	CODICE
---------	--------

MG-2/3H Z109200

- Per Midwest 2/3 fori

Manipoli ad aria compressa

MODELLO	Pressione dell'aria MPa (kgf/cm ²)
Turbine	
	PTL, KL : 0,25-0,42 MPa (2,5-4,2 kgf/cm ²)
	SL : 0,25-0,30 MPa (2,5-3,0 kgf/cm ²)
	BL : 0,25-0,32 MPa (2,5-3,2 kgf/cm ²)
	WL : 0,25-0,33 MPa (2,5-3,3 kgf/cm ²)
 Ti-Max Z	
 S-Max M	0,20-0,25 MPa (2,0-2,5 kgf/cm ²)
 S-Max pico	
 Ti-Max X450	0,25-0,30 MPa (2,5-3,0 kgf/cm ²)
 Pana-Max PLUS	0,18-0,22 MPa (1,8-2,2 kgf/cm ²)
 Pana-Max2	0,20-0,25 MPa (2,0-2,5 kgf/cm ²)
 PRESTO AQUA LUX	0,25-0,30 MPa (2,5-3,0 kgf/cm ²)
 PRESTO AQUA II	
 PRESTO II	0,20-0,25 MPa (2,0-2,5 kgf/cm ²)

MODELLO	Pressione dell'aria MPa (kgf/cm ²)
Motori ad aria	
 Ti-Max X205L	
 DynaLED M205LG	
 S-Max M205	0,20-0,25 MPa (2,0-2,5 kgf/cm ²)
 FX205m	
Igiene orale	
 Ti-Max S970	0,30 MPa (3,0 kgf/cm ²)
 AS2000	0,28 MPa (2,8 kgf/cm ²)
 Prophy-Mate neo	0,25-0,35 MPa (2,5-3,5 kgf/cm ²)
 Perio-Mate	0,30-0,40 MPa (3,0-4,0 kgf/cm ²)



LABORATORIO

ULTIMATE XL series



Grandi mani hanno bisogno di grandi strumenti

Il motore NSK preferito dagli odontotecnici di tutto il mondo per la sua superiorità. Lasciate che mani esperte trasformino la tecnica in forma.


Vantaggi

- Corpo compatto e leggero
- Elevata durata
- Manipolo ergonomico
- Vibrazioni minime
- Speciale meccanismo anti polvere



Serie ULTIMATE XL

Sceita tra 2 micromotori e 4 unità di controllo.



ULTIMATE XL

Sistema da tavolo



Caratteristiche

- Velocità di 1.000-50.000 min⁻¹
- Display digitale di velocità
- Modalità di manutenzione
- Funzione di auto diagnosi
- Funzione di visualizzazione codice errore
- Brushless

* Non è possibile collegare una turbina

	MODELLO	CODICE
Torque	UMXL-GT	Y141471
Compact	UMXL-GC	Y141472

Contenuto

- Unità di controllo
- Micromotore
- Pedale di controllo
- Supporto manipolo

Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 230 V 50/60 Hz
- Peso : 2,8 kg
- Dimensioni : L 167 x P 247 x H 77 mm

ULTIMATE XL-K

Sistema a ginocchio



Caratteristiche

- Velocità di 1.000-50.000 min⁻¹
- Display digitale di velocità
- Modalità di manutenzione
- Funzione di auto diagnosi
- Funzione di visualizzazione codice errore
- Possibilità di collegare una turbina
- Brushless

	MODELLO	CODICE
Torque	UMXL-KT	Y141495
Compact	UMXL-KC	Y141496

Contenuto

- Unità di controllo
- Micromotore
- Supporto manipolo

Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 230 V 50/60 Hz
- Peso : 3,2 kg
- Dimensioni : L 90 x P 270 x H 230 mm

ULTIMATE XL-D

Sistema da banco a Torre



Caratteristiche

- Velocità di 1.000-50.000 min⁻¹
- Display digitale di velocità
- Modalità di manutenzione
- Funzione di auto diagnosi
- Funzione di visualizzazione codice errore
- Possibilità di collegare una turbina
- Brushless

	MODELLO	CODICE
Torque	UMXL-DT	Y141504
Compact	UMXL-DC	Y141505

Contenuto

- Unità di controllo
- Micromotore
- Pedale di controllo
- Supporto manipolo

Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 230 V 50/60 Hz
- Peso : 3,3 kg
- Dimensioni : L 81 x P 270 x H 230 mm

ULTIMATE XL-F

Sistema da terra



Caratteristiche

- Velocità di 1.000-40.000 min⁻¹
- Funzione di auto diagnosi
- Possibilità di collegare una turbina
- Brushless

* La velocità e le altre funzioni vengono controllate tramite pedale. Per sicurezza, la velocità max è impostata a 40.000 min⁻¹.

	MODELLO	CODICE
Torque	UMXL-FT	Y141513
Compact	UMXL-FC	Y141514

Contenuto

- Unità di controllo
- Micromotore
- Supporto manipolo

Specifiche tecniche

- Alimentazione : AC 230 V 50/60 Hz
- Peso : 3,8 kg
- Dimensioni : L 230 x P 292 x H 113 mm



ULTIMATE XL

- Caratteristiche**
- Sistema di controllo vettoriale a 180° per una rotazione stabile
 - Torque potente e stabile ad ogni velocità
 - Design ergonomico del micromotore
 - Micromotore leggero e compatto che riduce l'affaticamento della mano
 - Meccanismo antipolvere che previene la contaminazione e garantisce un'ottima durata
 - Ridotte vibrazioni e bassa rumorosità
 - Resistenza migliorata del 30% per poter lavorare su ogni materiale
 - Brushless



Torque Micromotore & Cordone

- Velocità : 1.000-50.000 min⁻¹
- Max Torque : 8,7 Ncm

MODELLO	CODICE
UMXL-T 2M	Y141441

- Dimensioni : L 151 x ø29 mm
- Peso : 215 g (cordone escluso)
- Lunghezza cordone : 2 m



Compact Micromotore & Cordone

- Velocità : 1.000-50.000 min⁻¹
- Max Torque : 6,0 Ncm

MODELLO	CODICE
UMXL-C 2M	Y141445

- Dimensioni : L 144 x ø27 mm
- Peso : 181 g (cordone escluso)
- Lunghezza cordone : 2 m



Tipo E Micromotore & Cordone

- Velocità : 1.000-50.000 min⁻¹
- Max Torque : 6,0 Ncm

MODELLO	CODICE
UMXL-EM 2M	E342002

- Dimensioni : L 118 x ø27 mm
- Peso : 129 g (cordone escluso)
- Lunghezza cordone : 2 m

Turbine Adaptor TA50

Per ULTIMATE XL-D, XL-K e XL-F

L'adattatore per turbine ad aria TA50 permette di passare rapidamente dalla turbina ad aria al micromotore elettrico. Entrambi i dispositivi sono utilizzabili con movimento del piede o del ginocchio.



MODELLO	CODICE
TA50	U375

• Adattatore per turbine • L 75 x P 100 x H 30 mm

Turbine ad aria



PRESTO AQUA LUX



PRESTO AQUA II



PRESTO II

Turbine Adaptor TA50



* La turbina ad aria funziona tramite ULTIMATE XL pedale di controllo



ULTIMATE XL-D



ULTIMATE XL-K



ULTIMATE XL-F

VOLVERE i7



Caratteristiche

- Leggero e compatto per adattarsi ovunque
- Controllo tramite microprocessore
- Presa ergonomica
- Funzione di auto diagnosi
- Sistema di allarme sovraccarico

Micromotore Standard




Micromotore Tipo E



Elevato Torque e micromotore altamente efficace

Il micromotore del manipolo VOLVERE i7 non ha anima e genera meno movimento rotatorio. Questo favorisce la gestione della rotazione e riduce le rotazioni irregolari. Inoltre, questo motore ha una maggiore efficienza energetica rispetto ad un motore convenzionale e può mantenere velocità costante anche a velocità elevate.



- Speciale meccanismo anti polvere incorporato
- Elevata precisione
- Leggero e compatto
- Ridotte vibrazioni e rumore

VOLVERE i7 Set completo



	MODELLO	CODICE
Standard	VOLVERE i7 RM	Y1002890
E-Type Con manipolo tipo E	VOLVERE i7 VR-EB	Y1002891
E-Type Senza manipolo	VOLVERE i7 E	Y1003523

Contenuto

- Unità di controllo • Micromotore • Pedale di controllo • Supporto manipolo

Specifiche tecniche

Unità di controllo • Alimentazione : AC 230 V 50/60 Hz • Dimensioni : L 69 x P 185 x H 167 mm • Peso : 930 g
Modello Standard • Lunghezza cordone : 1,2 m • Velocità : 1.000-35.000 min⁻¹ • Max Torque : 4,1 Ncm
 • Dimensioni : L 145 x ø24,5 mm • Peso : 192 g (cordone escluso) • Lunghezza cordone : 1,2 m
Modello Tipo E • Velocità : 1.000-35.000 min⁻¹ • Max Torque : 4,1 Ncm • Dimensioni : L 109,3 x ø24,5 mm
 • Peso : 118 g (cordone escluso) • Lunghezza cordone : 1,2 m

PRESTO AQUA LUX

LUCE + ACQUA

La tecnologia LED simile alla luce diurna, illumina con estrema precisione. Controllo completo dello spruzzo, dalla nebbia alle gocce. La combinazione di luce e acqua significano controllo preciso su un'ampia area.



Turbina ad aria auto-lubrificante con LED e spray ad acqua

Caratteristiche

- Facile rimozione del serbatoio
- Funzione On-Off della luce LED e dello spray refrigerante
- Funziona sia con collegamento diretto alla rete dell'acqua che con serbatoio dell'acqua collegato



PRESTO AQUA LUX Set completo

MODELLO	CODICE
PRESTO AQUA LUX	Y1001151

Contenuto

- Unità di controllo PRESTO AQUA LUX
- Manipolo PRESTO AQUA LUX
- Tubo PR-AQL
- Pedale (AFC-40)
- Tubo secondario per PRESTO
- Supporto manipolo
- Cordone PRESTO AQUA LUX
- Adattatore AC



Manipolo PRESTO AQUA LUX



Caratteristiche

- 320.000 rpm
- Soluzione refrigerante spray
- Nessuna lubrificazione richiesta
- Manipolo con anello ruotabile
- Vibrazione e rumore ridotti
- Meccanismo anti polvere
- Luce LED simile a quella naturale

Opzioni del liquido di raffreddamento



Con luce	MODELLO	CODICE
●	PRA-LUX-HP	T1002

Con luce	MODELLO	CODICE
—	PR-AQL Hose	Z1050

- PRESTO AQUA LUX manipolo

- LED incorporato

PRESTO AQUA II

Turbina ad aria auto-lubrificante con spray ad acqua

Caratteristiche

- Facile rimozione del serbatoio
- Regolazione dello spray ad acqua e aria
- Funzione On-Off dello spray refrigerante
- Funziona sia con collegamento diretto alla rete dell'acqua che con serbatoio dell'acqua collegato



PRESTO AQUA LUX Set completo

Con luce	MODELLO	CODICE
—	PRESTO AQUA II	Y150023

Contenuto

- Unità di controllo PRESTO AQUA II
- Manipolo PRESTO AQUA
- Attacco QD-J B3 • Tubo per PRESTO AQUA II
- Pedale (AFC-40) • Tubo secondario per PRESTO

Manipolo PRESTO AQUA

- 320.000 rpm • Soluzione refrigerante spray • Spray regolabile
- Nessuna lubrificazione richiesta • Anello ruotabile
- Vibrazione e rumore ridotti • Speciale meccanismo anti polvere



Con luce	MODELLO	CODICE
—	PRA-HP	T816

- PRESTO AQUA manipolo

Con luce	MODELLO	CODICE
—	QD-J B3	T354051

- Attacco

PRESTO II

Turbina ad aria auto-lubrificante

Caratteristiche

- Leggero e compatto



PRESTO Set completo

Con luce	MODELLO	CODICE
—	PRESTO II	Y150022

Contenuto

- Unità PRESTO • Manipolo PRESTO
- Supporto manipolo • Tubo per PRESTO
- Pedale (AFC-40) • Tubo secondario per PRESTO


Manipolo PRESTO

- 320.000 rpm
- Nessuna lubrificazione richiesta
- Vibrazioni e rumore ridotti
- Speciale meccanismo anti polvere



Con luce	MODELLO	CODICE
—	PR-HP	T815

- compreso 2 m cordone



PARTI DI RICAMBIO

PARTI DI RICAMBIO

Ti-Max Z Series P.26-27

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
SX3-NU03 Cartuccia per testina		PA2307X001
TiZ9-MU03 Cartuccia per testina Miniature		PA2380X001
TiZ9-SU03 Cartuccia per testina Standard		PA2381X001
SX-NU04 Push per testina Micro		PA2307X050
TiZ9-MU04 Push per testina Miniature		PA2380X050
TiZ9-SU04 Push per testina Standard		PA2381X050

S-Max M Series P.30-31

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
SX-MU03 Cartuccia per testina Miniature		P1280
SX-SU03 Cartuccia per testina Standard		P1281
Set O-ring PTL (Conf. da 3 pz)		Y900580

S-Max pico Series P.34-35

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
SX-PU03 Cartuccia per S-Max pico		P1140200
Set O-ring PTL (Conf. da 5 pz)		Y900580

Ti-Max X450 Series P.40-41

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Set O-ring PTL (Conf. da 5 pz)		Y900580

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
PTL O-ring Set (Conf. da 5 pz)		Y900580
S970 O-ring Set (Conf. da 5 pz)		Y1001953
SX-NU05 Chiave Push per testina Micro		PA2307X765
TiZ9-SU05 Chiave Push per testina Miniature & Standard		PA2381X765
Filo di pulizia		Z144101

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
SX-MU04 Push per testina Miniature		P1001500
SX-SU04(YOS) Push per testina Standard		P1027500
SX-SU05 Chiave Push per testina Miniature & Standard		20000535

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
SX-PU04 Push per testina S-Max pico		P1140500
SX-PU05 Chiave Push per testina S-Max pico		20002803

Attacchi P.16-17

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Valvola antiritorno		P401054

Pana-Max2 P.44-45

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
PAX2-SU03 Cartuccia		P1190
PAX2-SU04 Push		P1190050

Pana-Max PLUS P.46-47

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
SX-MU03 Cartuccia per testina Miniature		P1280
SX-SU03 Cartuccia per testina Standard		P1281
SX-MU04 Push per testina Miniature		P1001500

FX Series P.72-73

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
FX25-04 Push per testina FX25m		C1052500
FX25-03 Cartuccia per FX25m		C1052700
Boccola Spray Per FX25m/FX15m		C1052702

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
PAX2-SU05		P1190765

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
SX-SU04(YOS) Push per testina Standard		P1027500
SX-SU05 Chiave Push per testina Miniature & Standard		20000535

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Boccola Spray Per FX65m		H019711
Chiave FX Per FX25m		C1052701
Tube		Z166101

EX Series P.74-77

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
FPB-03 Cartuccia per FPB		C875060
NAC-03 Cartuccia per NAC		C030011
BB-03 Cartuccia per BB		C037015
NBB-03 Cartuccia per NBBW		C210015
FFB-03 Cartuccia per FFB		C884060
Boccola Spray Per NAC, BB, FPB, FFB, TER, NR52		C032701

Varios Combi Pro P.104

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Serbatoio (Per uso Prophy)		U1135018
Serbatoio (Per uso Perio)		U1135019
Cordone (Per uso Prophy)		T1051001
Cordone (Per uso Perio)		T1053001
Manipolo (Per uso Prophy)		T1074001
Manipolo (Per uso Perio)		T1077001
Beccuccio (Per uso Prophy)		T1074012
Beccuccio (Per uso Perio)		T1077012
VCP Set serbatoio e coperchio		U1135017
VA2-LUX-HP Manipolo con luce		E351050

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Boccola Spray Per EX-5B, EX-6B		H019711
FPB-02 Alberino con ingranaggi per FPB-Y		C875012
NAC-02 Alberino con ingranaggi per NAC-Y		C032012
Chiave Push Per AR-Y(S)		C185751
Chiave Push (Nero)		C071751
Tube		Z166101

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
VA2LUX-SC Cordone manipolo per VA2LUX		E351054
FC-79 Pedale di controllo		Z1256001
Set filtro con tubo 3,6 m		U1135078
Filtro acqua		U387042
Contenitore filtro acqua		Y900069
Manometro pressione		U1135093
CR-10 Chiave dinamometrica		Z221076
Supporto punte		Z221080
Supporto punte L		Z217850
Supporto punte S		Z217851

Varios Combi Pro P.104

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Cassetta sterilizzazione		Z1035001
Pompa irrigazione		U1135079
Set O-ring innesto camera (Conf. da 5 pz)		Y1003435
Coperchio serbatoio		U1135089
Guarnizione Per coperchio serbatoio		Y1003545
Set O-ring Bottiglia per irrigazione		Y1003544
O-ring Per cordone manipolo		Y1003546
O-ring set Tubo manipolo		Y1003500
O-ring set (Beccuccio)		Y1003501
Cordone aria 3,6 m		D0914406036
Chiave 5x8 (Conf. da 2 pz)		Y1001301

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
VCP Chiave ad anello		T1074601
Chiave sostituzione punte E		Z217399
Perio-Mate puntali (Conf. da 40 pz)		Y1002741
Chiave rimozione puntali		T1043751
Olio lubrificante		Z016112
Filo pulizia (L)		T798091
Filo pulizia (S)		T798095
Lima pulizia		T798092
Pennello pulizia		T798093
Strumento di sblocco		U1135256
Fusibile		D1202220010

PARTI DI RICAMBIO

Varios 970 / 570 / 370 / 170 P.119-122

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
VA2-LUX-HP Manipolo con luce		E351050
VA2-HP Manipolo senza luce		E350050
VA970LUX-SC Cordone manipolo per Varios 970 LUX		E351055
VA970-SC Cordone manipolo per Varios 970		E350055
VA170LUX-SC Cordone manipolo per Varios 170 LUX		E351056
VA170-SC Cordone manipolo per Varios 170		E350056
FC-70 Pedale di controllo (2,5 m)		Z1008001
FC-71 Pedale di controllo (5 m) Per Varios 370		Z1008002
Adattatore AC (2 m) Per Varios 570		Y1001762
Adattatore AC (5 m) Per Varios 370		Y1001790
Connettore per fornitura acqua		U387030
Set filtri acqua (2 m) 2 tubi acqua, filtro, contenitore filtro		U387040
Set filtri acqua (4 m) Per Varios 370 2 tubi acqua, filtro, contenitore filtro		U1007080
Tubo acqua (2 m)		U387580
Tubo acqua (4 m) Per Varios 370		D0914406040
Contenitore Filtro acqua		Y900069
Filtro acqua		U387042

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Anelli tubo (Conf. da 2 pz)		Y900077
CR-10 Chiave dinamometrica		Z221076
Chiave sostituzione punte E		Z217399
Supporto punte		Z221080
Supporto punte L		Z217850
Supporto punte S		Z217851
Cassetta sterilizzazione		Z1035001
Porta manipolo Per Varios 370		10001505
VA Serbatoio 400 (400 ml) Per Varios 970		Z1047002
Pompa irrigazione Per Varios 970		10000643
O-ring (Per cordone manipolo)		D0310020080
O-ring Sezione sottile Per serbatoio VA 400		D0312090100
O-ring Sezione sottile Per serbatoio VA 400		D0310075150
Varios 350/370 Sostegno		Z254
Varios 350/370 Staffa di sostegno		Z259
Supporto unità Per Varios 370		Y1001812
Chiave 5x8 (Conf. da 2 pz)		Y1001301

S970 / AS2000 Air Scaler P.148-150

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
CR-20 Chiave dinamometrica con limitatore di Torque		Z1090001
Chiave sostituzione punte E		Z217399
Supporto punte		Z252080

Prophy-Mate neo P.108

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
PMN-HP Manipolo con beccuccio 60°		T797010
Beccuccio 60°		T797012
Beccuccio 80°		T797013
Tappo serbatoio polvere		T798133
Guarnizione		T798135
O-ring (Frontale)		D0312039070
O-ring (neo) (Posteriore)		D0312029070
Set O-ring PTL (Conf. da 5 pz)		Y900580
Set O-ring PM (Conf. da 3 pz)		Y900054
Chiave anello		T797601
Beccuccio sfiatatoio PTL (neo)		T798094

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Copertura punta L		Z217850
Copertura punta S		Z217851
Set O-ring S970 (Conf. da 4 pz) Per S970		Y1001953

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Beccuccio sfiatatoio KV (neo)		T886094
Beccuccio sfiatatoio SR (neo)		T887094
Beccuccio sfiatatoio WH (neo)		T888094
Beccuccio sfiatatoio BA (neo)		T889094
Beccuccio sfiatatoio M4 (neo)		T884094
Beccuccio sfiatatoio B2 (neo)		T885094
Olio lubrificazione		Z016112
Filo pulizia (L)		T798091
Filo pulizia (S)		T798095
Lima pulizia		T798092
Pennello pulizia		T798093

Perio-Mate P.112

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
PER-HP		T1043010
Beccuccio		T1043012
Tappo serbatoio polvere		T798133
Guarnizione		T798135
O-ring (Frontale)		D0312039070
O-ring (PER)		D0312023060
Set O-ring PTL (Conf. da 5 pz)		Y900580
Set O-ring PM (Conf. da 3 pz)		Y900054
Chiave anello		T797601
Chiave rimozione puntali		T1043751
Beccuccio sfiatatoio PTL (PER)		T1042094
iProphy P.159		
MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Manipolo a motore EA11170020 di iProphy		EA11170020
Supporto di iProphy		UA10910020
CA Adattatore		Y1500014

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Beccuccio sfiatatoio KV (PER)		T1044094
Beccuccio sfiatatoio SR (PER)		T1046094
Beccuccio sfiatatoio WH (PER)		T1048094
Beccuccio sfiatatoio BA (PER)		T1050094
Beccuccio sfiatatoio M4 (PER)		T1052094
Beccuccio sfiatatoio B2 (PER)		T1054094
Olio lubrificazione		Z016112
Filo pulizia (L)		T798091
Filo pulizia (S)		T798095
Lima pulizia		T798092
Pennello pulizia		T798093
iProphy P.159		
MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Pacco batteria		E1080052
Beccuccio spray tipo F		Z256090

ENDO-MATE TC2 P.163

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Batterie ricaricabili Ni-MH (Conf. da 2 pz)		Y900103
ENDO-MATE TC2 Base ricarica		U614
Codice di alimentazione		U439550

* Utilizzare solo batterie ricaricabili AAA Ni-MH (Nickel Metal Hydride). Non utilizzare mai batterie non ricaricabili.

ENDO-MATE DT2 P.165

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
ENDO-MATE DT2 Unità		U1138001
ENDO-MATE DT2 Motore & Cordone		E1169001
ENDO-MATE DT Adattatore		U480
Supporto manipolo		Z095205
iPex II P.169		
MODELLO	PRODOTTO	CODICE
iPex II Clip lima		U1109351
iPex II Tester		U1109353

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Cordone per MPA, MPAS		C876021
Clip connessione cordone		C876509

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Cordone per MPA, MPAS		C876021
Clip connessione cordone		C876509
Batterie ricaricabili		U421070
Adattatore tipo F		Z256090

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
iPex II Sonda		U1109352
Gancio labbro		U501513

ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT Testine P.166-167

Testine per applicazioni di Endodonzia

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
MP-Y Testina Miniature, per strumenti NITI (ø2,35), meccanismo Push		C547
	Rotazione 360° 	
MPA-Y Connessione per rilevatore apicale (manico lungo), testina Miniature, per strumenti NITI (ø2,35), meccanismo Push		C548
	Rotazione 360° 	
MPAS-Y Connessione per rilevatore apicale (manico corto), testina Miniature, per strumenti NITI (ø2,35), meccanismo Push		C882
	Rotazione 360° 	

Dentalone P.175

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Valvola di controllo aspirazione		57064
Cordone aspirazione con connettore		57064-1
Tappo per aspirazione assemblato		57068
Serbatoio aspirazione		57072
Tappo per acqua assemblato		57069
Serbatoio		57073
Copertura assemblata		57082
Base assemblata		57088

Testine per applicazioni di Profilassi

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
FC Rapporto 1:1		C873
F4R Rapporto 4:1		C872
F10R Rapporto 10:1		C398
F16R Rapporto 16:1		C871
F20R Rapporto 20:1		C399

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
NLX cordone motore		37074
Cordone per Scaler Varios 170		37075
FC-76 Pedale di controllo		Z1082
3-F Punta siringa		37066
Filtro cannula saliva		37064.6
Adattatore cannula saliva		37064.7
Cassetta sterilizzazione		Z1035001
CR-10 Chiave dinamometrica		Z221076

VIVA ace P.181

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
isoE-LUX		Z1265
Cannula aspirazione (Conf. 10 pz)		S900070
Tubo di aspirazione completo		U1144074
Serbatoio aspirazione		U1146070
V-ace tappo contenitore sottovuoto		UA11440195
V-ace flacone rifiuti aspirati		U1146075
V-ace coperchio flacone rifiuti		Z1240051
Filtro compreso l'O-ring		UA11440189
O-Ring Per Filtro		D0312128060
3-F Kit siringa		U1144040
Punta siringa		U1144046
Connettore aspirazione		U1144753
Tappo aspirazione A		U1144750

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Tappo aspirazione B		U1144751
Tappo per tubo Punta siringa		U1144752
Serbatoio acqua completo		U1146080
V-ace tappo serbatoio dell'acqua		UA11460103
V-ace flacone acqua		U1146085
FC-76S Pedale di controllo		Z1082005
FC-70S Comando a pedale		Z1008006
Cavo di alimentazione		U439550
Tracolla		U1144370
Guarnizione coperchio (per serbatoio acqua)		U1144729
Guarnizione coperchio (per serbatoio aspirazione)		U1144636
Guarnizione coperchio (per serbatoio aspirazione)		Z1137352

VIVAMATE G5 P.183

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
VIVAMATE G5 230V		U1068004
Unità di controllo		
VMG30EM MC		E1069002
VIVAMATE G5 Micromotore con cordone		
FC-76M		Z1082002
Pedale di controllo	(Optional)	
Supporto manipolo		Z095205

Surgic Pro2 P.194-195

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
SGL80M		Y1004211
Micromotore con luce e cordone		
SG80M		Y1004212
Micromotore con cordone		
FC-81		Z1401001
Pedale di controllo wireless		
Supporto per soluzione fisiologica		U370152
Tubo irrigazione		Y900113
(Conf. da 5 pz)		

Surgic Pro2 / VarioSurg 4 P.187-195, 219-223

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Link Stand3		ZA16230001

Surgic Pro+ P.200-201

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Tube Holder		E295105
Supporto manipolo		Z1029201
Tubo irrigazione		Y900113
(Conf. da 5 pz)		
Supporto per soluzione fisiologica		U370152

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Batteria		Y1002886
Adattatore AC		U1115
Per VIVAMATE G5		
Cavo di alimentazione		U439550
Valigetta trasporto		Y1002171
Per VIVAMATE G5		

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Cavo di alimentazione AC		U260414
Supporto manipolo		Z1402110
Supporto tubo		Y900083
(Conf. da 7 pz)		
Tappo protezione		10001595
Supporto tubo		E1198105

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Maniglia		Z1027001
Tappo protezione		10001595
Supporto tubo		Y900083
(Conf. da 7 pz)		
SG-CASE		20001348
Cassetta di sterilizzazione		

VarioSurg 4 P.222-223

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Chiave sostituzione punte E		Z217399
Per V10-S		
CR-40		Z305350
Chiave punte VS Per SG1A, SG8A, Socket Lift Tip		
CR-30		10000977
Chiave dinamometrica		
Supporto punte		Z221086
Supporto manipolo		Z1029201

Manipoli per implantologia P.202-208

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Ago irrigazione interna		10000324
Supporto ago		20000396
X-SG20L / nanoSG20LS X-DSG20Lh, X-DSG20h X-DSG20L, X-DSG20		
Supporto ago		20000357
Per SG20		

Manipoli per implantologia SGM / SGMS series P.208

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
SGM-I		C293001
Testina Ultra Miniature a levetta		
SGMS-I		C594001
Con indicatore di profondità		
ER16i		C628001
Manipolo riduttore 16:1		
ER20i		C629001
Manipolo riduttore 20:1		
Ago irrigazione interna		C293025
Per SGM, SGMS		
Morsetto tubo irrigazione		C202750

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Supporto per soluzione fisiologica		U370152
Tubo irrigazione		Y900113
(Conf. da 5 pz)		
Supporto tubo		Y900767
(Conf. da 7 pz)		
VA-SG-CASE		Z313102
Cassetta sterilizzazione		

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Connettore Y		C823752
Specillo per pulizia		20000512
Boccola Spray		HA12000122
Per SGX-E20R		

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Connettore Y		C823752
Chiave per attacco manipolo		Z103101
Per SGM, SGMS		
Riga		Z217399
Per SGMS		
Indicatore di profondità (L)		C594031
Per SGMS		
Indicatore di profondità (S)		C594021
Per SGMS		

PARTI DI RICAMBIO

Manipoli per micro chirurgia P.209

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Boccola irrigazione Per SGS, SGA		H263018

Manipoli micro seghetto P.210-211

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Boccola irrigazione Per SGR, SGT, SGO		SH162035

Osseo 100/100+ P.215

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Multipeg Driver		55003

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Copertura sterile		55105

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Adattatore		55093

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
EU Spina		55094

iSD900 P.217

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Base ricarica iSD900		U1070001

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Cavo di alimentazione		U439550

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Calibratore Torque		Z1056001

* Utilizzare solo batterie ricaricabili formato AAA Ni-MH (Nickel Metal Hydride).
Non utilizzare batterie non ricaricabili.

iCare+ P.245

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
O-ring per adattatore ISO		Y900185

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Chiave 8x5		K040751

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
UK Spina		55095

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
AU Spina		55096

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
US Spina		55097

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Fresa calibrazione		Z1057101

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Levetta On/Off		Z1070001

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Batterie ricaricabili Ni-MH (Conf. da 2 pz)		Y900103

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Blister Per i serbatoi di riempimento		S103206

iCare P.249

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Beccuccio pulizia mandrino		Z257301

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Filtro aria		U508352

ULTIMATE XL / XL-D / XL-K / XL-F P.260-262

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
UMXL-TM Motore tipo Torque compreso cordone 1,2 m		E355

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
UMXL-CM Motore tipo Compact compreso cordone 1,2 m		E356

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
UMXL-TM 2 M Motore tipo Torque compreso cordone 2 m		E355002

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
UMXL-CM 2 M Motore tipo Compact compreso cordone 2 m		E356002

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
UHRXL-T Attacco tipo Torque		H269

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
UHRXL-C Attacco tipo Compact		H271

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Cordone T (Tipo Torque 1,2 m)		E355051

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Cordone C (Tipo Compact 1,2 m)		E356051

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Cordone T 2M (Tipo Torque 2m)		E355055

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Cordone C 2M (Tipo Compact 2m)		E356055

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Filtri testina HP (Conf. da 200 pz)		U1120118

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
FC-64 Pedale di controllo (Per XL / XL-D)		Z304

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Supporto manipolo (Chiave non compresa)		Z095201

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Attacco per manipolo (Fer XL)		Z083

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
CHH-2,35A		H203A180A

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Porta manipolo Per XL		Y900770

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Chiave per serraggio rotazione		H269751

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Chiave per regolazione mandrino		K015751

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Staffa di sostegno Per XL-D, XL-K		U364090

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Fusibile T1,6 A (230 V)		D1202216010

PARTI DI RICAMBIO

VOLVERE i7 P.265

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
GX35RM-B & SCD Motore + cordone		E1179
GX35EM-B & SCD Motore Tipo E + cordone		E1180
UHR45C Manipolo per GX35RM-B		H203002
VR-EB Manipolo tipo E		H1062
Carboncini Per GX35RM-B / GX35EM-B (Conf. da 2 pz)		E023011S

PRESTO AQUA LUX P.267

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Tubo PR-AQL		Z1050
PR-AQL03 PRESTO AQUA LUX cartuccia		T1002250
Supporto manipolo		Z095205

PRESTO AQUA II P.268

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Tubo PRESTO AQUA		Z308050
QD-J B3 Attacco		T354051

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
CHH-2,35A		H203A180A
FC-76 Pedale di controllo		Z1082
Supporto manipolo		Z095205
Chiave per regolazione mandrino		K015751

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Adattatore AC PR-AQL		Y1500004
Tubo PR-AQL		U439550
Set O-ring PTL (Conf. da 5 pz)		Y900580

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
PR-AQ03 PRESTO AQUA cartuccia		T816016

PRESTO AQUA LUX / PRESTO AQUA II P.267-268

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Mandrino		T815019
AFC-40 Pedale di controllo		Z127
Tubo secondario per PRESTO (2 m)		Z101240
Set filtro acqua (2 tubi, filtro acqua, contenitore filtro)		U387040
Contenitore filtro acqua		Y900069
Filtro acqua		U387042
Anelli tubo (Conf. da 2 pz)		Y900077

PRESTO II P.269

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Supporto manipolo		Z010134
AFC-40 Pedale di controllo		Z127
PR-03 PRESTO Cartuccia		T815016
Mandrino		T815019
Tubo per PRESTO (2 m)		T815220

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
PRA II Set serbatoio		Z308040
PRA II Coperchio serbatoio		Z308041
PRA II Serbatoio		Z308601
PRA II Serbatoio Set O-ring (Conf. da 2 pz)		Y900327
Staffa di sostegno		Z308060
Chiave per mandrino		C034751
Strumento per inserimento fresa		T815030

MODELLO	PRODOTTO	CODICE
Tubo secondario per PRESTO (2 m)		Z101240
Chiave LAB		H005751
Chiave mandrino		C034751
Strumento inserimento fresa		T815030

GUIDA RAPIDA ALLE CARTUCCE PER TURBINE

Manipolo		Cartuccia		Testina	
ARTICOLO		MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE
Z micro	Ti-Max Z micro	SX3-NU03	PA2307X001	SX-NU04	PA2307X050
Z micro KL / SL	Ti-Max Z micro KL / SL	SX3-NU03	PA2307X001	SX-NU04	PA2307X050
Z890L	Ti-Max Z890L	TiZ-MU03	PA2380X001	TiZ-MU04	PA2380X050
Z890KL / Z890SL	Ti-Max Z890KL / Z890SL	TiZ-MU03	PA2380X001	TiZ-MU04	PA2380X050
Z890WL / Z890BL	Ti-Max Z890WL / Z890BL	TiZ-MU03	PA2380X001	TiZ-MU04	PA2380X050
Z990L	Ti-Max Z990L	TiZ-SU03	PA2381X001	TiZ-SU04	PA2381X050
Z990KL / Z990SL	Ti-Max Z990KL / Z990SL	TiZ-SU03	PA2381X001	TiZ-SU04	PA2381X050
Z990WL / Z990BL	Ti-Max Z990WL / Z990BL	TiZ-SU03	PA2381X001	TiZ-SU04	PA2381X050
M800L / M800	S-Max M800L / M800	SX-MU03	P1280	SX-MU04	P1001500
M800KL / M800SL	S-Max M800KL / M800SL	SX-MU03	P1280	SX-MU04	P1001500
M800WL / M800BL	S-Max M800WL / M800BL	SX-MU03	P1280	SX-MU04	P1001500
M900L / M900	S-Max M900L / M900	SX-SU03	P1281	SX-SU04 (YOS)	P1027500
M900KL / M900K	S-Max M900KL / M900K	SX-SU03	P1281	SX-SU04 (YOS)	P1027500
M900SL	S-Max M900SL	SX-SU03	P1281	SX-SU04 (YOS)	P1027500
M900WL / M900W	S-Max M900WL / M900W	SX-SU03	P1281	SX-SU04 (YOS)	P1027500
M900BL	S-Max M900BL	SX-SU03	P1281	SX-SU04 (YOS)	P1027500
S-Max pico	S-Max pico	SX-PU03	P1140200	SX-PU04	P1140500
S-Max pico KL	S-Max pico KL	SX-PU03	P1140200	SX-PU04	P1140500
S-Max pico SL	S-Max pico SL	SX-PU03	P1140200	SX-PU04	P1140500
S-Max pico WLED	S-Max pico WLED	SX-PU03	P1140200	SX-PU04	P1140500
S-Max pico BLED	S-Max pico BLED	SX-PU03	P1140200	SX-PU04	P1140500
X450L	Ti-Max X450L	TiX45-SU03	Y1001906	TiX45-SU04	P1078500
X450KL / X450SL	Ti-Max X450KL / X450SL	TiX45-SU03	Y1001906	TiX45-SU04	P1078500
X450WLED / X450BLED	Ti-Max X450WLED / X450BLED	TiX45-SU03	Y1001906	TiX45-SU04	P1078500
Pana-Max2 PTL	Pana-Max2 PTL	PAX2-SU03	P1190	PAX2-SU04	P1190050
Pana-Max2 KV	Pana-Max2 KV	PAX2-SU03	P1190	PAX2-SU04	P1190050
Pana-Max2 M4 / B2	Pana-Max2 M4 / B2	PAX2-SU03	P1190	PAX2-SU04	P1190050
PAP-MU M4 / B2	Pana-Max PLUS MU	SX-MU03	P1280	SX-MU04	P1001500
PAP-SU M4 / B2	Pana-Max PLUS SU	SX-SU03	P1281	SX-SU04 (YOS)	P1027500
PRA-LUX-HP	Manipolo PRESTO AQUA LUX	PR-AQL03	T1002250	-	-
PRA-HP	Manipolo PRESTO AQUA	PR-AQ03	T816016	-	-
PR-HP	Manipolo PRESTO	PR-03	T815016	-	-

KaVo e MULTiflex LUX sono marchi registrati da Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.
 Sirona è un marchio registrato da Sirona Dental Systems GmbH.
 W&H è un marchio registrato da W&H Dentalwerk Burmoos GmbH.
 Bien-Air e Unifix sono marchi registrati da Bien-Air Dental S.A.
 Satelec è un marchio registrato da Acteon SA.
 EMS è un marchio registrato da Electro Medical Systems SA.

Le filiali NSK nel mondo

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan
TEL: +81 289 64 3380 FAX: +81 289 62 5636

NSK Europe GmbH

Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn, Germany
TEL: +49 6196 77606 0 FAX: +49 6196 77606 29

NSK United Kingdom Ltd.

Office 4, Gateway 1000, Arlington Business Park
Whittle Way, Stevenage, SG1 2FP, UK
TEL: +44 1438 310670 FAX: +44 1438 310671

NSK Dental Italy S.r.l.

Via dell'Agricoltura 21, 36016 Thiene VI, Italy
TEL: +39 0445 820070

NSK America Corp.

1800 Global Parkway, Hoffman Estates
IL 60192, USA
TEL: +1 888 675 1675 FAX: +1 800 838 9328

NSK Oceania Pty. Ltd.

Unit 12, 809-821 Botany Road
Rosebery NSW 2018, Australia
TEL: +61 2 8306 3000 FAX: +61 2 8306 3030

NSK Shanghai Co., Ltd.

Room 702 Tower 1 SOHO Tianshan Plaza
421 ZiYun Road, Changning District
Shanghai 200051, China
TEL: +86 21 6252 7272 FAX: +86 21 6252 7855

NSK Nakanishi Asia Pte. Ltd.

51 Changi Business Park Central 2
#07-10 The Signature, 486066 Singapore
TEL: +65 6376 5018 FAX: +65 6376 0233

NSK RUS LLC

2, Entuziastov bulvar, 11th floor
Moscow 109544, Russia
TEL: +7 495 967 96 07 FAX: +7 495 967 96 08

NSK France S.A.S.

32 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France
TEL: +33 1 56 79 59 80 FAX: +33 1 56 79 59 81

NSK Dental Spain S.A.

C/ Rozabella 8, Europa Empresarial Business Park
Edificio Roma, Planta baja, Oficina A
28290 Las Rozas de Madrid, Madrid, Spain
TEL: +34 91 626 61 28 FAX: +34 91 626 61 32

NSK Dental Nordic

Furstenbergsgatan 4, 416 64 Gothenburg, Sweden
TEL: +46 31 20 20 24

NSK America Latina Ltda.

Rua Doutor Joao Colin, 1995, América
Joinville, SC 89204-003, Brazil
TEL: +55 47 3804 6569 FAX: +55 47 3804 5248

NSK Oceania Ltd.

Ground Floor, Suite D, 272 Parnell Road
Parnell, Auckland 1052, New Zealand
TEL: +64 9 529 2383 FAX: +64 9 523 0181

NSK Dental Korea Co., Ltd.

19, Yangpyeong-ro 21ga-gil
Yeongdeungpo-gu, Seoul 07207, Korea
TEL: +82 2 2633 8990 FAX: +82 2 2633 8980

NSK Middle East FZCO

Room 6EA701, 7th Floor, East Wing No.6
Dubai Airport Free Zone, PO Box 54316, Dubai, UAE
TEL: +971 4 204 5507 FAX: +971 4 204 5508

*Le specifiche possono variare senza preavviso.

*Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima dell'utilizzo e conservarle.

*Il catalogo riporta un'ampia gamma di prodotti. Verificare la disponibilità prodotto presso il distributore locale.

