

get it!

Le Offerte Speciali NSK

DAL 1 SETTEMBRE 2025 AL 28 FEBBRAIO 2026

Flusso di lavoro chirurgico

- 1** INCISIONE OSSEA
VarioSurg 4
Sistema di Chirurgia ad Ultrasuoni



- 2** INSERIMENTO IMPIANTO
Surgic Pro2
Micromotore Chirurgico per Implantologia



- 4** AVVITAMENTO PROTESICO
iSD900
Avvitatore Protesico Cordless



- 3** MISURAZIONE OSTEOINTEGRAZIONE
Osseo 100+
Dispositivo di Misurazione dell'Osteointegrazione



NEWS

- 5** TRATTAMENTO PARODONTALE
Nuovo Varios Combi Pro2
Dispositivo per il Trattamento Parodontale



Nuovo M94L



e molto altro!





Gentile Cliente,

con grande piacere Le presentiamo le novità e le offerte che NSK Dental Italy ha pensato per l'autunno 2025. In particolare, siamo entusiasti di annunciare l'introduzione del **Varios Combi Pro2**, un dispositivo altamente versatile, progettato per l'igiene orale e la profilassi dentale, che offre un'eccezionale combinazione di potenza e precisione. Grazie alla tecnologia innovativa, garantisce una pulizia profonda e un comfort ottimale per il paziente, minimizzando al contempo i tempi di intervento. Inoltre, il design ergonomico e il sistema di controllo intelligente consentono di personalizzare ogni trattamento in base alle esigenze specifiche del paziente, migliorando l'efficienza e la qualità del lavoro. Per approfondire tutte le funzionalità di questo dispositivo e prenotare una demo personalizzata, La invitiamo a contattarci attraverso il nostro sito web.

Un'altra importante novità che siamo felici di condividere riguarda l'apertura della nuova sede NSK a Napoli, un centro che offre spazi pensati per soddisfare diverse esigenze. Al suo interno troverete una sala corsi, una meeting room e uffici dedicati all'assistenza tecnica, al marketing e alla direzione, con un'attenzione particolare nel garantire un supporto tecnico di alta qualità, così come alla formazione avanzata e agli eventi professionali. La sede, situata in una posizione strategica, offrirà seminari, workshop e sessioni pratiche su prodotti e tecniche innovative, diventando un punto di riferimento ideale per aggiornamenti continui e opportunità di crescita nel settore dentale. I professionisti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con esperti e specialisti. Siamo certi che questa nuova realtà contribuirà a rafforzare ulteriormente il legame con i nostri clienti e a sostenere la crescita delle competenze professionali.

Per scoprire tutte le offerte e le opportunità che NSK Dental Italy ha preparato per lei, la invitiamo a visitare il nostro sito ufficiale e a seguirci sui nostri canali social (Facebook, Instagram, LinkedIn) per restare aggiornato su tutte le iniziative e novità in arrivo.

Con l'occasione, le auguriamo una continua crescita e un autunno ricco di soddisfazioni, sia per lei che per il suo team, così come per le vostre famiglie.

NSK Dental Italy è sempre al vostro fianco.

Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Italy



Turbine

S-Max M

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON LUCE



POTENZA
26W

Attacco NSK
M900L
REF. P1254001

423€
982€

Attacco KaVo
M900KL
REF. P1258001

423€
1.100€

- Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati: NSK, KaVo, Sirona, W&H, Bien-Air
- Sostituzione cartuccia in studio
- Spray Quadruplo
- Cuscinetti in ceramica



**26W AD UN
PREZZO
IMBATTIBILE!**

Fare della ricerca e sviluppo uno dei propri punti di forza significa anche questo:

immaginare e creare tecnologie sempre più efficienti e affidabili ad un prezzo che non ha confronti sul mercato – come le turbine serie S-Max M di NSK.

Ti-Max Z

TURBINE IN TITANIO CON LUCE



POTENZA
44W

Attacco NSK
Z990L
REF. PA23730001

- Velocità: 280,000-360,000 min⁻¹
- Dimensione testina: ø12.1 x H 12.7 mm

819€
1.793€

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati



Attacco NSK
Z890L
REF. PA23720001

- Potenza: 41W
- Velocità: 320,000-400,000 min⁻¹
- Dimensione testina: ø10.6 x H 10.8 mm


819€
1.793€

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

- Angolazione della testina a 100°
- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- Cuscinetti in ceramica
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Meccanismo Push
- Spray quadruplo
- Sistema Clean Head
- Quick Stop
- Microfiltro
- DYNAMIC POWER SYSTEM
- DURAPOWER CHUCK
- Facile sostituzione della cartuccia
- Solo Z990L / Z890L

**Cerchi una potenza
senza precedenti,
materiale ultraleggero
e un'esperienza
di taglio rivoluzionaria?
Passa alla serie
Ti-Max Z!**

DIMENSIONI RIDOTTE, PRESTAZIONI ECCELLENTI



Piccolo è meglio con Ti-Max Z micro. La mini testina da 9,0mm di diametro produce una potenza sorprendente di 20 watt, mentre l'angolazione a 100° assicura una facilità d'uso ottimale e massima accessibilità nei punti più difficili da raggiungere. Il sistema Clean Head impedisce il risucchio di materiale estraneo garantendo insieme al nuovo sistema Quick Stop la sicurezza del paziente. Con la sua potenza e il design compatto, Ti-Max Z micro è l'alleato ideale per chi chiede prestazioni eccellenti in un manipolo di dimensioni ridotte.

Attacco NSK
Zmicro PTL
REF. PA2357

Attacco KaVo
Zmicro KL
REF. PA2358

729€
1.653€

- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Spray quadruplo
- 3X-Power System
- Quick Stop
- Facile sostituzione della cartuccia



Turbine

Ti-Max Z990L

UNA POTENZA SENZA PRECEDENTI.

Progettata per durare. Studiata per il comfort.


44W

La forza che non teme la durezza.



1

Ottime prestazioni, in minor tempo



2

Massima sicurezza



3

Comfort e facilità d'uso migliori

Grazie ai 44W della versione Z990L, la turbina garantisce prestazioni impareggiabili e un taglio efficace anche su materiali estremamente duri. La procedura viene completata in minor tempo, riducendo lo stress e l'affaticamento sia per l'operatore che per il paziente.

La funzione Quick-Stop consente di arrestare il rotore nel più breve tempo possibile, evitando che i liquidi contaminati vengano risucchiati nella testa dello strumento, con un evidente vantaggio in termini di igiene e protezione dalle infezioni crociate. Non solo: grazie all'arresto immediato della rotazione del trapano, è garantito un elevato livello di sicurezza.

La testa con angolazione a 100° consente un accesso più agevole all'area molare, mentre il rivestimento DURAGRIP rende il corpo in titanio, già leggero e resistente, ancora più resistente ai graffi e più facile da impugnare, riducendo in modo significativo l'affaticamento della mano durante il trattamento.

Turbine

Qualunque sia il **tipo di connessione** del tuo riunito, abbiamo la turbina che fa per te



Per attacco
Kavo®



Per attacco
W&H®



Per attacco
NSK



Per attacco
Bien-Air®



Per attacco
Sirona®

S-Max pico

INNOVATIVA TURBINA CON TESTINA ULTRA MINI E CORPO SUPER SOTTILE



LA TESTINA
PIÙ PICCOLA
AL MONDO

Attacco NSK
S-Max pico
REF. P1140001

699€
1.153€

Attacco KaVo®
S-Max pico KL
REF. P1142001

699€
1.240€

- Spray Singolo
- Design testina ergonomico
- Cuscinetti in ceramica

Da utilizzare con le frese PICO BUR

Pico bur



A PARTIRE DA

38€ cad.
54€

NSK ha sviluppato delle speciali frese dal gambo ultra corto, ideali per l'utilizzo con le turbine S-Max pico.

Queste frese di elevata precisione sono concentriche, durevoli e ottimizzano le prestazioni delle turbine S-Max pico.

Completa la
tua turbina
S-Max Pico
con il Kit
frese Pico!



Scopri Pico Bur
inquadrandolo il
codice QR.

Pana-Max 2

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE SENZA LUCE



POTENZA
20W

Attacco NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211001

339€
676€

Attacco KaVo® MULTIflex®
Pana-Max2 KV
REF. P1212001

339€
726€

- Spray Singolo
- Sostituzione cartuccia in studio
- Cuscinetti in Ceramica
- Particolarmente resistente agli urti



Attacco diretto
Pana-Max2 M4
REF. P1154001

299€
540€

Sistema di controllo delle infezioni NSK

Gli strumenti NSK sono progettati con il Sistema di protezione DualDefence.

Il **Clean Head System**, presente nella testina di contrangoli e turbine, impedisce il risucchio dei liquidi nella testina e nella linea di scarico mentre la **valvola antiritorno**, presente nei micromotori e negli attacchi, impedisce la contaminazione dell'acqua.



Tutti i manipoli NSK sono dotati di **Clean Head System** che previene il risucchio.

Tutti gli attacchi e i micromotori possiedono un **sistema antiritorno** integrato.



L'efficienza del sistema DualDefence™ è stata testata e convalidata da università rinomate, come l'Università di Washington, l'Università di Umeå in Svezia e l'Università Nazionale di Singapore.



POWER 4 THE HARDER

Nuovo S-Max M94L



Lavorazione della zirconia più veloce e fluida

Aumento del torque fino al 24%



Durabilità eccezionale

Sistema Clean-Head



Indicazione rapporto di trasmissione 1:4



S-Max M94L

CONTRANGOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE



Con Luce 1:4

M94L

REF. CA1317001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 160,000 min⁻¹
- Per: Frese FG (Ø1.6)
- Corpo: Acciaio Inossidabile
- Misura testina: Ø9.9 x H 14.5 mm

1.079€
2.540€

Caratteristiche:

Fibre ottiche Cellular Glass Cuscinetti in Ceramica Sistema Clean Head Meccanismo Push.

Contrangoli

S-Max M

CONTRANGOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE



Senza Luce 1:5

M95

REF. C1026001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

419€

959€

Con Luce 1:5

M95L

REF. C1023001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

499€

1.270€



Senza Luce 1:1

M25

REF. C1027001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

389€

720€

Con Luce 1:1

M25L

REF. C1024001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

423€

956€



Senza Luce 1:1

M65

REF. H1008001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

399€

694€

Cerchi più leggerezza?
Scopri alla pagina
successiva
la serie in titanio
Ti-Max X!

Contrangoli

Ti-Max X

CONTRANGOLI IN TITANIO



ANCORA
PIÙ LEGGERI



Senza Luce 1:5

X95

REF. C610001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

629€
1.229€

Con Luce 1:5

X95L

REF. C600001

- Spray Quadruplo
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

749€
1.608€



Senza Luce 1:1

X25

REF. C611001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

399€
846€

Con Luce 1:1

X25L

REF. C601001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

599€
1.186€



Con Luce 1:1

X65L

REF. H273001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

925€
1.305€

Ti-Max Z

CONTRANGOLI IN TITANIO



Vuoi integrare la leggerezza con la massima silenziosità e il comfort operativo?

Passa alla serie Ti-Max Z, ancora più conveniente con i suoi 3 anni di garanzia!

Con Luce 1:5

Z99L

REF. CA13140001

- Spray quadruplo
- Velocità Max: 200,000 min⁻¹

999€
1.885€

CORPO IN TITANIO

Leggero e resistente. La sua leggerezza riduce l'affaticamento della mano durante gli interventi e la sua resistenza lo rende più durevole, prevenendo anche un prematuro deterioramento causato dalla sterilizzazione in autoclave. Le proprietà biocompatibili del Titanio eliminano i rischi causati da allergie ai metalli.

*Il Titanio è usato solo per le parti esterne del manipolo.

Contrangoli

FUNZIONE DOPPIO SPRAY



Massima visibilità grazie all'angolo a 45°

E minore aerosol col doppio spray

ConLuce 1:5

Z95L

REF. C1034001

- Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 200.000 min⁻¹
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro

999€

1.885€

Il getto d'aria contribuisce in modo significativo alla nebulizzazione negli strumenti dentali. I contrangoli producono molto meno aerosol rispetto alle turbine e disattivando il getto d'aria sono in grado di produrne ancora meno.

Questo significa che i rischi associati si riducono notevolmente.

NSK ha inventato il sistema per cambiare la modalità di erogazione dell'acqua nei manipoli. Nessun altro offre questa caratteristica in modo così comodo ed efficace.

Disattivare il getto d'aria non potrebbe essere più semplice: basta ruotare un selettore.

ConLuce 1:1

Z25L

REF. C1038001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

859€

1.206€

ConLuce 1:4,2

Z45L

REF. C1064001

- Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 168.000 min⁻¹
- Testina con angolo 45°
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro

999€

1.684€

KIT PREMIUM



Z95L

REF. C1034001

VALORE DI LISTINO 1.885€

ConLuce 1:5

Z25L

REF. C1038001

VALORE DI LISTINO 1.206€

ConLuce 1:1

1.199€

3.091€



“

Il Manipolo Z45L grazie alla sua leggerezza e al suo incredibile trasferimento di Torque rende agevoli e rapidi tutti i tipi di Odonto- ed Osteotomie. Queste ultime risultano precise anche con frese a gambo lungo grazie alla completa assenza di vibrazioni determinate dal rotore in grado di sopportare grossi attriti senza sforzo. La possibilità di regolare lo spray, con e senza l'aria, rendono lo strumento utilizzabile in tutte le applicazioni chirurgiche. La precisione, la leggerezza e l'efficienza di questo dispositivo rendono gli interventi più lunghi agevoli senza il sovraccarico del compartimento carpale con una sensazione ottimale per la mano anche dopo lunghe giornate di lavoro.

Dott. Riccardo D'Aquino

”

Contrangoli

È ORA DI CAMBIARE



Guarda come i contrangoli NSK riducono considerevolmente la generazione di aerosol.



Spray a getto



Spray nebulizzato

Funzione Doppio Spray



Selettore On/Off

La prima funzione Doppio Spray al mondo che ti consente di scegliere istantaneamente tra uno spray nebulizzato e uno a getto. Scegli in un istante a seconda delle condizioni e della procedura da eseguire. Lo spray a getto previene l'enfisema sottocutaneo nelle procedure chirurgiche mentre mantiene il raffreddamento durante le procedure di restaurativa. Quando è possibile utilizzare lo spray nebulizzato senza limitazioni, è sufficiente ruotare il selettore. Non sono richieste altre modifiche all'attrezzatura.

Passa in un istante dallo spray a getto (solo acqua) allo spray nebulizzato (acqua e aria).

Micromotori e Attacchi

Micromotori



Con Luce

M40 XS

REF. E1135051

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min⁻¹
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

699€

1.315€



Senza Luce

M40N XS

REF. E1136051

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min⁻¹
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

519€

891€



Senza Luce

S-Max M205 M4

REF. M1007001

- Corpo in acciaio inossidabile
- Valvola di non-ritorno
- Midwest 4 vie
- Velocità massima 22,000 min⁻¹

449€

631€

Attacchi NSK

PIÙ POTENZA
AL TUO
STRUMENTO!



KCL-LED

REF. P1005600

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

349€

649€



PTL-CL-LED

REF. P1001600

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

209€

455€

KIT PREMIUM COMPLETE

Z990L REF. PA23730001
VALORE DI LISTINO: 1.793€



+

PTL-CL-LED REF. P1001600
VALORE DI LISTINO: 455€



+

Z25L REF. C1038001
VALORE DI LISTINO: 1.206€



1.329€

3.454€



Manutenzione

iCare

LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICI



Sistema Automatico per Pulizia
iCare C2 REF. Y1002787
VALORE DI LISTINO: 3.435€



+ 2 Adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO: 150€

1.839€
3.735€



iCare è il tuo alleato per la manutenzione degli strumenti rotanti. Facile da utilizzare, garantisce un efficace trattamento di pulizia e lubrificazione della manipoleria in modo automatico e completo. Inoltre, grazie al suo design compatto ed elegante, iCare si adatta perfettamente ad ogni studio.

- Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli

iCare+

SISTEMA AUTOMATICO PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ROTANTE



Sistema Automatico per Pulizia
iCare+ C2 REF. S102
VALORE DI LISTINO: 8.959€



+ Soluzione di pulizia e risciacquo
n.clean REF. ACL600
VALORE DI LISTINO: 214€



+ Soluzione battericida, fungicida, virucida
n.cid REF. ACD600
VALORE DI LISTINO: 228€



+ **Olio Manutenzione** REF. Z016117
VALORE DI LISTINO: 134€



+ 2 adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO: 150€

5.999€
9.835€

- Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli
- Adatto per strumentazione con spray interno e/o esterno
- Tre tipi di programma: Lavaggio · Disinfezione · Lubrificazione
- Certificato ISO 15883 e 15883-5

PANA SPRAY Plus

LUBRIFICA E DETERGI ALLO STESSO TEMPO I TUOI MANIPOLI CON PANA SPRAY PLUS

PANA SPRAY Plus è un lubrificante a base alcolica appositamente formulato per manipoli ad alta e bassa velocità, inclusi motori pneumatici e accessori. Ti consigliamo di applicare sempre PANA SPRAY Plus per prolungare la vita del manipolo e migliorarne le prestazioni. Utilizzalo prima di ogni procedura di sterilizzazione in autoclave.



REF. Y900630

- Confezione da 6 x 500 ml

139€
218€



Sterilizzazione

DXP

DXP è il brand di NSK Dental Italy specializzato nella sterilizzazione. Da oltre 40 anni supportiamo i professionisti del settore dentale e medicale, realizzando prodotti che facilitano il lavoro di tutti i giorni. Concretezza, affidabilità e performance sono il nostro DNA, usabilità e dinamismo le nostre linee guida



DXPclave 24

STERILIZZATRICE DI CLASSE B

- Volume camera: 24 litri
- Misure 451L x 492H x 669D mm
- 5 vassoi di lunghezza differenziata per una maggiore capacità di carico.
- Touch screen per un utilizzo intuitivo e user-friendly
- Generatore di vapore istantaneo per una sterilizzazione veloce ed efficiente.
- Tempi di asciugatura tra i più rapidi nel suo segmento di mercato grazie al sistema dei porta-vassoi in alluminio.

Modello No Printer

REF. 92411B0100

3.190€
6.344€

Modello Printer

REF. 92411B0100P

3.290€
6.525€

CAPACITÀ
24L

5
VASSOI



DXP Domina

STERILIZZATRICE DI CLASSE B

- Volume camera: 18 litri
- Misure 447L x 438H x 625D mm
- Elevata affidabilità
- Necessità di manutenzione ridotta al minimo
- Consumi tra i più bassi della categoria per una maggior efficienza energetica
- Camera con rivestimento in rame per un riscaldamento rapido e uniforme

Disponibile anche la versione 4.0 con kit Wi-fi integrato.
Chiedi maggiori info al tuo referente di zona.

Modello No Printer

REF. 91800B0100

2.790€
5.336€

Modello Printer

REF. 91800B0100P

2.890€
5.559€

CAPACITÀ
18L

4
VASSOI

Termosigillatrice



REF. 100071

399€
613€

DXP NewSeal

Dispositivo ideale per la fase di confezionamento dello strumentario prima della sterilizzazione in autoclave
Misure (senza rotoli): 435L x 160H x 310D mm

Test



REF. 9900059

169€
220€

Helix Test (per DXPclave 24 e DXP Domina)

Il test consente di verificare la penetrazione del vapore in un corpo cavo. Viene fornito con 250 indicatori di controllo, semplici da interpretare e conformi alla norma EN 867-5.

Misure (senza rotoli): 435L x 160H x 310D mm

Sterilizzazione

Accessori DXPclave 24



Nuovo Demin30

Sistema con resina a letto misto e a scambio ionico per una demineralizzazione totale dell'acqua. Facile da installare su diversi modelli di autoclave, è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e salvaguardare lo strumentario sterilizzato, allungando la vita delle sterilizzatrici o altri dispositivi di riprocessamento.

- Prestazioni: fino a 580 litri* di acqua demineralizzata con una sola cartuccia.
(*calcolato su un'acqua con conduttività pari a 250 µS/cm)
- Misure: 135Ø, 385H mm

Demin30 - Kit EN1717

REF. 98001010

499€

773€

Demin30 - Kit

REF. 98001000

349€

597€

Demin30 - Solo cartuccia

REF. 230000

169€

264€



Stampante Godex

REF. 9900009

Stampante opzionale esterna per DXPclave, ideale per stampare i dati dei cicli di sterilizzazione su carta o su etichette adesive. È dotata di cavo USB e alimentatore.

359€

556€

Rotolo di etichette

REF. 9900010

24€

27€

Accessori DXP Domina



REF. 98018040

749€

1.225€

DXP Purity

Speciale sistema a osmosi inversa con 3 filtri, completamente automatico, da collocare sopra l'autoclave per collegarla alla rete idrica e produrre tra i 1.000 e i 2.000 litri di acqua demineralizzata di ottima qualità. Questo permette, in base ai consumi dell'autoclave, di eseguire tra i 2.000 e i 4.000 cicli di sterilizzazione con efficacia e affidabilità.



Stampante esterna

REF. 9900006K

Stampante opzionale esterna per DXP Domina, ideale per stampare i dati dei cicli al bisogno.

299€

435€

Rotolo di etichette

REF. 9900007K

49€

53€



REF. 0230050

27€

31€

Regenerating tabs

Speciali compresse effervescenti per la pulizia della camera di DXP Domina. Rimuovono il calcare e i residui di sporco dalla caldaia.



DXP-STERILIZATION.COM



Varios Combi Pro2



Vuoi saperne di più sul Nuovo Varios Combi Pro2? Scansiona il codice QR!
Esplora tutte le funzionalità di un prodotto rivoluzionario.

<https://www.italy.nsk-dental.com/products/oral-hygiene/oral-vcp-2/>

Potenza. Precisione.
Nessuna distrazione

Prova la qualità del Varios Combi Pro2:
mettilo alla prova nel tuo studio con una demo gratuita!



Minimally Invasive Therapy (M.I.T.)

NSK ti aiuta a essere la versione migliore di te stesso.



The MIT framework is based on: "Treatment of Stage IV Periodontitis: The EFP S3 Level Clinical Practice Guideline." Journal of Clinical Periodontology 49 Suppl 24 (S24) - Herrera, David, Mariano Sanz, Moritz Kebschull, et al. 2022.

Igiene e Profilassi

Varios Combi Pro2

DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO

Contiene: • Unità di controllo Varios Combi Pro2 • VA2-LUX-HP Ti • VA2-LUX-SC Ti • Camera Prophy2 • Cordone Prophy2 • Manipolo per polveri (Prophy) • Pedale wireless • Gancio • Tubo dell'aria • Tubo dell'acqua • Cavo di alimentazione • Serbatoio per irrigazione • Serbatoio CLM • Inserti per ablatore a ultrasuoni • Polvere FLASH Pearl (300 g)



Dispositivo per il Trattamento Parodontale
Varios Combi Pro2 basic set REF. Y1500505
VALORE DI LISTINO: 7.735€

+ **b.clean** REF. BCL600
VALORE DI LISTINO: 199€

+ **Jet Nozzle** REF. TA10770106
VALORE DI LISTINO: 147€

+ **Kit Perio2** REF. Y1003042
VALORE DI LISTINO: 1.622€

5.999 €
9.703€



Kit serbatoio dell'acqua
REF. Y1500719

579€
813€

Contenuto:
• Set di flaconi per irrigazione
• Set di flaconi CLM
• Strumento di spurgo



Jet Nozzle (Puntale a getto)
REF. TA10770106
119€
147€



CLM Module Set
REF. Y1500740
209€
293€

Dispositivo per il Trattamento Parodontale
Varios Combi Pro2 basic set REF. Y1500505
VALORE DI LISTINO: 7.735€

+ **b.clean** REF. BCL600
VALORE DI LISTINO: 199€

+ **Jet Nozzle** REF. TA10770106
VALORE DI LISTINO: 147€

+ **Kit Perio2** REF. Y1003042
VALORE DI LISTINO: 1.622€

+ **iCart Prophy2** REF. S9098
VALORE DI LISTINO: 1.942€

+ **Kit serbatoio dell'acqua**
REF. Y1500719
VALORE DI LISTINO: 813€

7.499 €
12.458€



BUNDLE KIT

iCart Prohy2 REF. S9098 VALORE DI LISTINO: 1.942€

+ **Kit serbatoio dell'acqua** REF. Y1500719
VALORE DI LISTINO: 813€

+ **b.clean** REF. BCL600
VALORE DI LISTINO: 199€

1.779 €
2.954€



Varios Combi Pro

DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO

Varios Combi Pro REF. Y1002843

Il dispositivo è composto da:

- Unità di comando
- Prophy-System, include: manipolo con puntale a 60° per profilassi supragengivale
- Polvere FLASH pearl (5 buste da 15 g)
- Ultrasuoni, include manipolo ad ultrasuoni Varios2 LUX con luce LED
- Tre punte: G4, G6, G8
- Controllo a pedale multifunzione



LED

iCart Prophy

CARRELLO FUNZIONALE PER VARIOS COMBI PRO

iCart Prophy REF. S9095

999€
1.942€



Dispositivo per il Trattamento Parodontale
Varios Combi Pro REF. Y1002843
VALORE DI LISTINO: 6.791€

+ **Trattamento Parodontale Subgengivale**
Kit Perio REF. Y1003042
VALORE DI LISTINO: 1.198€

+ **2° Ablatore Multifunzionale ad Ultrasuoni**
Varios2 Lux REF. E351050
VALORE DI LISTINO: 1.118€

+ **Punte per protesi e Impianti**
Kit Perio-Control REF. Y1002606
VALORE DI LISTINO: 221€

4.999 €
9.328€



Igiene e Profilassi

FLASH pearl



Polvere di bicarbonato di calcio per pulizia e rimozione profonda di macchie, placca e tartaro senza danneggiare la superficie dentale.

FLASH pearl

REF. Y900698

- 4 flaconi da 300gr
- Diametro particelle: 54 µm

93€

130€

SOFT pearl



La nuova polvere detergente, SOFT Pearl, è consigliata per tutti i tipi di macchie e discromie; particolarmente efficace su macchie da leggere a moderate.

SOFT pearl

REF. Y1500721

- Idrosolubilità ideale e ritardata
- Dimensione particelle: 65 µm
- Applicazione: sopra gengivale
- Materiale: glicina
- Senza fluoro
- 4 flaconi da 250 g

118€

165€

Perio Mate Powder



Polvere per il trattamento subgengivale con dispositivi Air Polishing

Perio Mate Powder

REF. Y900938

- 2 flaconi da 160gr
- Diametro particelle: 25 µm

66€

93€

Scansiona il codice QR per entrare nel mondo delle polveri NSK




Promo punte Varios 3+1

SCEGLI 4 PUNTE VARIOS.
LA MENO CARA TE LA
REGALIAMO NOI!

Richiedi il catalogo completo all'area manager della tua zona o scopri l'intera gamma punte inquadrando questo QR code:



www.italy.nsk-dental.com/admin/wp-content/uploads/PR-D1235ITv2_211026.pdf



“ Ho trovato il dispositivo estremamente performante, in particolare nella funzione di air polishing: il flusso di aria, acqua e polvere risulta potente, fluido e ben modulabile in base ai diversi livelli di potenza. Il riscaldamento immediato dell'acqua ha reso il trattamento molto confortevole per il paziente e ho apprezzato la possibilità di regolare l'erogazione delle polveri direttamente dal pedale, senza dover modificare la mia posizione operativa. Il sistema a ultrasuoni, oltre a offrire una gamma completa di inserti indispensabili per raggiungere anche le aree più difficili, presenta diverse modalità di utilizzo che lo rendono al tempo stesso efficace e delicato sul dente. Trovo i nuovi manipoli particolarmente ergonomici, sia per la leggerezza che per il design degli ugelli.

Dottorssa Sanavia: Live Hygiene, Expodental Meeting 2025

”

Igiene e Profilassi

Prophy-Mate neo

SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTALE



Sistema di Sbiancamento Dentale
Prophy-Mate neo REF. Y135029
VALORE DI LISTINO: 1.375€



+ 2° Manipolo
PMN-HP REF. T797010
VALORE DI LISTINO: 431€



+ Flash Pearl (4 x 300 g)
Flash Pearl REF. Y900698
VALORE DI LISTINO: 130€



999€
1.936€

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

- Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina
- Design maneggevole: il manipolo ruota a 360°

Il dispositivo è composto da:

- Manipolo con puntale da 60°
- Coperchio per serbatoio polvere
- Puntale da 80°
- FLASH pearl 5 x 15 g
- Kit di manutenzione



FACILE
ROTAZIONE
DI 360°



Connessione diretta
M4 e B2 non compresa

Perio-Mate

RIMOZIONE DEL BIOFILM



Sistema di Riparazione Biofilm
Perio-Mate REF. Y1002654
VALORE DI LISTINO: 1.537€



+ 2° Manipolo
PER-HP REF. T1043010
VALORE DI LISTINO: 534€



+ Polvere di Pulizia (2 x 160 g)
Perio-Mate Powder REF. Y900938
VALORE DI LISTINO: 93€



999€
2.164€

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

- Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina
- Per il trattamento di tasche periodontali e perimplantiti il manipolo ruota a 360°

Il dispositivo è composto da:

- Manipolo
- Serbatoio polvere
- Beccucci (40 pz)
- Kit di manutenzione
- 1 flacone polvere Glicina (160 g)



FACILE
ROTAZIONE
DI 360°



Connessione diretta
M4 e B2 non compresa

Igiene e Profilassi

Contrangoli riduzione 4:1

Non possono essere usate frese con gambo in metallo



Senza Luce 4:1

FX57m

REF. C1054001

269€

394€

- Corpo in Acciaio Inossidabile
- Con testina dimensionata per coppette e spazzolini



Senza Luce 4:1

X55

REF. C618001

569€

846€

- Contrangolo per: OrthoStripping / Proxoshaping / Composhaping
- Corpo in Titanio massiccio
- Spray singolo

Ablatori ad aria



Senza Luce

S970

REF. T1020001

669€

1.249€

Con Luce

S970L

REF. T1005001

809€

1.523€

- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)



Con Luce

S970KL

REF. T1013001

889€

1.664€

- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Connessione Attacco KaVo®
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)



Senza Luce

AS2000M4

REF. T698001

299€

641€

- Frequenza di oscillazione: 5.600-6.000 Hz
- 3 punte incluse (S1, S2, S3)
- Chiave per punte (CR-20)
- Coperchio punta (L)

Igiene e Profilassi

Varios 970

ABLATORE ULTRASONICO MULTIFUNZIONALE VERSATILE



Senza Luce

Varios 970

REF. Y1004160

1.489€
2.803€

Con Luce

Varios 970 LED

REF. Y1004161

1.729€
3.248€

Varios 370

ABLATORE ULTRASONICO



MULTIFUNZIONALE
PORTATILE



Senza Luce

Varios 370

REF. Y1001340

• Facile da utilizzare si adatta a molteplici applicazioni cliniche:

G · Generale,
E · Endodonzia,
P · Perio

769€
1.441€

Endodonzia

Kit Endodonzia 1

Localizzatore Apicale Avanzato

iPex II REF. Y1002208

VALORE DI LISTINO: 1.305€



+ Micromotore per Endodonzia
Endo-Mate DT2 REF. Y1004230
VALORE DI LISTINO: 2.010€



+ TESTINA PER Endo-Mate DT2
MPAS-F20R REF. Y110046
VALORE DI LISTINO: 572€



1.759€
3.887€



ENDO-MATE DT2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA



REF. Y1004230

- Selezione di 9 programmi regolabili
- Manipolo leggero e confortevole
- Controllo del Torque da 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande Display LCD
- Funzione auto-reverse

889€
2.010€



ENDO-MATE TC2


MICROMOTORE PER ENDODONZIA



REF. Y1001027

- Cordless
- 5 programmi per diversi tipi di lime
- Controllo del Torque
- Funzione auto-reverse con segnale acustico

959€
1.855€



MPAS-F20R

TESTINA PER ENDO-MATE DT2
E ENDO-MATE TC2



REF. Y110046

409€
572€

iPex II

LOCALIZZATORE APICALE AVANZATO

REF. Y1002208

- Processore SmartLogic di nuova generazione
- Tre segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare
- Grande Display LCD a tre colori

659€
1.305€



EX-ENDO 128

MANIPOLO ENDODONTICO

REF. C592001

- Testina ridotta
- Meccanismo Push
- Per strumenti NiTi (Ø2.35)
- Rotazione 360°

549€
761€



Ti-ENDO

MANIPOLO ENDODONTICO CON GHIERA DI SELEZIONE TORQUE

REF. C589001

- Corpo in Titanio
- Per strumenti NiTi (Ø 2.35)
- Rotazione 360°
- 4 livelli di Torque (0.25, 0.5, 1.0, 3.0 Ncm)
- Testina ridottissima
- Meccanismo Push°

839€
1.180€



Integrata, connessa, user-friendly.

La Chirurgia del futuro è al tuo servizio, con NSK.

NSK innova l'intero flusso di lavoro nei trattamenti di Chirurgia e Implantologia attraverso tecnologie dalle prestazioni elevate, ulteriormente valorizzate dalla possibilità di connettersi e lavorare in modo integrato, garantendo così il massimo comfort e ottimi risultati, per il professionista e il paziente.

1 INCISIONE OSSEA **VarioSurg 4**

Sistema di Chirurgia
ad Ultrasuoni



2 INSERIMENTO IMPIANTO **Surgic Pro2**

Micromotore Chirurgico
per Implantologia



3 MISURAZIONE OSTEOINTEGRAZIONE **Osseo 100+**

Dispositivo di Misurazione
dell'Osteointegrazione.



4 AVVITAMENTO PROTESICO **iSD900**

Avvitatore Protesico Cordless



5 TRATTAMENTO PARODONTALE **Nuovo Varios Combi Pro2**

Dispositivo per il Trattamento Parodontale



Inquadra il codice QR per maggiori informazioni

NSK Dental Italy s.r.l. Via dell'Agricoltura, 21 - 36016 Thiene (VI) - Italia - info@nsk-italy.it - www.nsk-italy.it

Richiedi al tuo commerciale di fiducia un preventivo sull'intero flusso chirurgico.

Chirurgia

VarioSurg 4

SISTEMA DI CHIRURGIA AD ULTRASUONI



VarioSurg 4

REF. Y1500706

5.869€

9.775€

Contenuto

- Unità di controllo
- Manipolo LED con cavo da 2 m
- Pedale di controllo FC-86
- Cassetta di sterilizzazione
- Supporto per manipolo
- Tubo di irrigazione (3 pz.) e altri accessori
- Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11, SG12 e supporto punte)



Caratteristiche

- Notevole incremento di potenza
- 3 modalità (SURG, ENDO, PERIO)
- Modalità Burst selezionabile (3 frequenze)
- 9 programmi (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensità luminosa dei LED regolabile
- Modalità di pulizia automatica
- Funzione di Feedback
- Funzione di Auto-Tuning
- Funzione di collegamento dinamico

Applicazioni

Chirurgia orale

- Chirurgia ossea
- Scraper
- Sinus lift
- Estrazione
- Scollamento della membrana del seno
- Preparazione implantare
- Perio
- Scaling
- Perio (Root Planing)
- Manutenzione
- Endodonzia retrograda



SG12

REF: ZT02010001

Punta SG12 inclusa in omaggio.

VarioSurg 4 è dotato di funzionalità Bluetooth® integrata, per una facile connessione al micromotore chirurgico Surgic Pro2. Ciò consente il funzionamento di entrambe le unità con un unico pedale di controllo wireless. È possibile passare agevolmente da un sistema all'altro per un flusso di lavoro fluido ed efficiente.



Deflussori

REF. Y900113

- Confezione da 5 pezzi

64€

93€

Punte Ultrasoniche per Chirurgia



199 €

273€

MODELLO
MRE2

REF: Z305715



359 €

494€

MODELLO
MST1

REF: Z305713



199 €

273€

MODELLO
MOC1R

REF: Z305709



359 €

494€

MODELLO
MOC1L

REF: Z305710



MODELLO **H-SG1**



MODELLO **SG17**



MODELLO **P25L-S**



MODELLO **E30LD-S**



MODELLO **SG7D**



MODELLO **SG11**



MODELLO **E30RD-S**




MODELLO **E31D**



MODELLO **SG16A**



MODELLO **SG15D**



MODELLO **P20-S**



MODELLO **SG12**



MODELLO **SG15B**



MODELLO **G1-S**

Richiedi il catalogo completo al tuo rappresentante commerciale NSK. Oppure scopri la gamma completa di punte scansionando questo codice QR:



Chirurgia

Surgic Pro2

MICROMOTORE CHIRURGICO PER IMPLANTOLOGIA

Il set completo Surgic Pro2 include:

- Unità di controllo
- Micromotore SGL80M con LED (Surgic Pro2 OPT) o micromotore SG80M senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT)
- Pedale di controllo wireless
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro2 OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT), rapporto di riduzione 20:1
- Tubo di irrigazione (Conf. da 3 pz)

Senza Luce

Surgic Pro2 NON-OPT

REF. Y1004196

Opzione NON-OPT

Unità di controllo

Surgic Pro2 NON-OPT REF. Y1004196

VALORE DI LISTINO: 5.317€



Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)

+ SG20 REF. C101001


VALORE DI LISTINO: 1.100€



2.999€

6.417€

**Estensione dell'offerta
disponibile con OSSEO 100+
a 1.450€**



Con Luce

Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

Opzione OPT

Unità di controllo

Surgic Pro2 OPT REF. Y1004195

VALORE DI LISTINO: 7.018€



Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)

+ X-SG20L REF. C1003001


VALORE DI LISTINO: 1.601€



3.999€

8.619€

**Estensione dell'offerta
disponibile con OSSEO 100+
a 1.450€**



Scannerizza il QR Code e richiedi una demo gratuita.
<https://italy.promotion.nsk-dental.com/prova-gratuita-surgic-pro2/>

Valigetta (Surgic Pro2)

REF. Y1004219



299€

658€



Terminali iOS compatibili

- iPad (5ª generazione)
- iPad (6ª generazione)
- iPad (7ª generazione)
- iPad (8ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (3ª generazione)
- iPad Pro 11"
- iPad Pro 12,9" (4ª generazione)
- iPad Pro 11" (2ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (5ª generazione)
- iPad Pro 11" (3ª generazione)

NSK ha confermato che Surgic Pro2 App funziona correttamente sui terminali indicati in precedenza.
iPad® e iPad Pro® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.



“ Lavorare con NSK rende la quotidianità una sicurezza! La nuova strumentazione chirurgica Surgic Pro2 porta l'implantologia ad un livello superiore. La tecnologia che le appartiene ci supporta nella gestione dell'atto chirurgico, fornendo dati precisi durante l'inserimento delle fixture implantari. Si può analizzare con esattezza il Torque d'inserimento, nonché i valori di ISQ grazie alla combinazione con l'Osseo 100+, il tutto gestito da un pedale wireless e dal supporto di una potente illuminazione.

Dott. Luigi Gallo



Operatività Sicurezza Espandibilità Wireless



Operatività, sicurezza, espandibilità wireless: questi sono i punti cruciali in cui il nuovo Surgic Pro2 fa la differenza. Il micromotore chirurgico NSK rappresenta un'innovazione straordinaria, progettata per dare ai professionisti un dispositivo in grado di garantire un'esperienza di lavoro più efficace, affidabile e confortevole. Ci sono tante buone ragioni per scegliere Surgic Pro2 – il progresso intelligente, l'evoluzione del trattamento implantare.



1 Migliore operatività grazie al nuovo motore più compatto e al bilanciamento spostato più vicino alla testa del manipolo: più comfort, meno stress.



2 Display sicuro con sensibilità regolabile, facile da pulire grazie allo schermo piatto e al pannello touch intelligente, regolabile per avere una maggiore sensibilità quando si usano guanti e teli chirurgici.



3 Ottima visibilità grazie all'ampio display LCD ad alto contrasto retroilluminato, con icone estremamente intuitive. La luminosità del display può essere regolata, scegliendo tra i 10 livelli di intensità disponibili.



4 Luce LED ad alta risoluzione per permettervi di vedere il sangue e le gengive come se fossero illuminati naturalmente e quindi darvi una maggiore visibilità durante il trattamento, generando una quantità minima di calore.



5 Silenzioso e fluido grazie alla pompa di irrigazione, che fornisce un flusso costante e regolare ed è perfettamente inserita nel design compatto.



6 Massima precisione di coppia resa possibile dal sistema ottimizzato di calibrazione AHC: massima sicurezza contro il superamento del torque durante il caricamento dell'impianto.



7 Prevedibilità e controllo grazie al grafico del torque e al dialogo con Osseo 100+ per decidere in totale sicurezza quando caricare l'impianto, in particolare se il tempo di trattamento è ridotto.



8 Espandibilità wireless con la connessione a più dispositivi, come VarioSurg4, Osseo 100+, il comando a pedale wireless e l'iPad, per ampliare notevolmente l'ambito del trattamento implantare.

Surgic Pro

MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA

Il set completo Surgic Pro include:

- Unità di controllo
- Micromotore SGL70M con LED (Surgic Pro OPT) o micromotore SG70M senza luce (Surgic Pro NON-OPT)
- Pedale di controllo con cordone
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro NON-OPT), rapporto di riduzione 20:1
- Set di irrigazione (5 pz) e altri accessori

Compatto e leggero, il micromotore per implantologia garantisce al tempo stesso grande potenza (fino a 80 Ncm) e massima precisione, grazie all'avanzato sistema di calibrazione del Torque.

**MAGGIORE
POTENZA FINO
A 80 NCM**



Senza Luce

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587

Opzione 1 NON-OPT

Unità di controllo
Surgic Pro NON-OPT REF. Y1003587
VALORE DI LISTINO: 5.115€



+ Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)
SG20 REF. C1010001
VALORE DI LISTINO: 1.100€



+ Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)
SG20 REF. C1010001
VALORE DI LISTINO: 1.100€



2.999€
7.315€

Con Luce

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586

Opzione 1 OPT

Unità di controllo
Surgic Pro OPT REF. Y1003586
VALORE DI LISTINO: 6.711€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.601€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.601€



3.999€
9.913€

Opzione 2 NON-OPT

Unità di controllo
Surgic Pro NON-OPT REF. Y1003587
VALORE DI LISTINO: 5.115€



+ Contrangolo senza luce (Moltiplicatore 1:3)
X-SG93 REF. C1007001
VALORE DI LISTINO: 1250€



+ Manipolo diritto senza luce (Rapporto 1:1)
X-SG65 REF. H1038001
VALORE DI LISTINO: 781€



2.999€
7.146€

ESTENSIONE
DELL'OFFERTA
DISPONIBILE CON
OSSEO 100+
A 1.450€

Opzione 2 OPT

Unità di controllo
Surgic Pro OPT REF. Y1003586
VALORE DI LISTINO: 6.711€



+ Contrangolo con luce (Moltiplicatore 1:3)
X-SG93L REF. C1004001
VALORE DI LISTINO: 1.608€



+ Manipolo diritto con luce (Rapporto 1:1)
X-SG65L REF. H1009001
VALORE DI LISTINO: 1.309€



3.999€
9.628€

Osseo 100

LA STABILITÀ DELL'IMPIANTO, SENZA DUBBI

Osseo 100 misura la stabilità dell'impianto (valore ISQ) e l'osteointegrazione, permettendo di decidere in modo preciso e non invasivo quando caricare l'impianto. Una decisione particolarmente importante quando si tratta di utilizzare protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e con pazienti ad alto rischio.

Osseo 100

REF. Y1004175

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

Contenuto:

- Dispositivo Osseo 100
- Driver Multipeg
- Adattatore e spine di rete Multipeg™ non incluso, venduto separatamente.



1.729€

3.245€

**Dipende dalle condizioni di utilizzo

Osseo 100+

Quando si è connessi a Surgic Pro2, il valore ISQ viene trasmesso automaticamente. La connessione Bluetooth® garantisce che le procedure cliniche non verranno interrotte.

Osseo 100+

REF. Y1004176

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**



1.829€

3.707€

**Dipende dalle condizioni di utilizzo

MulTipeg™ RIUTILIZZABILE

- Per tutti i principali sistemi di impianto
- Rispetta i tessuti, in titanio resistente
- Autoclavabile circa 20 volte
- Adattamento ottimale alla piattaforma
- Calibrazione secondo lo standard ISQ
- * Sono disponibili diverse varianti di MulTipeg™ per adattarsi ai diversi sistemi e tipi di impianto.



MulTipeg

37€

69€

L'UNICO
STERILIZZABILE
NEL MERCATO



Scopri l'intera gamma inquadrando questo QR code:
<https://nsk-dental.com/qr/multipeg>

iSD900

AVVITATORE PROTESICO CORDLESS

REF. Y1001358

- Compatibile con i principali sistemi implantari
- Calibrazione del Torque (TCS)
- Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm
- Velocità di 15, 20 o 25 rpm⁻¹

1.299€

2.145€



1 ANNO DI
GARANZIA



“ Utilizzo quotidianamente l'avvitatore iSD900 NSK per l'inserimento delle miniviti ortodontiche e per l'ancoraggio scheletrico in ortodonzia. Il dispositivo è estremamente preciso e molto maneggevole in quanto di dimensioni ridotte. L'estrema silenziosità, inoltre, lo rende molto adatto anche per l'utilizzo in giovani pazienti. Lo strumento può essere adattato per diverse tipologie di intervento, variando il Torque e la velocità di rotazione.

Dott. Daniele Cantarella

”

Chirurgia

Contrangoli



ALTA
VELOCITÀ



Senza Luce 1:3

Z-SG45

REF. C1108001

• Spray triplo

959€
1.340€

Con Luce 1:3

Z-SG45L

REF. C1107001

• Spray triplo

1.119€
1.566€

Con Luce

X450L

REF. P1078001

- Potenza: 21 W
- Velocità: 380,000~450,000 min⁻¹
- Misura testina: Ø11.2 x H13.5 mm
- Per frese FG extra lunghe (25 mm)
- Corpo in Titanio con trattamento
- DURACOAT resistente ai graffi
- Testina 45°
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Triplo spray

819€
1.152€

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

RIDUZIONE
20:1



Senza Luce 20:1

SG20

REF. C1010001

789€
1.100€



Con Luce 20:1

X-SG20L

REF. C1003001

1.139€
1.601€



Senza Luce 20:1

SGMS-ER20i

REF. Y110147

699€
984€

SMONTABILE



Senza Luce 20:1

X-DSG20

REF. C1067001

999€
1.399€

Con Luce 20:1

X-DSG20L

REF. C1068001

1.229€
1.721€

MOLTIPLICATORE
1:3



Senza Luce 1:3

X-SG93

REF. C1007001

899€
1.250€

Con Luce 1:3

X-SG93L

REF. C1004001

1.149€
1.608€



La peculiarità nell'utilizzo del moltiplicatore X-SG93L / X-SG93 è data dalla possibilità di poter lavorare anche su tessuti duri in corso di chirurgia parodontale. Assicurando sempre ottima precisione durante l'esecuzione dell'osteoplastica e dell'ostectomia, riducendo i rischi di enfisema dei tessuti.

Dott. Guerino Paolantoni

SGX-E20R

MANIPOLO NSK PER GLI IMPIANTI ZIGOMATICI E PTERIGOIDEI



SGX-E20R può rendere il vostro trattamento implantare più facile ed efficiente. Rispetto ad un contrangolo chirurgico convenzionale, SGX-E20R ha un'angolazione specifica che ottimizza l'accesso all'osso zigomatico e pterigoideo e migliora notevolmente la visibilità.

Senza Luce 20:1

SGX-E20R

REF. HA1200001

- Riduttore 20:1
- Corpo in acciaio inossidabile
- Max velocità: 2,000 min⁻¹
- Max Torque: 50 Ncm
- Mandrino a rotazione
- Manipolo angolare
- Raffreddamento esterno
- Per preparazione osteotomica/ inserimento di impianti zigomatici e pterigoidei per maxillofaciale/ chirurgia orale

1.369€

1.917€



Contrangoli per micro chirurgia



Senza Luce 1:2

SGS-E2S

REF. H266001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 80,000 min⁻¹

949€

1.324€



Senza Luce 1:2

SGA-E2S

REF. H265001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 80,000 min⁻¹

1.029€

1.438€



Senza Luce 1:1

SGA-ES

REF. H263001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 40,000 min⁻¹

799€

1.124€

Manipoli dritti



Senza Luce 1:1

X-SG65

REF. H1038001

559€

781€

Con Luce 1:1

X-SG65L

REF. H1009001

929€

1.309€



Senza Luce 1:1

SGS-ES

REF. H264001

459€

645€

Manipoli micro seghetto



SGR2-E Senza Luce

REF. SH162001

- Azione alternata 1.8 mm
- Con boccia spray esterno

1.249€

1.760€



SGO2-E Senza Luce

REF. SH164001

- Azione oscillatoria 17°
- Con boccia spray esterno

1.689€

2.369€



SGT2-E Senza Luce

REF. SH163001

- Azione sagittale 3°
- Con boccia spray esterno

1.569€

2.196€

Ultimate XL Torque

MICROMOTORE AD INDUZIONE



REF. Y141471

- Torque potente e stabile di 8,7 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 g (senza cavo)

1.509€
2.526€



Ultimate XL Compact

MICROMOTORE AD INDUZIONE



REF. Y141472

- Torque potente e stabile di 6 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 g (senza cavo)

1.309€
2.526€



Presto II

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE



REF. Y150022

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

659€
1.229€



Volvere i7

MICROMOTORE STANDARD



REF. Y1002890

- Velocità: 1.000 ~35.000 min⁻¹
- Torque potente e stabile di 4,16 Ncm

899€
1.822€



PRESTO AQUA II

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y150023

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

1.309€
2.456€



PRESTO AQUA LUX

TURBINA CON LUCE E RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y1001151

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

1.709€
3.212€



Odontoiatria portatile

VIVA ace

SISTEMA ODONTOIATRICO MOBILE

Con Luce

Set completo VIVA ace 230

REF. Y1003773

- Dimensioni: L 462 x P 298 x H 284 mm
- Peso unità di controllo: 8,6 kg

Il set completo VIVA ace include:

- Set base VIVA ace 230
- Kit motore VIVA ace
- Kit scaler VIVA ace

8.799€

16.045€



Pannello di controllo intuitivo e di facile lettura



Pedali



FACILMENTE TRASPORTABILE



PESO: 8,6KG

VIVA MATE G5

MICROMOTORE LED PORTATILE

LED

Con Luce

SET VIVAMATE G5

REF. Y1002801

- Autonomia della batteria fino a 2 ore
- Velocità: 3.000~30.000 min⁻¹

1.639€

2.298€



Consumabili

SOLUZIONI PER iCARE+

n.clean



Soluzione di pulizia e risciacquo, agisce come detergente e ha un effetto batteriostatico e fungistatico.

n.clean
REF. ACL600

- Confezione da 6 (500ml/cad)

162€

214€

n.cid



Soluzione di disinfezione ad effetto battericida, fungicida e virucida.

n.cid
REF. ACD600

- Confezione da 6 (500ml/cad)

162€

228€

Olio manutenzione



Olio di manutenzione per iCare+ C2 e C3

Olio manutenzione
REF. Z016117

- Confezione da 1 litro

96€

134€

Attenzione ai prodotti contraffatti

Perché scegliere esclusivamente prodotti originali NSK?

Affidarsi a dispositivi e ricambi originali NSK significa garantire ai pazienti prestazioni affidabili, sicure e durature. La scelta dell'autenticità tutela l'integrità delle cure, riduce le spese di manutenzione e offre accesso a un servizio post-vendita conforme agli standard più elevati.

Quali sono i rischi connessi all'utilizzo di prodotti contraffatti?



Sicurezza:

L'uso di materiali non conformi e prestazioni instabili può mettere a rischio la sicurezza del paziente e dell'operatore.



Reputazione:

Utilizzare strumenti di scarsa qualità mina il rapporto di fiducia con i pazienti e danneggia l'immagine del professionista.



Costi:

Una produzione non certificata non garantisce alcun controllo di qualità. I guasti sono frequenti e non coperti da garanzia, con un conseguente aumento dei costi.

Come riconoscere a colpo d'occhio un prodotto falso?

Peso

I prodotti originali sono leggeri e progettati per garantire la massima ergonomia. I prodotti contraffatti tendono ad essere più pesanti e, di conseguenza, meno ergonomici.

Timbro

I prodotti originali sono contrassegnati da caratteri autentici NSK. Al contrario, i prodotti contraffatti presentano caratteri sospetti che tendono a sbiadire rapidamente, oltre a un marchio CE presumibilmente contraffatto.

Materiale

I prodotti originali sono realizzati in titanio o acciaio inossidabile, materiali di alta qualità che garantiscono resistenza, leggerezza e durata nel tempo. I prodotti contraffatti sono spesso realizzati con materiali alternativi, meno resistenti e più soggetti a graffi e abrasioni.

Forma

I prodotti originali presentano un design distintivo e garantiscono un'elevata precisione in ogni componente. I prodotti contraffatti risultano generalmente più massicci e spesso includono accessori visibili non conformi agli standard NSK.

Imballaggio

L'imballaggio originale è sempre etichettato con un sigillo adesivo ufficiale NSK.

Colore dell'anello del contrangolo

I prodotti originali presentano anelli di colore rosso, blu o verde brillante. I prodotti contraffatti possono impiegare colori differenti, come rosa o azzurro, non conformi alle codifiche ufficiali.



Cosa fa NSK per proteggerti?

NSK si impegna attivamente nella tutela del proprio marchio: tutte le filiali sono coinvolte in un monitoraggio costante raccogliendo segnalazioni e verificando direttamente i presunti casi di frode, con particolare attenzione ai siti web, il canale più utilizzato per la diffusione di attività illecite.

Se NSK scopre o viene informata dell'utilizzo di ricambi non originali in un prodotto, provvede innanzitutto a informare il dentista, successivamente richiama il prodotto e infine segnala la frode alle autorità competenti. Inoltre, la riparazione di un prodotto con ricambi non originali comporta automaticamente l'invalidamento della garanzia NSK.

Servizio After Sales ufficiale NSK Dental Italy



Vicino • Veloce • Efficiente

La qualità della tecnologia NSK, leader mondiale nella produzione di strumenti rotanti, è indiscussa. Il servizio di assistenza After Sales di NSK Dental Italy è stato pensato e organizzato per essere la naturale continuazione di quella eccellenza e consentire ai professionisti del settore di vedere tutta l'eccellenza di turbine e contrangoli conservata nel tempo: ogni intervento di manutenzione viene gestito da un team interno di tecnici esperti, che utilizzano solo pezzi originali, con un flusso di lavoro che garantisce tempestività ed eccellenza.

ASSISTENZA TECNICA **NSK DENTAL ITALY** SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO AFTER SALES!



Piergiuseppe Vesentini

Dental Tech. Advisor & Coordinator

✉ service@nsk-italy.it

☎ 0445 820070 📠 345 8684801



Il dentista
chiama NSK

NSK invia al dentista
il numero della pratica
(RMA)

NSK riceve il
prodotto difettoso



PER ORDINI DI ACQUISTO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE LA RETE DEI DISTRIBUTORI **NSK**



Leo Altamura

Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta

Area Manager, North & Center Supervisor, DSO Manager

✉ leo.altamura@nsk-italy.it

☎ 328 7993824



Giovanna Grandinetti

Lombardia, Malta

Area Manager

✉ giovanna.grandinetti@nsk-italy.it

☎ 340 4276723



Sara Sesia

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige

Sales Specialist

✉ sara.sesia@nsk-italy.it

☎ 340 0774822



Michele Latorre

Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Sardegna

Area Manager

✉ michele.latorre@nsk-italy.it

☎ 345 7935429



Etienne Mossenta

Umbria, Marche, Toscana

Sales Specialist

✉ etienne.mossenta@nsk-italy.it

☎ 342 1084232



Mario Scialò

Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Molise

Area Manager

✉ mario.scialo@nsk-italy.it

☎ 334 1111877



Federico Morreale

Sicilia, Calabria

Sales Specialist

✉ federico.morreale@nsk-italy.it

☎ 388 5849046



Alessandro Scarpati

Director

✉ alessandro.scarpati@nsk-italy.it



Daniele Mangano

Key Account Manager

✉ daniele.mangano@nsk-italy.it

☎ 346 3841235



Rosario Celaia

Implantology & Equipment Manager

✉ rosario.celaia@nsk-italy.it

☎ 349 4740661

Offerte valide dal 1° Settembre 2025 al 28 Febbraio 2026 salvo esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa, i prezzi si intendono IVA esclusa. Le offerte sono acquistabili presso la rete di distribuzione di NSK Dental Italy s.r.l.



nskdentalitaly



nsk-dentalitaly



NSKDentalitaly



nskdentaleurope



NSK Newsletter