



get it!

Le Offerte Speciali NSK

DAL 1 MARZO 2025 AL 31 AGOSTO 2025



Nuovo VarioSurg 4



Varios Combi Pro



Turbine Ti-Max Z



Surgic Pro2

e molto altro!



Create it

Gentile Cliente,

con l'arrivo della primavera tornano le offerte NSK. Un appuntamento ormai tradizionale e sempre più apprezzato, perché permette di acquistare tanti prodotti a un prezzo davvero speciale e di farci dire che sì, scegliere l'eccellenza "Made in Kanuma" è ancora più conveniente: ce lo dicono i nostri responsabili commerciali e ce lo conferma ognuno di voi quando abbiamo il piacere di incontrarvi di persona.

Proprio il piacere di incontrarsi è l'altro grande protagonista della prossima stagione primaverile. Quest'anno torna l'importante appuntamento con IDS – International Dental Show, la più importante fiera del settore dentale a livello mondiale, che si terrà a Colonia dal 25 al 29 marzo. Potrai trovarci allo stand A-010 – padiglione 11.1. e scoprire le ultime innovazioni a marchio NSK.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui. Naturalmente non potremo mancare ad Expodental 2025. Dal 15 al 17 maggio torna la più importante fiera del settore dentale in Italia: dentisti, igienisti dentali, assistenti alla poltrona, studenti universitari, aziende e altri professionisti si incontrano a Rimini per condividere aggiornamenti scientifici esposti nei panel del Congresso e scoprire le più recenti innovazioni tecnologiche.

NSK Dental Italy sarà presente presso il Padiglione C1 – stand 114, dove esporrà la sua straordinaria gamma di turbine e contrangoli, i suoi dispositivi all'avanguardia per la chirurgia e l'igiene orale, come Surgic Pro2 e infine il Varios Combi Pro.

Quest'anno, avremo il piacere di presentare un'esperienza di Live Hygiene, dove i visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo di tecniche di igiene orale, scoprendo l'efficacia dei nostri strumenti in azione e approfondendo le migliori pratiche per una salute dentale ottimale.

Per restare aggiornati su queste e tutte le altre iniziative di NSK Dental Italy, la invito a seguire i nostri canali social, Facebook, Instagram e LinkedIn, e a iscriversi alla nostra newsletter compilando il form presente nella sezione "Promo" del sito. Un modo per restare aggiornato su novità di prodotto e altre informazioni utili.

Non mi resta che augurarle buona lettura della nuova brochure "Get it!" e fare i nostri migliori auguri per un felice 2025 a voi, al vostro team e alle vostre famiglie.

NSK Dental Italy è sempre al vostro fianco.


Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Italy

Turbine

S-Max M

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON LUCE

- Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati: NSK, KaVo, Sirona, W&H, Bien-Air
- Sostituzione cartuccia in studio • Spray Quadruplo • Cuscinetti in ceramica



POTENZA 26W

Attacco NSK
M900L
REF. P1254001

423€*
~~982€*~~

Attacco KaVo
M900KL
REF. P1258001

423€*
~~1.100€*~~



**26W AD UN
PREZZO
IMBATTIBILE!**

Fare della ricerca e sviluppo uno dei propri punti di forza significa anche questo: immaginare e creare tecnologie sempre più efficienti e affidabili ad un prezzo che non ha confronti sul mercato – come le turbine serie S-Max M di NSK.

Ti-Max Z

TURBINE IN TITANIO CON LUCE

- Angolazione della testina a 100° • Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
 - Cuscinetti in ceramica • Fibre ottiche Cellular Glass • Meccanismo Push • Spray quadruplo • Sistema Clean Head
 - Quick Stop • Microfiltro* • DYNAMIC POWER SYSTEM* • DURAPOWER CHUCK* • Facile sostituzione della cartuccia
- *Solo Z990L / Z890L



POTENZA 44W

Attacco NSK
Z990L
REF. PA23730001

- Velocità: 280,000-360,000 min⁻¹
- Dimensione testina: ø12.1 x H 12.7 mm

819€*
~~1.793€*~~

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati



Attacco NSK
Z890L
REF. PA23720001

- Potenza: 41W
- Velocità: 320,000-400,000 min⁻¹
- Dimensione testina: ø10.6 x H 10.8 mm

819€*
~~1.793€*~~

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

Cerchi una potenza senza precedenti,
materiale ultraleggero e un'esperienza
di taglio rivoluzionaria?
Passa alla serie Ti-Max Z!

DIMENSIONI RIDOTTE, PRESTAZIONI ECCELLENTI

- Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi • Fibre ottiche Cellular Glass • Cuscinetti in ceramica
- Sistema Clean Head • Meccanismo Push • Spray quadruplo • 3X-Power System • Quick Stop • Facile sostituzione della cartuccia



Z micro: ø 9,0 x H 10,8 mm
Z800L: ø 10,8 x H 12,1 mm

Z micro: 100°
Z800L: 94°

Attacco NSK
Zmicro PTL
REF. PA2357


Attacco KaVo
Zmicro KL
REF. PA2358

819€*
~~1.653€*~~

Piccolo è meglio con Ti-Max Z micro. La mini testina da 9,0mm di diametro produce una potenza sorprendente di 20 watt, mentre l'angolazione a 100° assicura una facilità d'uso ottimale e massima accessibilità nei punti più difficili da raggiungere. Il sistema Clean Head impedisce il risucchio di materiale estraneo garantendo insieme al nuovo sistema Quick Stop la sicurezza del paziente. Con la sua potenza e il design compatto, Ti-Max Z micro è l'alleato ideale per chi chiede prestazioni eccellenti in un manipolo di dimensioni ridotte.

2 anni di garanzia

Turbine



Potenza senza precedenti

Nuova Turbina Ti-Max Z990L

Più potenza significa migliori prestazioni e risparmio di tempo, per la massima soddisfazione di dentista e paziente. Questo è l'equilibrio perfetto che NSK ha creato con la nuova turbina Ti-Max Z: una potenza senza precedenti, per un'esperienza di lavoro che unisce sicurezza, comfort e usabilità.




1 Ottime prestazioni, in minor tempo

Grazie ai 44W della versione Z990L, la turbina garantisce prestazioni impareggiabili e un taglio efficace anche su materiali estremamente duri. La procedura viene completata in minor tempo, riducendo lo stress e l'affaticamento sia per l'operatore che per il paziente.



2 Massima sicurezza

La funzione Quick-Stop consente di arrestare il rotore nel più breve tempo possibile, evitando che i liquidi contaminati vengano risucchiati nella testa dello strumento, con un evidente vantaggio in termini di igiene e protezione dalle infezioni crociate. Non solo: grazie all'arresto immediato della rotazione del trapano, è garantito un elevato livello di sicurezza.



3 Comfort e facilità d'uso migliori

La testa con angolazione a 100° consente un accesso più agevole all'area molare, mentre il rivestimento DURAGRIP rende il corpo in titanio, già leggero e resistente, ancora più resistente ai graffi e più facile da impugnare, riducendo in modo significativo l'affaticamento della mano durante il trattamento.

Turbine

S-Max pico

INNOVATIVA TURBINA CON TESTINA ULTRA MINI E CORPO SUPER SOTTILE



- Spray Singolo
- Design testina ergonomico
- Cuscinetti in ceramica



Attacco NSK
S-Max pico
REF. P1140001

699€*
1.153€*

Attacco KaVo®
S-Max pico KL
REF. P1142001

699€*
1.240€*

Da utilizzare con le frese PICO BUR

Pico bur

NSK ha sviluppato delle speciali frese dal gambo ultra corto, ideali per l'utilizzo con le turbine S-Max pico. Queste frese di elevata precisione sono concentriche, durevoli e ottimizzano le prestazioni delle turbine S-Max pico.



A PARTIRE DA

38€* cad.
54€*

Completa la tua turbina S-Max Pico con il Kit frese Pico!

Scopri Pico Bur inquadrando il qr code:



Pana-Max 2

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE SENZA LUCE



- Spray Singolo
- Sostituzione cartuccia in studio
- Cuscinetti in Ceramica
- Particolarmente resistente agli urti

Attacco NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211001

329€*
676€*

Attacco KaVo® MULTIflex®
Pana-Max2 KV
REF. P1212001

329€*
726€*

Attacco diretto
Pana-Max2 M4
REF. P1154001


299€*
540€*



DUALDEFENCE™

Sistema di controllo delle infezioni NSK

Gli strumenti NSK sono progettati con il Sistema di protezione DualDefence. Il **Clean Head System**, presente nella testina di contrangoli e turbine, impedisce il risucchio dei liquidi nella testina e nella linea di scarico mentre la **valvola antiritorno**, presente nei micromotori e negli attacchi, impedisce la contaminazione dell'acqua.



Turbine e attacchi

Contrangoli e micromotori

Tutti i manipoli NSK sono dotati di **Clean Head System** che previene il risucchio.

Tutti gli attacchi e i micromotori possiedono un **sistema antiritorno** integrato.



L'efficienza del sistema DualDefence™ è stata testata e convalidata da università rinomate, come l'Università di Washington, l'Università di Umeå in Svezia e l'Università Nazionale di Singapore.



Contrangoli

S-Max M

CONTRANGOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE



Con Luce 1:5

M95L
REF. C1023001
• Spray Quadruplo
• Velocità Max: 200.000 min⁻¹

499€*
~~1.270€*~~

Senza Luce 1:5

M95
REF. C1026001
• Spray Quadruplo
• Velocità Max: 200.000 min⁻¹

419€*
~~959€*~~



Con Luce 1:1

M25L
REF. C1024001
• Spray Singolo
• Velocità Max: 40.000 min⁻¹

423€*
~~956€*~~

Senza Luce 1:1

M25
REF. C1027001
• Spray Singolo
• Velocità Max: 40.000 min⁻¹

389€*
~~720€*~~



Senza Luce 1:1

M65
REF. H1008001
• Spray Singolo
• Velocità Max: 40.000 min⁻¹

399€*
~~694€*~~

Cerchi più leggerezza?
Scopri alla pagina successiva
la serie in titanio Ti-Max X!

Contrangoli

Ti-Max X

CONTRANGOLI IN TITANIO

ANCORA PIÙ LEGGERI

2 anni di garanzia



Con Luce 1:5

X95L
REF. C600001
• Spray Quadruplo
• Velocità Max: 200.000 min⁻¹

749€*
~~1.608€*~~

Senza Luce 1:5

X95
REF. C610001
• Spray Quadruplo
• Velocità Max: 200.000 min⁻¹

629€*
~~1.229€*~~



Con Luce 1:1

X25L
REF. C601001
• Spray Singolo
• Velocità Max: 40.000 min⁻¹

599€*
~~1.186€*~~

Senza Luce 1:1

X25
REF. C611001
• Spray Singolo
• Velocità Max: 40.000 min⁻¹

399€*
~~846€*~~



Con Luce 1:1

X65L
REF. H273001
• Spray Singolo
• Velocità Max: 40.000 min⁻¹

925€*
~~1.305€*~~



CORPO IN TITANIO*

Leggero e resistente. La sua leggerezza riduce l'affaticamento della mano durante gli interventi e la sua resistenza lo rende più durevole, prevenendo anche un prematuro deterioramento causato dalla sterilizzazione in autoclave. Le proprietà biocompatibili del Titanio eliminano i rischi causati da allergie ai metalli.

*Il Titanio è usato solo per le parti esterne del manipolo.

Contrangoli

Ti-Max Z

CONTRANGOLI IN TITANIO

Vuoi integrare la leggerezza con la massima silenziosità e il comfort operativo? Passa alla serie Ti-Max Z, ancora più conveniente con i suoi 3 anni di garanzia!

3 anni di garanzia



FUNZIONE DOPPIO SPRAY

Il getto d'aria contribuisce in modo significativo alla nebulizzazione negli strumenti dentali. I contrangoli producono molto meno aerosol rispetto alle turbine e disattivando il getto d'aria sono in grado di produrne ancora meno. Questo significa che i rischi associati si riducono notevolmente. NSK ha inventato il sistema per cambiare la modalità di erogazione dell'acqua nei manipoli. Nessun altro offre questa caratteristica in modo così comodo ed efficace. Disattivare il getto d'aria non potrebbe essere più semplice: basta ruotare un selettore.

Con Luce 1:5

Z95L

REF. C1034001

- Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 200.000 min⁻¹
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro

999€*
1.885€*



Con Luce 1:1

Z25L

REF. C1038001

- Spray Singolo
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

859€*
1.206€*

MASSIMA VISIBILITÀ GRAZIE ALL'ANGOLO A 45° E MINORE AEROSOL COL DOPPIO SPRAY



Con Luce 1:4,2

Z45L

REF. C1064001

- Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 168.000 min⁻¹
- Testina con angolo 45°
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro

999€*
1.684€*



“ Il Manipolo Z45L grazie alla sua leggerezza e al suo incredibile trasferimento di Torque rende agevoli e rapidi tutti i tipi di Odonto- ed Osteotomie. Queste ultime risultano precise anche con frese a gambo lungo grazie alla completa assenza di vibrazioni determinate dal rotore in grado di sopportare grossi attriti senza sforzo. La possibilità di regolare lo spray, con e senza l'aria, rendono lo strumento utilizzabile in tutte le applicazioni chirurgiche. La precisione, la leggerezza e l'efficienza di questo dispositivo rendono gli interventi più lunghi agevoli senza il sovraccarico del compartimento carpale con una sensazione ottimale per la mano anche dopo lunghe giornate di lavoro. ”

Dott. Riccardo D'Aquino


Contrangoli

È ORA DI CAMBIARE



Guarda come i contrangoli NSK riducono considerevolmente la generazione di aerosol.

Funzione Doppio Spray



Spray a getto



Spray nebulizzato

Selettore On/Off



Passa in un istante dallo spray a getto (solo acqua) allo spray nebulizzato (acqua e aria).

La prima funzione Doppio Spray al mondo che ti consente di scegliere istantaneamente tra uno spray nebulizzato e uno a getto. Scegli in un istante a seconda delle condizioni e della procedura da eseguire. Lo spray a getto previene l'enfisema sottocutaneo nelle procedure chirurgiche mentre mantiene il raffreddamento durante le procedure di restaurativa. Quando è possibile utilizzare lo spray nebulizzato senza limitazioni, è sufficiente ruotare il selettore. Non sono richieste altre modifiche all'attrezzatura.

Micromotori e Attacchi

Micromotori



Con Luce

M40 XS

REF. E1135051

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min⁻¹
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

699€*

1.315€*

Senza Luce

M40N XS

REF. E1136051

- Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min⁻¹
- Minimo surriscaldamento
- Compatto e leggero

519€*

891€*

Senza Luce

S-Max M205 M4

REF. M1007001

- Corpo in acciaio inossidabile
- Valvola di non-ritorno
- Midwest 4 vie
- Velocità massima 22,000 min⁻¹

449€*

631€*



Attacchi NSK

PIÙ POTENZA AL TUO STRUMENTO!



KCL-LED

REF. P1005600

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

349€*

649€*



PTL-CL-LED

REF. P1001600

- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

209€*

455€*

Manutenzione

iCare

LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICI

1 anno di garanzia

iCare è il tuo alleato per la manutenzione degli strumenti rotanti. Facile da utilizzare, garantisce un efficace trattamento di pulizia e lubrificazione della manipoleria in modo automatico e completo. Inoltre, grazie al suo design compatto ed elegante, iCare si adatta perfettamente ad ogni studio.

- Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli



Sistema Automatico per Pulizia
iCare C2 REF. Y1002787
VALORE DI LISTINO: 3.435€



+ 2 Adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO: 150€

1.839€*

3.735€*

iCare+

SISTEMA AUTOMATICO PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ROTANTE

- Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli
- Adatto per strumentazione con spray interno e/o esterno
- Tre tipi di programma: Lavaggio - Disinfezione - Lubrificazione
- Certificato ISO 15883 e 15883-5

Sistema Automatico per Pulizia
iCare+ C2 REF. S102
VALORE DI LISTINO: 8.959€



+ Soluzione di pulizia e risciacquo
n.clean REF. ACL600
VALORE DI LISTINO: 214€



+ Soluzione battericida, fungicida, virucida
n.cid REF. ACD600
VALORE DI LISTINO: 228€



+ **Olio Manutenzione** REF. Z016117
VALORE DI LISTINO: 134€



+ 2 adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO: 150€

5.999€*

9.835€*



PANA SPRAY Plus

LUBRIFICA E DETERGI ALLO STESSO TEMPO I TUOI MANIPOLI CON PANA SPRAY PLUS

PANA SPRAY Plus è un lubrificante a base alcolica appositamente formulato per manipoli ad alta e bassa velocità, inclusi motori pneumatici e accessori. Ti consigliamo di applicare sempre PANA SPRAY Plus per prolungare la vita del manipolo e migliorarne le prestazioni. Utilizzalo prima di ogni procedura di sterilizzazione in autoclave.



REF. Y900630

- Confezione da 6 x 500 ml

139€*

218€*

Sterilizzazione

DXP

DXP è il brand di NSK Dental Italy specializzato nella sterilizzazione. Da oltre 40 anni supportiamo i professionisti del settore dentale e medicale, realizzando prodotti che facilitano il lavoro di tutti i giorni. Concretezza, affidabilità e performance sono il nostro DNA, usabilità e dinamismo le nostre linee guida



DXPclave 24

STERILIZZATRICE DI CLASSE B

- Volume camera: 24 litri
- Misure 451L x 492H x 669D mm
- 5 vassoi di lunghezza differenziata per una maggiore capacità di carico.
- Touch screen per un utilizzo intuitivo e user-friendly
- Generatore di vapore istantaneo per una sterilizzazione veloce ed efficiente.
- Tempi di asciugatura tra i più rapidi nel suo segmento di mercato grazie al sistema dei porta-vassoi in alluminio.

Modello No Printer

REF. 92411B0100

3.190€*
6.344€*

Modello Printer

REF. 92411B0100P

3.290€*
6.525€*



DXP Domina

STERILIZZATRICE DI CLASSE B

- Volume camera: 18 litri
- Misure 447L x 438H x 625D mm
- Elevata affidabilità
- Necessità di manutenzione ridotta al minimo
- Consumi tra i più bassi della categoria per una maggior efficienza energetica
- Camera con rivestimento in rame per un riscaldamento rapido e uniforme

Disponibile anche la versione 4.0 con kit Wi-fi integrato. Chiedi maggiori info al tuo referente di zona.

Modello No Printer

REF. 91800B0100

2.790€*
5.336€*

Modello Printer

REF. 91800B0100P

2.890€*
5.559€*

Termosigillatrice



DXP NewSeal

Dispositivo ideale per la fase di confezionamento dello strumentario prima della sterilizzazione in autoclave

Misure (senza rotoli): 435L x 160H x 310D mm

REF. 100071

399€
613€

Accessori



Helix Test (per DXPclave 24 e DXP Domina)

Il test consente di verificare la penetrazione del vapore in un corpo cavo. Viene fornito con 250 indicatori di controllo, semplici da interpretare e conformi alla norma EN 867-5.

Misure (senza rotoli): 435L x 160H x 310D mm

REF. 9900059

169€
220€

Sterilizzazione

Accessori DXPclave 24



Nuovo Demin30

Sistema con resina a letto misto e a scambio ionico per una demineralizzazione totale dell'acqua. Facile da installare su diversi modelli di autoclave, è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e salvaguardare lo strumentario sterilizzato, allungando la vita delle sterilizzatrici o altri dispositivi di riprocessamento.

- Prestazioni: fino a 580 litri* di acqua demineralizzata con una sola cartuccia. (*calcolato su un'acqua con conduttività pari a 250 µS/cm)
- Misure: 135Ø, 385H mm

Demin30 - Kit EN1717

REF. 98001010

499€
773€

Demin30 - Kit

REF. 98001000

349€
597€

Demin30 - Solo cartuccia

REF. 230000

169€
264€



Stampante Godex

REF. 9900009

Stampante opzionale esterna per DXPclave, ideale per stampare i dati dei cicli di sterilizzazione su carta o su etichette adesive. È dotata di cavo USB e alimentatore.

359€
556€

Rotolo di etichette

REF. 9900010

24€
27€

Accessori DXP Domina



DXP Purity

Speciale sistema a osmosi inversa con 3 filtri, completamente automatico, da collocare sopra l'autoclave per collegarla alla rete idrica e produrre tra i 1.000 e i 2.000 litri di acqua demineralizzata di ottima qualità. Questo permette, in base ai consumi dell'autoclave, di eseguire tra i 2.000 e i 4.000 cicli di sterilizzazione con efficacia e affidabilità.

REF. 98018040

749€
1.225€



Stampante esterna

REF. 9900006K

Stampante opzionale esterna per DXP Domina, ideale per stampare i dati dei cicli al bisogno.

299€
435€

Rotolo di etichette

REF. 9900007K

49€
53€



Regenerating tabs

Speciali compresse effervescenti per la pulizia della camera di DXP Domina. Rimuovono il calcare e i residui di sporco dalla caldaia.

REF. 0230050

27€
31€



DXP-STERILIZATION.COM





Azione semplice, doppia prestazione
Varios Combi Pro
 Scaling ad ultrasuoni × Polvere per pulizia



Contattaci per conoscere il tuo miglior alleato per l'igiene orale.
 Scannerizza il QR Code e richiedi una demo gratuita.
<https://italy.promotion.nsk-dental.com/prova-gratuita-varios-combi-pro/>

Vuoi provare la qualità del Varios Combi Pro?
 Mettilo alla prova nel tuo studio
 con una demo gratuita!

Varios Combi Pro

DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO

1 anno di garanzia

Varios Combi Pro
 REF. Y1002843

- Il dispositivo è composto da:
- Unità di comando
 - Prophy-System, include:
 manipolo con puntale a 60° per profilassi supragengivale
 - Polvere FLASH pearl (5 buste da 15 g)
 - Ultrasuoni, include manipolo ad ultrasuoni Varios2 LUX con luce LED
 - Tre punte: G4, G6, G8
 - Controllo a pedale multifunzione



LED



iPiezo engine®
 Sai quali sono i vantaggi della
 tecnologia iPiezo engine?
 Scoprite inquadrando il QRcode!

Dispositivo per il Trattamento Parodontale
Varios Combi Pro REF. Y1002843
 VALORE DI LISTINO: 6.791€



+ Trattamento Parodontale Subgengivale
Kit Perio REF. Y1003042
 VALORE DI LISTINO: 1.198€



+ 2° Ablatore Multifunzionale ad Ultrasuoni
Varios2 Lux REF. E351050
 VALORE DI LISTINO: 1.118€



+ Punte per protesi e Impianti
Kit Perio-Control REF. Y1002606
 VALORE DI LISTINO: 221€



4.999 €*
 9.328€*



iCart Prophy

CARRELLO FUNZIONALE PER VARIOS COMBI PRO

Il nuovo iCart Prophy si adatta perfettamente al dispositivo di profilassi Varios Combi Pro. Il carrello, stabile e regolabile in altezza, è dotato di 4 ruote di cui 2 posizionate in modo flessibile. Attraverso un sistema di freni, è possibile spostare in sicurezza Varios Combi Pro e posizionarlo in base alle proprie esigenze.

iCart Prophy
 REF. S9095

999€*
 1.942€*



“ Come igienista dentale e formatrice, ho avuto modo di provare Varios Combi Pro durante la terapia parodontale non chirurgica e perimplantare, trovandolo efficiente ed ergonomico. La tecnologia ultrasonica è performante grazie alle differenti modalità sopra e sottogengivali per un trattamento basato sul comfort del paziente. La varietà degli inserti permette una buona adattabilità a tutte le superfici radicolari ed alle aree critiche. La combinazione con il manipolo per le polveri è utile per inserire l'Air Polishing Therapy nella routine quotidiana consentendo anche la rimozione sulcolare del biofilm dentale ed in particolare nel paziente in mantenimento parodontale ed ortodontico. Ho apprezzato che l'ugello delle polveri possa essere sostituito ad ogni utilizzo e l'Auto-cleaning del dispositivo tra un paziente e l'altro. ”

Dott.ssa Consuelo Sanavia

Prophy-Mate neo

SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTALE

- Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina
- Design maneggevole: il manipolo ruota a 360°

Il dispositivo è composto da:

- Manipolo con puntale da 60°
- Coperchio per serbatoio polvere
- Puntale da 80°
- FLASH pearl 5 x 15 g
- Kit di manutenzione

Sistema di Sbiancamento Dentale
Prophy-Mate neo REF. Y135029
VALORE DI LISTINO: 1.375€

+

2° Manipolo
PMN-HP REF. T797010
VALORE DI LISTINO: 431€

+

Flash Pearl (4 x 300 g)
Flash Pearl REF. Y900698
VALORE DI LISTINO: 130€

999€*

1.936€*

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

Perio-Mate

RIMOZIONE DEL BIOFILM

- Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina*
- Per il trattamento di tasche periodontali e perimplantiti il manipolo ruota a 360°

Il dispositivo è composto da:

- Manipolo
- Serbatoio polvere
- Beccucci (40 pz)
- Kit di manutenzione
- 1 flacone polvere Glicina (160 g)

Sistema di Riparazione Biofilm
Perio-Mate REF. Y1002654
VALORE DI LISTINO: 1.537€

+

2° Manipolo
PER-HP REF. T1043010
VALORE DI LISTINO: 534€

+

Polvere di Pulizia (2 x 160 g)
Perio-Mate Powder REF. Y900938
VALORE DI LISTINO: 93€

999€*

2.164€*

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

1 anno di garanzia

Connessione diretta
M4 e B2 non compresa

FACILE ROTAZIONE DI 360°

1 anno di garanzia

Connessione diretta
M4 e B2 non compresa

FACILE ROTAZIONE DI 360°

Contrangoli riduzione 4:1



- Corpo in Acciaio Inossidabile
- Con testina dimensionata per coppette e spazzolini

Senza Luce 4:1

FX57m
REF. C1054001

269€*
394€*



- Contrangolo per: OrthoStripping / Proxoshaping / Composhaping
- Corpo in Titanio massiccio
- Spray singolo

Senza Luce 4:1

X55
REF. C618001

569€*
846€*

Non possono essere usate frese con gambo in metallo

Ablatori ad aria



- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

ConLuce

S970L
REF. T1005001

809€*
1.523€*

Senza Luce

S970
REF. T1020001

669€*
1.249€*



- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Connessione Attacco KaVo®
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

ConLuce

S970KL
REF. T1013001

889€*
1.664€*



- Frequenza di oscillazione: 5.600-6.000 Hz
- 3 punte incluse (S1, S2, S3)
- Chiave per punta (CR-20)
- Coperchio punta (L)

Senza Luce

AS2000M4
REF. T698001

299€*
641€*

Varios 970

ABLATORE ULTRASONICO MULTIFUNZIONALE VERSATILE



1 anno di garanzia

Con Luce

Varios 970 LED
REF. Y1004161

1.729€*
3.248€*

Senza Luce

Varios 970
REF. Y1004160

1.489€*
2.803€*

Varios 370

ABLATORE ULTRASONICO MULTIFUNZIONALE VERSATILE



MULTIFUNZIONALE
PORTATILE

1 anno di garanzia

Senza Luce

Varios 370
REF. Y1001340

- Facile da utilizzare si adatta a molteplici applicazioni cliniche: **G** - Generale, **E** - Endodonzia, **P** - Perio

769€*
1.441€*

iProphy

MANIPOLO CORDLESS PER PROFILASSI



iProphy Set Completo
REF. Y1500015

- Il dispositivo è composto da:
- Motore iProphy
 - Testina iFX57
 - Porta Manipolo
 - Adattatore AC
 - Ugello Spray di tipo F

769€*
1.651€*

Kit Endodonzia 1

Localizzatore Apicale Avanzato
iPex II REF. Y1002208
VALORE DI LISTINO: 1.305€

+ Micromotore per Endodonzia
Endo-Mate DT2 REF. Y1004230
VALORE DI LISTINO: 2.010€

+ TESTINA PER Endo-Mate DT2
MPAS-F20R REF. Y110046
VALORE DI LISTINO: 572€

1.759€*
3.887€*



ENDO-MATE DT2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA 1 anno di garanzia

REF. Y1004230

- Selezione di 9 programmi regolabili
- Manipolo leggero e confortevole
- Controllo del Torque da 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande Display LCD
- Funzione auto-reverse

889€*
2.010€*



ENDO-MATE TC2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA 1 anno di garanzia

REF. Y1001027

- Cordless
- 5 programmi per diversi tipi di lime
- Controllo del Torque
- Funzione auto-reverse con segnale acustico

959€*
1.855€*



MPAS-F20R

TESTINA PER ENDO-MATE DT2
E ENDO-MATE TC2

REF. Y110046

409€*
572€*



iPex II

LOCALIZZATORE APICALE AVANZATO

REF. Y1002208

- Processore SmartLogic di nuova generazione
- Tre segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare
- Grande Display LCD a tre colori

659€*
1.305€*



EX-ENDO 128

MANIPOLO ENDODONTICO

REF. C592001

- Testina ridotta
- Meccanismo Push
- Per strumenti NiTi (Ø2.35)
- Rotazione 360°

549€*
761€*



Ti-ENDO

MANIPOLO ENDODONTICO CON GHIERA DI SELEZIONE TORQUE

REF. C589001

- Corpo in Titanio
- Per strumenti NiTi (Ø 2.35)
- Rotazione 360°
- 4 livelli di Torque (0.25, 0.5, 1.0, 3.0 Ncm)
- Testina ridottissima
- Meccanismo Push°

839€*
1.180€*



Integrata, connessa, user-friendly. La Chirurgia del futuro è al tuo servizio, con NSK.

NSK innova l'intero flusso di lavoro nei trattamenti di Chirurgia e Implantologia attraverso tecnologie dalle prestazioni elevate, ulteriormente valorizzate dalla possibilità di connettersi e lavorare in modo integrato, garantendo così il massimo comfort e ottimi risultati, per il professionista e il paziente.

1 INCISIONE OSSEA Nuovo VarioSurg 4

Sistema di Chirurgia ad Ultrasuoni



2 INSERIMENTO IMPIANTO Surgic Pro2

Micromotore Chirurgico per Implantologia



3 MISURAZIONE OSTEOINTEGRAZIONE Osseo 100+

Dispositivo di Misurazione dell'Osteointegrazione.



4 AVVITAMENTO PROTESICO iSD900

Avvitatore Protesico Cordless



5 TRATTAMENTO PARODONTALE Varios Combi Pro

Dispositivo per il Trattamento Parodontale



Inquadra il codice QR per maggiori informazioni

Richiedi al tuo commerciale di fiducia un preventivo sull'intero flusso chirurgico.

Chirurgia

Nuovo VarioSurg 4

SISTEMA DI CHIRURGIA AD ULTRASUONI



VarioSurg 4
REF. Y1500706

5.969€*
9.775€*



CON
DOPPIA
LUCE
LED

Contenuto

- Unità di controllo
- Manipolo LED con cavo da 2 m
- Pedale di controllo FC-86
- Cassetta di sterilizzazione
- Supporto per manipolo
- Tubo di irrigazione (3 pz.) e altri accessori
- Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e supporto punte)



Caratteristiche

- Notevole incremento di potenza
- 3 modalità (SURG, ENDO, PERIO)
- Modalità Burst selezionabile (3 frequenze)
- 9 programmi (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensità luminosa dei LED regolabile
- Modalità di pulizia automatica
- Funzione di Feedback
- Funzione di Auto-Tuning
- Funzione di collegamento dinamico

Applicazioni

- Chirurgia orale
- Chirurgia ossea
- Scraper
- Sinus lift
- Estrazione
- Scollamento della membrana del seno
- Preparazione implantare Perio
- Scaling
- Perio (Root Planing)
- Manutenzione
- Endodonzia retrograda

VarioSurg 4 è dotato di funzionalità Bluetooth® integrata, per una facile connessione al micromotore chirurgico Surgic Pro2. Ciò consente il funzionamento di entrambe le unità con un unico pedale di controllo wireless. È possibile passare agevolmente da un sistema all'altro per un flusso di lavoro fluido ed efficiente.

Sistema di chirurgia ad ultrasuoni
VarioSurg 4 (senza pedale) REF. Y1500712
VALORE DI LISTINO: 8.609€



+ Micromotore chirurgico per implantologia
Surgic Pro2 OPT REF. Y1004195
VALORE DI LISTINO: 7.018€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.601€



+ Carrello
iCart Duo REF. S9090
VALORE DI LISTINO: 1.942€



9.519 €*
19.170€*

Sistema di chirurgia ad ultrasuoni
VarioSurg 4 (senza pedale) REF. Y1500712
VALORE DI LISTINO: 8.609€



+ Micromotore chirurgico per implantologia
Surgic Pro2 OPT REF. Y1004195
VALORE DI LISTINO: 7.018€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.601€



+ Supporto
Link Stand3 REF. ZA16230001
VALORE DI LISTINO: 521€



8.819 €*
17.749€*



Deflussori REF. Y900113
• Confezione da 5 pezzi

64€*
93€*

Surgic Pro2

MICROMOTORE CHIRURGICO PER IMPLANTOLOGIA

- Il set completo Surgic Pro2 include:
- Unità di controllo
 - Micromotore SGL80M con LED (Surgic Pro2 OPT) o micromotore SG80M senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT)
 - Pedale di controllo wireless
 - Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro2 OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT), rapporto di riduzione 20: 1
 - Tubo di irrigazione (Conf. da 3 pz)



Scannerizza il QR Code e richiedi una demo gratuita.
<https://italy.promotion.nsk-dental.com/prova-gratuita-surgic-pro2/>

Con Luce

Surgic Pro2 OPT
REF. Y1004195

Senza Luce

Surgic Pro2 NON-OPT
REF. Y1004196

Opzione OPT

Unità di controllo
Surgic Pro2 OPT REF. Y1004195
VALORE DI LISTINO: 7.018€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.601€



3.999€*
8.619€*

Opzione NON-OPT

Unità di controllo
Surgic Pro2 NON-OPT REF. Y1004196
VALORE DI LISTINO: 5.317€



+ Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)
SG20 REF. C101001
VALORE DI LISTINO: 1.100€



2.999€*
6.417€*

Valigetta (Surgic Pro2)
REF. Y1004219



299€*
658€*



Terminali iOS compatibili

- iPad (5ª generazione)
- iPad (6ª generazione)
- iPad (7ª generazione)
- iPad (8ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (3ª generazione)
- iPad Pro 11"
- iPad Pro 12,9" (4ª generazione)
- iPad Pro 11" (2ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (5ª generazione)
- iPad Pro 11" (3ª generazione)

NSK ha confermato che Surgic Pro2 App funziona correttamente sui terminali indicati in precedenza. iPad® e iPad Pro® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.



“Lavorare con NSK rende la quotidianità una sicurezza! La nuova strumentazione chirurgica Surgic Pro2 porta l’implantologia ad un livello superiore. La tecnologia che le appartiene ci supporta nella gestione dell’atto chirurgico, fornendo dati precisi durante l’inserimento delle fixture implantari. Si può analizzare con esattezza il Torque d’inserimento, nonché i valori di ISQ grazie alla combinazione con l’Osseo 100+, il tutto gestito da un pedale wireless e dal supporto di una potente illuminazione.

Dott. Luigi Gallo



Operatività
Sicurezza
Espandibilità Wireless

Operatività, sicurezza, espandibilità wireless: questi sono i punti cruciali in cui il nuovo Surgic Pro2 fa la differenza. Il micromotore chirurgico NSK rappresenta un’innovazione straordinaria, progettata per dare ai professionisti un dispositivo in grado di garantire un’esperienza di lavoro più efficace, affidabile e confortevole. Ci sono tante buone ragioni per scegliere Surgic Pro2 – il progresso intelligente, l’evoluzione del trattamento implantare.



Migliore operatività grazie al nuovo motore più compatto e al bilanciamento spostato più vicino alla testa del manipolo: più comfort, meno stress.



Display sicuro con sensibilità regolabile, facile da pulire grazie allo schermo piatto e al pannello touch intelligente, regolabile per avere una maggiore sensibilità quando si usano guanti e teli chirurgici.



Ottima visibilità grazie all’ampio display LCD ad alto contrasto retroilluminato, con icone estremamente intuitive. La luminosità del display può essere regolata, scegliendo tra i 10 livelli di intensità disponibili.



Luce LED ad alta risoluzione per permettervi di vedere il sangue e le gengive come se fossero illuminati naturalmente e quindi darvi una maggiore visibilità durante il trattamento, generando una quantità minima di calore.



Silenzioso e fluido grazie alla pompa di irrigazione, che fornisce un flusso costante e regolare ed è perfettamente inserita nel design compatto.



Massima precisione di coppia resa possibile dal sistema ottimizzato di calibrazione AHC: massima sicurezza contro il superamento del torque durante il caricamento dell’impianto.



Prevedibilità e controllo grazie al grafico del torque e al dialogo con Osseo 100+ per decidere in totale sicurezza quando caricare l’impianto, in particolare se il tempo di trattamento è ridotto.



Espandibilità wireless con la connessione a più dispositivi, come VarioSurg4, Osseo 100+, il comando a pedale wireless e l’iPad, per ampliare notevolmente l’ambito del trattamento implantare.

Surgic Pro
MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA

- Il set completo Surgic Pro include:
- Unità di controllo
 - Micromotore SGL70M con LED (Surgic Pro OPT) o micromotore SG70M senza luce (Surgic Pro NON-OPT)
 - Pedale di controllo con cordone
 - Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro NON-OPT), rapporto di riduzione 20: 1
 - Set di irrigazione (5 pz) e altri accessori

MAGGIORE POTENZA FINO A 80 NCM

Compatto e leggero, il micromotore per implantologia garantisce al tempo stesso grande potenza (fino a 80 Ncm) e massima precisione, grazie all'avanzato sistema di calibrazione del Torque.



Con Luce

Surgic Pro OPT
REF. Y1003586

Opzione 1 OPT

Unità di controllo
Surgic Pro OPT REF. Y1003586
VALORE DI LISTINO: 6.711€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.601€



+ Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.601€



3.999€*
9.913€*

Opzione 2 OPT

Unità di controllo
Surgic Pro OPT REF. Y1003586
VALORE DI LISTINO: 6.711€



+ Contrangolo con luce (Moltiplicatore 1:3)
X-SG93L REF. C1004001
VALORE DI LISTINO: 1.608€



+ Manipolo diritto con luce (Rapporto 1:1)
X-SG65L REF. H1009001
VALORE DI LISTINO: 1.309€



3.999€*
9.628€*

Senza Luce

Surgic Pro NON-OPT
REF. Y1003587

Opzione 1 NON-OPT

Unità di controllo
Surgic Pro NON-OPT REF. Y1003587
VALORE DI LISTINO: 5.115€



+ Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)
SG20 REF. C1010001
VALORE DI LISTINO: 1.100€



+ Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)
SG20 REF. C1010001
VALORE DI LISTINO: 1.100€



2.999€*
7.315€*

Opzione 2 NON-OPT

Unità di controllo
Surgic Pro NON-OPT REF. Y1003587
VALORE DI LISTINO: 5.115€



+ Contrangolo senza luce (Moltiplicatore 1:3)
X-SG93 REF. C1007001
VALORE DI LISTINO: 1.250€



+ Manipolo diritto senza luce (Rapporto 1:1)
X-SG65 REF. H1038001
VALORE DI LISTINO: 781€



2.999€*
7.146€*

Osseo 100
LA STABILITÀ DELL'IMPIANTO, SENZA DUBBI

Osseo 100 misura la stabilità dell'impianto (valore ISQ) e l'osteointegrazione, permettendo di decidere in modo preciso e non invasivo quando caricare l'impianto. Una decisione particolarmente importante quando si tratta di utilizzare protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e con pazienti ad alto rischio.

Osseo 100
REF. Y1004175

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

1.729€*
3.245€*

Contenuto:
• Dispositivo Osseo 100
• Driver MultiPeg
• Adattatore e spine di rete
MultiPeg™ non incluso,
venduto separatamente.



**Dipende dalle condizioni di utilizzo

Osseo 100+

Quando si è connessi a Surgic Pro2, il valore ISQ viene trasmesso automaticamente. La connessione Bluetooth® garantisce che le procedure cliniche non verranno interrotte.

Osseo 100+
REF. Y1004176

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

1.829€*
3.707€*



**Dipende dalle condizioni di utilizzo

MulTipeg™ RIUTILIZZABILE

- Per tutti i principali sistemi di impianto*
 - Rispetta i tessuti, in titanio resistente
 - Autoclavabile circa 20 volte
 - Adattamento ottimale alla piattaforma
 - Calibrazione secondo lo standard ISQ
- * Sono disponibili diverse varianti di MulTipeg™ per adattarsi ai diversi sistemi e tipi di impianto.

L'UNICO STERILIZZABILE
NEL MERCATO

MulTipeg
37€*
69€*



Scopri l'intera gamma inquadrando questo QR code:
<https://nsk-dental.com/qr/multipeg>

iSD900

AVVITATORE PROTESICO CORDLESS

REF. Y1001358

- Compatibile con i principali sistemi implantari
- Calibrazione del Torque (TCS)
- Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm
- Velocità di 15, 20 o 25 rpm⁻¹

1.299€*
2.145€*



1 anno di garanzia



“ Utilizzo quotidianamente l'avvitatore iSD900 NSK per l'inserimento delle miniviti ortodontiche e per l'ancoraggio scheletrico in ortodonzia. Il dispositivo è estremamente preciso e molto maneggevole in quanto di dimensioni ridotte. L'estrema silenziosità, inoltre, lo rende molto adatto anche per l'utilizzo in giovani pazienti. Lo strumento può essere adattato per diverse tipologie di intervento, variando il Torque e la velocità di rotazione.

Dott. Daniele Cantarella

”

Contrangoli

ALTA VELOCITÀ



Con Luce

1:3

Z-SG45L
REF. C1107001

• Spray triplo

1.119€*
~~1.566€*~~

Senza Luce

1:3

Z-SG45
REF. C1108001

• Spray triplo

959€*
~~1.340€*~~



Con Luce

X450L
REF. P1078001

- Potenza: 21 W
- Velocità: 380,000~450,000 min⁻¹
- Misura testina: ø11.2 x H13.5 mm
- Per frese FG extra lunghe (25 mm)
- Corpo in Titanio con trattamento DURACOAT resistente ai graffi

- Testina 45°
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Triplo spray

819€*
~~1.152€*~~

Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

2 anni di garanzia

RIDUZIONE 20:1



Senza Luce

20:1

SG20
REF. C1010001

789€*
~~1.100€*~~



Con Luce

20:1

X-SG20L
REF. C1003001

1.139€*
~~1.601€*~~



Senza Luce

20:1

SGMS-ER20i
REF. Y110147

699€*
~~984€*~~

SMONTABILE



Con Luce

20:1

X-DSG20L
REF. C1068001

1.229€*
~~1.721€*~~

Senza Luce

20:1

X-DSG20
REF. C1067001

999€*
~~1.399€*~~

MOLTIPLICATORE 1:3



Con Luce

1:3

X-SG93L
REF. C1004001

1.149€*
~~1.608€*~~

Senza Luce

1:3

X-SG93
REF. C1007001

899€*
~~1.250€*~~

“ La peculiarità nell’utilizzo del moltiplicatore X-SG93L / X-SG93 è data dalla possibilità di poter lavorare anche su tessuti duri in corso di chirurgia parodontale. Assicurando sempre ottima precisione durante l’esecuzione dell’osteoplastica e dell’ostectomia, riducendo i rischi di enfisema dei tessuti.

Dott. Guerino Paolantoni

”

SGX-E20R

MANIPOLO NSK PER GLI IMPIANTI ZIGOMATICI E PTERIGOIDEI

1 anno di garanzia

SGX-E20R può rendere il vostro trattamento implantare più facile ed efficiente. Rispetto ad un contrangolo chirurgico convenzionale, SGX-E20R ha un’angolazione specifica che ottimizza l’accesso all’osso zigomatico e pterigoideo e migliora notevolmente la visibilità.


Senza Luce

20:1

SGX-E20R
REF. HA1200001


- Riduttore 20:1
- Corpo in acciaio inossidabile
- Max velocità: 2,000 min⁻¹
- Max Torque: 50 Ncm
- Mandrino a rotazione
- Manipolo angolare
- Raffreddamento esterno
- Per preparazione osteotomica/ inserimento di impianti zigomatici e pterigoidei per maxillofacciale/ chirurgia orale

1.369€*
~~1.917€*~~



Raffreddamento efficiente grazie all’irrigazione esterna

L’irrigazione esterna di SGX-E20R permette di raffreddare efficacemente il campo operatorio e la fresa durante i trattamenti.



Sistema di sigillatura

Grazie al sistema di sigillatura si previene l’ingresso di contaminanti nello strumento, rendendo la decontaminazione più facile e prolungando così la vita dello strumento stesso.

Contrangoli per micro chirurgia



Senza Luce

1:2

SGS-E2S
REF. H266001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 80,000 min⁻¹

949€*
~~1.324€*~~



Senza Luce

1:1

SGA-ES
REF. H263001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 40,000 min⁻¹

799€*
~~1.124€*~~



Senza Luce

1:2

SGA-E2S
REF. H265001

- Per frese chirurgiche (ø2.35)
- Sistema Twist
- Max velocità: 80,000 min⁻¹

1.029€*
~~1.438€*~~

Manipoli dritti



Con Luce 1:1
X-SG65L
REF. H1009001
929€*
~~1.309€*~~

Senza Luce 1:1
X-SG65
REF. H1038001
559€*
~~781€*~~



Senza Luce 1:1
SGS-ES
REF. H264001
459€*
~~645€*~~

Manipoli micro seghetto



SGR2-E
REF. SH162001
• Azione alternata 1.8 mm
• Con boccola spray esterno
• Senza luce
1.249€*
~~1.760€*~~



SGO2-E
REF. SH164001
• Azione oscillatoria 17°
• Con boccola spray esterno
• Senza luce
1.689€*
~~2.369€*~~



SGT2-E
REF. SH163001
• Azione sagittale 3°
• Con boccola spray esterno
• Senza luce
1.569€*
~~2.196€*~~

1 anno di garanzia

Ultimate XL Torque

MICROMOTORE AD INDUZIONE

1 anno di garanzia

- REF. Y141471
- Torque potente e stabile di 8,7 Ncm
 - Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
 - Peso: 215 g (senza cavo)

1.509€*
~~2.526€*~~



Ultimate XL Compact

MICROMOTORE AD INDUZIONE

1 anno di garanzia

- REF. Y141472
- Torque potente e stabile di 6 Ncm
 - Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
 - Peso: 181 g (senza cavo)

1.309€*
~~2.526€*~~



Presto II

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE

1 anno di garanzia

- REF. Y150022
- Velocità: 320.000 min⁻¹
 - Basso livello di rumore e vibrazioni
 - Esclusivo meccanismo anti polvere

659€*
~~1.229€*~~



Volvere i7

MICROMOTORE STANDARD

1 anno di garanzia

- REF. Y1002890
- Velocità: 1.000 ~35.000 min⁻¹
 - Torque potente e stabile di 4,16 Ncm

899€*
~~1.822€*~~



PRESTO AQUA II

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

- REF. Y150023
- Velocità: 320.000 min⁻¹
 - Basso livello di rumore e vibrazioni
 - Esclusivo meccanismo anti polvere

1.309€*
~~2.456€*~~



PRESTO AQUA LUX

TURBINA CON LUCE E RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

- REF. Y1001151
- Velocità: 320.000 min⁻¹
 - Basso livello di rumore e vibrazioni
 - Esclusivo meccanismo anti polvere

1.709€*
~~3.212€*~~



“ Quest'anno ad Aprile sarà il 30esimo anno di attività del mio laboratorio. I micromotori NSK Volvere mi accompagnano dall'inizio della mia carriera professionale. Utilizzo personalmente, con grande orgoglio e legame affettivo, ancora il primo micromotore NSK Volvere, acquistato circa 25 anni fa. La sua affidabilità e leggerezza lo rendono unico, anche grazie all'assistenza di tecnici specializzati di NSK sempre pronti e disponibili per qualsiasi tipo di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. La gamma completa dei Micromotori NSK, Ultimate Compact, Ultimate Torque e Volvere i7, oggi ci permette di utilizzare il device specifico per le diverse lavorazioni, avendo così sempre la migliore soluzione e performance a portata di mano.

Odt. Massimo Di Deco

”

Odontoiatria portatile

Dentalone

L'UNITÀ CHIRURGICA PORTATILE

Con Luce

Dentalone
REF. S9070

- Il set completo Dentalone include:
- Pannello di controllo LCD Multi Pad illuminato
 - Micromotore NLX nano (40,000 rpm) autoclavabile, dotato di illuminazione LED, corpo in Titanio, irrigazione interna
 - Ablatore ultrasonico multifunzionale integrato Varios 170 LED con manipolo VA2-LUX-HP leggero e compatto
 - Siringa aria / acqua / spray con luce LED
 - Cannula d'aspirazione saliva
 - Serbatoio da 500 ml
 - Contenitore residui da 1 litro

11.199€*

17.496€*



VIVA ace

SISTEMA ODONTOIATRICO MOBILE

Con Luce

Set completo VIVA ace 230
REF. Y1003773

- Dimensioni: L 462 x P 298 x H 284 mm
- Peso unità di controllo: 8,6 kg

- Il set completo VIVA ace include:
- Set base VIVA ace 230
 - Kit motore VIVA ace
 - Kit scaler VIVA ace

8.799€*

16.045€*



VIVA MATE G5

MICROMOTORE LED PORTATILE



Con Luce

SET VIVAMATE G5
REF. Y1002801

- Autonomia della batteria fino a 2 ore
- Velocità: 3.000~30.000 min⁻¹

1.639€*

2.298€*



Consumabili

FLASH pearl



Polvere di bicarbonato di calcio per pulizia e rimozione profonda di macchie, placca e tartaro senza danneggiare la superficie dentale.

FLASH pearl
REF. Y900698

- 4 flaconi da 300gr
- Diametro particelle: 54 µm

93€*

130€*

SOFT pearl



La nuova polvere detergente, SOFT Pearl, è consigliata per tutti i tipi di macchie e discromie; particolarmente efficace su macchie da leggere a moderate.

SOFT pearl
REF. Y1500721

- Idrosolubilità ideale e ritardata
- Dimensione particelle: 65 µm
- Applicazione: sopra gengivale
- Materiale: glicina
- Senza fluoro
- 4 flaconi da 250 g

118€*

165€*

Perio-Mate Powder



Polvere per il trattamento subgengivale con dispositivi Air Polishing

Perio-Mate Powder
REF. Y900938

- 2 flaconi da 160gr
- Diametro particelle: 25 µm

66€*

93€*

SOLUZIONI PER iCARE+

n.clean



Soluzione di pulizia e risciacquo, agisce come detergente e ha un effetto batteriostatico e fungistatico.

n.clean

REF. ACL600

- Confezione da 6 (500ml/cad)

162€*

214€*

n.cid



Soluzione di disinfezione ad effetto battericida, fungicida e virucida.

n.cid

REF. ACD600

- Confezione da 6 (500ml/cad)

162€*

228€*

Olio manutenzione



Olio di manutenzione per iCare+ C2 e C3

Olio manutenzione
REF. Z016117

- Confezione da 1 litro

96€*

134€*

PANA SPRAY Plus

LUBRIFICA E DETERGI ALLO STESSO TEMPO I TUOI MANIPOLI CON PANA SPRAY PLUS

PANA SPRAY Plus è un lubrificante a base alcolica appositamente formulato per manipoli ad alta e bassa velocità, inclusi motori pneumatici e accessori. Ti consigliamo di applicare sempre PANA SPRAY Plus per prolungare la vita del manipolo e migliorarne le prestazioni. Utilizzalo prima di ogni procedura di sterilizzazione in autoclave.



REF. Y900630

- Confezione da 6 x 500 ml

139€*

218€*

Deflussori



I deflussori NSK sono specificatamente studiati per la pompa peristaltica dell'unità chirurgica Surgic Pro, Surgic Pro+, Surgic Pro2 e VarioSurg4: si inseriscono perfettamente nel condotto per l'irrigazione esterna del manipolo e non mettono sotto sforzo la pompa, né la fanno surriscaldare compromettendola. Utilizza sempre i ricambi originali NSK per prolungare la vita dei tuoi strumenti!

REF. Y900113

- Confezione da 5 pezzi

64€*

93€*

Punte ultrasoniche

Promo punte Piezo 3+1

SCEGLI 4 PUNTE PER IL VARIOSURG 4.
LA MENO CARA TE LA REGALIAMO NOI!*

Le punte chirurgiche più richieste:

H-SG1
REF. Z305151



SG17
REF. Z305132



SG7D
REF. Z305108



SG11
REF. Z305112



SG16A
REF. Z305128



SG15D
REF. Z305127



SG15B
REF. Z305125






Richiedi il catalogo completo all'area manager della tua zona o scopri l'intera gamma punte inquadrando questo QR code:
www.italy.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery

*Offerta non applicabile sul kit punte

Promo punte Varios 3+1

SCEGLI 4 PUNTE VARIOS.
LA MENO CARA TE LA REGALIAMO NOI!



Richiedi il catalogo completo all'area manager della tua zona o scopri l'intera gamma punte inquadrando questo QR code:



www.italy.nsk-dental.com/admin/wp-content/uploads/PR-D1235ITV2_211026.pdf

Servizio After Sales ufficiale NSK Dental Italy



Vicino • Veloce • Efficiente

La qualità della tecnologia NSK, leader mondiale nella produzione di strumenti rotanti, è indiscussa. Il servizio di assistenza After Sales di NSK Dental Italy è stato pensato e organizzato per essere la naturale continuazione di quella eccellenza e consentire ai professionisti del settore di vedere tutta l'efficienza di turbine e contrangoli conservata nel tempo: ogni intervento di manutenzione viene gestito da un team interno di tecnici esperti, che utilizzano solo pezzi originali, con un flusso di lavoro che garantisce tempestività ed efficienza.

ASSISTENZA TECNICA **NSK DENTAL ITALY** SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO AFTER SALES!



Piergiuseppe Vesentini
Dental Tech. Advisor & Coordinator
✉ service@nsk-italy.it
☎ 0445 820070 📠 345 8684801



Il dentista chiama NSK



NSK invia al dentista il numero della pratica (RMA)



NSK riceve il prodotto difettoso



NSK invia un preventivo al dentista



NSK spedisce il prodotto riparato entro 24 ore

IN GARANZIA



Il dentista approva il preventivo



NSK spedisce il prodotto riparato entro 24 ore

FUORI GARANZIA

PER ORDINI DI ACQUISTO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE LA RETE DEI DISTRIBUTORI **NSK**



Leo Altamura

Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta

Area Manager, North & Center Supervisor, DSO Manager

✉ leo.altamura@nsk-italy.it
☎ 328 7993824



Giovanna Grandinetti

Lombardia, Malta

Area Manager

✉ giovanna.grandinetti@nsk-italy.it
☎ 340 4276723



Alessandro Cei

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna

Area Manager

✉ alessandro.cei@nsk-italy.it
☎ 348 6134225



Sara Sesia

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

Sales Specialist

✉ sara.sesia@nsk-italy.it
☎ 340 0774822



Michele Latorre

Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Sardegna

Area Manager

✉ michele.latorre@nsk-italy.it
☎ 345 7935429



Etienne Mossenta

Umbria, Marche, Toscana

Sales Specialist

✉ etienne.mossenta@nsk-italy.it
☎ 342 1084232



Mario Scialò

Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Molise

Area Manager

✉ mario.scialo@nsk-italy.it
☎ 334 1111877



Federico Morreale

Sicilia, Calabria

Sales Specialist

✉ federico.morreale@nsk-italy.it
☎ 388 5849046



Alessandro Scarpati

Director

✉ alessandro.scarpati@nsk-italy.it



Daniele Mangano

Key Account Manager

✉ daniele.mangano@nsk-italy.it
☎ 346 3841235



Rosario Celaia

Implantology & Equipment Manager

✉ rosario.celaia@nsk-italy.it
☎ 349 4740661

