



NSK
Create it

32
motivi per
scegliere
Varios Combi Pro2

get it!

Le Offerte Speciali NSK

DAL 1 MARZO AL 31 AGOSTO 2026



NOVITÀ

iClave 18 e 24

Vuoi conoscere tutte le novità?

Vieni a trovarci:

24° CONGRESSO NAZIONALE SidP 2026



📅 Dal 19 al 21 Marzo 2026

📍 Stand M7 – Palazzo dei Congressi, Rimini

EXPODENTAL MEETING 2026



📅 Dal 14 al 16 Maggio 2026

📍 Padiglione C1, Stand 114 –
Via Emilia, 155, Rimini

EXPO
DENTAL
MEETING

**Non perdere l'occasione
di vedere il Varios Combi Pro2
in azione!**

Live Hygiene – Venerdì 15 Maggio,
dalle 12:15 alle 13:00, con la Dott.ssa
Consuelo Sanavia.

Scopri come trasformare
la tua seduta in un'esperienza
PREMIUM.



Create it

Gentile Cliente,

siamo lieti di presentarvi le nuove offerte speciali di NSK Dental Italy per il 2026, pensate per sostenere in modo concreto l'evoluzione tecnologica e organizzativa dei vostri studi, con condizioni dedicate e soluzioni ad alto valore clinico.

Quest'anno GET IT si inserisce in un momento particolarmente significativo per NSK: l'introduzione del nuovo protocollo **M.I.T. – Minimally Invasive Therapy**. M.I.T. rappresenta un percorso clinico strutturato e incentrato sul paziente, che ridefinisce l'approccio terapeutico secondo principi di minima invasività, massima precisione e pieno rispetto dei tessuti. L'obiettivo è chiaro: migliorare l'esperienza del paziente, ottimizzare i tempi clinici e supportare il professionista con strumenti che garantiscano controllo, efficienza e qualità costante dei risultati. In questo quadro, ogni soluzione NSK viene sviluppata per inserirsi armonicamente nel percorso M.I.T., contribuendo a creare uno standard clinico moderno, sostenibile e altamente performante.

All'interno di questo percorso di costante innovazione, presentiamo inoltre la nuova **iClave 18 e 24**, l'autoclave NSK di ultima generazione progettata per garantire elevati standard di sterilizzazione, affidabilità operativa e semplicità di gestione quotidiana. Una soluzione pensata per rispondere alle esigenze concrete dello studio moderno, con la qualità e l'attenzione ai dettagli che contraddistinguono il nostro brand.

Il valore di NSK si misura anche nell'assistenza tecnica ufficiale, presente nei centri di Thiene (VI) e Napoli: affidarsi a professionisti che conoscono a fondo ogni dettaglio dei dispositivi significa preservarne nel tempo prestazioni, sicurezza e valore, con la certezza di un supporto qualificato e diretto.

Sarà un piacere incontrarvi di persona, dove potrete scoprire tutte le novità, confrontarvi con il nostro team e vivere direttamente l'esperienza NSK.

Con l'occasione, desideriamo ringraziarvi per la fiducia e la collaborazione che ci accordate quotidianamente e augurarvi un anno ricco di soddisfazioni, crescita e nuove opportunità.

NSK Dental Italy è sempre al vostro fianco.

Alessandro Scarpati
General Manager of Sales
NSK Dental Italy



Qualunque sia il **tipo di connessione**
del tuo riunito, abbiamo la turbina che fa per te

Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati:



Per attacco **Kavo**®



Per attacco **W&H**®



Per attacco **NSK**



Per attacco **Bien-Air**®



Per attacco **Sirona**®

S-Max M

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON LUCE



Attacco NSK
M900L
REF. P1254001

434€
1.011€

Attacco KaVo
M900KL
REF. P1258001

434€
1.133€

- ☑ Sostituzione cartuccia in studio
- ☑ Spray Quadruplo
- ☑ Cuscinetti in ceramica

POTENZA
26 W

S-Max pico

INNOVATIVA TURBINA CON TESTINA
ULTRA MINI E CORPO SUPER SOTTILE



Attacco NSK
S-Max pico
REF. P1140001

649€
1.188€

Attacco KaVo®
S-Max pico KL
REF. P1142001

659€
1.277€

- ☑ Spray Singolo
- ☑ Design testina ergonomico
- ☑ Cuscinetti in ceramica

LA TESTINA
PIÙ PICCOLA
AL MONDO

Turbine

Pico bur



NSK ha sviluppato delle speciali frese dal gambo ultra corto, ideali per l'utilizzo con le turbine S-Max pico.

Queste frese di elevata precisione sono concentriche, durevoli e ottimizzano le prestazioni delle turbine S-Max pico.

A PARTIRE DA

40€ cad.
56€



Scopri Pico Bur
inquadrandolo
il codice QR.

Completa la
tua turbina
S-Max Pico
con il Kit
frese Pico!



Pana-Max 2

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE SENZA LUCE



Attacco NSK

Pana-Max2 PTL

REF. P1211001

329€

696€

- ✔ Spray Singolo
- ✔ Sostituzione cartuccia in studio
- ✔ Cuscinetti in Ceramica
- ✔ Particolarmente resistente agli urti

Attacco KaVo® MULTiflex®

Pana-Max2 KV

REF. P1212001

329€

748€

POTENZA
20 W



Attacco diretto

Pana-Max2 M4

REF. P1154001

293€

556€



X450L

REF. P1078001

Con Luce

799€

1.187€



Allo stesso prezzo disponibile anche
con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

- ✔ Potenza: 21 W
- ✔ Velocità: 380,000~450,000 min-1
- ✔ Misura testina: ø11.2 x H13.5 mm
- ✔ Per frese FG extra lunghe (25 mm)
- ✔ Corpo in Titanio con trattamento
- ✔ DURACOAT resistente ai graffi
- ✔ Testina 45°
- ✔ Fibre ottiche Cellular Glass
- ✔ Cuscinetti in Ceramica
- ✔ Sistema Clean Head
- ✔ Meccanismo Push
- ✔ Triplo spray

Turbine

Ti-Max Z990L

VUOI PIÙ POTENZA?

44W di pura forza!

Ti-Max Z990 la turbina in puro titanio più potente sul mercato.



**DYNAMIC
POWER
SYSTEM**




**DURAPOWER
CHUCK**



**QUICK-STOP
FUNCTION**



**DURAGRIP
COATING**



MICROFILTER

Turbine

Cerchi una potenza senza precedenti, materiale ultraleggero e un'esperienza di taglio rivoluzionaria?

Passa alla serie Ti-Max Z!



Ti-Max Z

TURBINE IN TITANIO CON LUCE



Attacco NSK

Z990L

REF. PA23730001

Velocità: 280,000-360,000 min⁻¹

Dimensione testina: ø12.1 x H 12.7 mm

819€

1.847€

- ⊗ Angolazione della testina a 100°
- ⊗ Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- ⊗ Cuscinetti in ceramica
- ⊗ Fibre ottiche Cellular Glass
- ⊗ Meccanismo Push
- ⊗ Spray quadruplo
- ⊗ Sistema Clean Head

- ⊗ Quick Stop
- ⊗ Microfiltro
- ⊗ DYNAMIC POWER SYSTEM
- ⊗ DURAPOWERC HUCK
- ⊗ Facile sostituzione della cartuccia
- ⊗ Solo Z990L / Z890L

POTENZA
44 W



Attacco NSK

Z890L

REF. PA23720001

Potenza: 41W

Velocità: 320,000-400,000 min⁻¹

Dimensione testina: ø10.6 x H 10.8 mm

819€

1.847€

Allo stesso prezzo disponibile con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati

DIMENSIONI RIDOTTE, PRESTAZIONI ECCELLENTI



Attacco NSK

Zmicro PTL

REF. PA2357

Attacco KaVo

Zmicro KL

REF. PA2358

829€

1.703€

- ⊗ Corpo in titanio con trattamento DURAGRIP resistente ai graffi
- ⊗ Fibre ottiche Cellular Glass
- ⊗ Cuscinetti in ceramica
- ⊗ Sistema Clean Head
- ⊗ Meccanismo Push
- ⊗ Spray quadruplo
- ⊗ 3X-Power System
- ⊗ Quick Stop
- ⊗ Facile sostituzione della cartuccia



Piccolo è meglio con Ti-Max Z micro. La mini testina da 9,0mm di diametro produce una potenza sorprendente di 20 watt, mentre l'angolazione a 100° assicura una facilità d'uso ottimale e massima accessibilità nei punti più difficili da raggiungere. Il sistema Clean Head impedisce il risucchio

di materiale estraneo garantendo insieme al nuovo sistema Quick Stop la sicurezza del paziente. Con la sua potenza e il design compatto, Ti-Max Z micro è l'alleato ideale per chi chiede prestazioni eccellenti in un manipolo di dimensioni ridotte.

Contrangoli

POWER 4 THE HARDER

Nuovo S-Max M94L



Lavorazione della zirconia più veloce e fluida

Aumento del torque fino al 24%



Durabilità eccezionale
Sistema Clean-Head



Indicazione rapporto di trasmissione 1:4



Contrangoli

S-Max M

CONTRANGOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE



M94L

REF. CA1317001

Con Luce 1:4

Spray Quadruplo

Velocità Max:

160.000 min⁻¹

Per: Frese FG (Ø1.6)

Corpo: Acciaio Inossidabile

Misura testina:

Ø9.9 x H 14.5 mm

539€

1.308€

Caratteristiche:

- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push



M95

REF. C1026001

Senza Luce 1:5

Spray Quadruplo

Velocità Max:

200.000 min⁻¹

419€

988€

M95L

REF. C1023001

Con Luce 1:5

Spray Quadruplo

Velocità Max:

200.000 min⁻¹

499€

1.308€



M25

REF. C1027001

Senza Luce 1:1

Spray Singolo

Velocità Max:

40.000 min⁻¹

309€

742€

M25L

REF. C1024001

Con Luce 1:1

Spray Singolo

Velocità Max:

40.000 min⁻¹

434€

985€



M65

REF. H1008001

Senza Luce 1:1

Spray Singolo

Velocità Max: 40.000 min⁻¹

359€

715€

Contrangoli

Ti-Max X

CONTRANGOLI IN TITANIO



X95

REF. C610001

Senza Luce 1:5

Spray Quadruplo
Velocità Max:
200.000 min⁻¹

689€

1.266€

X95L

REF. C600001

Con Luce 1:5

Spray Quadruplo
Velocità Max:
200.000 min⁻¹

729€

1.656€



X25

REF. C611001

Senza Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min⁻¹

399€

871€

X25L

REF. C601001

Con Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min⁻¹

609€

1.222€



X65L

REF. H273001

Con Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max:
40.000 min⁻¹

925€

1.344€

CORPO IN TITANIO

Leggero e resistente. La sua leggerezza riduce l'affaticamento della mano durante gli interventi e la sua resistenza lo rende più durevole, prevenendo anche un prematuro deterioramento causato dalla sterilizzazione in autoclave. Le proprietà biocompatibili del Titanio eliminano i rischi causati da allergie ai metalli.

*Il Titanio è usato solo per le parti esterne del manipolo.

Contrangoli

Ti-Max Z

CONTRANGOLI IN TITANIO



Z99L

REF. CA13140001

Con Luce 1:5

Spray quadruplo
Velocità Max: 200,000 min⁻¹

899€

1.942€

Vuoi integrare la leggerezza con la massima silenziosità e il comfort operativo?

Passa alla serie Ti-Max Z, ancora più conveniente con i suoi 3 anni di garanzia!



Z95L

REF. C1034001

Con Luce 1:5

Spray Quadruplo
(con funzione Doppio Spray)
Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
Max Velocità: 200.000 min⁻¹
Sistema antisurriscaldamento

829€

1.942€

Fibre ottiche Cellular Glass
Cuscinetti in Ceramica
Sistema Clean Head
Meccanismo Push
Microfiltro

Il getto d'aria contribuisce in modo significativo alla nebulizzazione negli strumenti dentali. I contrangoli producono molto meno aerosol rispetto alle turbine e disattivando il getto d'aria sono in grado di produrne ancora meno.

Questo significa che i rischi associati si riducono notevolmente.

NSK ha inventato il sistema per cambiare la modalità di erogazione dell'acqua nei manipoli. Nessun altro offre questa caratteristica in modo così comodo ed efficace.



Z25L

REF. C1038001

Con Luce 1:1

Spray Singolo
Velocità Max: 40.000 min⁻¹

709€

1.242€



Z45L

REF. C1064001

Con Luce 1:4,2

Spray Quadruplo
(con funzione Doppio Spray)
Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
Max Velocità: 168.000 min⁻¹
Testina con angolo 45°

919€

1.735€

Sistema antisurriscaldamento
Fibre ottiche Cellular Glass
Cuscinetti in Ceramica
Sistema Clean Head
Meccanismo Push
Microfiltro



**Massima visibilità grazie all'angolo a 45°
E minore aerosol col doppio spray**



Z15L

REF. C1039001

Con Luce 4:1

Spray Singolo
Velocità Max: 10,000 min⁻¹

529€

1.437€

Micromotori e Attacchi

Micromotori



M40N XS

REF. E1136051

Senza Luce

- ✔ Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- ✔ Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min-1
- ✔ Minimo surriscaldamento
- ✔ Compatto e leggero

539€

918€



M40 XS

REF. E1135051

Con Luce

- ✔ Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- ✔ Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min-1
- ✔ Minimo surriscaldamento
- ✔ Compatto e leggero

719€

1.354€



S-Max M205 M4

REF. M1007001

Senza Luce

- ✔ Corpo in acciaio inossidabile
- ✔ Valvola di non-ritorno
- ✔ Midwest 4 vie
- ✔ Velocità massima 22,000 min-1

459€

650€



Ti-Max X205L

REF. M1013001

Con Luce

- ✔ Adattabili ai cordoni più venduti sul mercato
- ✔ Funzionamento silenzioso da 60 a 40,000 min-1
- ✔ Minimo surriscaldamento
- ✔ Compatto e leggero

659€

1.124€

Attacchi NSK



PTL-CL-LED

REF. P1001600

- ✔ Corpo in acciaio inossidabile
- ✔ Rivestimento in titanio
- ✔ Valvola antiritorno
- ✔ LED integrato

199€

469€



KCL-LED

REF. P1005600

- ✔ Corpo in acciaio inossidabile
- ✔ Rivestimento in titanio
- ✔ Valvola antiritorno
- ✔ LED integrato

349€

668€

PIÙ POTENZA
AL TUO
STRUMENTO!

Manutenzione

iCare

LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICI

Sistema Automatico per Pulizia
iCare C2 REF. Y1002787
VALORE DI LISTINO: 3.538€



2 Adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO: 155€

1.889€
3.848€

iCare è il tuo alleato per la manutenzione degli strumenti rotanti. Facile da utilizzare, garantisce un efficace trattamento di pulizia e lubrificazione della manipoleria in modo automatico e completo. Inoltre, grazie al suo design compatto ed elegante, iCare si adatta perfettamente ad ogni studio.

Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli



iCare+

SISTEMA AUTOMATICO PER LA PULIZIA, DISINFEZIONE E LUBRIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ROTANTE



Sistema Automatico per Pulizia
iCare+ C2 REF. S102
VALORE DI LISTINO: 9.228€



Soluzione di pulizia e risciacquo
n.clean REF. ACL600
VALORE DI LISTINO: 220€



Soluzione battericida, fungicida, virucida
n.cid REF. ACD600
VALORE DI LISTINO: 235€



Olio Manutenzione REF. Z016117
VALORE DI LISTINO: 138€



2 adattatori a scelta
VALORE DI LISTINO: 155€

5.999€
10.131€

- ⊕ Capacità per quattro strumenti: 2 turbine e 2 contrangoli
- ⊕ Adatto per strumentazione con spray interno e/o esterno
- ⊕ Tre tipi di programma: Lavaggio · Disinfezione · Lubrificazione
- ⊕ Certificato ISO 15883 e 15883-5

CONSUMABILI

SOLUZIONI PER ICARE+

n.clean
REF. ACL600

Confezione da 6 (500ml/cad)

159€
220€



Soluzione di pulizia e risciacquo, agisce come detergente e ha un effetto batteriostatico e fungistatico.

n.cid

REF. ACD600

Confezione da 6 (500ml/cad)

169€
235€



Soluzione di disinfezione ad effetto battericida fungicida e virucida.

Olio manutenzione
REF. Z016130

Confezione da 1 litro

98€
138€



Olio di manutenzione per iCare+ C2 e C3.

PANA SPRAY Plus
REF. Y900630

Confezione da 6 x 500 ml

145€
225€



Lubrifica e detergi allo stesso tempo i tuoi manipoli con pana spray plus.

Sterilizzazione

DXP

DXP è il brand di NSK Dental Italy specializzato nella sterilizzazione. Da oltre 40 anni supportiamo i professionisti del settore dentale e medicale, realizzando prodotti che facilitano il lavoro di tutti i giorni. Concretezza, affidabilità e performance sono il nostro DNA, usabilità e dinamismo le nostre linee guida

DXPclave 18L Modello No Printer

REF. 91811B0100

2.999€

5.949€

DXPclave 18L Modello Printer

REF. 91811B0100P

3.099€

6.219€



Misure
451L x 492H x 669D mm

Tempi di
asciugatura rapidi

Touch screen intuitivo

Generatore di vapore
rapido ed efficiente

DXPclave 24L Modello No Printer

REF. 92411B0100

3.199€

6.534€

DXPclave 24L Modello Printer

REF. 92411B0100P

3.299€

6.721€

CAPACITÀ
18L

5
VASSOI

STERILIZZATRICE DI CLASSE B

Volume camera: 18 litri

CAPACITÀ
24L

5
VASSOI

STERILIZZATRICE DI CLASSE B

Volume camera: 24 litri



DXP Domina

Disponibile anche la versione 4.0 con kit Wi-fi integrato. Chiedi maggiori info al tuo referente di zona.

Misure
447L x 438H x 625D mm

Elevata affidabilità

Manutenzione ridotta
al minimo

Consumi ridotti, massima
efficienza energetica

Camera con rivestimento
in rame

CAPACITÀ
18L

4
VASSOI

STERILIZZATRICE DI CLASSE B

Volume camera: 18 litri

Modello No Printer

REF. 91800B0100

2.790€

5.496€

Modello Printer

REF. 91800B0100P

2.890€

5.726€

Accessori



DXP Purity

REF. 98018040

769€

1.262€

Sistema a osmosi inversa automatico con 3 filtri, da collocare sopra l'autoclave per collegarla alla rete idrica e produrre tra i 1.000 e 2.000 litri di acqua demineralizzata. Questo permette di eseguire tra i 2.000 e i 4.000 cicli di sterilizzazione.

Stampante Godex

REF. 9900009

448€

573€

Stampante esterna
opzionale per DXPclave,
completa di caso USB
e alimentatore.



Stampante esterna

REF. 9900006K

299€

435€

Stampante opzionale
esterna per DXP Domina.



DXP NewSeal

REF. 100071

409€

631€

Ideale per confezionare
lo strumentario prima
della sterilizzazione
in autoclave.



Regenerating tabs

REF. 0230050

28€

32€

Compresse effervescenti
per la pulizia della camera
di DXP Domina. Rimuovono
calcari e residui di sporco
dalla caldaia.



Sterilizzazione

Il comfort che cercavi

Nuova
iClave 18 e 24



iClave 18



iClave 24



PREZZO SU
RICHIESTA

Accessori



Helix Test

Il test consente di verificare la penetrazione del vapore in un corpo cavo. Viene fornito con 250 indicatori di controllo, semplici da interpretare e conformi alla norma EN 867-5.

Misure (senza rotoli):
435L x 160H x 310D mm

Helix Test
REF. 9900059

175€
227€



Demin30

Sistema con resina a letto misto e a scambio ionico per una demineralizzazione totale dell'acqua. Facile da installare su diversi modelli di autoclave, è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e salvaguardare lo strumentario sterilizzato, allungando la vita delle sterilizzatrici o altri dispositivi di riprocessamento.

- Prestazioni: fino a 580 litri* di acqua demineralizzata con una sola cartuccia. (*calcolato su un'acqua con conduttività pari a 250 µS/cm)
- Misure: 135Ø, 385H mm

Demin30 -
Kit EN1717
REF. 98001010

515€
796€

Demin30 -
Kit
REF. 98001000

359€
645€

Demin30 -
Solo cartuccia
REF. 230000

175€
272€



Scarica La
Brochure



M.I.T. - Minimally Invasive Therapy



Cos'è M.I.T.?

M.I.T. si allinea agli standard di riferimento nel trattamento parodontale, basandosi sulle Linee Guida Cliniche di Livello S3 della EFP e costruendo la propria filosofia attorno al concetto di cura centrata sul paziente. Questo approccio moderno consente ai clinici di offrire trattamenti precisi, prevedibili e basati sull'evidenza per la parodontite di stadio I-III.

Seguendo questo protocollo strutturato e guidato dalla ricerca, i clinici possono elevare la propria pratica, migliorare i risultati per i pazienti e allinearsi agli standard globali nella cura parodontale. Questo approccio consente ai professionisti di offrire una cura efficace e basata sull'evidenza attraverso tre pilastri fondamentali:

VALUTAZIONE APPROFONDATA DEL PAZIENTE
TRATTAMENTO BASATO SULL'EVIDENZA
COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE

SCREENING / VALUTAZIONE



Il metodo M.I.T. si basa su: "Treatment of Stage IV Periodontitis: The EFP S3 Level Clinical Practice Guideline." Journal of Clinical Periodontology 49 Suppl 24 (S24) - Herrera, David, Mariano Sanz, Moritz Kepschull, et al. 2022.

Igiene e Profilassi

Varios Combi Pro2

DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO

Contiene

- ⊕ Unità di controllo Varios Combi Pro2
- ⊕ VA2-LUX-HP Ti
- ⊕ VA2-LUX-SC Ti
- ⊕ Camera Prophy2
- ⊕ Cordone Prophy2
- ⊕ Manipolo per polveri (Prophy)
- ⊕ Pedale wireless
- ⊕ Gancio
- ⊕ Tubo dell'aria
- ⊕ Tubo dell'acqua
- ⊕ Cavo di alimentazione
- ⊕ Serbatoio per irrigazione
- ⊕ Serbatoio CLM
- ⊕ Inserti per ablatore a ultrasuoni
- ⊕ Polvere FLASH Pearl (300 g)

Dispositivo per il Trattamento Parodontale
Varios Combi Pro2 basic set REF. Y1500505
VALORE DI LISTINO: 7.967€



+ b.clean
REF. BCL600
VALORE DI LISTINO: 205€



+ Jet Nozzle
REF. TA10770106
VALORE DI LISTINO: 151€



+ Kit Perio2
REF. Y1500470
VALORE DI LISTINO: 1.671€



5.890€
~~9.789€~~

BUNDLE KIT
iCart Prohy2 REF. S9098
VALORE DI LISTINO: 2.000€



+ Kit serbatoio dell'acqua
REF. Y1500719
VALORE DI LISTINO: 837€



1.749€
~~2.837€~~



Dispositivo per il Trattamento Parodontale
Varios Combi Pro2 basic set REF. Y1500505
VALORE DI LISTINO: 7.967€

+ b.clean
REF. BCL600
VALORE DI LISTINO: 205€



+ Jet Nozzle
REF. TA10770106
VALORE DI LISTINO: 151€



+ Kit Perio2
REF. Y1500470
VALORE DI LISTINO: 1.671€



+ iCart Prophy2
REF. S9098
VALORE DI LISTINO: 2.000€



+ Kit serbatoio dell'acqua
REF. Y1500719
VALORE DI LISTINO: 837€



7.499€
~~12.831€~~



Varios Combi Pro

DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO

Dispositivo per il Trattamento Parodontale
Varios Combi Pro REF. Y1002843
VALORE DI LISTINO: 6.995€



+ Kit Perio
REF. Y1003042
VALORE DI LISTINO: 1.234€



+ Varios2 Lux
REF. E351050
VALORE DI LISTINO: 1.152€



+ Kit Perio-Control
REF. Y1002606
VALORE DI LISTINO: 228€



4.999€
~~9.609€~~

iCart Prophy

CARRELLO FUNZIONALE
PER VARIOS COMBI PRO

iCart Prophy
REF. S9095

999€
~~2.000€~~



Igiene e Profilassi

FLASH pearl



Polvere di bicarbonato di calcio per pulizia e rimozione profonda di macchie, placca e tartaro senza danneggiare la superficie dentale.

FLASH pearl

REF. Y900698

4 flaconi da 300gr
Diametro particelle: 54 µm

96€
134€

SOFT pearl



Polvere consigliata per tutti i tipi di macchie e discromie.

SOFT pearl

REF. Y1500721

Dimensione particelle: 65 µm
4 flaconi da 250 g

121€
170€

Perio Mate Powder



Polvere per il trattamento subgingivale con dispositivi Air Polishing.

Perio Mate Powder

REF. Y900938

2 flaconi da 160gr
Diametro particelle: 25 µm

69€
96€



Scansiona il codice QR per entrare nel mondo delle polveri NSK



Promo punte Varios 3+1



SCEGLI 4 PUNTE VARIOS LA MENO CARA TE LA REGALIAMO NOI!



Richiedi il catalogo completo all'area manager della tua zona o scopri l'intera gamma punte inquadrando questo QR code:



“ Ho trovato il dispositivo estremamente performante, in particolare nella funzione di air polishing: il flusso di aria, acqua e polvere risulta potente, fluido e ben modulabile in base ai diversi livelli di potenza. Il riscaldamento immediato dell'acqua ha reso il trattamento molto confortevole per il paziente e ho apprezzato la possibilità di regolare l'erogazione delle polveri direttamente dal pedale, senza dover modificare la mia posizione operativa. Il sistema a ultrasuoni, oltre a offrire una gamma completa di inserti indispensabili per raggiungere anche le aree più difficili, presenta diverse modalità di utilizzo che lo rendono al tempo stesso efficace e delicato sul dente. Trovo i nuovi manipoli particolarmente ergonomici, sia per la leggerezza che per il design degli ugelli.

Dottorssa Sanavia: Live Hygiene, Expodental Meeting 2025



Igiene e Profilassi

Prophy-Mate neo

SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTALE

FACILE
ROTAZIONE
DI 360°



Sistema di Sbiancamento Dentale
Prophy-Mate neo REF. Y135029
VALORE DI LISTINO: 1.416€

+ 2° Manipolo
PMN-HP REF. T797010
VALORE DI LISTINO: 444€

+ Flash Pearl (4 x 300 g)
Flash Pearl REF. Y900698
VALORE DI LISTINO: 134€

+ **FX57m** REF. C1054001
VALORE DI LISTINO: 406€

999€
2.400€

Sistema di Sbiancamento Dentale
Prophy-Mate neo REF. Y135030
VALORE DI LISTINO: 1.483€

+ 2° Manipolo
PMN-HP REF. T797010
VALORE DI LISTINO: 444€

+ Flash Pearl (4 x 300 g)
Flash Pearl REF. Y900698
VALORE DI LISTINO: 134€

+ **FX57m** REF. C1054001
VALORE DI LISTINO: 406€

999€
2.467€

Perio-Mate

RIMOZIONE DEL BIOFILM

FACILE
ROTAZIONE
DI 360°



Il dispositivo è composto da:

- ⊙ Manipolo
- ⊙ Serbatoio polvere
- ⊙ Beccucci (40 pz)
- ⊙ Kit di manutenzione
- ⊙ 1 flacone polvere Glicina (160 g)
- ⊙ Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina
- ⊙ Per il trattamento di tasche periodontali e perimplantiti il manipolo ruota a 360°



Allo stesso prezzo disponibile anche con tutti gli attacchi maggiormente utilizzati (non include la connessione diretta al cordone M4 e B2).

Sistema di Riparazione Biofilm
Perio-Mate REF. Y1002654
VALORE DI LISTINO: 1.583€

+ 2° Manipolo
PER-HP
REF. T1043010
VALORE DI LISTINO: 550€

+ Polvere di Pulizia (2 x 160 g)
Perio-Mate Powder
REF. Y900938
VALORE DI LISTINO: 96€

+ **FX57m**
REF. C1054001
VALORE DI LISTINO: 406€

999€
2.635€

Sistema di Riparazione Biofilm
Perio-Mate REF. Y1002655
VALORE DI LISTINO: 1.646€

+ 2° Manipolo
PER-HP
REF. T1043010
VALORE DI LISTINO: 550€

+ Polvere di Pulizia (2 x 160 g)
Perio-Mate Powder
REF. Y900938
VALORE DI LISTINO: 96€

+ **FX57m**
REF. C1054001
VALORE DI LISTINO: 406€

999€
2.698€

Igiene e Profilassi

Varios 970

ABLATORE ULTRASONICO
MULTIFUNZIONALE VERSATILE



Varios 970
REF. Y1004160

Senza Luce

1.539€

2.887€

Varios 970 LED
REF. Y1004161

Con Luce

1.779€

3.345€

Varios 370

ABLATORE ULTRASONICO

MULTIFUNZIONALE
PORTATILE



Varios 370
REF. Y1001340

Senza Luce

Facile da utilizzare si adatta a
molteplici applicazioni cliniche:

G - Generale,
E - Endondonzia,
P - Perio

789€

1.484€

Ablatori ad aria



S970
REF. T1020001

Senza Luce

689€

1.286€

S970L
REF. T1005001

Con Luce

839€

1.569€

- ⊗ Corpo in Titanio DURACOAT
- ⊗ Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- ⊗ Fibra ottica Cellulare
- ⊗ Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)



S970KL
REF. T1013001

Con Luce

909€

1.714€

- ⊗ Corpo in Titanio DURACOAT
- ⊗ Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- ⊗ Fibra ottica Cellulare
- ⊗ Connessione Attacco KaVo®
- ⊗ Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)



AS2000M4
REF. T698001

Senza Luce

660€

309€

- ⊗ Frequenza di oscillazione 5.600-6.000 Hz
- ⊗ 3 punte incluse (S1, S2, S3)
- ⊗ Chiave per punte (CR-20)
- ⊗ Coperchio punta (L)

Nuova Serie FX



Qualità e Performance senza compromessi

NUOVA SERIE FX

- Design compatto rispetto alla serie EX
- Ingranaggi ad alta precisione: silenziosi, durevoli, con vibrazioni ridotte
- Cartucce intercambiabili per la gamma a trasmissione diretta, ideali per tagli generali
- Sistema Clean Head funzione anti-risucchio
- Sistema di Difesa previene accumuli di polvere e residui
- Meccanismo Push

*Solo per FX22 e FX25

Nuova Serie FX

Nuova Serie FX

MANIPOLI PER PROFILASSI



FX57m
REF. C1054001
Senza Luce 4:1
269€
406€



Novità
FX55m
REF. CA13160001
Senza Luce 4:1
349€
491€

APPLICAZIONI GENERICHE:



X55
REF. C618001
Senza Luce 4:1
589€
871€



Novità
FX20m
REF. CA13190001
Senza Luce 1:1
259€
359€



Novità
FX58m
REF. CA13210001
Senza Luce 4:1
299€
419€



Novità
FX50m
REF. HA12050001
Senza Luce 4:1
339€
478€

MANIPOLI PER ENDODONZIA



FX75m
REF. C1055001
Senza Luce 16:1
419€
586€



Novità
FX74m
REF. CA13200001
Senza Luce 16:1
399€
555€



Novità
FX70m
REF. CA13250001
Senza Luce 16:1
399€
555€

Endodonzia

ENDO-MATE DT2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA



REF. Y1004230

909€

2.070€



ENDO-MATE TC2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA



REF. Y1001027

989€

1.911€



MPAS-F20R

TESTINA PER ENDO-MATE DT2
E ENDO-MATE TC2

REF. Y110046

399€

589€



iPex II

LOCALIZZATORE APICALE
AVANZATO

REF. Y1002208

679€

1.344€



KIT ENDODONZIA 1



Micromotore per Endodonzia
Endo-Mate DT2

REF. Y1004230

VALORE DI LISTINO: 2.070€

+



Localizzatore Apicale Avanzato
iPex II

REF. Y1002208

VALORE DI LISTINO: 1.344€

+



TESTINA PER Endo-Mate DT2
MPAS-F20R

REF. Y110046

VALORE DI LISTINO: 589€

1.819€

4.003€

EX-ENDO 128

MANIPOLO ENDODONTICO

REF. C592001

529€

784€



Ti-ENDO

MANIPOLO ENDODONTICO CON
GHIERA DI SELEZIONE TORQUE

REF. C589001

809€

1.215€



Integrata, connessa, user-friendly.

La Chirurgia del futuro è al tuo servizio, con NSK.

NSK innova l'intero flusso di lavoro nei trattamenti di Chirurgia e Implantologia attraverso tecnologie dalle prestazioni elevate, ulteriormente valorizzate dalla possibilità di connettersi e lavorare in modo integrato, garantendo così il massimo comfort e ottimi risultati, per il professionista e il paziente.



1 INCISIONE OSSEA VarioSurg 4

Sistema di Chirurgia
ad Ultrasuoni



2 INSERIMENTO IMPIANTO Surgic Pro2

Micromotore Chirurgico
per Implantologia



3 MISURAZIONE OSTEOINTEGRAZIONE Osseo 100+

Dispositivo di Misurazione
dell'Osteointegrazione.



4 AVVITAMENTO PROTESICO iSD900

Avvitatore Protesico Cordless



5 TRATTAMENTO PARODONTALE Nuovo Varios Combi Pro2

Dispositivo per il Trattamento Parodontale



Inquadra il codice QR per maggiori informazioni

NSK Dental Italy s.r.l. Via dell'Agricoltura, 21 - 36016 Thiene (VI) - Italia - info@nsk-italy.it - www.nsk-italy.it

**RICHIEDI AL TUO COMMERCIALE DI FIDUCIA UN
PREVENTIVO SULL'INTERO FLUSSO CHIRURGICO.**

Chirurgia

VarioSurg 4

SISTEMA DI CHIRURGIA AD ULTRASUONI

Contenuto

- ⊗ Unità di controllo
- ⊗ Manipolo LED con cavo da 2 m
- ⊗ Pedale di controllo FC-86
- ⊗ Cassetta di sterilizzazione
- ⊗ Supporto per manipolo
- ⊗ Tubo di irrigazione (3 pz.) e altri accessori
- ⊗ Kit Base H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11, SG12 e supporto punte)

Caratteristiche

- ⊗ Notevole incremento di potenza
- ⊗ 3 modalità (SURG, ENDO, PERIO)
- ⊗ Modalità Burst selezionabile (3 frequenze)
- ⊗ 9 programmi (SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- ⊗ Intensità luminosa dei LED regolabile
- ⊗ Modalità di pulizia automatica
- ⊗ Funzione di Feedback
- ⊗ Funzione di Auto-Tuning
- ⊗ Funzione di collegamento dinamico

Applicazioni

Chirurgia orale

- ⊗ Chirurgia ossea
- ⊗ Scraper
- ⊗ Sinus lift
- ⊗ Estrazione
- ⊗ Scollamento della membrana del seno
- ⊗ Preparazione implantare

Perio

- ⊗ Scaling
- ⊗ Perio (Root Planing)
- ⊗ Manutenzione
- ⊗ Endodonzia retrograda



VarioSurg 4

REF. Y1500706

5.999€

10.068€

VarioSurg 4 è dotato di funzionalità Bluetooth® integrata, per una facile connessione al micromotore chirurgico Surgic Pro2. Ciò consente il funzionamento di entrambe le unità con un unico pedale di controllo wireless. È possibile passare agevolmente da un sistema all'altro per un flusso di lavoro fluido ed efficiente.

Deflussori

REF. Y900113

Confezione da 5 pezzi

69€

96€

Punte Ultrasoniche per Chirurgia



MODELLO
MRE2

REF: Z305715



MODELLO
MST1

REF: Z305713



MODELLO
MOC1R

REF: Z305709



MODELLO
MOC1L

REF: Z305710



MODELLO
H-SG1



MODELLO
SG7D



MODELLO
SG16A



MODELLO
SG15B



MODELLO
SG17



MODELLO
SG11



MODELLO
SG15D



MODELLO
G1-S



MODELLO
P25L-S



MODELLO
E30RD-S



MODELLO
P20-S



MODELLO
E30LD-S



MODELLO
E31D



MODELLO
SG12

Richiedi il catalogo completo al tuo rappresentante commerciale NSK. Oppure scopri la gamma completa di punte scansionando questo codice QR:



Chirurgia

Surgic Pro2

MICROMOTORE CHIRURGICO PER IMPLANTOLOGIA

- Il set completo Surgic Pro2 include:
- Unità di controllo
- Micromotore SGL80M con LED (Surgic Pro2 OPT) o micromotore SG80M senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT)
- Pedale di controllo wireless
- Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro2 OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro2 NON-OPT), rapporto di riduzione 20:1
- Tube di irrigazione (Conf. da 3 pz)

CHIEDI
PROVA GRATUITA
senza impegno
al commerciale della tua zona



Senza Luce

Unità di controllo
Surgic Pro2 NON-OPT REF. Y1004196
VALORE DI LISTINO: 5.477€



Contrangolo senza luce (Riduttore 20:1)
SG20 REF. C101001
VALORE DI LISTINO: 1.133€



3.099€
6.610€

Con Luce

Unità di controllo
Surgic Pro2 OPT REF. Y1004195
VALORE DI LISTINO: 7.229€



Contrangolo con luce (Riduttore 20:1)
X-SG20L REF. C1003001
VALORE DI LISTINO: 1.649€



4.099€
8.878€



Terminali iOS compatibili

- iPad (5ª generazione)
- iPad (6ª generazione)
- iPad (7ª generazione)
- iPad (8ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (3ª generazione)
- iPad Pro 11"
- iPad Pro 12,9" (4ª generazione)
- iPad Pro 11" (2ª generazione)
- iPad Pro 12,9" (5ª generazione)
- iPad Pro 11" (3ª generazione)

NSK ha confermato che Surgic Pro2 App funziona correttamente sui terminali indicati in precedenza. iPad® e iPad Pro® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.



299€
678€

Valigetta (Surgic Pro2)
REF. Y1004219

Richiedi la DEMO
gratuita! Scansiona
il QR Code



Chirurgia

VarioSurg 4 x Surgic Pro2

Potenza, precisione e innovazione in perfetta sinergia: Variosurg 4 e Surgic Pro2, la coppia vincente per la chirurgia di **nuova generazione!**



VarioSurg 4

Set completo senza pedale
REF. 1500712

VALORE DI LISTINO: 8.867€



+

Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

VALORE DI LISTINO: 7.229€



+

Link Stand3

REF. ZA16230001

VALORE DI LISTINO: 537€



+

Contrangolo Chirurgico X-SG20L

REF. C1003001

VALORE DI LISTINO: 1.649€



+

Osseo 100+

REF. Y1004176

VALORE DI LISTINO: 3.818€



8.819€

22.400€

VarioSurg 4

Set completo senza pedale
REF. 1500712

VALORE DI LISTINO: 8.867€



+

Surgic Pro2 OPT

REF. Y1004195

VALORE DI LISTINO: 7.229€



+

iCart Duo

REF. S9090

VALORE DI LISTINO: 2.000€



+

Contrangolo Chirurgico X-SG20L

REF. C1003001

VALORE DI LISTINO: 1.649€



+

Osseo 100+

REF. Y1004176

VALORE DI LISTINO: 3.818€



9.519€

23.563€

Chirurgia

Surgic Pro

MICROMOTORE PER IMPLANTOLOGIA

MAGGIORE
POTENZA FINO
A 80 NCM°

Il set completo Surgic Pro include:

- ✔ Unità di controllo
- ✔ Micromotore SGL70M con LED (Surgic Pro OPT) o micromotore SG70M senza luce (Surgic Pro NON-OPT)
- ✔ Pedale di controllo con cordone
- ✔ Manipolo con luce X-SG20L (Surgic Pro OPT) o manipolo SG20 senza luce (Surgic Pro NON-OPT), rapporto di riduzione 20:1
- ✔ Set di irrigazione (5 pz) e altri accessori

Surgic Pro OPT

REF. Y1003586

Con Luce

Surgic Pro NON-OPT

REF. Y1003587

Senza Luce



A
PARTIRE
DA 3.099€
3 Contrangoli
inclusi

Il giusto equilibrio
tra qualità e prezzo!

Osseo 100

LA STABILITÀ DELL'IMPIANTO, SENZA DUBBI

1.599€

3.342€

Osseo 100

REF. Y1004175

- ✔ Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- ✔ Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- ✔ Peso strumento: 100g
- ✔ Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- ✔ Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

Contenuto:

- ✔ Dispositivo Osseo 100
- ✔ Driver Multipeg
- ✔ Adattatore e spine di rete Multipeg™ non incluso, venduto separatamente.

Osseo 100 misura la stabilità dell'impianto (valore ISQ) e l'osteointegrazione, permettendo di decidere in modo preciso e non invasivo quando caricare l'impianto. Una decisione particolarmente importante quando si tratta di utilizzare protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e con pazienti ad alto rischio.

Osseo 100+

1.699€

3.818€

Osseo 100+

REF. Y1004176

- ✔ Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- ✔ Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- ✔ Peso strumento: 100g
- ✔ Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore**
- ✔ Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora**

Quando si è connessi a Surgic Pro2, il valore ISQ viene trasmesso automaticamente. La connessione Bluetooth® garantisce che le procedure cliniche non verranno interrotte.



**Dipende dalle condizioni di utilizzo



Chirurgia

MulTipeg™ RIUTILIZZABILE

- ⊙ Per tutti i principali sistemi di impianto
- ⊙ Rispetta i tessuti, in titanio resistente
- ⊙ Autoclavabile circa 20 volte
- ⊙ Adattamento ottimale alla piattaforma
- ⊙ Calibrazione secondo lo standard ISQ

* Sono disponibili diverse varianti di MulTipeg™ per adattarsi ai diversi sistemi e tipi di impianto.



MulTipeg
57€
74€

L'unico
Sterilizzabile
Nel mercato



Scopri l'intera
gamma inquadrando
questo QR code:



iSD900

PIÙ RAPIDO E SICURO

Trattamenti implantari più rapidi e sicuri

L'avvitatore protesico cordless iSD900 NSK aiuta a fissare e rimuovere in tutta sicurezza le viti protesiche, le cappette e i pilastri di guarigione durante le procedure implantari, aumentando la velocità del trattamento fino al 50%.

1.299€
2.209€

REF. Y1001358

- ✓ Compatibile con i principali sistemi implantari
- ✓ Calibrazione del Torque (TCS)
- ✓ Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm
- ✓ Velocità di 15, 20 o 25 rpm⁻¹



La forza della sinergia, l'eccellenza
della chirurgia.

I dispositivi chirurgici NSK sono
progettati per integrarsi e potenziare
la tua performance!
Scarica la brochure

Contrangoli

ALTA VELOCITÀ



Z-SG45

REF. C1108001

Senza Luce **1:3**

☑ Spray triplo

899€

1.380€

Z-SG45L

REF. C1107001

Con Luce **1:3**

☑ Spray triplo

999€

1.613€



SMONTABILE

SG20

REF. C1010001

Senza Luce **20:1**

729€

1.133€



X-SG20L

REF. C1003001

Con Luce **20:1**

999€

1.649€



SGMS-ER20i

REF. Y110147

Senza Luce **20:1**

699€

1.014€



SMONTABILE

X-DSG20

REF. C1067001

Senza Luce **20:1**

999€

1.441€

X-DSG20L

REF. C1068001

Con Luce **20:1**

1.259€

1.773€



MULTIPLICATORE 1:3

X-SG93

REF. C1007001

Senza Luce **1:3**

899€

1.288€

X-SG93L

REF. C1004001

Con Luce **1:3**

999€

1.656€



SGX-E20R

REF. HA1200001

Senza Luce **20:1**

1.399€

1.975€



La peculiarità nell'utilizzo del moltiplicatore X-SG93L / X-SG93 è data dalla possibilità di poter lavorare anche su tessuti duri in corso di chirurgia parodontale. Assicurando sempre ottima precisione durante l'esecuzione dell'osteoplastica e dell'ostectomia, riducendo i rischi di enfisema dei tessuti.

Dott. Guerino Paolantoni

Contrangoli per micro chirurgia



SGS-E2S

REF. H266001

Senza Luce **1:2**

Per frese chirurgiche (ø2.35)

Sistema Twist

Max velocità: 80,000 min⁻¹

949€

1.364€



SGA-E2S

REF. H265001

Senza Luce **1:2**

Per frese chirurgiche (ø2.35)

Sistema Twist

Max velocità: 80,000 min⁻¹

999€

1.481€



SGA-ES

REF. H263001

Senza Luce **1:1**

Per frese chirurgiche (ø2.35)

Sistema Twist

Max velocità: 40,000 min⁻¹

799€

1.158€

Manipoli dritti



X-SG65

REF. H1038001

Senza Luce **1:1**

569€

804€

X-SG65L

REF. H1009001

Con Luce **1:1**

929€

1.348€



SGS-ES

REF. H264001

Senza Luce **1:1**

459€

664€

Manipoli micro seghetto



SGR2-E

REF. SH162001

Senza Luce

Azione alternata 1.8 mm
Con boccola spray esterno

1.249€

1.813€



SGT2-E

REF. SH163001

Senza Luce

Azione sagittale 3°
Con boccola spray esterno

1.569€

2.262€



SGO2-E

REF. SH164001

Senza Luce

Azione oscillatoria 17°
Con boccola spray esterno

1.689€

2.440€

Laboratorio

Ultimate XL Compact

MICROMOTORE AD INDUZIONE

1.319€

2.602€

REF. Y141472

Torque potente e stabile di 6 Ncm
Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
Peso: 181 g (senza cavo)



Ultimate XL Torque

MICROMOTORE AD INDUZIONE

1.519€

2.602€

REF. Y141471

Torque potente e stabile di 8,7 Ncm
Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
Peso: 215 g (senza cavo)



I micromotori della serie **Ultimate XL** sono ideali per lavorare la zirconia con precisione e stabilità, disponibili in **4 varianti** per adattarsi ad ogni esigenza di laboratorio.

Da Tavolo
ULTIMATE XL
UMXL-G



A Torre
ULTIMATE XL-D
UMXL-D



A Ginocchio
ULTIMATE XL-K
UMXL-K



Da Terra
ULTIMATE XL-F
UMXL-F



Laboratorio

Presto II

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE



REF. Y150022

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

659€

1.266€



Volvere i7

MICROMOTORE STANDARD



REF. Y1002890

- Velocità: 1.000 ~35.000 min⁻¹
- Torque potente e stabile di 4,16 Ncm

899€

1.877€



PRESTO AQUA II

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y150023

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

1.309€

2.530€



PRESTO AQUA LUX

TURBINA CON LUCE E RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

REF. Y1001151

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

1.709€

3.308€



Odontoiatria Portatile

VIVA MATE G5



MICROMOTORE LED PORTATILE

SET VIVAMATE G5

REF. Y1002801

Con Luce

- Autonomia della batteria fino a 2 ore
- Velocità: 3.000~30.000 min⁻¹

1.639€

2.367€



Attenzione ai prodotti contraffatti

Perché scegliere esclusivamente prodotti originali NSK?

Affidarsi a dispositivi e ricambi originali NSK significa garantire ai pazienti prestazioni affidabili, sicure e durature. La scelta dell'autenticità tutela l'integrità delle cure, riduce le spese di manutenzione e offre accesso a un servizio post-vendita conforme agli standard più elevati.

Quali sono i rischi connessi all'utilizzo di prodotti contraffatti?



Sicurezza:

L'uso di materiali non conformi e prestazioni instabili può mettere a rischio la sicurezza del paziente e dell'operatore.



Reputazione:

Utilizzare strumenti di scarsa qualità mina il rapporto di fiducia con i pazienti e danneggia l'immagine del professionista.



Costi:

Una produzione non certificata non garantisce alcun controllo di qualità. I guasti sono frequenti e non coperti da garanzia, con un conseguente aumento dei costi.

Come riconoscere a colpo d'occhio un prodotto falso?

Peso

I prodotti originali sono leggeri e progettati per garantire la massima ergonomia. I prodotti contraffatti tendono ad essere più pesanti e, di conseguenza, meno ergonomici.

Timbro

I prodotti originali sono contrassegnati da caratteri autentici NSK. Al contrario, i prodotti contraffatti presentano caratteri sospetti che tendono a sbiadire rapidamente, oltre a un marchio CE presumibilmente contraffatto.

Materiale

I prodotti originali sono realizzati in titanio o acciaio inossidabile, materiali di alta qualità che garantiscono resistenza, leggerezza e durata nel tempo. I prodotti contraffatti sono spesso realizzati con materiali alternativi, meno resistenti e più soggetti a graffi e abrasioni.

Forma

I prodotti originali presentano un design distintivo e garantiscono un'elevata precisione in ogni componente. I prodotti contraffatti risultano generalmente più massicci e spesso includono accessori visibili non conformi agli standard NSK.

Imballaggio

L'imballaggio originale è sempre etichettato con un sigillo adesivo ufficiale NSK.

Colore dell'anello del contrangolo

I prodotti originali presentano anelli di colore rosso, blu o verde brillante. I prodotti contraffatti possono impiegare colori differenti, come rosa o azzurro, non conformi alle codifiche ufficiali.




Cosa fa NSK per proteggerti?

NSK si impegna attivamente nella tutela del proprio marchio: tutte le filiali sono coinvolte in un monitoraggio costante raccogliendo segnalazioni e verificando direttamente i presunti casi di frode, con particolare attenzione ai siti web, il canale più utilizzato per la diffusione di attività illecite.

Se NSK scopre o viene informata dell'utilizzo di ricambi non originali in un prodotto, provvede innanzitutto a informare il dentista, successivamente richiama il prodotto e infine segnala la frode alle autorità competenti. Inoltre, la riparazione di un prodotto con ricambi non originali comporta automaticamente l'invalidamento della garanzia NSK.

Servizio After Sales ufficiale NSK Dental Italy



Vicino • Veloce • Efficiente

La qualità della tecnologia NSK, leader mondiale nella produzione di strumenti rotanti, è indiscussa. Il servizio di assistenza After Sales di NSK Dental Italy è stato pensato e organizzato per essere la naturale continuazione di quella eccellenza e consentire ai professionisti del settore di vedere tutta l'eccellenza e la competenza di turbine e contrangoli conservata nel tempo: ogni intervento di manutenzione viene gestito da un team interno di tecnici esperti, che utilizzano solo pezzi originali, con un flusso di lavoro che garantisce tempestività ed efficienza.

ASSISTENZA TECNICA **NSK DENTAL ITALY**
SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO AFTER SALES!



Scopri il portale di
assistenza online



Carlos Alberto Manna

Technical Repair

✉ service@nsk-italy.it

☎ 0445 820070 📠 3494560571



Piergiuseppe Vesentini

Dental Tech. Advisor & Coordinator

✉ service@nsk-italy.it

☎ 0445 820070 📠 345 8684801



Rocco Palma

Technical Repair

✉ service@nsk-italy.it

☎ 0445 820070 📠 3898473494

PER ORDINI DI ACQUISTO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE LA RETE DEI DISTRIBUTORI **NSK**



Leo Altamura

Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta

Area Manager, North & Center Supervisor, DSO Manager

✉ leo.altamura@nsk-italy.it

☎ 328 7993824



Giovanna Grandinetti

Lombardia, Malta

Area Manager

✉ giovanna.grandinetti@nsk-italy.it

☎ 340 4276723



Sara Sesia

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige

Area Manager

✉ sara.sesia@nsk-italy.it

☎ 340 0774822



Michele Latorre

Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Sardegna

Area Manager

✉ michele.latorre@nsk-italy.it

☎ 345 7935429



Etienne Mossenta

Umbria, Marche, Toscana

Sales Specialist

✉ etienne.mossenta@nsk-italy.it

☎ 342 1084232



Mario Scialò

Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Molise

Area Manager

✉ mario.scialo@nsk-italy.it

☎ 334 1111877



Federico Morreale

Sicilia, Calabria

Sales Specialist

✉ federico.morreale@nsk-italy.it

☎ 388 5849046



Alessandro Scarpati

General Manager of Sales

✉ alessandro.scarpati@nsk-italy.it



Daniele Mangano

Key Account Manager

✉ daniele.mangano@nsk-italy.it

☎ 346 3841235



Rosario Celaia

Implantology & Equipment Manager

✉ rosario.celaia@nsk-italy.it

☎ 349 4740661

