



Offerte Speciali

VALIDE DAL 1 FEBBRAIO AL 31 AGOSTO 2021

DA NON PERDERE

Serie S-Max M
Turbine e Contrangoli

Flash Pearl
Polvere di pulizia

Surgic Pro e VarioSurg 3
Unità da chirurgia

... E MOLTO ALTRO!



Headquarter NSK – Kanuma, Giappone.

The NSK logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font on a curved, metallic-looking surface of a building. The building has a modern, industrial aesthetic with horizontal lines and several windows.

partnership **innovation**
precision
tomorrow **quality**
comfort
hospitality
smile
confidence
professionalism

Create it 

Gentile Cliente,

siamo preparati da sempre – noi e voi, insieme – alle costanti trasformazioni che il settore medicale e la professione odontoiatrica vivono, di anno in anno. Negli ultimi mesi, i cambiamenti hanno subito una accelerazione inattesa, che coinvolge tutta la società.

Per questo, ora più che mai NSK vuole darti il suo massimo supporto, con la qualità dei suoi prodotti e la forza dei valori che la nostra azienda esprime, in Italia e nel mondo: innovazione, precisione, qualità, comfort, professionalità, fiducia, collaborazione, ospitalità e futuro. Parole chiave che si incontrano nel nostro slogan aziendale, Create it.

In questo tempo di trasformazioni radicali, Create it assume un significato ancora più importante ed è al centro di un rinnovamento che coinvolge tutta l'immagine e la comunicazione NSK. Molto più di una semplice scelta estetica: piuttosto, la volontà di presentare in modo ancora più chiaro ed efficace chi siamo e la tecnologia che creiamo per favorire un reale progresso, qualunque sia la sfida che ci troviamo ad affrontare.

Auguro a voi, ai vostri collaboratori e alle vostre famiglie un 2021 di reale, positivo cambiamento. NSK Dental Italy è al vostro fianco.

Haruo Kubo
Managing Director
NSK Dental Italy

CONTRANGOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE S-MAX M



MODELLO **M95L**
C.A. **C1023**

- Con Luce
- Spray Quadruplo
- 2 ANNI di Garanzia
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

529€*
1.096€*



MODELLO **M25L**
C.A. **C1024**

- Con Luce
- Spray Singolo
- 2 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

459€*
825€*



MODELLO **M95**
C.A. **C1026**

- Senza Luce
- Spray Quadruplo
- 2 ANNI di Garanzia
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

459€*
828€*



MODELLO **M25**
C.A. **C1027**

- Senza Luce
- Spray Singolo
- 2 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

339€*
622€*



MODELLO **M65**
C.A. **H1008**

- Senza luce
- Spray Singolo
- 2 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

323€*
599€*

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE S-MAX M CON LUCE

POTENZA 26W

- **Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati**
- Sostituzione cartuccia in studio
- Spray Quadruplo
- Cuscinetti in ceramica
- 2 ANNI di Garanzia



Attacco NSK
MODELLO **M900L**
C.A. **P1254**

459€*
847€*



Attacco KaVo® Multiflex
MODELLO **M900KL**
C.A. **P1258**

459€*
950€*

Serie Ti-Max X

LEGGERO,
PERFORMANTE,
SILENZIOSO.

CONTRANGOLI IN TITANIO TI-MAX X

ANCORA PIÙ LEGGERI



MODELLO **X95L**
C.A. **C600**

- Con Luce
- Spray Quadruplo
- 2 ANNI di Garanzia
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max:
200.000 min⁻¹

679€*
1.388€*



MODELLO **X25L**
C.A. **C601**

- Con Luce
- Spray Singolo
- 2 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max:
40.000 min⁻¹

529€*
1.023€*



MODELLO **X95**
C.A. **C610**

- Senza Luce
- Spray Quadruplo
- 2 ANNI di Garanzia
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max:
200.000 min⁻¹

599€*
1.061€*



MODELLO **X25**
C.A. **C611**

- Senza Luce
- Spray Singolo
- 2 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max:
40.000 min⁻¹

419€*
730€*



MODELLO **X65L**
C.A. **H273**

- Con Luce
- Spray Singolo
- 2 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max:
40.000 min⁻¹

579€*
1.126€*

ASSISTENZA
POST VENDITA
NSK

Per la riparazione e l'assistenza dei tuoi manipoli NSK affidati al nostro Service Team. Un intervento approssimativo può causare danni permanenti al prodotto e alle sue prestazioni. Questo è il motivo per cui solo i tecnici NSK qualificati, utilizzando specifiche apparecchiature diagnostiche, strumenti e ricambi originali, possono aiutarti.

Diffida delle imitazioni: acquista e affidati alla rete ufficiale NSK.

Ti-Max Z95L

CONTRANGOLI IN TITANIO TI-MAX Z

- Con Luce
- Moltiplicatore 1:5
- Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 200.000 min⁻¹
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro
- 3 ANNI di Garanzia



MODELLO **Z95L**
C.A. **C1034**

889€*
1.627€*


FUNZIONE DOPPIO SPRAY

Il getto d'aria contribuisce in modo significativo alla nebulizzazione negli strumenti dentali. I contrangoli producono molto meno aerosol rispetto alle turbine e disattivando il getto d'aria sono in grado di produrne ancora meno. Questo significa che i rischi associati si riducono notevolmente. NSK ha inventato il sistema per cambiare la modalità di erogazione dell'acqua nei manipoli. Nessun altro offre questa caratteristica in modo così comodo ed efficace. Disattivare il getto d'aria non potrebbe essere più semplice: basta ruotare il selettore.



È ORA DI CAMBIARE

Funzione Doppio Spray



Selettore On/Off



La prima funzione Doppio Spray al mondo che ti consente di scegliere istantaneamente tra uno spray nebulizzato e uno a getto. Scegli in un istante a seconda delle condizioni e della procedura da eseguire. Lo spray a getto previene l'enfisema sottocutaneo nelle procedure chirurgiche mentre mantiene il raffreddamento durante le procedure di restaurativa. Quando è possibile utilizzare lo spray nebulizzato senza limitazioni, è sufficiente ruotare il selettore. Non sono richieste altre modifiche all'attrezzatura.

Passa in un istante dallo spray a getto (solo acqua) allo spray nebulizzato (acqua e aria).

Serie Ti-Max Z

CONTRANGOLI IN TITANIO TI-MAX Z

ANCORA PIÙ LEGGERI, SILENZIOSI
E CON 1 ANNO EXTRA DI GARANZIA



MASSIMA VISIBILITÀ,
MINORE AEROSOL
COL DOPPIO SPRAY

MODELLO **Z45L**
C.A. **C1064**

889€*
1.453€*

- Con Luce
- Moltiplicatore 1:4,2
- Spray Acqua: Spray Quadruplo (con funzione Doppio Spray)
- Corpo: Titanio con trattamento DURAGRIP
- Max Velocità: 168.000 min⁻¹
- Testina con angolo 45°
- Sistema antisurriscaldamento
- Fibre ottiche Cellular Glass
- Cuscinetti in Ceramica
- Sistema Clean Head
- Meccanismo Push
- Microfiltro



MODELLO **Z25L**
C.A. **C1038**

- Con Luce
- Spray Singolo
- 3 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹
- 3 ANNI di Garanzia

689€*
1.041€*

TURBINE IN TITANIO TI-MAX Z

ANCORA PIÙ LEGGERE, SILENZIOSE
E CON 1 ANNO EXTRA DI GARANZIA

POTENZA 26W

- **Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati**
- Torque 26W (modello Z900L)
- Testina molto piccola: ø12,5 x h 13,1 mm
- Velocità: 320.000~400.000 min⁻¹
- Corpo in Titanio DURAGRIP
- Spray Quadruplo
- Serraggio Push Button
- Cuscinetti in ceramica
- Microfiltro
- Il modello Z800L con testina ancora più piccola: ø10,8 x h 12,1 mm



Attacco NSK
MODELLO **Z900L**
C.A. **P1111**

740€*
1.427€*



Attacco KaVo® Multiflex
MODELLO **Z900KL**
C.A. **P1113**

740€*
1.427€*

S-Max Pico

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON LUCE

LA TESTINA
PIÙ PICCOLA
AL MONDO

- Spray Singolo
- Design testina ergonomico
- Cuscinetti in ceramica
- **2 ANNI di Garanzia**



Attacco NSK
MODELLO **S-Max pico**
C.A. **P1140**

649€*
994€*

Attacco KaVo®
MODELLO **S-Max pico KL**
C.A. **P1142**

649€*
1.070€*

Pana-Max 2

TURBINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
SENZA LUCE

POTENZA 20W

- Spray Singolo
- Sostituzione cartuccia in studio
- Cuscinetti in Ceramica
- Particolarmente resistente agli urti



Attacco NSK
MODELLO **Pana-Max2**
C.A. **P1211**

319€*
584€*

Attacco KaVo® MULTIflex®
MODELLO **Pana-Max2 KV**
C.A. **P1212**

319€*
626€*



Attacco diretto
MODELLO **Pana-Max2 M4**
C.A. **P1154**

299€*
466€*

Sistema DualDefence™

DualDefence™

SISTEMA DI CONTROLLO DELLE INFEZIONI NSK

Gli strumenti NSK sono progettati con il Sistema di protezione DualDefence.

Il **Clean Head System**, presente nella testina di contrangoli e turbine, impedisce il risucchio dei liquidi nella testina e nella linea di scarico mentre la **valvola antiritorno**, presente nei micromotori e negli attacchi, impedisce la contaminazione dell'acqua.

Clean Head System



Il meccanismo antirisucchio previene le contaminazioni crociate delle linee aria.

Valvola antiritorno

Il sistema antiritorno previene le contaminazioni crociate dell'acqua nelle turbine e nei micromotori



Turbine e attacchi



Contrangoli e micromotori



ATTACCHI NSK

PIÙ POTENZA AL TUO STRUMENTO!
CON L'ATTACCO NSK GUADAGNI 2W.

Attacco rapido con luce
MODELLO **PTL-CL-LED**
C.A. **P1001601**

163€*
393€*



- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato

Attacco Kavo con luce
MODELLO **KCL-LED**
C.A. **P1005600**

289€*
561€*



- Corpo in acciaio inossidabile
- Rivestimento in titanio
- Valvola antiritorno
- LED integrato
- Regolazione volume dell'acqua

Prophy-Mate neo

SISTEMA DI SBIANCAMENTO DENTALE

Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina*
Design maneggevole. Il manipolo ruota a 360°

Prophy-Mate neo
CODICE ARTICOLO **Y135029**

+ 2° Manipolo
CODICE ARTICOLO **T797010**

+ FLASH pearl 4 x 300g
CODICE ARTICOLO **Y900698**

879€* Disponibile anche
1.671€* con attacco Kavo

* Connessione diretta
M4 e B2 non compresa



Facile rotazione di 360°

FLASH pearl



- Polvere di bicarbonato di calcio per pulizia e rimozione profonda senza danneggiare la superficie dentale
- 4 flaconi da 300gr
- Diametro medio delle particelle di polvere 54 µm

MODELLO **FLASH pearl**
CODICE ARTICOLO **Y900698**

75€*
112€*

Perio-Mate

RIMOZIONE DEL BIOFILM

Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina*
Per il trattamento di tasche periodontali e periimplantiti il manipolo ruota a 360°

Perio-Mate
CODICE ARTICOLO **Y1002654**

+ 2° Manipolo
CODICE ARTICOLO **T1043010**

+ Perio-Mate Powder 2 x 160g
CODICE ARTICOLO **Y900938**

879€* Disponibile anche
1.868€* con attacco Kavo

* Connessione diretta
M4 e B2 non compresa



Perio-Mate Powder

CODICE ARTICOLO **Y900938**

- Polvere per il trattamento subgingivale con dispositivi Air Polishing
- 2 flaconi da 160gr
- Diametro medio delle particelle di polvere 25 µm

Perio-Mate + Prophy-Mate neo

1.469€*
3.540€*

FLASH pearl Polvere di pulizia

Eccezionale pulizia con polvere delicata


Non salata! La polvere ha un impatto minore a causa del sapore delicato e fornisce ai pazienti una delicata pulizia della superficie dentale. Il segreto di una pulizia intensa e di una finitura liscia? Particelle sferiche a base di calcio. La polvere fine con granuli di dimensione media di $54\mu\text{m}$, rotola sul dente limitando i danni alla superficie e rimuove rapidamente placca e macchie. Il trattamento "FLASH pearl" è efficace in sedute brevi, così che il paziente risulti incoraggiato a programmare sedute di pulizia regolari.




Risultati sempre scintillanti

La forma sferica dei granuli di polvere diminuisce la possibilità di danni al dente e ai tessuti molli consentendo la rimozione di macchie, placca e tartaro velocemente e in tutta sicurezza.

☆ Le reazioni avverse a questo prodotto sono rare.



Tradizionale polvere di bicarbonato di sodio



La superficie del dente dopo la lucidatura a polvere sotto un microscopio elettronico.


Zero salinità, ingredienti delicati a basso impatto sui pazienti

Poiché la polvere è composta per il 94% di carbonato di calcio, è assente qualsiasi gusto salino e non risulta sgradevole per i pazienti.

Pulizia rapida in spazi ristretti

L'ugello viene tenuto vicino alla superficie del dente con un angolo quasi orizzontale (da 10° a 60°) e manovrato in modo che la polvere si muova sulla superficie del dente. L'ampio angolo di scarico e la maggiore libertà di movimento di scarico consentono un funzionamento regolare e contribuiscono a migliorare l'efficienza del trattamento.

☆ Non applicare direttamente al margine gengivale.



Intasamento minimo

Le particelle di polvere fine non si dissolvono facilmente in acqua, riducendo così l'intasamento e facilitando le operazioni di pulizia dell'attrezzatura.

**FLASH
pearl**

75€
112€

Un'idea brillante

Massimo comfort e ottimi risultati: grazie alla gentilezza della polvere di pulizia NSK, il trattamento diventa un vero piacere.

NSK Young Smilebox

IL KIT IDEALE PER IL TRATTAMENTO DELL'IGIENE ORALE

MODELLO **SMILEBOX**
CODICE ARTICOLO **S220001**

289€*
459€*



N.1 FX57m
manipolo
per profilassi (4:1)



59 ml soluzione
rilevatrice
2Tone™



N. 50 dischetti
assorbisaliva



N. 125 unità di pasta
lucidante alla menta,
sbiancante,
gluten-free



N. 144 coppette
lucidanti disegnate
per ottenere una facile
rimozione delle macchie

CONTRANGOLI RIDUZIONE 4:1



MODELLO **FX57m**
CODICE ARTICOLO **C1054**

- Contrangolo · Riduttore 4:1
- Corpo in Acciaio Inossidabile
- Con testina dimensionata per coppette e spazzolini

199€*
340€*



MODELLO **X55**
CODICE ARTICOLO **C618**

- Contrangolo Senza Luce Per OrthoStripping/Proxoshaping/Composhaping
- Riduttore 4:1
- Corpo in Titanio massiccio
- Spray singolo

469€*
730€*

ABLATORI AD ARIA



- Ablatore ad aria
- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

MODELLO **S970L**
CODICE ARTICOLO **T1005**

- Con Luce

749€*
1.315€*

MODELLO **S970**
CODICE ARTICOLO **T1020**

- Senza Luce

589€*
1.079€*



MODELLO **S970KL** CODICE ARTICOLO **T1013**

- Ablatore ad aria
- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Connessione Attacco KaVo®
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

799€*
1.437€*

iPiezo engine®


L'ESCLUSIVO MOTORE AD ULTRASUONI
AI REAGISCE IN MODO INTELLIGENTE
ALLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE
DENTALE

Esclusivo di

NSK



"Vorrei essere più bravo nello scaling",
"Vorrei ci fosse un modo più facile per rimuovere i depositi".
Abbiamo considerato attentamente le opinioni dei medici nello sviluppo
del nostro motore ad ultrasuoni AI unico e di nuova generazione,
elemento centrale della serie ad ultrasuoni NSK.
Le azioni dell'operatore sono trasmesse con precisione alla punta,
come se questa fosse un'estensione della mano.
Questo permette di adeguare il trattamento alle condizioni
della superficie dentale. Il risultato è un trattamento più rapido e più delicato
per i pazienti e allo stesso tempo eco-compatibile,
in quanto funziona in modo efficiente
con un basso consumo energetico.



Funzione Feedback

Fornisce la potenza appropriata
alla punta a seconda delle
condizioni della superficie del
dente. iPiezo engine emette una
frequenza stabile evitando le
cadute di tensione, anche con
tartaro duro.

Funzione Auto Tuning

Assicura la stabilità della
frequenza in uscita adattandola
automaticamente al carico
necessario per ogni tipo di punta.
Ciò permette l'impostazione
di una potenza ottimale
per trattamenti efficaci.

Garantisce uno scaling regolare

Gli ablatori a ultrasuoni convenzionali
perdono potenza nel momento in cui
si passa dal tartaro morbido al tartaro
duro. Il carico all'estremità della punta
viene rilevato automaticamente
dall'azione del motore iPiezo che
consente uno Scaling costante,
senza perdita di potenza.

Evoluzione brevettata NSK

Il micromotore iPiezo engine®, progettato e brevettato da NSK, rende ancora più confortevole e rapido il trattamento, a beneficio del paziente e del dentista.

Varios Combi Pro iPiezo engine®



DISPOSITIVO DI IGIENE
PER ULTRASUONI/AIR POLISHING
PER TRATTAMENTI DI PROFILASSI

CODICE ARTICOLO **Y1002843**

Il dispositivo è composto da:

- Prophy-System · Include manipoLO con puntale a 60° per profilassi supragengivale
- Polvere FLASH pearl (5 buste da 15 g)
- Ultrasuoni · Include manipoLO ad ultrasuoni Varios2 LUX con luce LED
- Tre punte: G4, G6, G8
- Controllo a pedale multifunzione
- Unità di comando

4.499€*

7.860*



ULTERIORE 2° MANIPOLO
INCLUSO



Kit Perio

TRATTAMENTO
PERIODONTALE
SUBGENGIVALE

CODICE ARTICOLO **Y1003042**

Si compone di:

- ManipoLO per igiene periodontale
- Serbatoio di polvere
- Per connessione con Vario Combi Pro
- Punte Perio-Mate (40 punte confezionate sterili)
- Polvere Perio-Mate (1 flacone da 160g)

Varios2 Lux

ABLATORE
MULTIFUNZIONALE
AD ULTRASUONI

CODICE ARTICOLO **E351050**

- Doppia luce LED
- Motore iPiezo Engine®
- Vasta gamma di punte per diverse applicazioni
- Per connessione con Vario Combi Pro



Varios 970 **LED**



MODELLO **Varios 970 LED**
CODICE ARTICOLO **Y1001168**

- Sistema Multifunzionale ad Ultrasuoni
- Con Luce LED

1.699€*
2.803*

MODELLO **Varios 970**
CODICE ARTICOLO **Y1001175**

- Sistema Multifunzionale ad Ultrasuoni
- Senza Luce

1.579€*
2.419*

Varios 570 **LED**

MODELLO **Varios 570 LED** CODICE ARTICOLO **Y1001273**

- Tre modalità di potenza selezionabili in base all'applicazione desiderata:

G · Generale
E · Endondonzia
P · Perio

- Ablatore ad Ultrasuoni
- Con Luce LED

999€*
1.896*



Varios 370

MODELLO **Varios 370** CODICE ARTICOLO **Y1001340**

- Facile da utilizzare si adatta a molteplici applicazioni cliniche:

G · Generale
E · Endondonzia
P · Perio

- Ablatore ad Ultrasuoni
- Senza Luce

779€*
1.243*

MULTIFUNZIONALE
PORTATILE



iProphy MANIPOLO CORDLESS PER PROFILASSI

Contiene:

- Motore iProphy
- Testina iFX57
- Porta Manipolo
- Adattatore AC
- Ugello Spray di tipo F

MODELLO **iProphy Set Completo**
CODICE ARTICOLO **Y1500015**


819€*
1.425€*



Promo punte Varios 3+1

NSK offre un'ampia gamma di **punte ultrasoniche Varios** per ogni applicazione clinica

SCEGLI 4 PUNTE VARIOS,
LA MENO CARA
TE LA REGALIAMO NOI.



Richiedi il catalogo completo all'area manager della tua zona o scopri l'intera gamma punte inquadrando questo qr code:
https://www.italy.nsk-dental.com/products/oral-higiene/oral-varios_ultrascaler_tips/

Promo punte Piezo 3+1

SCEGLI 4 PUNTE
PER IL VARIOSURG.
LA MENO CARA
TE LA REGALIAMO NOI!

Offerta non applicabile sul kit punte



Richiedi il catalogo completo all'area manager della tua zona o scopri l'intera gamma punte inquadrando questo qr code:
<https://www.italy.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-variosurg/tip-surgery/>

Osseo 100

LA STABILITÀ DELL'IMPIANTO,
SENZA DUBBI

Osseo 100 misura la stabilità dell'impianto (valore ISQ) e l'osteointegrazione, permettendo di decidere in modo preciso e non invasivo quando caricare l'impianto. Una decisione particolarmente importante quando si tratta di utilizzare protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e con pazienti ad alto rischio.

- Alimentazione: 5VDC, 1 VA
- Alimentazione carica batteria: 100-240 VAC, 5VA
- Peso strumento: 100g
- Tempo di ricarica completa della batteria: circa 3 ore.*
- Tempo di utilizzo continuo della batteria: circa 1 ora.*

*Dipende dalle condizioni dell'utilizzo




MODELLO **Osseo 100**
CODICE ARTICOLO **Y1004175**

Contenuto:
• Dispositivo Osseo 100
• Driver MultiTipeg
• Adattatore e spine di rete MultiTipeg™ non incluso, venduto separatamente.

1.749€*
~~2.800€*~~

MAGGIORE È IL VALORE ISQ,
MAGGIORE È LA STABILITÀ DELL'IMPIANTO

*Quanto segue non è una raccomandazione clinica di NSK



MulTipeg™ RIUTILIZZABILE



- Per tutti i principali sistemi di impianto*
- Rispetta i tessuti, in titanio resistente
- Autoclavabile circa 20 volte
- Adattamento ottimale alla piattaforma
- Calibrazione secondo lo standard ISQ

* Sono disponibili diverse varianti di MulTipeg™ per adattarsi ai diversi sistemi e tipi di impianto.

MODELLO **MulTipeg**

30€*
~~60€*~~

ISD900

AVVITATORE PROTESICO CORDLESS

CODICE ARTICOLO **Y1001358**

- Compatibile con i principali sistemi implantari
- Calibrazione del Torque (TCS)
- Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm
- Velocità di 15, 20 o 25 rpm⁻¹

1.090€*
~~1.852€*~~



Surgic Pro

MICROMOTORE
PER IMPLANTOLOGIA

MAGGIORE POTENZA
FINO A 80 Ncm

Compatto e leggero, il micromotore per implantologia garantisce al tempo stesso grande potenza (fino a 80 Ncm) e massima precisione, grazie all'avanzato sistema di calibrazione del Torque.



OPZIONE 1

Surgic Pro **LED**

CODICE PRODOTTO **Y1003586**

- Include micromotore **SGL70M**
- Include contrangolo **X-SG20L**

3.869€*

8.557€*



2 contrangoli aggiuntivi **X-SG20L**

CODICE PRODOTTO **C1003**

- Con Luce
- Riduttore 20:1

OPZIONE 2

Surgic Pro **LED**

CODICE PRODOTTO **Y1003586**

- Include micromotore **SGL70M**
- Include contrangolo **X-SG20L**

3.869€*

8.593€*



Dispositivo di monitoraggio
dell'osteointegrazione

Osseo100

CODICE PRODOTTO **Y1004175**

OPZIONE 3

Surgic Pro **LED**

CODICE PRODOTTO **Y1003586**

- Include micromotore **SGL70M**
- Include contrangolo **X-SG20L**

3.869€*

7.645€*



Avvitatore protesico
cordless

iSD900

CODICE PRODOTTO **Y1001358**

POTENTE • SICURO • AFFIDABILE



Pompa di irrigazione avanzata

La pompa consente un'installazione semplice dei tubi di irrigazione ed è estremamente silenziosa durante il funzionamento.



Calibrazione ad alta precisione

Le regolazioni dei livelli di velocità, così come la calibrazione di carico e scarico, migliorano la precisione della calibrazione stessa, che può dipendere anche dall'uso del manipolo.



Micromotore compatto e leggero

Le dimensioni e il peso ridotti migliorano l'equilibrio durante l'uso, riducendo notevolmente l'affaticamento dell'operatore.

OPZIONE 1

Surgic Pro

CODICE PRODOTTO **Y1003587**

- Include micromotore **SG70M**
- Include contrangolo **SG20**

3.099€*

6.314€*



2 contrangoli aggiuntivi **SG20**

CODICE PRODOTTO **C1010**

- Senza Luce
- Riduttore 20:1

OPZIONE 2

Surgic Pro

CODICE PRODOTTO **Y1003587**

- Include micromotore **SG70M**
- Include contrangolo **SG20**

3.099€*

7.214€*



Dispositivo di monitoraggio dell'osteointegrazione

Osseo100

CODICE PRODOTTO **Y1004175**

OPZIONE 3

Surgic Pro

CODICE PRODOTTO **Y1003587**

- Include micromotore **SG70M**
- Include contrangolo **SG20**

3.099€*

6.266€*



Avvitatore protesico cordless
iSD900

CODICE PRODOTTO **Y1001358**

Deflussori



I deflussori NSK sono specificatamente studiati per la pompa peristaltica dell'unità chirurgica Surgic Pro e Surgic Pro+: si inseriscono perfettamente nel condotto per l'irrigazione esterna del manipolo e non mettono sotto sforzo la pompa, né la fanno surriscaldare compromettendola. Utilizza sempre i ricambi originali NSK per prolungare la vita dei tuoi strumenti!

Confezione da 5 pezzi.
CODICE ARTICOLO **Y900113**

80€*

VarioSurg3 iPiezo engine®

SISTEMA DI CHIRURGIA AD ULTRASUONI

MODELLO **VarioSurg3** CODICE ARTICOLO **Y1002726**

- Applicazioni: Chirurgia Ossea · Rialzo del Seno
Chirurgia Periodontale · Chirurgia Endodontica
- Tre modalità: Chirurgia, Endodonzia, Periodonzia (9 programmi)
- Modalità Burst selezionabile
- Intensità di LED regolabile
- Funzione autopulizia
- Funzione di retroalimentazione

4.999€*
10.838€*



CON DOPPIA LUCE

LED



Compreso:

- Kit Base
- H-SG1
- SG3
- SG5
- SG6D
- SG7D
- SG11



2° MANIPOLO CON CAVO COMPRESO:



Manipolo con cavo
VarioSurg3
REF. **E1133**

SurgicPro⁺ + VarioSurg 3 iPiezo engine[®]

SISTEMA DI CHIRURGIA OSSEA
AD ULTRASUONI



La tecnologia di collegamento di NSK consente di connettere le due unità per utilizzo con un solo controllo a pedale creando un centro di trattamento chirurgico compatto.

Grazie all'interfaccia comune, è possibile controllare entrambi i sistemi favorendo la sinergia durante diverse procedure chirurgiche e ottimizzando il trattamento. Ogni sistema è disponibile separatamente e può essere collegato facilmente secondo necessità, rendendo il sistema espandibile e molto conveniente.

POTENZA
E RENDIMENTO
RADDOPPIATI



Micromotore per implatologia
MODELLO **Surgic Pro+ LED** COD. **Y1003585**

Sistema di chirurgia ad ultrasuoni
MODELLO **VarioSurg3** COD. **Y1002248**

Carrello di supporto per entrambi i sistemi
MODELLO **iCart Duo** COD. **S9090**

Cavo di collegamento
MODELLO **Cavo di collegamento**
COD. **Z1189**

8.999€*
15.157€*



CONTRANGOLI RIDUZIONE 20:1



MODELLO **SG20**
C.A. **C1010**
• Senza Luce
• Riduttore 20:1
639€*
950€*



MODELLO **X-SG20L**
C.A. **C1003**
• Con Luce
• Riduttore 20:1
899€*
1.382€*



MODELLO **SGMS-ER20i**
C.A. **Y110147**
• Senza Luce
• Riduttore 20:1
530€*
849€*

SMONTABILE

MODELLO **X-DSG20L**
C.A. **C1068**
• Con Luce
• Riduttore 20:1
999€*
1.486€*



MODELLO **X-DSG20**
C.A. **C1067**
• Senza Luce
829€*
1.207€*

MOLTIPLICATORE 1:3

MODELLO **X-SG93L**
C.A. **C1004**
• Con Luce
• Moltiplicatore 1:3
999€*
1.388€*



MODELLO **X-SG93**
C.A. **C1007**
• Senza Luce
• Moltiplicatore 1:3
799€*
1.080€*

ALTA VELOCITÀ

MODELLO **Z-SG45L**
C.A. **C1107**
• Con Luce
• Moltiplicatore 1:3
• Spray triplo
849€*
1.352€*



MODELLO **Z-SG45**
C.A. **C1108**
• Senza Luce
729€*
1.157€*



• Con Luce
• Potenza: 21 W, Velocità: 380,000~450,000 min⁻¹, Misura testina: ø11.2 x H13.5 mm
• Per frese FG extra lunghe (25 mm)
• Corpo in Titanio con trattamento DURACOAT resistente ai graffi
• Testina 45°
• Fibre ottiche Cellular Glass
• Cuscinetti in Ceramica
• Sistema Clean Head
• Meccanismo Push
• Triplo spray

MODELLO **X450L**
C.A. **P1078**
629€*
994€*

MANIPOLI DIRITTI

MOD. **X-SG65L**

C.A. **H1009**

- Con Luce
- Rapporto 1:1

889€*
1.130€*



MOD. **X-SG65**

C.A. **H1038**

- Senza Luce

509€*
674€*



MOD. **SGS-ES**

C.A. **H264**

- Senza Luce
- Rapporto 1:1

399€*
557€*

MICROMOTORI

Più corto e leggero per un bilanciamento perfetto, illuminazione LED, forma ergonomica.



MOD. **M40 XS**

C.A. **E113505**

- Con Luce

589€*
1.136€*



MOD. **M40N XS**

C.A. **E1136051**

- Senza Luce

439€*
769€*

SGX-E20R

NASCE IL MANIPOLO NSK PER GLI IMPIANTI ZIGOMATICI E PTERIGOIDEI

SGX-E20R può rendere il vostro trattamento implantare più facile ed efficiente. Rispetto ad un contrangolo chirurgico convenzionale, SGX-E20R ha un'angolazione specifica che ottimizza l'accesso all'osso zigomatico e pterigoideo e migliora notevolmente la visibilità.

- Riduttore 20:1
- Corpo in acciaio inossidabile
- Max velocità: 2.000 min⁻¹
- Max Torque: 50 Ncm
- Mandrino a rotazione
- Manipolo angolare
- Raffreddamento esterno
- Per preparazione osteotomica/inserimento di impianti zigomatici e pterigoidei per maxillofaciale/chirurgia orale

MODELLO **SGX-E20R**

C.A. **HA1200001**

1.199€*
1.655€*

Raffreddamento efficiente grazie all'irrigazione esterna

L'irrigazione esterna di SGX-E20R permette di raffreddare efficacemente il campo operatorio e la fresa durante i trattamenti.

Sistema di sigillatura

Grazie al sistema di sigillatura si previene l'ingresso di contaminanti nello strumento, rendendo la decontaminazione più facile e prolungando così la vita dello strumento stesso.



iCare

LAVAGGIO E LUBRIFICAZIONE AUTOMATICI

- Capacità per quattro strumenti:
 - 2 turbine
 - 2 connessioni Intra

MODELLO **iCare C2**
CODICE ARTICOLO **Y1002787**

1.559€*
3.915€*



SE ACQUISTI ICARE PUOI AVERE AD UN PREZZO SPECIALE UNO DEI SEGUENTI PRODOTTI



Turbina
MODELLO **M900L**
C.A. **P1254**

320€*
950€*



Contrangolo
MODELLO **M25L**
C.A. **C1024**

355€*
825€*

2 adattatori a scelta

160€*
292€*

PANA SPRAY Plus

LUBRIFICA E DETERGI ALLO STESSO TEMPO I TUOI MANIPOLI CON PANA SPRAY PLUS.

PANA SPRAY Plus è un lubrificante a base alcolica appositamente formulato per manipoli ad alta e bassa velocità, inclusi motori pneumatici e accessori.

Ti consigliamo di applicare sempre PANA SPRAY Plus per prolungare la vita del manipolo e migliorarne le prestazioni. Utilizzalo prima di ogni procedura di sterilizzazione in autoclave.

PANA SPRAY Plus 500 ml
CODICE ARTICOLO **Y900630**

- confezione da 6 x 500 ml

110€*
155€*



Se il futuro fosse un'autoclave
sarebbe N1clave.



ACQUISTA
N1CLAVE
A CONDIZIONI
AGEVOLATE
ENTRO IL
31 DICEMBRE
2022



50%

SE ACQUISTI
NEL 2021

Investimento 2021
(ovvero entro il 30/06/2022
con ordine e acconto 20%
entro 2021)

40%

SE ACQUISTI
NEL 2022

Investimento 2022
(ovvero entro il 30/06/2023
con ordine e acconto 20%
entro 2022)

Con N1clave, vivi la user-experience di un dispositivo tecnologico di ultima generazione e hai tutti i vantaggi di una connettività evoluta, per la prima volta al servizio della sterilizzazione: la piattaforma Web Client, gratis per il primo anno, rende N1clave un'autoclave davvero 4.0.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL WEB CLIENT?

Piattaforma cloud

Traccia e archivia i cicli di sterilizzazione in totale sicurezza, senza limiti di spazio.

Crittografia dei dati

Scarica tutti i dati dei cicli in formato PDF o con certificato digitale crittografato.

Controllo remoto dell'autoclave

Verifica lo stato dell'autoclave e ricevi comunicazioni e alert sulla manutenzione ordinaria e straordinaria. Aggiornamento software automatico

Credito d'imposta

Acquista N1clave a condizioni agevolate, grazie alla connettività evoluta del Web Client che rende l'autoclave un dispositivo Industria 4.0.

6 brevetti internazionali registrati.
Disponibile in 5 versioni, da 6 a 10 kg di carico utile.


Sterilizzazione 4.0

Molto più di un'autoclave. N1clave è una sintesi innovativa di tutto quello che cerchi in un dispositivo contemporaneo: prestazioni, connettività evoluta e autentico rispetto per l'ambiente.

Kit Endodonzia 1

- + iPex II** REF. Y1002208
- + Endo-Mate DT2** REF. Y1004230
- + MPAS-F20R** REF. Y110046


1.789€*
3.354€*



Kit Endodonzia 2

- + iPex II** REF. Y1002208
- + Endo-Mate TC2 MPAS** REF. Y1001028

1.769€*
2.861€*



iPex II

LOCALIZZATORE APICALE AVANZATO

CODICE ARTICOLO **Y1002208**

- Processore SmartLogic di nuova generazione
- Tre segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare
- Grande Display LCD a tre colori

659€*
1.126€*



Endo-Mate DT2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA

CODICE ARTICOLO **Y1004230**

- Selezione di 9 programmi regolabili
- Manipolo leggero e confortevole
- Controllo del Torque da 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande Display LCD
- Funzione auto-reverse

899€*
1.735€*



Endo-Mate TC2

MICROMOTORE PER ENDODONZIA

CODICE ARTICOLO **Y1001027**

- Cordless
- 5 programmi per diversi tipi di lime
- Controllo del Torque
- Funzione auto-reverse con segnale acustico

979€*
1.602€*



Ultimate XL Torque

MICROMOTORE AD INDUZIONE

CODICE ARTICOLO **Y141471**

- Torque potente e stabile di 8,7 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215gr (senza cavo)

1.279€*
2.181€*



Ultimate XL Compact

MICROMOTORE AD INDUZIONE

CODICE ARTICOLO **Y141472**

- Torque potente e stabile di 6,0 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181gr (senza cavo)

1.079€*
2.181€*



Presto II

TURBINA SENZA LUBRIFICAZIONE

CODICE ARTICOLO **Y150022**

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere



599€*
1.061€*

Volvere i7

MICROMOTORE STANDARD

CODICE ARTICOLO **Y1002890**

- Torque potente e stabile di 4,1 Ncm
- Velocità: 1.000~35.000 min⁻¹



799€*
1.572€*

PRESTO AQUA II

TURBINA CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

CODICE ARTICOLO **Y150023**

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere



1.199€*
2.120€*

PRESTO AQUA LUX

TURBINA CON LUCE E RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

CODICE ARTICOLO **Y1001151**

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere



1.559€*
2.772€*

ASSISTENZA TECNICA NSK DENTAL ITALY

SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO AFTER SALES!



Piergiuseppe Vesentini
Dental Tech. Advisor & Coordinator
 email: service@nsk-italy.it
 tel.: 0445 820070
 Mob. 345 8684801



Michela Raisa
Technical Customer Service
 email: service@nsk-italy.it
 tel.: 0445 820070



PER ORDINI DI ACQUISTO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE LA RETE DEI DISTRIBUTORI NSK



Alessandro Scarpati
Director
alessandro.scarpati@nsk-italy.it



Leo Altamura
 Piemonte, Lombardia,
 Liguria, Valle d'Aosta
Area manager & National key account
leo.altamura@nsk-italy.it
 328 7993824



Michele Latorre
 Lazio, Umbria, Marche,
 Toscana, Sardegna
Area Manager
michele.latorre@nsk-italy.it
 345 7935429



Roberto Lipari
 Centro e Sud Italia
Supervisor & Key account
roberto.lipari@nsk-italy.it
 349 7320628



Mario Scialò
 Sicilia, Calabria
Area Manager
mario.scialo@nsk-italy.it
 334 1111877



Massimiliano Spiazzi
 Veneto, Friuli, Emilia Romagna,
 Trentino Alto Adige
Area Manager & Special Market
massimiliano.spiazzi@nsk-italy.it
 348 6134225



Daniele Mangano
 Campania, Puglia,
 Basilicata, Abruzzo, Molise
Area Manager
daniele.mangano@nsk-italy.it
 346 3841235



CA3000 v02.21 IT

* Offerte valide dal 01 febbraio al 31 agosto 2021 salvo esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa, i prezzi si intendono IVA esclusa. Le offerte sono acquistabili presso la rete di distribuzione di NSK Dental Italy s.r.l.

