

NASCE IL MANIPOLO NSK PER GLI IMPIANTI ZIGOMATICI E PTERIGOIDEI

SGX-E20R può rendere il vostro trattamento implantare più facile ed efficiente. Rispetto ad un contrangolo chirurgico convenzionale, SGX-E20R ha un'angolazione specifica che ottimizza l'accesso all'osso zigomatico e pterigoideo e migliora notevolmente la visibilità.



MODELLO **SGX-E20R** CODICE: **HA1200**

- Riduttore 20:1
- Corpo in acciaio inossidabile
- Max velocità: 2,000 min⁻¹
- Max Torque: 50 Ncm
- Mandrino a rotazione
- Manipolo angolare
- Raffreddamento esterno
- Per preparazione osteotomica/inserimento di impianti zigomatici e pterigoidei per maxillofaciale/chirurgia orale


PREZZO LANCI
1.380€

anziché 1.655€



RAFFREDDAMENTO EFFICIENTE GRAZIE ALL'IRRIGAZIONE ESTERNA

L'irrigazione esterna di SGX-E20R permette di raffreddare efficacemente il campo operatorio e la fresa durante i trattamenti.



SISTEMA DI SIGILLATURA

Grazie al sistema di sigillatura si previene l'ingresso di contaminanti nello strumento, rendendo la decontaminazione più facile e prolungando così la vita dello strumento stesso.

Offerta valida fino al 31 luglio 2020, salvo esaurimento scorte.