

The NSK logo is positioned in the upper left corner of the advertisement. It consists of the letters 'NSK' in a bold, dark blue, sans-serif font. The background of the entire advertisement is a light blue gradient, featuring a central vertical image of a robotic arm and several translucent, spherical water droplets of various sizes scattered throughout.

CREATE IT.

OFFERTE SPECIALI

Valide dal 1 marzo al 31 agosto 2020

CONTRANGOLI

Contrangoli in **Acciaio Inossidabile S-Max M**



MODELLO **M95L** C.A. **C1023**

- Con Luce
- Spray Quadruplo
- 2 ANNI di Garanzia
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

549€
~~1.099€~~



MODELLO **M25L** C.A. **C1024**

- Con Luce
- Spray Singolo
- 2 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

439€
~~825€~~



MODELLO **M95** C.A. **C1026**

- Senza Luce
- Spray Quadruplo
- 2 ANNI di Garanzia
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

449€
~~828€~~



MODELLO **M25** C.A. **C1027**

- Senza Luce
- Spray Singolo
- 2 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

339€
~~622€~~

Vuoi i contrangoli in **Titanio Ti-Max X** ancora piu leggeri?

Aggiungi

110€

AL MODELLO **M95L**
per avere



MODELLO **X95L** C.A. **C600**

- Con Luce
- Spray Quadruplo
- 2 ANNI di Garanzia
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

Aggiungi

60€

AL MODELLO **M25L**
per avere



MODELLO **X25L** C.A. **C601**

- Con Luce
- Spray Singolo
- 2 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

Aggiungi

110€

AL MODELLO **M95**
per avere



MODELLO **X95** C.A. **C610**

- Senza Luce
- Spray Quadruplo
- 2 ANNI di Garanzia
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

Aggiungi

60€

AL MODELLO **M25**
per avere



MODELLO **X25** C.A. **C611**

- Senza Luce
- Spray Singolo
- 2 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

Vuoi i contrangoli in **Titanio Ti-Max Z** ancora piu leggeri, silenziosi e con 1 anno extra di garanzia?

Aggiungi altri

150€

AL MODELLO **X95L**
per avere



MODELLO **Z95L** C.A. **C1034**

- Con Luce
- Spray Quadruplo
- 3 ANNI di Garanzia
- Moltiplicatore 1:5
- Velocità Max: 200.000 min⁻¹

Aggiungi altri

150€

AL MODELLO **X25L**
per avere



MODELLO **Z25L** C.A. **C1038**

- Con Luce
- Spray Singolo
- 3 ANNI di Garanzia
- Rapporto 1:1
- Velocità Max: 40.000 min⁻¹

NSK

CREATE IT.



Serie Ti-Max Z

**La qualità NSK che già conoscevi,
ancora più vicina a te.**

Potenza, sicurezza, ergonomia: i contrangoli e le turbine della Serie Ti-Max Z sono la più recente evoluzione dei manipoli NSK, riconosciuti in tutto il mondo per efficienza e affidabilità. Oggi, ancora più vicini a te grazie a NSK Italy e al suo servizio clienti estremamente accurato.

TURBINE

Turbine in Acciaio Inossidabile con luce **S-Max M**



Attacco NSK
MODELLO **M900L** C.A. **P1254**

Attacco KaVo® MULTIflex®
MODELLO **M900KL** C.A. **P1258**

POTENZA 26W

- **Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati**
- Sostituzione cartuccia in studio
- Spray Quadruplo
- Cuscinetti in ceramica
- **2 ANNI** di garanzia

423€*
-847€

423€*
-950€

Vuoi le turbine in **Titanio con luce Ti-Max Z** ancora piu leggere, silenziose e con 1 anno extra di garanzia?



Aggiungi 270€

AL MODELLO **M900L**
per avere

Attacco NSK
MODELLO **Z900L** C.A. **P1111**

Aggiungi 270€


AL MODELLO **M900KL**
per avere

Attacco KaVo® MULTIflex®
MODELLO **Z900KL** C.A. **P1113**

POTENZA 26W

- **Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati**
- Torque 26W (modello Z900L)
- Testina molto piccola: ø12,5 x Al 13,1 mm
- Velocità: 320.000~400.000 min⁻¹
- Corpo in Titanio DURAGRIP
- Spray Quadruplo
- Serraggio Push Button
- Cuscinetti in ceramica
- Microfiltro
- Il modello Z800L con testina ancora più piccola: ø10,8 x Al 12,1 mm
- **3 ANNI** di garanzia

S-Max Pico



Scala 1:1

Testina -ø: 8,6 mm
Altezza testina: 9,0 mm

Turbine in Acciaio inossidabile con luce

LA TESTINA PIÙ PICCOLA AL MONDO

- Spray Singolo
- Design testina ergonomico
- Cuscinetti in ceramica
- **2 ANNI** di garanzia

Attacco NSK
MODELLO **S-Max pico**
C.A. **P1140**

593€*
-994€

Attacco KaVo® MULTIflex®
MODELLO **S-Max pico KL**
C.A. **P1142**

593€*
-1070€

Pana-Max 2



Turbine in Acciaio inossidabile senza luce

POTENZA 20W

- Spray Singolo
- Sostituzione cartuccia in studio
- Cuscinetti in Ceramica
- Particolarmente resistente agli urti

Attacco NSK
MODELLO **Pana-Max2 PTL** C.A. **P1211**

299€*
-584€

Attacco KaVo® MULTIflex®
MODELLO **Pana-Max2 KV** C.A. **P1212**

299€*
-628€



Attacco diretto
MODELLO **Pana-Max2 M4** C.A. **P1154**

253€*
-466€

NSK

CREATE IT.



Serie S-Max M

POTENZA 26 W

24 MESI DI GARANZIA

**La qualità NSK che già conoscevi,
ancora più vicina a te.**

Affidabilità, ergonomia e prestazioni: i contrangoli e le turbine della nuova serie S-Max M sono l'ultima evoluzione dei manipoli NSK più venduti e apprezzati in tutto il mondo. Oggi, ancora più vicini a te grazie a NSK Dental Italy e al suo servizio clienti estremamente accurato.

IGIENE E PROFILASSI

Perio-Mate

Rimozione del Biofilm

Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati
Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina*
Per il trattamento di tasche periodontali e periimplantiti
Il manipolo ruota a 360°

+ 2° Manipolo

+ Perio-Mate Powder · 2 flaconi da 160 g



859€*
+379€

* Connessione diretta
M4 e B2 non compresa



Perio-Mate Powder

CODICE ARTICOLO **Y900938**

- Polvere per il trattamento subgingivale con dispositivi Air Polishing
- 2 flaconi da 160g

Perio-Mate REF. **Y1002654**
Manipolo Perio-Mate REF. **T1043010**
Perio-Mate Powder REF. **Y900938**

Prophy-Mate neo

Sistema di Sbiancamento Dentale

Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati
Connessione rapida ai più diffusi attacchi per turbina*
Design maneggevole
Il manipolo ruota a 360°

+ 2° Manipolo

+ Flash pearl · 4 flaconi da 300 g

859€*
+242€

* Connessione diretta
M4 e B2 non compresa



Flash pearl

CODICE ARTICOLO **Y900698**

- Polvere di bicarbonato di calcio per pulizia e rimozione profonda senza danneggiare la superficie dentale
- 4 flaconi da 300g

99€*
+12€

Prophy-Mate neo REF. **Y135029**
Manipolo lungo REF. **T797010**
Flash Pearl REF. **Y900698**



MODELLO **FX57m** CODICE ARTICOLO **C1054**

- Contrangolo · Riduzione 4:1
- Corpo in Acciaio Inossidabile
- Con testina dimensionata per coppette e spazzolini

193€*
-340€



MODELLO **X55** CODICE ARTICOLO **C618**

- Contrangolo Senza Luce Per OrthoStripping/Proxoshaping/Composhaping
- Riduzione 4:1
- Corpo in Titanio massiccio
- Spray singolo

449€*
-730€



MODELLO **S970L** CODICE ARTICOLO **T1005**

- Ablatore ad aria
- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

709€*
+315€



MODELLO **S970KL** CODICE ARTICOLO **T1013**

- Ablatore ad aria
- Corpo in Titanio DURACOAT
- Frequenza di oscillazione: 5.800~6.200 Hz
- Fibra ottica Cellulare
- Connessione Attacco KaVo®
- Kit da 3 punte compreso (S1, S2 & S3)

779€*
+437€

MODELLO **S970** C.A. **T1020**

- Senza Luce

569€*
+079€

IGIENE E PROFILASSI

Varios Combi Pro iPiezo engine®

Dispositivo di Igiene per Ultrasuoni/Air Polishing per trattamenti di profilassi

CODICE ARTICOLO **Y1002843**

Il dispositivo è composto da:

- **Prophy-System** · Include manipolo con puntale a 60° per profilassi supragengivale
- Polvere FLASHpearl (5 buste da 15 g)
- **Ultrasuoni** · Include manipolo ad ultrasuoni Varios2 LUX con luce LED
- Tre punte: G4, G6, G8
- Controllo a pedale multifunzione
- Unità di comando

**RICHIEDI PROVA
NEL TUO STUDIO**

4.499€*
~~7.860€*~~



Kit Perio

Trattamento periodontale Subgengivale

CODICE ARTICOLO **Y1003042**

Si compone di:

- Manipolo per igiene periodontale · Serbatoio di polvere
- Per connessione con Vario Combi Pro
- Punta Perio-Mate (40 punte confezionate sterili)
- Polvere Perio-Mate (1 flacone da 160g)

Ulteriore 2° manipolo incluso



Varios2 Lux

Ablatore Multifunzionale ad Ultrasuoni

CODICE ARTICOLO **E351050**

- Doppia luce LED
- Motore iPiezo Engine®
- Vasta gamma di punte per diverse applicazioni
- Per connessione con Vario Combi Pro

Varios 970

LED

MODELLO **Varios 970 LED**

CODICE ARTICOLO **Y1001168**

- Sistema Multifunzionale ad Ultrasuoni
- Con Luce LED

1.599€*
~~2.800€*~~



MODELLO **Varios 970**

CODICE ARTICOLO **Y1001175**

- Sistema Multifunzionale ad Ultrasuoni
- Senza Luce

1.389€*
~~2.410€*~~

Varios 570

LED

969€*
~~1.896€*~~

MODELLO **Varios 570 LED**

CODICE ARTICOLO **Y1001273**

- Ablatore ad Ultrasuoni
- Con Luce LED



Varios 370

709€*
~~1.240€*~~

MODELLO **Varios 370**

CODICE ARTICOLO **Y1001340**

- Ablatore ad Ultrasuoni
- Senza Luce



MANUTENZIONE

iCare

Lavaggio e Lubrificazione automatici

MODELLO **iCare C2** CODICE ARTICOLO **Y1002787**

- Capacità per quattro strumenti:
 - 2 turbine
 - 2 connessioni Intra

Inclusa: 1 turbina in omaggio



MODELLO **M900L**

CODICE ARTICOLO **P1254001**

- **Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati**
- Sostituzione cartuccia in studio
- Spray Quadruplo
- Cuscinetti in ceramica
- **2 ANNI** di garanzia



1.559€*
~~3.915€~~

Pana Spray Plus

Lubrificante di formulazione speciale per manipoli di alta e bassa velocità e motori ad aria

18,50€*
~~27,00€~~



Pana Spray Plus 500 ml CODICE ARTICOLO **Z182100**

- **Pana Spray Plus** Pulisce e lubrifica internamente tutti gli strumenti
- Per manipoli ad alta e bassa velocità e motori ad aria
- Lubrificante speciale con alcool e silicone

NSK

CREATE IT.

Se il futuro fosse un'autoclave sarebbe N1clave.



N1

CLAVE

6 brevetti internazionali registrati.

Disponibile in 5 versioni, da 6 a 10 kg di carico utile.

MANUTENZIONE

PROMO SERVICE



**Riparare i manipoli NSK
oggi è super vantaggioso!**

Per tutto il periodo
delle Offerte speciali,
dall'1 marzo al 31 agosto 2020,
riparare le turbine e i contrangoli 1:1

Serie S-Max M

costa solo

199€

PREZZO IVA
INCLUSA

a pezzo.

**Indipendentemente dall'anno di acquisto del prodotto
il servizio di assistenza di NSK Dental Italy se ne prenderà cura,
per restituirlo come nuovo.**

Lo sapevi che...

La prima riparazione di un prodotto NSK in periodo di garanzia è gratuita.

Completamente gratuita. Per tutti i tipi di malfunzionamento,
con la sola eccezione dei danni da urto.

Perché la qualità dei nostri prodotti è anche la qualità del nostro servizio
di assistenza: efficiente, affidabile, conveniente.

CHIRURGIA

SurgicPro Micromotore Per Implantologia

**RICHIEDI PROVA
NEL TUO STUDIO**



- POTENTE
- SICURO
- AFFIDABILE

MAGGIORE POTENZA
fino a 80 Ncm

CONFIGURA IL TUO SURGIC PRO PER LE TUE ESIGENZE:

2.989 €*
~~6.266€~~

SurgicPro


CODICE ARTICOLO **Y1003587**

Micromotore incluso **SG70M**



Senza Luce · Con Cavo

Extra 2 contrangoli
inclusi nel prezzo
oltre a quello incluso
nella configurazione



REF. **C1010**

- Contrangolo SG20
- Senza Luce
- Riduzione 20:1

Oppure **ISD 900**
incluso nel prezzo

3.689 €*
~~7.645€~~

SurgicPro **LED**

CODICE ARTICOLO **Y1003586**

Micromotore incluso **SGL70M**



Con Luce · Con Cavo

Extra 2 contrangoli
inclusi nel prezzo
oltre a quello incluso
nella configurazione



REF. **C1003**

- Contrangolo X-SG20L
- Con Luce
- Riduzione 20:1

Oppure **ISD 900**
incluso nel prezzo

3.949 €*
~~8.593€~~

SurgicPro **LED**

CODICE ARTICOLO **Y1003586**

Micromotore incluso **SGL70M**



Con Luce · Con Cavo

incluso nella configurazione
un contrangolo

REF. **C1003**

- Contrangolo X-SG20L
- Con Luce
- Riduzione 20:1


Incluso nel prezzo

Osseo 100

CODICE ARTICOLO **Y1004175**



- Dispositivo Osseo 100
- Driver MultiTipeg
- Adattatore e spine di rete MultiTipeg™ non incluso, venduto separatamente.



PASSA AL **SurgicPro+ **LED****
PER UTILIZZARE IL GRAFICO
D'INSERIMENTO DELL'IMPIANTO

CODICE ARTICOLO **Y1003585**

+
600€*

RISPETTO A
SURGIC PRO LED

CHIRURGIA

VarioSurg 3 iPiezo engine®

Sistema di Chirurgia ad Ultrasuoni




CODICE ARTICOLO **Y1002726**

- Applicazioni: Chirurgia Ossea · Rialzo del Seno
Chirurgia Periodontale · Chirurgia Endodontica
- Tre modalità: Chirurgia, Endodonzia, Periodonzia
(9 programmi)
- Modalità di pulsazione selezionabile
- Intensità di LED regolabile
- Funzione autopulizia
- Funzione di retroalimentazione

CON DOPPIA LUCE

LED



4.949 €*
~~10.888 €~~

Compreso:

Kit Base:

- H-SG1
- SG3
- SG5
- SG6D
- SG7D
- SG11



**2° manipolo con cavo
Compreso:**



Manipolo con Cavo

CODICE ARTICOLO **E1133001**



SurgicPro+ VarioSurg 3 iPiezo engine®

POTENZA E RENDIMENTO RADDOPPIATI

La tecnologia di collegamento di NSK consente di connettere le due unità per utilizzo con un solo controllo a pedale creando un centro di trattamento chirurgico compatto

LED

8.999 €*
~~15.157 €~~

Surgic Pro+ LED REF. **Y1003585**

VarioSurg3 REF. **Y1002248**

iCart Duo REF. **S9090**

Cavo di collegamento REF. **Z1189**



CHIRURGIA

Contrangoli · RIDUZIONE 20:1



MODELLO **SGMS-ER20i**

C.A. **Y110147**

- Senza Luce
- Riduzione 20:1
- Indicatore di Profondità

599 €
849 €



MODELLO **SG20**

C.A. **C1010**

- Senza Luce
- Riduzione 20:1

569 €
960 €



MODELLO **X-SG20L**

C.A. **C1003**

- Con Luce
- Riduzione 20:1

889 €
1.382 €

SMONTABILE



MODELLO **X-DSG20**

C.A. **C1067**

- Senza Luce

799 €
1.207 €

MODELLO **X-DSG20L**

C.A. **C1068**

- Con Luce
- Riduzione 20:1

999 €
1.486 €

Alta Velocità



MODELLO **X-SG93**

C.A. **C1007**

- Senza Luce

769 €
1.080 €

MODELLO **X-SG93L**

C.A. **C1004**

- Con Luce
- Moltiplicatore 1:3
- Spray triplo

989 €
1.380 €



MODELLO **Z-SG45**

C.A. **C1108**

- Senza Luce

729 €
1.157 €

MODELLO **Z-SG45L**

C.A. **C1107**

- Con Luce
- Moltiplicatore 1:3
- Spray triplo

849 €
1.352 €



MODELLO **Z45L** C.A. **C1064**

- Con Luce
- Spray Quadruplo
- 3 ANNI di Garanzia
- Moltiplicatore 1:4,2
- Velocità Max: 168.000 min⁻¹

853 €
1.453 €

Manipoli Diritti



MODELLO **X-SG65**

C.A. **H1038**

- Senza Luce

489 €
674 €

MOD. **X-SG65L**

C.A. **H1009**

- Con Luce
- Rapporto 1:1

799 €
1.190 €



MOD. **SGS-ES**

C.A. **H264**

- Senza Luce
- Rapporto 1:1

399 €
667 €



MOD. **SGS-E2S**

C.A. **H266**

- Senza Luce
- Moltiplicatore 1:2

799 €
1.143 €



MOD. **SGA-ES**

C.A. **H263**

- Senza Luce
- Rapporto 1:1
- Angolo 20°

699 €
970 €



MOD. **SGA-E2S**

C.A. **H265**

- Senza Luce
- Moltiplicatore 1:2
- Angolo 20°

899 €
1.240 €

CHIRURGIA

Osseo 100

La stabilità dell'impianto,
senza dubbi.

Osseo 100 misura la stabilità dell'impianto (valore ISQ) e l'osteointegrazione, permettendo di decidere in modo preciso e non invasivo quando caricare l'impianto. Una decisione particolarmente importante quando si tratta di utilizzare protocolli che prevedono trattamenti a tempo limitato e con pazienti ad alto rischio. Per limitare il rischio di insuccesso nella ricostruzione di corone e ponti, basta seguire una semplice procedura in 3 step.

MODELLO **Osseo 100** CODICE ARTICOLO **Y1004175**

NUOVO



1.689 €*
~~2.800 €~~

ISD900

Avvitatore Protesico Cordless

CODICE ARTICOLO **Y1001358**



999 €*
~~1.052 €~~

- Compatibile con i principali sistemi implantari
- Calibrazione del Torque (TCS)
- Intervallo Torque tra 10 e 40 Ncm
- Velocità di 15, 20 o 25 rpm⁻¹

iPiezo engine®

Esclusivo di

NSK


Motore ultrasonico di ultima generazione

Il motore ultrasonico capace di alte prestazioni dotato di IPIEZO ENGINE permette un trattamento fantastico.

L'operatore può sfruttare una precisione incredibile alla punta come se questa fosse un prolungamento della propria mano.


Questo grazie alla tecnologia IPIEZO ENGINE che permette all'unità di adattarsi perfettamente alle condizioni della superficie dentale trattata.

Il risultato è un trattamento più rapido e meno doloroso per il paziente



ENDODONZIA


OFFERTA KIT ENDODONZIA



1.679€*
~~3.354€*~~

iPex II REF. **Y1002208**
ENDO-MATE DT REF. **Y141121**
MPAS-F20R REF. **Y110046**

OFFERTA KIT ENDODONZIA



1.679€*
~~3.221€*~~

iPex II REF. **Y1002208**
ENDO-MATE TC2 REF. **Y1001027**
MPAS-F20R REF. **Y110046**

iPex II Localizzatore Apicale Avanzato

CODICE ARTICOLO **Y1002208**

- Processore SmartLogic di nuova generazione
- Tre segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare
- Grande Display LCD a tre colori

599€*
~~1.126€*~~



Endo-Mate DT Micromotore per Endodonzia

CODICE ARTICOLO **Y141121**

- Selezione di 9 programmi regolabili
- Manipolo leggero e confortevole
- Controllo del Torque da 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande Display LCD
- Funzione auto-reverse

869€*
~~1.735€*~~



Endo-Mate TC2 Micromotore per Endodonzia

CODICE ARTICOLO **Y1001027**

- Cordless
- 5 programmi per diversi tipi di lime
- Controllo del Torque
- Funzione auto-reverse con segnale acustico

899€*
~~1.602€*~~



Ultimate XL Torque Micromotore ad induzione

CODICE ARTICOLO **Y141471**

- Torque potente e stabile di 8,7 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215gr (senza cavo)

1.449€
~~2.191€~~



Ultimate XL Compact Micromotore ad induzione

CODICE ARTICOLO **Y141472**

- Torque potente e stabile di 6,0 Ncm
- Velocità: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181gr (senza cavo)

1.149€
~~2.191€~~



Presto II Turbina senza Lubrificazione

CODICE ARTICOLO **Y150022**

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

599€
~~1.061€~~



Volvere i7 Micromotore Standard

CODICE ARTICOLO **Y1002890**

- Torque potente e stabile di 4,1 Ncm
- Velocità: 1.000~35.000 min⁻¹

849€
~~1.572€~~



PRESTO AQUA II Turbina con raffreddamento ad acqua

CODICE ARTICOLO **Y150023**

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

1.199€
~~2.120€~~



PRESTO AQUA LUX Turbina con Luce e raffreddamento ad acqua

CODICE ARTICOLO **Y1001151**

- Velocità: 320.000 min⁻¹
- Basso livello di rumore e vibrazioni
- Esclusivo meccanismo anti polvere

1.599€
~~2.772€~~





ASSISTENZA TECNICA **NSK DENTAL ITALY**
Piergiuseppe Vesentini email: service@nsk-italy.it - mob: 345 8684801

PER ORDINI DI ACQUISTO VI PREGHIAMO DI CONTATTARE LA RETE DEI DISTRIBUTORI **NSK**

Alessandro Scarpati

Director
alessandro.scarpati@nsk-italy.it

Piemonte, Lombardia, Liguria,
Valle d'Aosta

Leo Altamura

Area manager & Key account
leo.altamura@nsk-italy.it
328 7993824

Sicilia, Calabria, Malta

Roberto Lipari

Area manager & Key account
roberto.lipari@nsk-italy.it
349 7320628



Lazio, Umbria, Marche
Toscana, Sardegna

Michele Latorre

Area Manager
michele.latorre@nsk-italy.it
345 7935429

Veneto, Friuli, Emilia Romagna,
Trentino Alto Adige

Massimiliano Spiazzi

Area Manager & Special Market
massimiliano.spiazzi@nsk-italy.it
348 6134225

Campania, Puglia, Basilicata,
Abruzzo, Molise

Daniele Mangano

Area Manager
daniele.mangano@nsk-italy.it
346 3841235



VIENI A TROVARCI AD
EXPODENTAL MEETING RIMINI
17 - 18 - 19 Settembre 2020